



**Hillrom™**

**Welch Allyn®  
Connex® Spot Monitor**



## Manuel d'entretien

Version 1.5X du logiciel

© 2023 Welch Allyn. Tous droits réservés. L'acheteur est autorisé à copier la présente publication, en vue d'une distribution interne uniquement, en utilisant le support fourni par Welch Allyn. Aucune autre utilisation, reproduction ou distribution de la présente publication ou de toute partie de celle-ci n'est autorisée sans l'accord écrit de Welch Allyn.

**Mentions légales.** Welch Allyn, Inc. (« Welch Allyn ») décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages causés à des tiers susceptibles de découler (i) d'une utilisation du produit non conforme aux instructions, précautions et avertissements publiés dans ce manuel ou aux indications d'utilisation publiées dans le *Mode d'emploi*, ou (ii) de toute utilisation illégale ou inappropriée du produit.

Welch Allyn, Connex, SureTemp, FlexiPort et SureBP sont des marques déposées de Welch Allyn.

Eco Cuff est une marque commerciale de Welch Allyn.

LNCS, ReSposable, et Rainbow sont des marques commerciales, et SET, LNOP, et Masimo sont des marques déposées de Masimo Corporation. La détention ou l'achat d'un appareil équipé de Masimo SpO2 n'implique aucune autorisation expresse ou implicite dans l'utilisation de l'appareil avec des câbles ou capteurs non autorisés susceptibles, seuls ou en combinaison avec cet appareil, de relever d'un ou de plusieurs brevets concernant cet appareil.

Pour plus d'informations sur les brevets Masimo, veuillez consulter le site [www.masimo.com/patents.htm](http://www.masimo.com/patents.htm).

Nellcor SpO2 Patient Monitoring System avec OxiMax Technology et Nellcor SpO2 OxiMax Technology sont des marques commerciales de la société Medtronic.

Braunet ThermoScan sont des marques déposées de Braun GmbH.

Nonin est une marque déposée de Nonin Medical, Inc.

La marque et les logos *Bluetooth* sont des marques déposées appartenant à *Bluetooth SIG, Inc.* Toute utilisation de ces marques par Welch Allyn est soumise à licence.

Les logiciels de ce produit sont protégés par la loi sur le copyright 2023 de Welch Allyn ou de ses fournisseurs. Tous droits réservés. Le logiciel est protégé par les lois des États-Unis relatives aux droits d'auteur, ainsi que par les dispositions des traités internationaux en vigueur dans le monde entier. En vertu de ces lois, le détenteur de la licence est autorisé à utiliser la copie du logiciel livrée avec cet appareil pour le fonctionnement du produit avec lequel il est fourni. La copie, la décompilation, l'ingénierie inverse, le désassemblage ou la réduction à toute forme perceptible par l'homme sur le logiciel sont interdits. Il ne s'agit en aucun cas d'une vente du logiciel ou d'une copie de celui-ci. Tous les droits, titres et propriétés du logiciel restent la propriété de Welch Allyn ou de ses fournisseurs.

Ce produit peut contenir un logiciel dit « libre » ou à « code source ouvert » (FOSS). Hillrom utilise et prend en charge l'utilisation des logiciels FOSS. Nous considérons que les logiciels FOSS rendent nos produits plus fiables et sûrs et offrent davantage de flexibilité à nos clients. Pour en savoir plus sur les logiciels FOSS susceptibles d'être utilisés dans ce produit, consultez notre site Web FOSS à l'adresse [hillrom.com/opensource](http://hillrom.com/opensource). Si nécessaire, une copie du code source FOSS est disponible sur notre site Web FOSS.

Pour plus d'informations sur un produit, contactez l'assistance technique Hillrom : [hillrom.com/en-us/about-us/locations/](http://hillrom.com/en-us/about-us/locations/).

**REF** 80024469 Ver. E

Date de révision : 07/2023

Ce manuel s'applique au **#** MONITEUR DE SIGNES VITAUX ESSENTIELS 901058.



Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

[hillrom.com](http://hillrom.com)

Welch Allyn, Inc. est une filiale de Hill-Rom Holdings, Inc.



# Table des matières

---

<b>Symboles et définitions .....</b>	<b>1</b>
<b>Sécurité .....</b>	<b>5</b>
Avertissements et mises en garde .....	5
Considérations générales en matière de sécurité .....	6
Décharge électrostatique (DES) .....	6
<b>Présentation .....</b>	<b>9</b>
Objectif et champ d'application .....	9
Services d'assistance technique .....	10
Périodicité d'entretien recommandée .....	14
L'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool .....	16
Performances de la batterie .....	17
<b>Commandes, indicateurs et connecteurs .....</b>	<b>21</b>
<b>Paramètres avancés .....</b>	<b>27</b>
Accès aux Paramètres avancés .....	27
Onglet General (Général) .....	28
Onglet Parameters (Paramètres) .....	29
Onglet Network (Réseau) .....	31
Onglet Service (Entretien) .....	36
<b>Séquence de mise sous tension .....</b>	<b>43</b>
<b>Technologie sans fil Bluetooth .....</b>	<b>45</b>
Activation de l'appariement Bluetooth .....	45
Appariement d'un appareil avec la technologie sans fil Bluetooth .....	46
Flux de travail de Bluetooth basse énergie (BLE) .....	47
<b>Démontage et réparation .....</b>	<b>49</b>
Outils et équipements requis .....	50
Tableau des valeurs de couple .....	50
Types de connecteur .....	51
Présentation du démontage .....	54
Mise hors tension du moniteur .....	55
Retrait du moniteur du support .....	56
Vue éclatée .....	57
Retrait de la batterie .....	58
Retrait du boîtier arrière .....	59
Retrait du module ou du boîtier de température .....	60
Démontage de la carte PCA principale .....	63

Retrait du haut-parleur .....	63
Séparation de la carte PCA principale et du boîtier frontal .....	64
Retrait de l'insert SpO2 .....	65
Retrait de la carte SpO2 .....	69
Retrait de la carte de communication .....	72
Retrait du câble ruban de l'écran tactile et de l'écran de la carte PCA principale, séparément .....	74
Retrait de l'ensemble de la pompe .....	79
Remplacement de la carte PCA principale .....	80
Démontage du boîtier frontal .....	81
Retirez la monture du boîtier frontal .....	81
Surface de travail de l'APM (Accessory Power Management, gestion de l'alimentation des accessoires) .....	82
Retrait de la surface de travail de l'APM du support .....	82
Retrait de la batterie de la surface de travail de l'APM .....	83
Notes de démontage et de montage des supports mobiles et des blocs d'alimentation .....	85
<b>Unités remplaçables sur site .....</b>	<b>97</b>
Étiquette de numéro de série et de modèle de l'appareil .....	99
À propos des kits d'entretien de 4e édition .....	99
À propos des kits d'entretien de 3e édition .....	101
<b>Exigences en matière de nettoyage .....</b>	<b>105</b>
Préparation du nettoyage de l'équipement .....	106
Élimination de déversements liquides sur le moniteur .....	107
Nettoyage de l'équipement .....	108
Séchage de l'équipement .....	108
Rangement de l'appareil .....	108
Nettoyage des accessoires .....	109
Nettoyage des contacts du thermomètre ThermoScan PRO 6000 de Braun .....	109
Conditions de décontamination et de nettoyage en cas de retour .....	110
<b>Configuration et installation de l'appareil .....</b>	<b>111</b>
Aperçu de la configuration .....	111
<b>Présentation de la vérification fonctionnelle et de l'étalonnage .....</b>	<b>115</b>
Tests de vérification fonctionnelle .....	115
Vérification fonctionnelle de base .....	119
Vérification fonctionnelle et étalonnage complets .....	128
<b>Options et mises à niveau .....</b>	<b>135</b>
Options disponibles .....	136
Installation d'options .....	137
Mise à niveau du logiciel avec l'outil d'entretien Welch Allyn .....	137
Mise à niveau du micrologiciel de l'appareil .....	138
Services SmartCare™ pour la maintenance et la réparation .....	139
Formation sur l'entretien et la réparation .....	140
<b>Annexe .....</b>	<b>141</b>
Spécifications .....	141
Valeurs d'usine par défaut .....	153

Installation du câble du système d'appel infirmier .....	162
Configuration d'une connexion VNC distante .....	163
<b>Dépannage .....</b>	<b>165</b>
Interprétation du contenu du fichier journal .....	165
Symptômes et solutions .....	171
Messages d'alarmes techniques et d'informations .....	183
<b>Connex Direct .....</b>	<b>243</b>
Introduction .....	243
Configuration d'Active Directory .....	247
Flux de travail du projet .....	269
Dépannage .....	270
<b>Identification du moniteur et des sous-systèmes .....</b>	<b>277</b>
Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur .....	277
Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur .....	278
Format et code du numéro de modèle .....	278
Schéma d'interconnexion .....	280
<b>Trousse à outils d'entretien et de maintenance .....</b>	<b>281</b>
<b>Configuration du logiciel d'entretien .....</b>	<b>283</b>
<b>Fiche d'entretien .....</b>	<b>285</b>



# Symboles et définitions

## Symboles figurant dans la documentation

Pour obtenir des informations concernant l'origine de ces symboles, consulter le glossaire des symboles Welch Allyn : <https://www.hillrom.com/content/dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80022/80022945LITPDF.pdf>.



**AVERTISSEMENT** Les messages d'avertissement de ce manuel décrivent des situations ou pratiques susceptibles d'entraîner des blessures, une maladie ou le décès. Les messages d'avertissement apparaissent sur fond gris dans un document en noir et blanc.



**ATTENTION** Les mises en garde de ce manuel décrivent des situations ou des pratiques pouvant endommager l'équipement ou tout autre appareil, ou entraîner la perte de données.



Suivez le mode d'emploi – action obligatoire.

Une copie du mode d'emploi est disponible sur ce site Web.

Une version imprimée du mode d'emploi peut être commandée auprès de Welch Allyn. Elle sera livrée dans un délai de 7 jours calendaires.

## Symboles d'alimentation



Veille



Mise à la terre équipotentielle



Fiche d'alimentation



Batterie absente ou défectueuse



Présence de courant alternatif, batterie à pleine charge









Niveau de charge de la batterie








Présence de courant alternatif, batterie en cours de charge







Batterie

	Courant alternatif (CA)		Batterie rechargeable
	Puissance nominale en entrée, CC		Puissance nominale en entrée, CA
<b>Li-ion</b>	Batterie Lithium-ion		Courant continu (CC)
	Mise à la terre		




















## Symboles relatifs à la connectivité


	Bluetooth®		Ethernet
	USB		Appel infirmier
	Puissance du signal du réseau sans fil <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal (4 barres)</li> <li>• Bien (3 barres)</li> <li>• Acceptable (2 barres)</li> <li>• Faible (1 barre)</li> <li>• Pas de signal (pas de barres)</li> <li>• Pas de connexion (vide)</li> </ul>		

## Symboles divers

	Fabricant		Pièces appliquées de type BF protégées en cas de défibrillation
	Identifiant du produit		Numéro de série



	Numéro de commande		Indications RoHS de la Chine pour le contrôle de la pollution des produits électroniques de l'industrie de l'information. XX indique la période d'utilisation écologique en années.
	Ne pas réutiliser, dispositif à usage unique		Tri sélectif des équipements électriques et électroniques. Ne pas jeter ce produit dans les déchets ménagers non triés.
	Rayonnement électromagnétique non ionisant		Appel de maintenance
	Éclairage direct		Sur prescription uniquement ou « Ne doit être utilisé que par un praticien médical diplômé ou sur prescription de celui-ci »
	Haut		Fragile
IPX2	IP = marquage de protection international  X = absence d'indice de protection contre la pénétration d'objet  2 = Protection contre les gouttes d'eau tombant à la verticale lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°		Marquage de conformité radio (RCM) de l'Australian Communications and Media Authority (ACMA).
	Limite de température		Référence de commerce international
	Limite d'empilement par chiffre		Tenir au sec
	Plage d'humidité		Recyclable
	Symbole PSE pour les appareils de catégorie A dont l'utilisation est approuvée au Japon		Dispositif médical



Plage de pression  
atmosphérique

## Symboles figurant sur le support mobile



Charge de travail de sécurité  
maximale



Masse en kilogrammes (kg)



**ATTENTION** Les mises en garde de ce manuel décrivent des situations ou des pratiques pouvant endommager l'équipement ou tout autre appareil, ou entraîner la perte de données.

## Symbole de l'écran



Indicateur de traitement pour les activités telles que  
l'acquisition des mesures et la connexion à un ordinateur  
portable

## Sécurité

---

Tous les utilisateurs du moniteur doivent lire et comprendre toutes les informations de sécurité figurant dans ce manuel avant d'utiliser ou de réparer le moniteur.

En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu, distribué ou utilisé que par un médecin autorisé, ou sur prescription médicale.

## Avertissements et mises en garde



**AVERTISSEMENT** Risque lié à la sécurité. Procédez fréquemment aux contrôles visuels et électriques des câbles, capteurs et fils des électrodes. Tous les câbles, capteurs et fils des électrodes doivent être inspectés et entretenus convenablement, et gardés en bon état, pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement et la protection des patients.



**AVERTISSEMENT** Risque lié à la sécurité. Placez le moniteur et les accessoires à un endroit où ils ne risquent pas de blesser le patient en cas de chute d'une étagère ou d'un support.



**AVERTISSEMENT** Risque d'incendie et d'explosion. N'utilisez pas le moniteur à proximité d'un mélange anesthésique inflammable avec l'air, l'oxygène ou le protoxyde d'azote ; dans des environnements enrichis d'oxygène ; ou dans tout autre environnement potentiellement explosif.



**AVERTISSEMENT** Risque de mesure imprécise. L'infiltration de poussières et de particules dans l'appareil peut affecter la précision des mesures de pression artérielle. Utilisez le moniteur dans des environnements propres pour garantir la précision des mesures. En cas de présence ou d'accumulation de poussières au niveau des orifices de ventilation du moniteur, il convient de faire inspecter et nettoyer le moniteur par un technicien qualifié.



**AVERTISSEMENT** Des batteries défectueuses peuvent endommager le moniteur. Si la batterie semble endommagée ou craquelée, elle doit être remplacée immédiatement par une batterie approuvée par Welch Allyn.



**MISE EN GARDE** Avant de démonter l'appareil ou d'installer des options, débranchez le patient du moniteur, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation et tous les accessoires annexes (par exemple, les capteurs de SpO2, les tuyaux et brassards du tensiomètre et les sondes de température) de l'appareil.



**MISE EN GARDE** Ne dépassez pas les limites de poids maximal de votre support mobile avec paniers ou corbeilles remplis. Reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Mode d'emploi* de l'appareil pour connaître les limites de poids maximales du panier/de la corbeille et du support mobile.



**MISE EN GARDE** Pour vous assurer que le moniteur est conforme à ses spécifications de performance, stockez-le et utilisez-le dans un environnement capable de respecter les plages spécifiées de température et d'humidité.



**MISE EN GARDE** Le moniteur risque de ne pas fonctionner normalement en cas de chute ou d'endommagement. Protégez-le contre tout choc ou impact violent. N'utilisez pas le moniteur s'il semble être détérioré.



**MISE EN GARDE** Ne raccordez pas plusieurs patients à un moniteur ou ne connectez pas plusieurs moniteurs à un patient.



**MISE EN GARDE** Ne faites pas fonctionner le moniteur en cas d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ou avec une chambre hyperbare.

## Considérations générales en matière de sécurité

- Si le moniteur détecte un problème irrécupérable, il affiche un message d'erreur. Pour plus d'informations, consultez la section « Dépannage ».
- Pour garantir la sécurité du patient, utilisez exclusivement les accessoires recommandés ou fournis par Welch Allyn. (Consultez la liste des accessoires dans l'annexe du mode d'emploi ou sur le site Web <https://direct.hill-rom.com/hillromUS/en>.) Utilisez systématiquement des accessoires conformes aux normes en vigueur dans votre établissement et selon les recommandations et les instructions du fabricant. Suivez systématiquement le mode d'emploi du fabricant.
- Welch Allyn recommande le recours exclusif au personnel d'entretien Welch Allyn ou à un centre de réparation agréé pour les tâches d'entretien sous garantie. Tout entretien par un personnel non agréé peut se solder par l'annulation de la garantie.

## Décharge électrostatique (DES)



**MISE EN GARDE** Une décharge électrostatique (DES) peut endommager ou détruire des composants électroniques. Manipulez les composants sensibles à l'électricité statique uniquement sur une station de travail antistatique.



**MISE EN GARDE** Il convient de supposer que tous les composants électriques et électroniques du moniteur sont sensibles à l'électricité statique.

Une décharge électrostatique est le brusque passage du courant électrique d'un objet chargé à un autre objet ou à la terre. Les charges électrostatiques peuvent s'accumuler sur des éléments courants tels que les gobelets en mousse, les rubans adhésifs, les vêtements synthétiques, les

matériaux d'emballage en mousse non traitée, les sacs en plastique non traité et les dossiers, pour n'en citer que quelques-uns.

Les composants et les assemblages électroniques, s'ils ne sont pas correctement protégés contre les décharges électrostatiques, peuvent être irrémédiablement endommagés ou détruits lorsqu'ils se trouvent à proximité ou entrent en contact avec des objets chargés en électricité statique. Si vous manipulez des composants ou des assemblages qui ne sont pas rangés dans des emballages de protection et si vous ne savez pas si ces éléments sont sensibles à l'électricité statique, partez du principe qu'ils sont sensibles à l'électricité statique et manipulez-les conformément aux instructions.

- Procédez à la maintenance dans un environnement protégé contre les décharges d'électricité statique. Utilisez systématiquement les techniques et les équipements destinés à protéger le personnel et les équipements contre toute décharge électrostatique.
- Retirez les composants et les assemblages sensibles à l'électricité statique de leurs sacs de protection électrostatique, uniquement aux postes de travail antistatiques ; à savoir une table et un tapis correctement mis à la terre, et uniquement lorsque vous portez un bracelet de mise à la terre (avec une résistance d'au moins 1 mégohm en série) ou tout autre dispositif de mise à la terre.
- Utilisez uniquement les outils de mise à la terre lors de l'insertion, de l'ajustement ou de la suppression des composants et des assemblages sensibles à l'électricité statique.
- Retirez ou insérez des composants et des assemblages sensibles à l'électricité statique uniquement lorsque le moniteur est mis hors tension.
- Insérez et scellez les composants et les assemblages sensibles à l'électricité statique dans leurs sacs de protection électrostatique d'origine avant de les retirer des zones protégées contre les décharges d'électricité statique.
- Testez systématiquement votre bracelet de mise à la terre, le tapis, la surface de travail conductrice et le cordon mis à la terre avant de retirer les composants et les assemblages de leurs sacs de protection électrostatique et avant de commencer toute procédure de démontage ou de montage.



# Présentation

---

## Objectif et champ d'application

Ce manuel d'entretien décrit les procédures relatives à la maintenance préventive périodique et à l'entretien correctif pour le moniteur Welch Allyn Connex Spot Monitor. Il a été conçu pour être utilisé uniquement par du personnel compétent et qualifié.

L'entretien correctif porte sur les unités remplaçables sur site. Il s'agit des assemblages de circuits imprimés et de certains sous-assemblages, des pièces du boîtier et d'autres pièces.



**AVERTISSEMENT** Lors d'une procédure d'entretien, suivez scrupuleusement les instructions telles que décrites dans ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut endommager le moniteur, annuler la garantie du produit et causer de graves blessures.



**MISE EN GARDE** Les réparations de composants de circuits imprimés et de sous-ensembles ne sont pas prises en charge. Suivez uniquement les procédures de réparation décrites dans ce manuel.

Vous trouverez dans les fichiers d'aide Outil d'entretien Welch Allyn des instructions pour les tests fonctionnels et le contrôle des performances.

Ce manuel s'applique uniquement à cet appareil. Pour l'entretien de tout autre moniteur de signes vitaux, consultez le manuel d'entretien de l'appareil concerné.

Il incombe à un technicien qualifié en usine ou à un centre de maintenance agréé Welch Allyn de réaliser les tâches d'entretien non décrites dans ce manuel.

## Documents associés

Lors de l'utilisation de ce manuel, consultez ce qui suit :

- *Mode d'emploi du moniteur Connex® Spot Monitor* (sur le CD de documentation utilisateur)
- Outil d'entretien Welch Allyn :  
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- *Guide de configuration et d'installation de l'outil d'entretien Welch Allyn* :  
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- CD du mode d'emploi du thermomètre Braun ThermoScan® PRO 6000 Welch Allyn
- CD du mode d'emploi de la station de chargement Braun ThermoScan® PRO 6000 Welch Allyn
- *Mode d'emploi du testeur d'étalonnage 9600 Plus Welch Allyn* <https://assets.hillrom.com/is/content/hillrom/80020333LITPDFpdf>

- Site Web Hillrom : [hillrom.com](http://hillrom.com)

## Services d'assistance technique

Welch Allyn offre les services d'assistance technique suivants :

- Assistance téléphonique
- Prêt d'appareil
- Contrats d'entretien
- Formation sur l'entretien technique
- Pièces de rechange
- Service produits

Pour plus d'informations sur ces services, accédez au site suivant :

<https://www.hillrom.com/en/services/>.

## Prêts d'appareil

Pour les réparations sous garantie ou hors garantie non couvertes par un contrat d'assistance, des prêts sont disponibles à un coût nominal, sous réserve de disponibilité. Un paiement est requis avant toute expédition et pour tous les prêts non couverts par un contrat d'assistance. Les frais liés au prêt se trouvent sur la liste des prix des prêts de Welch Allyn.

Welch Allyn Les centres de maintenance, qui offrent un service de réparation pour ce produit, peuvent prêter un appareil pendant que l'appareil est en réparation, à la demande du client. Les appareils prêtés sont gratuits pour les produits en cours de réparation, dans le cadre d'un contrat d'assistance qui inclut une clause de prêt gratuit.

## Options d'entretien

### Services *SmartCare*™ pour la maintenance et la réparation

Bien que les garanties des produits fournissent une assurance fondamentale de la qualité du matériel de Welch Allyn, elles n'englobent pas toute la gamme de services et d'assistance dont vous avez besoin. Welch Allyn offre un entretien et une assistance Premium dans le cadre de son programme SmartCare. Que vous entreteniez vos appareils et ayez besoin d'une assistance minimum ou bien que vous souhaitiez que vos appareils fassent l'objet d'un entretien par nos soins, Welch Allyn propose un programme adapté à vos besoins. La liste des contrats d'entretien et d'assistance est présentée dans la section « Unités remplaçables sur site » de ce manuel.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial ou visitez notre site web :

<https://www.hillrom.com/en/services/>.

### Gestion à distance *SmartCare*

La gestion à distance SmartCare est un portail sécurisé basé sur le cloud qui offre aux biologistes médicaux un accès permettant de gérer leurs appareils connectés Hillrom à distance dans un portail centralisé.

Pour obtenir plus d'informations ainsi qu'une liste complète des informations de compatibilité, reportez-vous au Manuel d'utilisation de la gestion à distance SmartCare.



## Service de garantie

Toutes les réparations sur des produits sous garantie doivent être effectuées ou approuvées par Welch Allyn. Consultez tous les services de garantie rendus par le service produits Welch Allyn ou un autre centre de maintenance agréé Welch Allyn. Obtenez un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) pour tous les retours au service produits Welch Allyn en cliquant sur ce lien :

<https://www.hillrom.com/en/services/explore-our-self-service-tools/repair-status-request/>.



**MISE EN GARDE** Toute réparation non autorisée annulera la garantie du produit.

## Service hors garantie

Les centres de maintenance des produits de Welch Allyn et les fournisseurs de services agréés prennent en charge les réparations hors garantie. Contactez un centre de maintenance régional Welch Allyn pour connaître les prix et les services offerts.

Welch Allyn vend des pièces de rechange modulaires pour le service hors garantie. Seuls des ingénieurs biomédicaux / cliniques qualifiés doivent assurer ce service en suivant les consignes de ce manuel d'entretien.

Welch Allyn met à la disposition des ingénieurs biomédicaux/cliniques une formation sur l'entretien technique. Pour plus d'informations, accédez au site suivant :

<https://www.hillrom.com/en/knowledge/technical-training/>.

## Réparations

Un centre de maintenance Welch Allyn ou un fournisseur de services agréé doit effectuer toutes les réparations sur les produits sous garantie, à moins que vous ne soyez un technicien dûment certifié qui a suivi avec succès un cours de formation technique Welch Allyn. Pour plus d'informations sur la formation technique, contactez votre représentant commercial ou visitez <https://www.hillrom.com/en/knowledge/technical-training/>.



**MISE EN GARDE** Toute réparation non autorisée annulera la garantie du produit.

Un technicien qualifié ou un centre de maintenance Welch Allyn doit réparer les produits hors garantie.

Si Welch Allyn vous demande de lui retourner un produit pour le faire réparer ou pour un entretien de routine, prenez rendez-vous avec le centre de maintenance le plus proche de chez vous.

### Welch Allyn Assistance technique

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème avec l'appareil, appelez le centre d'assistance technique Welch Allyn le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide. Un représentant vous aidera à identifier le problème et s'efforcera de le résoudre par téléphone pour éviter tout retour inutile.


Si votre produit nécessite une garantie, une garantie prolongée ou un service de réparation hors garantie, un représentant de l'assistance technique Welch Allyn enregistrera toutes les informations nécessaires pour créer un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA). Le représentant de l'assistance technique vous indiquera l'adresse du centre de maintenance Welch Allyn à laquelle lui envoyer l'appareil en question.

L'assistance technique est disponible pendant les heures de bureaux locales.

## Retour des produits

En cas de retour d'un produit à Welch Allyn à des fins de maintenance, veuillez à déterminer les informations suivantes :

- Nom du produit, numéro du modèle et numéro de série. Vous pouvez trouver ces informations sur les étiquettes du produit et du numéro de série à l'arrière du boîtier.



- Adresse exhaustive pour l'expédition du retour.
  - Nom de contact et numéro de téléphone.
  - Instructions spéciales d'expédition.
  - Bon de commande ou numéro de carte de paiement si le produit n'est pas sous garantie.
  - Description complète du problème ou de la demande d'entretien.
1. Obtenez un numéro RMA. Contactez Welch Allyn et demandez un numéro RMA ou accédez à notre site Web :

<https://www.hillrom.com/en/services/explore-our-self-service-tools/repair-status-request/>.



**REMARQUE** Welch Allyn n'accepte pas les produits retournés sans numéro RMA.

2. Expédiez l'appareil à Welch Allyn en respectant les directives d'emballage suivantes :
  - a. Retirez de l'emballage les éléments ci-après : la batterie, tous les tuyaux, les connecteurs, les câbles, les capteurs, les cordons d'alimentation ainsi que tout autre produit et équipement auxiliaires, à l'exception des éléments qui pourraient être associés au problème.

### Conditions de retour des batteries lithium-ion

- Utilisez le transport terrestre pour retourner les batteries.
- Si vous renvoyez plusieurs batteries, emballez chaque batterie séparément.
- Ne regroupez pas plusieurs batteries dans un seul paquet.
- Utilisez l'emballage fourni par Welch Allyn ou le fabricant de la batterie.
- N'emballez pas une batterie défectueuse dans des bagages enregistrés ou à la main en cas de transport aérien.

### Emballage

- Si vous retournez la batterie avec l'appareil, retirez la batterie, enfermez-la dans un sac en plastique antistatique et placez-la dans l'emplacement réservé à cet effet près de l'appareil dans le carton d'emballage d'origine.
- Si vous retournez la batterie séparément, placez-la dans le sac en plastique de la batterie de rechange et dans la boîte de livraison.

Si le carton d'origine ou la boîte d'expédition de la batterie de rechange n'est pas disponible, consultez le site Web du fabricant pour obtenir plus d'informations sur l'expédition des batteries lithium-ion.



**AVERTISSEMENT** Risque lié à la sécurité. N'expédiez pas des batteries endommagées ou présentant des signes de fuite à moins que vous ne receviez des instructions spécifiques répondant aux exigences d'expédition des batteries lithium-ion. Jetez les batteries endommagées ou présentant des fuites d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément aux réglementations locales.



**REMARQUE** Aux États-Unis, les règlements applicables peuvent être consultés dans le Code of Federal Regulations (CFR). Reportez-vous au règlement 49 CFR 173.185 pour l'expédition des batteries lithium-ion par transport aérien ou terrestre. Utilisez les sections A54 et A101 du règlement 49 CFR 172.102 pour connaître les dispositions spéciales relatives à l'expédition des batteries lithium-ion.

- b. Nettoyez l'appareil.



**REMARQUE** Afin d'assurer la bonne réception de votre appareil par le centre de maintenance et d'accélérer le traitement et le retour de l'appareil, **veillez à nettoyer minutieusement tous les résidus de l'appareil avant de l'expédier à Welch Allyn**. Pour accéder aux exigences en matière de décontamination et de nettoyage, consulter : *Exigences en matière de décontamination et de nettoyage pour les retours* à la section Exigences en matière de nettoyage.

Si un appareil renvoyé est contaminé par des liquides corporels, il sera retourné aux frais de son propriétaire. Les réglementations fédérales des États-Unis interdisent le traitement de tout appareil contaminé par des agents pathogènes à diffusion hématogène. Welch Allyn nettoie minutieusement tout appareil retourné à la réception. Toutefois, tout appareil ne pouvant être nettoyé de façon appropriée ne sera pas réparé.

- c. Placez l'appareil dans un sac en plastique **avec une liste de colisage** dans le carton de conditionnement d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine ou dans un autre carton d'expédition approprié.
- d. Inscrivez le numéro RMA Welch Allyn avec l'adresse Welch Allyn à l'extérieur de la boîte d'expédition.

## Périodicité d'entretien recommandée

Pour vérifier le fonctionnement de l'appareil conformément aux spécifications conceptuelles, procédez à un entretien périodique, comme illustré dans le tableau suivant. Les clients équipés de l'édition sans licence standard de l'outil d'entretien Welch Allyn peuvent procéder à la vérification fonctionnelle de base et à l'étalonnage, comme indiqué dans le tableau, en suivant les instructions de ce manuel.

Composant	Périodicité d'entretien	Procédure d'entretien
Module PNI	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Module SpO2	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
SureTemp Plus	Une fois par an	Vérification fonctionnelle de base
Braun ThermoScan PRO 6000	Une fois par an <sup>1</sup>	Vérification fonctionnelle de base
Batterie	Une fois par an <sup>2</sup>	Remplacement de la batterie

<sup>1</sup> En plus de cette périodicité annuelle, Welch Allyn recommande de nettoyer les contacts du thermomètre Braun et de la base-support tous les 4 mois, car les débris qui s'accumulent dans les contacts peuvent interférer avec la transmission des données. Voir la section « Nettoyage des contacts du thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000 » plus loin dans ce manuel.

<sup>2</sup> Les performances de la batterie dépendent de l'utilisation clinique et des schémas de charge/décharge. Welch Allyn recommande de remplacer la batterie après 1 an ou lorsque sa capacité restante ne répond plus aux exigences du flux de travail.

Si vous disposez de l'édition Gold de l'outil d'entretien, utilisez-la pour effectuer une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil plutôt que de réaliser les tests de base. Effectuez une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil chaque fois que l'une des conditions suivantes existe :

- L'appareil ne répond pas aux spécifications (en fonction de la vérification fonctionnelle de base)
- L'appareil est tombé ou a été endommagé.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement.
- Le boîtier a été ouvert.
- Une partie interne a été remplacée (hormis la batterie).



**REMARQUE** Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'édition Gold, consultez les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien.

## Entretien

Pour plus d'informations sur la maintenance de l'appareil, consultez la section « Maintenance et entretien » dans le *Mode d'emploi* de cet appareil. Cette section aborde les sujets suivants :

- Exécution de contrôles réguliers
- Remplacement de la batterie du moniteur
- Remplacement de la batterie de la surface de travail de l'APM

- Exigences en matière de nettoyage



**REMARQUE** Le nettoyage lié à l'entretien est également abordé dans le manuel d'entretien.

## L'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool

L'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool est disponible dans les éditions suivantes :

- **Sans licence standard** : accompagne votre appareil.
- **Gold** : requise pour effectuer une vérification fonctionnelle et un étalonnage complets. Cette édition nécessite une licence supplémentaire. Pour plus d'informations sur l'obtention de cette licence, contactez Welch Allyn.



**REMARQUE** Pour pouvoir acquérir l'édition avec licence Gold, vous devez participer au cours de formation technique Welch Allyn ou suivre une formation en ligne sur l'appareil.

Les cliniciens et les techniciens peuvent utiliser l'outil de maintenance pour gérer et entretenir les produits Welch Allyn pris en charge. Vous pouvez utiliser l'outil de maintenance pour réaliser les tâches suivantes :

- **Examiner les informations sur l'appareil.** Lorsque l'outil d'entretien est connecté à l'appareil, il répertorie les modules installés, les versions installées du micrologiciel et du matériel, les informations sur la garantie et la réparation, l'état et l'historique de l'utilisation.
- **Recevoir des notifications si une maintenance périodique est requise.** L'outil d'entretien peut vous aider à gérer et à tenir à jour votre inventaire complet de produits Welch Allyn pris en charge. Grâce à la fonction d'entretien à distance, l'outil d'entretien peut se connecter au service à la clientèle Welch Allyn. Ainsi, vous pouvez recevoir automatiquement des mises à niveau de micrologiciel et de fonctionnalités pour vos produits pris en charge, y compris des mises à niveau logicielles pour l'outil d'entretien.
- **Installer les mises à jour et les mises à niveau.** L'outil d'entretien peut lire la version du micrologiciel pour chaque module et vérifier les mises à jour ou les mises à niveau disponibles.



**REMARQUE** Pour que l'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool prenne en charge les mises à jour et les mises à niveau, ajustez les paramètres de votre pare-feu pour permettre l'accès à l'adresse IP 169.254.10.10 (le serveur d'alimentation local pour le processus de mise à niveau logicielle).

- **Créer une liste de travail.** La liste de travail procure des informations sur les tâches d'entretien, aussi appelées « ordres d'exécution », à réaliser sur vos appareils. Les ordres d'exécution peuvent concerner des étalonnages périodiques, des mises à niveau ou des installations de licence.
- **Planifier une maintenance périodique.** Vous pouvez utiliser l'outil d'entretien pour définir la périodicité de l'entretien de chaque appareil faisant l'objet d'une maintenance.
- **Afficher et enregistrer des journaux.** Vous pouvez télécharger et enregistrer des fichiers journaux depuis l'appareil à des fins d'analyse pour contribuer au diagnostic et à l'identification des problèmes signalés.
- **Créer des comptes utilisateur.** Les administrateurs peuvent créer des comptes utilisateur et définir des niveaux d'autorisation pour contrôler l'accès aux fonctionnalités. Ainsi, ils peuvent permettre à un groupe d'effectuer des tâches administratives et à un autre groupe de réaliser des tâches d'entretien. La restriction des droits d'accès empêche le recours à l'outil d'entretien pour apporter des modifications non autorisées sur un appareil connecté.
- **Effectuer une vérification fonctionnelle et un étalonnage.** L'outil d'entretien peut contrôler tous les appareils nécessitant un étalonnage et les étalonner en fonction des spécifications conceptuelles, le cas échéant. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour tous les produits et nécessite l'outil d'entretien, édition Gold, pour chaque produit concerné.

- **Récupérer les données des appareils.** Dans les rares cas où un appareil ne peut plus démarrer à cause d'un micrologiciel corrompu, l'outil d'entretien peut connecter l'appareil au service d'assistance technique Welch Allyn pour réinstaller le micrologiciel.
- **Extensible.** Le logiciel de l'outil d'entretien accepte les nouveaux plug-ins pour prendre en charge les futurs produits Welch Allyn.

Certaines fonctionnalités sont activées pour n'importe quel utilisateur (édition sans licence standard). D'autres fonctionnalités nécessitent des privilèges ou un contrat de maintenance Welch Allyn (édition Gold). Si vous avez besoin d'assistance Gold pour un produit Welch Allyn, veuillez contacter l'assistance technique Welch Allyn.

## Performances de la batterie

### À propos des batteries

L'appareil utilise une batterie lithium-ion intelligente rechargeable à 2 cellules, complétée par une batterie lithium-ion rechargeable à 9 cellules, en option, dans la surface de travail de l'APM (Accessory Power Management, gestion de l'alimentation des accessoires). Les circuits internes permettent aux batteries de signaler leur état à l'appareil et à la surface de travail de l'APM. L'appareil affiche l'état de la batterie via le témoin d'alimentation, les icônes à l'écran et les messages d'état figurant dans la zone d'état de l'appareil. La batterie de l'APM indique à l'utilisateur le pourcentage de la charge totale sur la façade de la surface de travail de la manière suivante :

Nombre de voyants	Pourcentage de la charge totale
1	0 à 19
2	20 à 39
3	40 à 59
4	60 à 79
5	80 à 95
6	96 à 100

L'indicateur d'état de la batterie sur l'appareil affiche la charge totale restante des deux batteries combinées si la configuration possède à la fois une batterie interne et une batterie supplémentaire dans l'APM.

Les informations sur la batterie peuvent être recueillies avec l'outil d'entretien.

Les batteries neuves sont expédiées par le fabricant. Elles sont chargées à 40 % pour prolonger leur durée de vie. Après l'installation d'une nouvelle batterie dans l'appareil, vous devez brancher l'appareil sur une prise d'alimentation CA pour activer la batterie. Si l'appareil n'est pas mis sous tension, la nouvelle batterie se décharge.

La zone d'état de l'appareil indique que la batterie est faible lorsqu'il ne reste que 30 minutes de puissance. Un second message similaire s'affiche lorsqu'il ne reste plus que 5 minutes de puissance. Le message indiquant les 30 minutes est une alarme technique de priorité faible. Le message d'alarme s'affiche sur un fond cyan dans la zone d'état de l'appareil. Cette alarme peut être ignorée par l'utilisateur et toutes les fonctions de l'appareil restent disponibles. Le message indiquant 5 minutes est une alarme technique de priorité élevée qui apparaît sur un fond rouge dans la zone

d'état de l'appareil. Elle ne peut être ignorée et empêche l'acquisition de mesures vitales ou toute autre fonction jusqu'à ce que l'appareil soit branché sur le secteur.

Si l'appareil n'est pas branché sur le secteur après le déclenchement de l'alarme technique de priorité élevée, l'appareil s'éteindra lorsque la charge restante de la batterie aura atteint 0 minute ou presque.

La charge de la batterie est assurée par le bloc d'alimentation de l'appareil. Le seuil de réserve de puissance est déterminé par le logiciel de l'appareil.

Pour consulter une liste des spécifications de la batterie, consultez le *Mode d'emploi* de l'appareil.

## Suivez les meilleures pratiques pour prolonger la durée de vie de la batterie

Les pratiques suivantes permettent de prolonger la durée de vie de la batterie et de l'appareil.



**AVERTISSEMENT** Risque lié à la sécurité. Manipulation et stockage des batteries lithium-ion : évitez les abus mécaniques ou électriques. Les batteries peuvent exploser ou occasionner des brûlures en cas de démontage, d'écrasement ou d'exposition au feu ou à des températures élevées. N'inversez pas les pôles ou ne créez pas de court-circuit.

- Gardez le moniteur branché pour charger la batterie, dans la mesure du possible.
- Retirez la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé longtemps.
- Remplacez les batteries susceptibles de déclencher un message d'état de batterie faible lorsqu'elles sont complètement chargées.
- N'utilisez pas des batteries endommagées ou qui coulent.
- Stockez les batteries chargées entre 30 à 50 %.
- Stockez les batteries dans la plage de températures indiquée pour chaque période :
  - Stockage inférieur à 30 jours : maintenez la température entre -20 °C et 50 °C.
  - Stockage entre 30 et 90 jours : maintenez la température entre -20 °C et 40 °C.
  - Stockage supérieur à 90 jours jusqu'à 2 ans : maintenez la température entre -20 °C et 35 °C.
- Recyclez les batteries dans la mesure du possible. Aux États-Unis, appelez le 1-877-723-1297 pour plus d'informations sur le recyclage des batteries lithium-ion ou accédez au site Web de Call2Recycle <http://www.call2recycle.org> pour plus d'informations.
- Lorsque le recyclage est impossible, mettez les batteries au rebut conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

## Facteurs influant sur l'autonomie des batteries

Le tableau suivant présente les réglages et les conditions qui influent sur la durée de fonctionnement de la batterie et les recommandations pour optimiser la durée de vie de la batterie.

Réglage/Condition	Réglage recommandé
Réglage de la luminosité de l'écran	5
Réglage du mode veille	1 minute



Réglage/Condition	Réglage recommandé
Réglage automatique de la mise hors tension	15 minutes




# Commandes, indicateurs et connecteurs



**REMARQUE** Le modèle utilisé pourrait ne pas proposer l'ensemble de ces fonctionnalités.


Vue latérale gauche de l'avant



N°	Fonction	Description
1	Écran LCD	Écran tactile couleur de 17,78 cm (7") doté d'une interface utilisateur graphique
2	Thermométrie	Sécurise la fixation de l'unité SureTemp au moniteur
3	Indicateur de l'état de charge et mise sous tension de la batterie	<p>Le voyant indique l'état de recharge et de mise sous tension lorsque la batterie est connectée à l'alimentation en courant alternatif :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vert : la batterie est chargée</li><li>• Orange : la batterie est en cours de charge</li><li>• Clignotant : le moniteur est en cours de mise sous tension</li></ul>

N°	Fonction	Description
4	Bouton d'alimentation	<p>Bouton bleu situé dans l'angle inférieur gauche du moniteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise sous tension du moniteur</li> <li>Activation du mode Veille, sauf en cas de condition d'alarme active (brève pression)</li> <li>Réactivation du moniteur à partir du mode Veille</li> </ul>

#### Vue latérale gauche du dessous et du dos




N°	Fonction	Description
1	Logement de la batterie (avec capot)	Compartiment de la batterie (des vis imperdables fixent le capot au moniteur)
2	PNI	Connexion du câble de PNI au moniteur
3	Port client USB	Connexion à un ordinateur externe à des fins de test et de mises à niveau logicielles
4	Port USB	Connexion de la surface de travail de l'APM au moniteur
5	Prise d'alimentation	Connexion de la surface de travail de l'APM ou d'un accessoire au moniteur
6	Ethernet RJ-45	Connexion câblée au réseau d'ordinateurs
7	Appel de l'infirmier	Connexion avec le système d'appel infirmier de l'hôpital
8	SpO2	Connexion du système de SpO2 choisi au moniteur
9	Thermométrie	Configuration du port de connexion du module SureTemp et de la sonde




# APM

Cette section s'applique uniquement aux appareils équipés d'un socle de gestion de l'alimentation des accessoires (APM). L'APM est un socle doté d'une surface de travail, d'une alimentation secteur offrant davantage d'autonomie de fonctionnement et de corbeilles de rangement permettant d'organiser les capteurs et les câbles des paramètres disponibles.

**Vue latérale gauche de l'avant**



N°	Fonction	Description
1	Logement de la batterie (avec capot)	Compartiment de la batterie
2	Indicateur de l'état de charge de la batterie	Indication du niveau de charge de la batterie
3	Interrupteur de l'éclairage	Allumage de l'éclairage sous la surface de travail de l'APM

**Vue latérale droite du dessous et du dos**

N°	Fonction	Description
1	Ports USB (2)	Connexion d'accessoires en option
2	Câble USB	Connexion de la surface de travail de l'APM au moniteur
3	Câble d'alimentation de l'APM	Connexion de la surface de travail de l'APM au moniteur
4	Prise d'alimentation	Connexion à une prise de courant CA externe
5	Borne de mise à la terre (borne équipotentielle)	Contrôle de la sécurité au niveau électrique et connexion d'une barre d'équipotentialité
6	Encoche de montage	Fixation de la surface de travail de l'APM lorsqu'elle est montée sur socle APM (avec 4 vis)
7	Vis du capot du compartiment de la batterie	Fixation du capot de la batterie de la surface de travail de l'APM
8	Voyant de l'APM	Éclairage des corbeilles et rangements des accessoires pour le socle APM





## Paramètres avancés

Les paramètres avancés permettent d'accéder aux paramètres de l'appareil et aux informations du menu d'entretien avec un code d'accès. Cette section couvre les onglets principaux suivants :

- General (Général). Paramètres relatifs à la langue, la date et l'heure du système ainsi qu'à la divulgation du logiciel à code source ouvert.
- Parameters (Paramètres). Réglages des paramètres physiologiques, de moyennage et d'intervalles.
- Network (Réseau). Réglages de l'Ethernet interne et de la sécurité ainsi que des sous-systèmes de radio WiFi et Bluetooth.
- Service (Entretien). Réglages et fonctionnalités prenant en charge l'installation et le dépannage de l'appareil.



**REMARQUE** Les modifications effectuées dans Advanced settings (Paramètres avancés) prennent effet immédiatement, mais ne modifient pas le fichier de configuration et ne peuvent pas être utilisées pour cloner des paramètres d'un appareil à un autre. Suivez les instructions de la section « Configuration et installation de l'appareil » pour créer, modifier, télécharger et installer tous les paramètres que vous souhaitez sur plusieurs appareils.

## Accès aux Paramètres avancés



**REMARQUE** Vous ne pouvez pas accéder à Advanced settings (Paramètres avancés) lorsque des capteurs ou des alarmes physiologiques sont actifs ou lorsque des mesures de signes vitaux sont affichées.



**REMARQUE** Créez ou modifiez votre mot de passe Advanced settings (Paramètres avancés) à l'aide de l'outil de configuration conformément aux instructions de configuration et d'installation de l'appareil contenues dans ce manuel.

1. Sous l'onglet Home (Accueil), appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur l'onglet vertical **Avancé**.
3. Saisissez votre mot de passe Advanced settings (Paramètres avancés) comme code d'accès, puis appuyez sur **OK**.



**REMARQUE** Ce code d'accès est configurable et peut être différent pour votre site. *Baxter recommande de modifier le mot de passe par défaut.*

L'onglet General (Général) s'affiche.

4. Effectuez des tâches d'entretien en sélectionnant d'autres onglets ou en appuyant dessus.



**REMARQUE** Les tâches d'entretien et les instructions correspondantes sont détaillées dans cette section.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Sortie**.

L'onglet Menu principal apparaît.

## Onglet General (Général)

### Spécification de la langue

Lorsque vous accédez pour la première fois à Advanced settings (Paramètres avancés), l'onglet General (Général) s'affiche, avec l'onglet Language (Langue).

1. Sélectionnez une langue.
2. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

### Spécification des paramètres de profil

Les profils prennent en charge plusieurs flux de travail cliniques.



**ATTENTION** Changer de profil Office supprime la connexion Bluetooth. L'activation du profil Office efface les informations patient ainsi que les mesures en cours. Le passage à un autre profil conserve les informations patient mais efface les mesures en cours.

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Network > Server (**General** > **Profiles**).

2. Spécifier les paramètres.

#### Paramètre

#### Action/Description

Profile types (Types de profils)

Sélectionnez les types de profils à afficher : Intervals, Office et Spot.

Primary profile (Profil principal)

Sélectionnez le profil principal.

Custom profile name (Personnaliser le nom du profil)

Si vous le souhaitez, modifiez les noms de profils.

3. Appuyez sur Apply (**Appliquer**).

4. Effectuer l'une des opérations suivantes :

- Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
- Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Spécification des paramètres de date et heure

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets General > Date / Time (**General > Date / Heure**).

2. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Format de date	Sélectionnez le format de date pour l'affichage.
Time zone (Fuseau horaire)	Affichez le fuseau horaire UTC (lecture seule)
Use Network Time Protocol (Utiliser le protocole de temps réseau)	Activez le moniteur pour interroger la date et l'heure correctes à partir d'un serveur de temps approuvé. Lorsque ce paramètre est activé, la saisie manuelle de la date et de l'heure dans l'onglet Settings (Paramètres) est désactivée.

3. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau).  
Les résultats du test s'affichent pour le test de synchronisation de l'heure, l'adresse IP et l'état de la requête DNS.
4. Appuyez sur **OK**.
5. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Examen de la divulgation du logiciel à code source ouvert

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **General > Open Source** (Général > Code source ouvert).
2. Lisez les informations de Welch Allyn sur l'utilisation des logiciels « libres » ou à « code source ouvert ».
3. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Onglet Parameters (Paramètres)

### Spécification des paramètres avancés de PNI

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Parameters (**Paramètres > NIBP** (PNI)).

2. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Default view (Vue par défaut)	Sélectionnez les affichages principal et secondaire par défaut.
Unit of measure (Unité de mesure)	Sélectionnez l'unité de mesure PNI pour l'affichage.
Tube type (Type de tube)	Sélectionnez le nombre de tubes reliés au brassard de PNI utilisé avec le moniteur. Si vous sélectionnez

- 1 tube**, l'appareil définit l'algorithme sur **Step** (Palier) et désactive les autres options.
- Algorithm default (Algorithme par défaut) Sélectionnez l'algorithme par défaut utilisé pour déterminer les relevés PNI.
- Cuff inflation target (Seuil de gonflage du brassard) Entrez une pression de gonflage du brassard par défaut pour chaque type de patient.
- Effectuer l'une des opérations suivantes :
    - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
    - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Spécification des paramètres avancés de température

- Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Parameters (**Paramètres** > **Temperature** (Température)).
- Spécifier les paramètres.
 

Paramètre	Action/Description
Unit of measure (Unité de mesure)	Sélectionnez les unités de mesure principales pour l'affichage de la température dans l'onglet Home (Accueil)
Display temperature conversion (Conversion de température affichée)	Permet d'afficher les unités de mesure principales et secondaires pour l'affichage de la température dans l'onglet Home (Accueil).
- Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Spécification des paramètres d'intervalle de moyennage avancés

Les intervalles de moyennage sont disponibles dans le profil Office (Consultation).

- Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Parameters (**Paramètres** > **Averaging** (Moyennage)).
- Spécifier les paramètres.
 

Paramètre	Action/Description
NIBP averaging program (Programme de moyennage de la PNI)	Sélectionnez le programme de moyennage à afficher ou modifier. Vous pouvez modifier le nom du programme de moyennage.
Readings to average (Mesures à moyenner)	Sélectionnez les mesures d'une série à utiliser pour le moyennage (et le nombre de mesures à moyenner en conséquence).
Delay to start (minutes) (Retard démarrage (minutes))	Entrez le nombre de minutes à attendre avant le démarrage du programme de moyennage (après avoir effleuré « Start intervals » (Dém. interv.)) et le début de la première mesure.
Time between (minutes) (Délai entre (minutes))	Entrez le nombre de minutes à attendre entre les mesures.

Keep if + or - (mmHg) (Conserver si + ou - (mmHg)) Entrez la plage utilisée par le programme comme critère pour accepter ou rejeter des mesures et établir la mesure de base. Pour en savoir plus sur la façon dont ce paramètre affecte le programme, reportez-vous à la section « Mesures exclues » ci-dessous.

Summary display box (Boîte d'affichage du résumé) Affiche les paramètres actuellement sélectionnés.

3. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Spécification des paramètres d'intervalle de programme avancés

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Parameters (**Paramètres** > **Programmé**).

2. Spécifier les paramètres.

### Paramètre

Program (Programme)

Intervals (Intervalles)

### Action/Description

Sélectionnez le programme à afficher ou modifier. Vous pouvez modifier le nom du programme.

Spécifiez jusqu'à cinq ensembles de mesures d'intervalles pour ce programme. Pour chaque ensemble, spécifiez le nombre de minutes entre les mesures d'intervalles et le nombre de fois que chaque intervalle doit être exécuté (répétitions) avant de passer à l'ensemble suivant.

3. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur Exit (**Sortie**).

## Onglet Network (Réseau)

### Spécification des paramètres de la radio

Cette tâche concerne uniquement les moniteurs équipés d'une radio sans fil. Les appareils peuvent être configurés avec une radio sans fil ou Bluetooth.

1. Dans les Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau** > **Radio**.
2. Spécifier les paramètres.

### Paramètre

Enable radio (Activer radio)

ESSID

Radio mode (Mode radio)

### Action/Description

Active la radio pour permettre la communication WiFi. Lorsque cette option est désactivée, la radio n'est pas disponible.

Entrez l'identifiant de l'ensemble de services (SSID) pour l'entreprise. Entrez un maximum de 16 caractères.

Sélectionnez la bande radio.

Dynamic Frequency Selection (Sélection de fréquence dynamique)	Activez ce paramètre pour permettre au site de transmettre des données sur l'évolution des fréquences pour une sécurité accrue. Cette option s'applique le plus souvent aux entreprises militaires ou gouvernementales.
Enable radio network alarms (Activer les alarmes réseau radio)	Activez les alarmes réseau radio en cas de condition d'alarme de perte de communication sans fil. Lorsque cette option est désactivée, les alarmes réseau radio ne sont pas disponibles.
Roaming (Itinérance)	Sélectionnez le type d'itinérance (uniquement disponible avec WPA/WPA2 Enterprise).
Regulatory (Réglementation)	Affichez les informations de certification de la réglementation WiFi.
Update radio (Mettre à jour la radio)	Appuyez sur <b>Update radio</b> (Mettre à jour la radio) pour activer tous les nouveaux paramètres radio non sélectionnés auparavant. Appuyer sur <b>OK</b> dans la fenêtre de confirmation.



**REMARQUE** Aucun des paramètres de radio modifiés n'est effectif tant que vous n'avez pas appuyé sur **Update radio**. (Mettre à jour la radio).

- Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

## Spécification des paramètres de sécurité

- Dans les Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau** > **Sécurité**.
- Sélectionnez la méthode de chiffrement pour sécuriser le transfert des données de l'appareil.



**REMARQUE** Des certificats de serveur réseau sont nécessaires pour toutes les options de sécurité EAP. Utilisez l'outil d'entretien Welch Allyn pour charger ces certificats.

- Sélectionnez l'option de chiffrement préférée. Spécifiez ensuite les paramètres supplémentaires qui s'affichent. La valeur par défaut est WPA2-Personal.

### Paramètre

### Action/Description

Authentication type (Type d'authentification)


Sélectionnez l'option de chiffrement préférée. Spécifiez ensuite les paramètres supplémentaires qui s'affichent. La valeur par défaut est WPA2-Personal.

WPA-Personal et WPA2-Personal

Entrez une phrase secrète (8 à 63 caractères). Les caractères que vous entrez apparaissent sous forme d'astérisques. Cliquez ensuite sur **Update radio** (Mettre à jour la radio).

WPA-Enterprise et WPA2-Enterprise

Spécifiez les paramètres suivants, puis cliquez sur **Update radio** (Mettre à jour la radio).

Anonymous identity (Anonyme)	Activez cette option pour désélectionner le champ User name (Nom d'utilisateur).
User name (Nom d'utilisateur)	Entrez l'identité EAP (32 caractères maximum). Cette option est désactivée pour le type EAP TTLS.
Password (Mot de passe)	Entrez le mot de passe EAP (32 caractères maximum). Cette option est désactivée pour le type EAP TLS.
Enable server validation (Activer la validation du serveur)	Activez ou désactivez la validation du serveur. Cette option est désactivée pour le type EAP PEAP-TLS.
EAP type (Type EAP)	Sélectionnez le protocole d'authentification (TLS, TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, PEAP-TLS, EAP-FAST).
Option	Sélectionnez des paramètres EAP plus spécifiques (Inner EAP Setting [Paramètre EAP interne] : Auto ou PAP, PAC Provisioning [Fourniture PAC] : Auto ou Manual [Manuel]).
Update radio (Mettre à jour la radio)	Appuyez sur <b>Update radio</b> (Mettre à jour la radio) pour activer tous les nouveaux paramètres radio non sélectionnés auparavant.  Appuyer sur <b>OK</b> dans la fenêtre de confirmation.
	 <b>REMARQUE</b> Aucun des paramètres de radio modifiés n'est effectif tant que vous n'avez pas appuyé sur <b>Update radio</b> . (Mettre à jour la radio).
Enable FIPS mode (Activer mode FIPS)	Sélectionnez <b>Enable FIPS mode</b> (Activer le mode FIPS) si vous vous connectez à un environnement FIPS. Cochez la case Enable FIPS mode (Activer le mode FIPS), puis appuyez sur <b>Update radio</b> (Mettre à jour la radio).

4. Effectuer l'une des opérations suivantes :
- Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

## Spécification des paramètres du serveur



**REMARQUE** Si l'adresse IP et le port TCP/IP ne sont pas configurés correctement, les nouveaux téléchargements, les nouvelles configurations et le nouveau micrologiciel ne se chargeront pas. Lorsque cet échec se produit, il n'y a pas d'alerte ou de message d'erreur et le système semble être connecté et en cours de synchronisation, mais votre connexion et votre téléchargement ne se terminent pas. Si cela se produit, accédez à vos paramètres de configuration du port IP et assurez-vous que votre adresse IP est correcte et qu'elle est connectée au port hôte 281 du service TCP/IP.

1. Dans les Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau > Serveur**.
2. Sélectionnez la méthode utilisée pour identifier l'adresse IP du serveur avec lequel l'appareil communiquera.

## 3. Spécifier les paramètres.

**Paramètre****Action/Description**

Network connectivity method (Méthode de connectivité réseau)

Sélectionnez la méthode préférée pour se connecter au serveur.

Data encryption (Chiffrement des données)

Activez ou désactivez le chiffrement des données de sécurité et activez ou désactivez l'authentification du serveur.

Server authentication (Authentification du serveur)

Activez ou désactivez l'authentification du serveur.

Host IP (IP hôte)

Activez l'appareil pour qu'il se connecte à un hôte ou un autre serveur à une adresse IP fixe. Dans le champ IP address (Adresse IP), entrez l'adresse IP. Dans le champ Port (Port), entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535. Sélectionnez un hôte Welch Allyn ou une connexion EMR directe.

NRS

Activez l'appareil pour qu'il se connecte à un service Network Rendezvous Service (NRS) à une adresse IP fixe. Dans le champ IP address (Adresse IP), entrez l'adresse IP. Dans le champ Port (Port), entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535.

DNS hostname (Nom d'hôte DNS)

Activez l'appareil pour qu'il se connecte à Network Rendezvous Service (NRS) en saisissant un nom d'hôte à envoyer à un serveur de nom de domaine (DNS) afin de récupérer l'adresse IP du NRS. Dans le champ Hostname (Nom d'hôte), entrez le nom DNS. Dans le champ NRS Service Port (Port de service NRS), entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535.



**REMARQUE** L'option DNS est disponible uniquement dans les conditions suivantes :

- La radio est désactivée
- Aucune radio n'est installée

DHCP

Activez l'appareil pour qu'il se connecte à Network Rendezvous Service (NRS) en saisissant un numéro de port puis en vous connectant à une adresse IP fournie. Dans le champ NRS Port (Port NRS), entrez le numéro du port. La plage d'entrée est comprise entre 0 et 65535. Une fois la connexion au serveur établie, les adresses IP NRS et le Vendor class identifier (Identificateur classe fournisseur) s'affichent à l'écran.

Connectivité serveur

Sélectionnez la connexion serveur préférée :

- Welch Allyn host (Hôte Welch Allyn)
- Direct EMR connection (Connexion EMR directe)

4. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau).

L'état des connexions du serveur s'affiche.

5. Appuyez sur **OK**.

## 6. Effectuer l'une des opérations suivantes :

- Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.



- Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

## Spécification des paramètres Bluetooth

Cette tâche concerne uniquement les moniteurs équipés d'une radio Bluetooth. Les appareils peuvent être configurés avec une radio sans fil ou Bluetooth. Une configuration doit être chargée pour afficher les informations réglementaires.

1. Dans les Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau > Bluetooth®**.

2. Spécifier les paramètres.

### Paramètre

Allow Bluetooth configuration (Autoriser la configuration Bluetooth)

Device name (Nom de l'appareil)

Regulatory (Réglementation)

### Action/Description

Activez l'appareil pour qu'il se connecte à un hôte ou un autre serveur avec la radio Bluetooth.

- Bluetooth®
- Si cette option est activée, Bluetooth® basse énergie

Entrez le nom de l'appareil à 8 caractères.

Affichez les informations de certification de la réglementation WiFi.

3. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

## Spécification des paramètres IP de l'appareil

Une carte radio doit être installée et opérationnelle pour spécifier les paramètres IP de l'appareil.

1. Dans les Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau > Device IP**.
2. Spécifier les paramètres.

### Paramètre

Ethernet

IP address (Adresse IP)

Subnet mask (Masque de sous-réseau)

Gateway (Passerelle)

DNS IP address (Adresse IP DNS)

### Action/Description

Sélectionnez **Use DHCP** (Utiliser DHCP) ou **Static ID** (ID statique).

Si Static ID (ID statique) est sélectionné, spécifiez ces paramètres.

Entrez l'adresse IP du serveur DNS.

3. Appuyez sur **Appliquer**.
4. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Main Menu (Menu principal), appuyez sur **Sortie**.

## Spécification des paramètres d'Active Directory

Utilisez les paramètres Active Directory pour gérer l'adresse de communication de l'appareil et accéder aux paramètres.



**REMARQUE** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connex Direct ».

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau > Active Directory** (Active Directory).
2. Sélectionnez **Enable Active Directory** (Autoriser Active Directory).
3. Spécifier les paramètres.

Paramètre	Action/Description
Domain name (Nom de domaine)	Entrez le nom du domaine.
Group (Groupe)	Entrez le groupe de noms de domaine.
Clinician ID type (Type d'ID de médecin)	Sélectionnez le type d'ID de médecin (User name [Nom d'utilisateur], Account name [Nom de compte], ou Employee ID [ID d'employé]).
Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification)	Entrez le nom d'utilisateur.
Authentication password (Mot de passe d'authentification)	Entrez le mot de passe.
Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence)	Saisissez les caractères alphanumériques de la sous-arborescence.

4. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau).  
L'appareil affiche l'état du test Active Directory.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Pour continuer dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur un autre onglet.
  - Pour quitter les Advanced settings (Paramètres avancés) et revenir à l'onglet Home (Accueil), appuyez sur **Sortie**.

## Onglet Service (Entretien)

### État de l'Ethernet

Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Service > Ethernet status** (Entretien > État Ethernet). L'onglet vertical Ethernet status (État Ethernet) affiche des données en lecture seule relatives à la connexion Ethernet :

#### Réseau

- Adresse MAC
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle
- Serveur DHCP
- Durée de bail DHCP

## Statistiques réseau

- Octets Rx
- Octets Tx
- Paquets Rx
- Paquets Tx
- Paquets de multidiffusion Rx

## Erreurs

- Erreurs Rx
- Erreurs Tx
- Paquets Rx rejetés
- Paquets Tx rejetés

## État de la radio

Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Service** > **Radio status** (Entretien > État Ethernet). Cet onglet vertical d'état de la radio affiche les données en lecture seule suivantes sur la connexion radio WiFi ou Bluetooth :

### Réseau

- Adresse MAC
- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Gateway (Passerelle)
- Serveur DHCP
- Durée de bail DHCP

### Statistiques réseau

- Octets Rx
- Octets Tx
- Paquets Rx
- Paquets Tx
- Paquets de multidiffusion Rx

### Erreurs

- Erreurs Rx
- Erreurs Tx
- Paquets Rx rejetés
- Paquets Tx rejetés



### Paramètres de la radio

- Version
- Chaîne d'état de la radio
- SSID
- MAC du point d'accès
- Authentication type (Type d'authentification)
- RSSI
- Bande radio
- Canal
- Mode d'alimentation
- Mode FIPS


Si l'appareil ne peut pas communiquer avec la radio via l'adresse IP de la radio interne, l'erreur radio 35002c apparaît. Un champ de texte d'adresse MAC apparaît sur l'onglet Radio status (État radio) environ trois à quatre minutes après le message d'erreur. Contactez Welch Allyn pour obtenir de l'aide pour la saisie de l'adresse MAC correcte dans ce champ.

## Saisie d'informations générales sur l'appareil

1. Dans les paramètres avancés, appuyez sur les onglets **Service** > **General** (Entretien > Général).

2. Appuyez sur  et entrez jusqu'à 20 caractères dans les champs de données suivants pour prendre en charge l'identification des appareils :
    - Asset tag (Balise de l'objet)
    - Device location (Emplacement de l'appareil)
    - Device location ID (ID emplacement de l'appareil)
  3. Si nécessaire, sélectionnez **Allow Display Lock** (Autoriser le verrouillage de l'affichage).  
Le verrouillage de l'affichage empêche la saisie par un médecin, ce qui peut s'avérer utile lors du nettoyage de l'écran.
  4. Si nécessaire, sélectionnez **Disable USB ports** (Désactiver les ports USB).
  5. Appuyez sur **OK** et renouvelez l'opération pour chaque champ de données.  
L'onglet vertical General (Général) s'affiche.
-  **REMARQUE** Vous pouvez également entrer des informations générales sur l'appareil dans l'outil d'entretien Welch Allyn.
6. Pour étalonner votre écran tactile, appuyez sur **Start** (Démarrer) dans le volet de droite et suivez les instructions à l'écran.  
L'onglet Menu principal apparaît.
  7. Pour se synchroniser avec le moniteur d'entretien, appuyez sur **Sync now** (Sync. maintenant).  
Si la version du logiciel est 1.30 ou plus, l'écran affiche des informations sur la connexion et indique si une nouvelle configuration ou un nouveau micrologiciel est disponible.
  8. Appuyez sur **Fermer**.
  9. Pour vérifier la précision de la soupape de pression PNI, appuyez sur **Close Valve** (Fermer la soupape).  
La pression s'affiche dans le champ NIBP Pressure Verification (Vérification de la pression de PNI). Si la version du logiciel est 1.33 ou plus, vous pouvez vérifier la fonctionnalité de la précision de PNI sur l'appareil sans utiliser l'outil d'entretien Welch Allyn.
  10. Pour arrêter le test d'exactitude, appuyez sur **Open Value** (Valeur ouverte) ou quittez l'écran.

## Révision et mise à jour des informations de configuration

1. Dans les paramètres avancés, appuyez sur les onglets **Service** > **Config file** (Entretien > Fichier de configuration).  
 **REMARQUE** Le chargement du fichier de configuration définit la configuration initiale. Toutefois, modifier manuellement les paramètres de l'appareil remplace les paramètres du fichier de configuration.
2. Dans le volet de gauche, consultez les informations de configuration suivantes :
  - Fichier de configuration ;
  - Nom du fichier de configuration actif ;
  - Date de création ;
  - Date chargée dans l'appareil.
  - Fonctionnalités prises en charge (par exemple : RRp, Bluetooth® basse énergie)
  - Fonctionnalités sous licence (par exemple : Bluetooth® basse énergie, RRp)

3. Pour charger une nouvelle configuration à partir du réseau, appuyez sur **Load** (Charger) dans le volet de droite et suivez les instructions à l'écran.
4. Pour enregistrer la configuration actuelle sur un lecteur USB, connectez une clé compatible avec le port USB, appuyez sur **Save to USB** (Enregistrer sur USB) dans le volet de droite et suivez les instructions à l'écran.



**REMARQUE** Toutes les clés USB ne sont pas prises en charge. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Configuration du lecteur USB » dans l'annexe.

## Enregistrement des journaux d'entretien sur une clé USB

Cette procédure vous permet d'enregistrer les 14 derniers fichiers journaux actifs sur une clé USB.



**REMARQUE** L'outil d'entretien Welch Allyn permet d'enregistrer uniquement les 2 fichiers journaux les plus récents.

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Parameters (**Service > Log file**).
2. Connectez une clé USB au port USB.



**REMARQUE** Toutes les clés USB ne sont pas prises en charge. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Configuration du lecteur USB » dans l'annexe.

3. Appuyez sur **Save to USB** (Enregistrer sur USB) et suivez les instructions à l'écran.  
Des copies des fichiers journaux d'entretien sont enregistrées sur le disque.

## Restauration des paramètres d'usine par défaut



**REMARQUE** Ce processus ne permet pas de restaurer le moniteur avec une configuration personnalisée fournie à la livraison. Au lieu de cela, il supprime toutes les données de configuration personnalisées et restaure les paramètres d'usine par défaut.

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Parameters (**Service > Système**).
2. Réinitialiser aux valeurs par défaut :
  - Pour rétablir les valeurs d'usine par défaut des paramètres radio, sélectionnez **Radio settings only** (Paramètres de la radio uniquement).
  - Pour rétablir les valeurs d'usine par défaut de tous les paramètres actuels, sélectionnez **All settings** (Tous les paramètres).

3. Appuyez sur **Reset** (Réinitialiser) et suivez les instructions à l'écran.

Les paramètres d'usine par défaut sont restaurés.

Si vous avez sélectionné **Radio settings only** (Paramètres de la radio uniquement), la radio est réinitialisée et l'appareil reste sous tension.

Si vous avez sélectionné **All settings** (Tous les paramètres), l'appareil redémarre.

## Révision du statut du micrologiciel et chargement du micrologiciel à partir du réseau

1. Dans Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets Service (**Service** > **Système**).
2. Dans le volet de droite, consultez les informations sur l'état du micrologiciel.



**REMARQUE** Si le micrologiciel est à jour, n'effectuez aucune autre action.

3. Pour mettre à jour le micrologiciel, appuyez sur **Load** (Charger) et suivez les instructions à l'écran.



**REMARQUE** Vous pouvez également charger un nouveau micrologiciel en redémarrant l'appareil.





## Séquence de mise sous tension


---

### Présentation

Le système effectue un autotest de mise sous tension (POST) du logiciel et du matériel interne à chaque mise sous tension de l'appareil. Les tests spécifiques effectués comprennent :

- les tests CVC-PIC ;
- les tests d'alimentation ;
- les tests eMMC (mémoire) ;
- les tests EEPROM.

Si tous les tests réussissent, le système termine la mise sous tension et l'écran de l'interface utilisateur pour la configuration par défaut s'affiche (onglet Home (Accueil) ou écran de sélection de connexion/profil) et le système est prêt à fonctionner.

Si l'autotest échoue, un message d'erreur et un code d'erreur s'affichent dans la zone d'état du système en haut de l'écran pour aider les techniciens de maintenance et les ingénieurs à diagnostiquer le problème. Si une défaillance susceptible d'endommager le produit est détectée, le système bascule en mode sans échec et interrompt toutes les fonctions de monitoring. Le système reste en mode sans échec jusqu'à sa mise hors tension à l'aide du bouton  ou son arrêt automatique après une période d'inactivité.

### Pour effectuer le POST :

1. Débranchez les câbles patient connectés au système.
2. Insérez une batterie complètement chargée dans le système.
3. À chaque mise sous tension, vérifiez les éléments suivants :
  - a. L'avertisseur génère un son.
  - b. Un écran de démarrage s'affiche brièvement, puis disparaît.
  - c. Le bouton d'alimentation clignote jusqu'à ce que l'interface utilisateur soit prête.
  - d. Un bip sonore retentit, suivi d'une seule sonnerie.



**REMARQUE** Si vous n'entendez aucune sonnerie, remplacez le haut-parleur comme décrit dans la section « Retrait du haut-parleur ».

- e. L'onglet Home (Accueil) ou l'écran de sélection de connexion/profil s'affiche.



## Technologie sans fil Bluetooth



**REMARQUE** Le modèle utilisé pourrait ne pas proposer l'ensemble de ces fonctionnalités.

La technologie sans fil Bluetooth est disponible dans le profil de consultation.

### État de la technologie Bluetooth

Un moniteur doté de la technologie sans fil Bluetooth affiche l'état de la connexion entre le moniteur et l'appareil dans la zone Status (État).

Image	Description
Pas d'image	La radio Bluetooth est DÉSACTIVÉE
L'icône Bluetooth apparaît dans la zone Status (État)	La radio Bluetooth est ACTIVÉE
L'icône Bluetooth clignote doucement	Le moniteur est en train de s'apparier avec l'appareil
L'icône Bluetooth clignote rapidement	Le moniteur est en train de se connecter à l'appareil
L'icône Bluetooth apparaît encadrée dans la zone Status (État)	Le moniteur et l'appareil sont connectés et le moniteur est prêt à transmettre des données

Pour pouvoir transmettre les données, vous devez d'abord appairer, puis connecter le moniteur et l'appareil.

### Activation de l'appariement Bluetooth

Vous pouvez associer un appareil et un PC configuré avec la technologie sans fil Bluetooth.

1. Dans les Advanced settings (Paramètres avancés), appuyez sur les onglets **Réseau** > **Bluetooth®**.
2. Appuyez sur **Allow Bluetooth® configuration** (Autoriser la configuration du Bluetooth®) pour activer l'appariement.

## Appariement d'un appareil avec la technologie sans fil Bluetooth

Lorsqu'un moniteur équipé de la technologie sans fil Bluetooth est mis sous tension et que des appareils sont appariés avec ce moniteur, un écran apparaît en incrustation pour indiquer les appareils disponibles pour la connexion avec ce moniteur. Suivez les instructions ci-dessous pour appairer un appareil supplémentaire avec le moniteur.



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **Add new device** (Ajouter un nouvel appareil).
3. Pour un ordinateur portable, sélectionnez le moniteur dans la liste des appareils disponibles dans votre gestionnaire de programme Bluetooth sur la barre des tâches de votre ordinateur portable.



**REMARQUE** Pour une tablette, sélectionnez le moniteur (appareil WACSM) dans la liste des appareils disponibles dans votre gestionnaire de programme Bluetooth sur votre tablette. Un message s'affiche sur le moniteur indiquant que « This device is now discoverable » (Cet appareil est à présent détectable) et un numéro de confirmation s'affiche sur les écrans de l'appareil et du moniteur. Appuyez sur **Pair** (Apparier) sur la tablette.

4. Vérifiez que les numéros correspondent sur l'appareil et sur le moniteur, puis appuyez sur **Accept** (Accepter) sur l'ordinateur portable.

Un message apparaît pour signaler que le moniteur et l'appareil sont appariés.

5. Appuyez sur **OK** sur l'écran du moniteur.

Appuyez sur l'icône du clavier dans le champ *Name this connection:* (Nommer cette connexion :) et saisissez le nom de votre choix pour l'appareil.

6. Une fois le nom de votre choix saisi, appuyez sur **Save** (Enregistrer).

Le nouveau nom apparaît dans la liste des appareils Bluetooth des appareils appariés.

## Connexion d'appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth et téléchargement de données

1. Dans l'écran de connexion Bluetooth, sélectionnez un ordinateur portable dans la liste des appareils associés.

L'icône Bluetooth clignote rapidement dans la zone Device Status (État de l'appareil) lorsque le moniteur et l'ordinateur portable se connectent.

Dans ce cas, un message d'information apparaît brièvement pour désigner l'ordinateur portable connecté. Lorsque le message disparaît, le nom de l'ordinateur portable connecté apparaît en haut à gauche de l'écran et l'icône Bluetooth connecté s'affiche dans la zone de connexion.

2. Lorsque l'ordinateur portable télécharge des données, un indicateur de progression tourne dans la zone de connexion.

La connexion Bluetooth reste active jusqu'à la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement réussi, le système efface les données du moniteur et déconnecte ce dernier de l'ordinateur portable.

3. Répétez le processus, si nécessaire, ou appuyez sur **Non** pour fermer l'écran de connexion Bluetooth.

## Attribution d'un nouveau nom à un appareil (s'applique uniquement au Bluetooth standard)

Vous pouvez renommer un appareil apparié en changeant son nom système ou générique pour lui attribuer un nom spécifique.

1. Sélectionnez le bouton fléché disponible à droite du nom de l'appareil à renommer dans *Bluetooth device list* (Liste des appareils BlueTooth).

Appuyez sur l'icône du clavier dans le champ *Name this connection:* (Nommer cette connexion :) et saisissez le nom de votre choix pour l'appareil.

2. Saisissez le nom, appuyez sur **OK** sur l'écran du clavier, puis appuyez sur **Save** (Enregistrer).  
Le nouveau nom apparaît dans la *liste des appareils BlueTooth* appariés.

## Flux de travail de Bluetooth basse énergie (BLE)

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial.

Utilisez le Product Configuration Tool (Outil de configuration du produit) (version 1.9.0 ou ultérieure) de Welch Allyn pour autoriser et activer la connexion du Bluetooth basse énergie (BLE) et mettre à jour le fichier de configuration du Connex Spot Monitor.

Reportez-vous aux instructions « Advanced settings » (Paramètres avancés) afin d'autoriser la configuration Bluetooth basse énergie.

1. Mettez le Connex Spot Monitor sous tension.
2. Ouvrez l'application mobile sur l'appareil. Une liste d'appareils pour les signes vitaux apparaît.
3. Si c'est la première fois que vous connectez l'appareil mobile au moniteur Connex Spot Monitor, sélectionnez l'appareil de signes vitaux dans l'application mobile.
  - a. L'invite de demande d'appariement Bluetooth s'affiche : « *WACSM... would like to pair with your ...* » (WACSM... souhaite s'apparier avec votre appareil ...)
  - b. Appariez l'appareil et le Connex Spot Monitor en appuyant sur **OK** sur le Connex Spot Monitor à l'invite « *A Bluetooth® Low Energy device is attempting to connect* » (Un appareil Bluetooth® basse énergie tente de se connecter).
  - c. Sur l'écran de confirmation de l'appariement, appuyez sur **Pair** (Apparier) dans l'application mobile.

L'écran d'accueil de l'application mobile s'affiche.



## Démontage et réparation

Ces procédures fournissent des instructions pour le démontage de l'appareil et le retrait de la carte, ainsi que pour le remplacement et le remontage des composants.

Les instructions de démontage de chaque pièce peuvent inclure une ou les deux sous-sections suivantes :

- **Notes concernant le remontage** : cette sous-section contient des informations spécifiques au remontage. Au minimum, ces notes indiquent si le remontage est ou non l'inverse du démontage. Les notes répertorient également les kits d'entretien des pièces de rechange, le cas échéant.
- **Remplacement du *composant*** : cette sous-section contient des instructions supplémentaires relatives à l'installation d'une nouvelle option ou pièce de rechange.

Chaque étape de démontage comprend des schémas qui représentent les composants à retirer. Les notes de remontage peuvent être d'une ou deux lignes seulement lorsque le remontage est l'inverse du démontage. Lorsque le remontage est plus compliqué, ces notes vous avertissent des précautions particulières à prendre pour terminer la réparation ou l'installation et contiennent parfois des instructions de remontage distinctes. Des schémas au trait sont présentés dans les notes de remontage uniquement lorsqu'ils diffèrent des schémas contenus dans les instructions de démontage.



**AVERTISSEMENT** Risque de décharge électrique. Débranchez l'alimentation C.A. avant d'ouvrir l'appareil. Débranchez et retirez la batterie avant de procéder au démontage. Le non-respect de cette consigne peut causer de graves blessures et endommager l'appareil.



**AVERTISSEMENT** Risque d'incendie, d'explosion et de brûlures. Veuillez ne pas mettre en court-circuit, écraser, incinérer, ni démonter le bloc-batterie.



**AVERTISSEMENT** Risque lié à la sécurité. Ne procédez pas à l'entretien de l'appareil lorsque celui-ci est connecté à un patient.



**MISE EN GARDE** Avant de démonter l'appareil ou d'installer des options, débranchez le patient du moniteur, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation et tous les accessoires annexes (par exemple, les capteurs de SpO2, les tuyaux et brassards du tensiomètre et les sondes de température) de l'appareil.



**MISE EN GARDE** Si votre appareil est configuré avec un module SureTemp, retirez la sonde avant le démontage.



**MISE EN GARDE** Effectuez toutes les procédures de réparation sur une station de travail protégée contre les décharges électrostatiques.



**MISE EN GARDE** Lorsque le boîtier de l'appareil est ouvert, manipulez toutes les pièces avec le plus grand soin. Exécutez toutes les étapes de la procédure avec soin et précision.



**MISE EN GARDE** Respectez les spécifications des couples de serrage, en particulier avec des vis qui se fixent directement dans les entretoises en plastique.



**MISE EN GARDE** Pour éviter de mélanger les vis et les orifices, associez les vis à chaque élément au fur et à mesure du retrait des modules et des assemblages de circuits imprimés. Vous pouvez installer les vis de la machine de manière erronée, aux endroits prévus pour les vis plastite. Les vis plastite ont une tête cylindrique Torx.

## Outils et équipements requis

- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis Torx T-10
- Clé hexagonale de 3 mm

## Tableau des valeurs de couple

Utilisez ce tableau pour déterminer le couple à appliquer aux vis par type et emplacement lors du remontage de l'appareil.


Description	Spécification du couple	Type d'embout	Emplacement
Vis, 4-20X.31 PLASTITE PH TORX	4,5 +/- 0,5 po-lb (0,51 +/- 0,06 Nm)	Torx	Châssis et insert SpO2 sur carte PCA principale du CSM. Carte PCBA radio/Bluetooth sur le châssis
VIS 4-40 PHILLIPS EN ACIER ZINGUÉ À TÊTE CYLINDRIQUE de 6,35 MM	4,5 +/- 0,5 po-lb (0,51 +/- 0,06 Nm)	Phillips	Cartes SpO2
VIS, M2 X 6 PHP SEMS À RONDELLE DENTELÉE INTERNE	2,5 +/- 0,25 po-lb (0,28 +/- 0,03 Nm)	Phillips	Carte PCA radio sur carte PCA interface radio
VIS, M4 x 10, TÊTE CYLINDRIQUE AVEC NYLOC	7,5 +/- 0,5 po-lb (0,51 +/- 0,06 Nm)	Phillips	Boîtier frontal sur boîtier arrière et module de température / base-support
VIS, M4, TÊTE CYLINDRIQUE, PHD, ÉPAULE	4,5 +/- 0,5 po-lb (0,51 +/- 0,06 Nm)	Phillips	Trappe de la batterie



## Types de connecteur

Les procédures de démontage et de réparation nécessitent de débrancher et de rebrancher les types de connecteurs suivants dans l'appareil :


- **Verrouillage (pression-libération)** : les connecteurs de verrouillage utilisent un mécanisme d'encliquetage pour empêcher toute déconnexion accidentelle lors de l'assemblage et de l'utilisation. Le verrou est situé à une extrémité de la languette, ainsi il peut fléchir et s'enclencher lorsqu'il est combiné à son connecteur correspondant. La languette fournit un levier de libération du verrou. Certains connecteurs ont plusieurs verrous. Vous êtes alors obligé d'appuyer sur plusieurs languettes pour libérer les verrous.



Pour retirer un connecteur de verrouillage, pressez la ou les languette(s) pour libérer le(s) verrou(s) et retirer le câble.

Pour brancher un connecteur de verrouillage, appuyez sur les pièces d'accouplement tant que le(s) verrou(s) ne s'enclenche(nt) pas.

- **Friction** : les connecteurs à friction utilisent un mécanisme à ressort pour créer une friction entre les contacts.



Pour retirer un connecteur de pression, saisissez chaque moitié d'accouplement du connecteur et séparez les deux moitiés.




**MISE EN GARDE** Ne faites pas usage de force excessive pour débrancher le connecteur. En effet, une force excessive peut déloger le connecteur monté de la carte à circuit imprimé.

Pour connecter un connecteur à friction, saisissez chaque moitié d'accouplement du connecteur et insérez une moitié dans l'autre.

- **ZIF (zero insertion force)** (force d'insertion nulle) : l'appareil utilise des câbles flexibles et des connecteurs de câbles flexibles ZIF. Les câbles flexibles et les connecteurs ZIF exigent des soins particuliers lors de leur manipulation.

Les connecteurs ZIF utilisent une pièce extérieure coulissante, qui se verrouille et se déverrouille pour fixer et libérer le câble flexible. Vous ne pouvez pas connecter ou déconnecter des câbles ZIF correctement sans avoir déverrouillé et verrouillé convenablement la pièce extérieure coulissante.




**MISE EN GARDE** Ne faites pas usage de force excessive pour relâcher la pression sur le connecteur. Vous risqueriez de casser la pièce extérieure coulissante.

#### Pour retirer un connecteur ZIF



**MISE EN GARDE** Retirez un câble flexible uniquement *après* l'ouverture du verrou ZIF.


1. Faites glisser la pièce d'encliquetage du connecteur en l'éloignant du boîtier du connecteur à l'aide d'un outil adapté (par exemple, un trombone, un petit tournevis à tête plate ou des pinces à long bec).




2. Retirez le câble.

#### Pour brancher un connecteur ZIF

1. Faites glisser la pièce d'encliquetage du connecteur en l'éloignant du boîtier du connecteur.
2. Insérez le câble flexible dans le connecteur. Vous aurez peut-être besoin d'un outil adapté pour conserver la pièce d'encliquetage surélevée.
3. Faites glisser la pièce d'encliquetage vers le boîtier du connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille.



- **Coaxial** : les connecteurs coaxiaux, un type de connecteur à pression dans ce cas, sont des composants attachés aux extrémités d'un câble coaxial. Ils permettent de connecter d'autres appareils. Le connecteur comporte un fil conducteur au centre, entouré d'un conducteur extérieur, et une isolation entre les deux. Dans cet appareil, le connecteur coaxial connecte l'antenne à la carte radio sans fil.




**REMARQUE** Ce connecteur est étiqueté PB en raison de son emplacement sur la carte radio sans fil.

Pour retirer un connecteur coaxial, soulevez-le pour le sortir de la carte.

Pour brancher un connecteur coaxial, alignez le connecteur sur le support sur la carte et appuyez dessus pour l'enclencher.

- **Connecteur FHY (mécanisme de verrouillage automatique)** : l'appareil utilise des connecteurs de câble à mécanisme de verrouillage automatique.

Un mécanisme de verrouillage automatique permet de fermer le couvercle par simple pression.



**MISE EN GARDE** Ne faites pas usage de force excessive pour relâcher la pression sur le connecteur. Vous risqueriez de casser le mécanisme de verrouillage.

#### Pour retirer un mécanisme de verrouillage automatique



**MISE EN GARDE** Retirez un câble flexible uniquement *après* l'ouverture du loquet du connecteur FHY.


1. Soulevez la pièce d'encliquetage du connecteur pour la retirer du boîtier du connecteur.
2. Retirez le câble.

#### Pour connecter un mécanisme de verrouillage automatique

1. Soulevez la pièce d'encliquetage du connecteur pour la retirer du boîtier du connecteur.
2. Insérez le câble flexible dans le connecteur.
3. Appuyez sur le connecteur de la pièce d'encliquetage jusqu'à ce qu'il se verrouille.

## Présentation du démontage

Le diagramme suivant décrit le démontage complet de l'appareil. La plupart des activités de démontage nécessitent l'exécution des étapes détaillées ci-dessous. Le diagramme illustre les étapes à suivre dans l'ordre pour retirer un composant donné. Dans la mesure où il est nécessaire de changer l'ordre des étapes préliminaires pour retirer certains composants, vous devez vous reporter à ce diagramme au début de chaque procédure de démontage et de remplacement des composants.





**REMARQUE** Après avoir effectué ces procédures et avant de retourner l'appareil pour un entretien, vous devez utiliser l'outil d'entretien (édition Gold) pour réaliser tous les tests fonctionnels et vous assurer ainsi que tous les systèmes fonctionnent dans les spécifications conceptuelles prévues. Pour plus d'informations sur ces tests et l'outil d'entretien, consultez la section « Vérification fonctionnelle et étalonnage ». Si vous ne disposez pas de l'outil d'entretien, vous pouvez le télécharger sur le site Web <https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>.

## Mise hors tension du moniteur

Vous pouvez éteindre l'appareil en procédant comme suit : 1) en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation du boîtier puis en suivant les instructions à l'écran ou 2) en utilisant uniquement les commandes à l'écran.

**Option 1.** Appuyez sur le bouton d'alimentation. Une boîte de dialogue s'ouvre avec les options suivantes :

- **Power down** (Mettre hors tension). Le comportement de l'appareil est le même pour tous les profils.
- **Sleep (Veille)**. Le bouton Veille vide l'écran et place l'appareil en mode Économiseur d'écran.
- **Cancel (Non)**. Le bouton Cancel (Non) permet de fermer la boîte de dialogue.

Appuyez sur la commande **Power down** (Mettre hors tension) et appliquez la procédure de mise hors tension décrite dans l'option 2, étapes 3 et 4.

**Option 2.** Utilisez les commandes à l'écran seules pour mettre l'appareil hors tension :

1. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
2. Appuyez sur l'onglet **Device** (Appareil).
3. Appuyez sur **Power down** (Mise hors tension).
4. Sélectionnez l'option voulue puis appuyez sur la commande **Power down** (Mettre hors tension).

### Boîte de dialogue Power-down options (Options de mise hors tension)

Les boutons de cette boîte de dialogue produisent différents effets, comme indiqué ci-dessous :


- **Power down** (Mettre hors tension). L'appareil efface toutes les données à l'écran et effectue un arrêt complet du logiciel.
- **Cancel (Non)**. Ce bouton permet de fermer la boîte de dialogue et de revenir à l'écran précédent.



**REMARQUE** Si votre moniteur est configuré avec un thermomètre Braun, évitez la mise hors tension du moniteur entre les mesures patient afin de maintenir une charge adaptée sur la base Braun.

## Retrait du moniteur du support

1. Débranchez le cordon d'alimentation du mur.
2. Si le système est équipé de l'APM, débranchez les câbles d'alimentation et de communication du moniteur. Si le système dispose d'une alimentation externe, débranchez l'alimentation du moniteur.
3. Retirez les 4 vis Phillips de l'arrière du support pour retirer le moniteur du support.




**REMARQUE** Cette illustration présente un socle APM. D'autres montages de support sont légèrement différents.

**Notes de remontage :** le remontage est l'inverse du démontage.

## Vue éclatée


Le schéma ci-dessous montre les composants individuels de l'appareil et leurs relations.




## Retrait de la batterie

Avant de retirer la batterie, mettez le moniteur hors tension, comme décrit dans ce manuel.

1. Placez l'unité face vers le bas sur la table, comme illustré.
2. Desserrez la vis captive Phillips pour retirer la trappe de la batterie.



3. Débranchez et retirez la batterie.



## Notes concernant le remontage

### Article du kit :

- Batt22, batterie lithium-ion à 2 cellules du Kit entretien



**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.




**AVERTISSEMENT** Des batteries défectueuses peuvent endommager le moniteur. Si la batterie semble endommagée ou craquelée, elle doit être remplacée immédiatement par une batterie approuvée par Welch Allyn.




## Retrait du boîtier arrière


1. Retirez les 6 vis Phillips situées à l'arrière de l'appareil pour retirer le boîtier arrière.



2. Soulevez le boîtier arrière vers le haut pour le retirer de l'appareil.



3. Retirez le bouchon d'extrémité de droite en le tirant hors de son logement.



## Notes concernant le remontage

### Éléments du kit :

- 105939, capuchon d'extrémité
- 105923, boîtier arrière (comprend la batterie, la mousse de haut-parleur, 6 vis et les étiquettes)



**REMARQUE** Le boîtier arrière n'est pas disponible en achat direct. Welch Allyn limite la disponibilité de certaines pièces aux techniciens de maintenance autorisés uniquement. Ces limitations sont nécessaires pour assurer la sécurité des produits ou le respect de la réglementation en vigueur.




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.

## Retrait du module ou du boîtier de température


Le moniteur est configuré avec un module de température SureTemp ou Braun ThermoScan PRO 6000. Suivez les étapes de démontage qui s'appliquent à votre appareil.

### Retrait du module SureTemp


1. Débranchez le câble ruban en soulevant le connecteur.



2. Retirez la vis Phillips qui maintient le module en place.



3. Retirez le module du logement gauche.



## Notes concernant le remontage

### Article du kit :


- 105940, module SureTemp Plus




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.

## Retrait du module Braun ThermoScan PRO 6000


1. Débranchez le câble ruban en soulevant le connecteur.



2. Retirez la vis Phillips qui maintient le module en place.



3. Retirez le module du logement gauche.



## Notes concernant le remontage

### Article du kit :

- Base-support 105941, Braun ThermoScan PRO 6000




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.


## Démontage de la carte PCA principale

### Retrait du haut-parleur

1. Débranchez le câble du haut-parleur.



2. Retirez le haut-parleur.



## Notes concernant le remontage

### Article du kit :


- 105942, haut-parleur



**REMARQUE** Le remontage n'est pas l'inverse du démontage.

## Remplacement du haut-parleur


1. Tout en maintenant le haut-parleur, faites passer le fil dans le trou de l'ensemble de la pompe et mettez le haut-parleur en place.




2. Connectez le fil du haut-parleur à la carte PCA principale.

## Séparation de la carte PCA principale et du boîtier frontal


1. Déconnectez le câble flexible de l'interrupteur d'alimentation de la carte PCA principale.



2. Soulevez la carte de l'antenne vers le haut pour la sortir de son logement et laissez-la pendre.



3. Retirez la carte PCA principale du boîtier frontal.




## Notes concernant le remontage




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.

## Retrait de l'insert SpO2


1. Retournez la carte PCA principale et retirez les 2 vis Torx T-10 fixant l'insert du capteur à la carte PCA principale.




2. Retournez à nouveau la carte PCA principale pour que la carte SpO2 soit face à vous, puis débranchez le faisceau d'alimentation de la carte PCA principale.



3. Pour déconnecter l'insert du collecteur de pompe, maintenez le collecteur de pompe noir d'une main et inclinez le haut de l'insert pour le sortir de la carte PCA principale de l'autre main.



4. Retirez les 2 vis Torx T-10 du faisceau d'alimentation et retirez le faisceau d'alimentation de l'insert SpO2.



## Notes concernant le remontage

Les options d'insert SpO2 sont Masimo, Nellcor, Nonin ou aucun.

### Éléments du kit :

- 105926, insert Masimo uniquement
- 105927, insert Nellcor uniquement
- 105929, insert Nonin uniquement
- 105928, pas d'insert SpO2 uniquement





**REMARQUE** Le remontage n'est pas l'inverse du démontage, mais il est identique pour chaque insert.


## Lors du remplacement de l'insert SpO2

Effectuez les étapes suivantes :

- Fixez le faisceau d'alimentation à l'insert SpO2. (Voir « Fixation du faisceau d'alimentation à l'insert ».)
- Installez la nouvelle carte SpO2, le cas échéant. (Voir les notes concernant le remontage dans « Retrait de la carte SpO2 ».)


## Fixation du faisceau d'alimentation à l'insert

Alignez le faisceau d'alimentation avec l'insert et fixez-le avec 2 vis Torx T-10 (voir le tableau des valeurs de couple).




## Fixation de l'insert SpO2 à la carte PCA principale


1. Alignez l'insert avec le bord de la carte PCA principale. Connectez le tuyau de la pompe à l'insert comme indiqué et appuyez fermement. Réglez l'insert pour qu'il s'ajuste parfaitement sur le côté de la carte.



2. Connectez le faisceau d'alimentation à la carte PCA principale.



3. Retournez la carte et fixez l'insert à la carte PCA principale avec 2 vis Torx T-10.




## Retrait de la carte SpO2


Le moniteur est configuré avec l'une des cartes SpO2 suivantes : Masimo, Nellcor, Nonin ou aucune. Suivez les étapes de démontage qui s'appliquent à votre appareil.

### Retrait de la carte Masimo


1. Retirez les 2 vis Phillips de la carte SpO2.




2. Soulevez la carte SpO2 pour la retirer de l'adaptateur.



3. Retirez les 2 vis Phillips qui maintiennent l'adaptateur sur la carte PCA principale.




4. Saisissez fermement l'adaptateur et soulevez-le pour déconnecter les broches.




## Retrait de la carte Nellcor


1. Retirez les 2 vis Phillips de la carte SpO2.




2. Soulevez la carte SpO2 pour la retirer de l'adaptateur.



3. Retirez les 2 vis Phillips qui maintiennent l'adaptateur sur la carte PCA principale.




4. Saisissez fermement l'adaptateur et soulevez-le pour déconnecter les broches.




## Retrait de la carte Nonin

1. Retirez les 2 vis Phillips qui maintiennent la carte SpO2 sur la carte PCA principale.



2. Retirez la carte.



## Notes concernant le remontage

Les options de la carte SpO2 sont Masimo, Nellcor et Nonin.

### Éléments du kit :

- 105931, adaptateur, carte Masimo et 2 vis Phillips (vis 4-40 en acier zingué à tête cylindrique de 6,35 mm)
- 105932, adaptateur, carte Nellcor et 2 vis Phillips (vis 4-40 en acier zingué à tête cylindrique de 6,35 mm)
- 105933, carte Nonin et 2 vis Phillips (vis 4-40 en acier zingué à tête cylindrique de 6,35 mm)




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage pour chaque carte.

## Retrait de la carte de communication


Le moniteur est configuré avec l'une des cartes de communication suivantes : radio sans fil, technologie sans fil *Bluetooth*, aucune des deux. Suivez les étapes de démontage qui s'appliquent à votre appareil.

## Retrait de la carte radio sans fil de la carte PCA principale


1. Retirez les 2 vis Torx T-10 de la carte radio sans fil fixée à l'ensemble de la pompe.



2. Tirez la carte vers l'extérieur pour débrancher le mini connecteur USB.



3. Débranchez le fil d'antenne du connecteur PB sur la carte de l'antenne.



## Notes concernant le remontage

### Éléments du kit :


- 105936, carte radio sans fil, antenne et 2 vis Torx T-10
- 105938, carte de l'antenne




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.

## Retrait de la carte *Bluetooth* de la carte PCA principale

1. Retirez la vis Torx T-10 de la carte radio *Bluetooth*.



2. Tirez la carte vers l'extérieur pour débrancher le mini connecteur USB.



## Notes concernant le remontage

### Éléments du kit :

- 105937, carte *Bluetooth* et vis Torx T-10



**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.

## Retrait du câble ruban de l'écran tactile et de l'écran de la carte PCA principale, séparément




**REMARQUE** L'écran tactile comporte un numéro de série : TFC-K9700RTWW37TR ou TFC-K9700RTWW55. Les étapes de retrait et de remontage sont les mêmes pour les deux numéros de série, hormis le fait que le numéro de série TFC-K9700RTWW37TR est équipé d'un câble flexible LCD intégré (soudé).




**REMARQUE** Le câble ruban de l'écran tactile et de l'écran TFC-K9700RTWW55 (disponible sous forme d'article du kit d'entretien : 108241, Kit entretien HW A-F, LCD à écran tactile) fonctionne avec la carte mère 409703-16 CSM et avec les versions logicielles existantes. Lorsque vous utilisez le câble ruban de l'écran tactile et de l'écran TFC-K9700RTWW37TR (disponible sous forme d'article de kit entretien 108121, Kit entretien CSM, LCD à nouvel écran tactile), vous devez mettre à niveau votre appareil avec la nouvelle carte mère CSM modèle 409703-18, le nouvel écran tactile LCD et mettre à niveau le logiciel vers la version 1.41 ou supérieure.

1. Si le numéro de série est TFC-K9700RTWW55, séparez soigneusement le câble flexible LCD de son connecteur sur la carte PCA principale en tirant le câble vers le haut.




2. Retournez la carte PCA principale de sorte que l'encoche de la carte soit orientée vers vous.






3. Sur le côté de la carte PCA principale comportant l'encoche, soulevez délicatement l'écran LCD au-delà des pattes et inclinez-le vers le haut.



4. Retirez la bande Gaff recouvrant le connecteur avec mécanisme de verrouillage et mettez-la de côté pour le remontage.
5. Soulevez délicatement le mécanisme de verrouillage du connecteur du câble flexible LCD sur la carte PCA principale et retirez l'écran LCD.



## Notes concernant le remontage

### Article du kit :

- 108241, Kit entretien HW A-F, LCD à écran tactile
- 108121, Kit entretien CSM, LCD à nouvel écran tactile



**REMARQUE** Le câble ruban de l'écran tactile et de l'écran TFC-K9700RTWV55 (108241, Kit entretien HW A-F, LCD à écran tactile) fonctionne avec la carte mère CSM modèle 409703-16 et avec les versions logicielles existantes.



**REMARQUE** Lorsque vous utilisez le câble ruban de l'écran tactile et de l'écran TFC-K9700RTWV37TR (disponible sous forme d'article de kit entretien 108121, Kit entretien CSM, LCD à nouvel écran tactile), vous devez mettre à niveau votre appareil avec la nouvelle carte mère CSM modèle 409703-18, le nouvel écran tactile LCD et mettre à niveau le logiciel vers la version 1.41 ou supérieure.



**REMARQUE** Le remontage n'est pas l'inverse du démontage.



**REMARQUE** Utilisez la bande Gaff mise de côté lors du démontage pour remonter l'écran LCD.

## Fixation du câble ruban de l'écran tactile et de l'écran à la carte PCA principale, séparément




**REMARQUE** L'écran tactile comporte un numéro de série : TFC-K9700RTWV37TR ou TFC-K9700RTWV55. Les étapes de remontage sont les mêmes pour les deux numéros de série, hormis le fait que le numéro de série TFC-K9700RTWV37TR est équipé d'un câble flexible LCD intégré (soudé).




**REMARQUE** Le câble ruban de l'écran tactile et de l'écran TFC-K9700RTWV55 (disponible sous forme d'article du kit d'entretien : 108241, Kit entretien HW A-F, LCD à écran tactile) fonctionne avec la carte mère 409703-16 CSM et avec les versions logicielles existantes. Lorsque vous utilisez le câble ruban de l'écran tactile et de l'écran TFC-K9700RTWV37TR (disponible sous forme d'article de kit entretien 108121, Kit entretien CSM, LCD à nouvel écran tactile), vous devez mettre à niveau votre appareil avec la nouvelle carte mère CSM modèle 409703-18, le nouvel écran tactile LCD et mettre à niveau le logiciel vers la version 1.41 ou supérieure.

1. Le cadre LCD orienté vers le haut, insérez soigneusement le câble flexible LCD dans le connecteur.



2. Avec deux doigts, appuyez sur le mécanisme de verrouillage pour fixer le câble flexible LCD.




3. Appliquez la bande Gaff (retirée lors du démontage) sur le connecteur avec mécanisme de verrouillage et le câble flexible LCD.



**REMARQUE** Ne laissez pas la bande toucher la carte, ou la ferrite toucher l'extrémité du câble flexible après assemblage.


4. Si le numéro de série est TFC-K9700RTWW55, insérez le petit câble flexible de l'écran tactile dans le trou de la carte PCA principale.




5. Inclinez l'écran LCD sous les languettes sur le côté du câble flexible de l'écran LCD.
6. Abaissez l'écran LCD et déplacez délicatement les languettes sur le côté opposé pour pouvoir attraper et fixer l'écran LCD dans le châssis.



**REMARQUE** Assurez-vous que les languettes retiennent fermement l'écran LCD.




7. Retournez la carte PCA principale.
8. Si le numéro de série est TFC-K9700RTWW55, insérez le câble flexible dans son connecteur.




## Retrait de l'ensemble de la pompe


1. Retirez le collecteur de la pompe des transducteurs de la carte PCA principale.




2. Pincez et retirez le connecteur de la pompe de la carte PCA principale.



3. Retournez la carte PCA principale et retirez les 2 vis Torx T-10.



4. Retirez l'ensemble de la pompe de la carte PCA principale.



## Notes concernant le remontage

### Éléments du kit :

- 105920, ensemble de la pompe et 2 vis Torx T-10



**REMARQUE** Le remontage n'est pas l'inverse du démontage.

## Fixation de l'ensemble de la pompe à la carte PCA principale

1. Placez le collecteur de la pompe sur le transducteur de la carte PCA principale. Assurez-vous que le collecteur de la pompe est correctement installé sur le transducteur.  
(Voir « Retrait de l'ensemble de la pompe », étape 1.)
2. Connectez la pompe à la carte PCA principale.  
(Voir « Retrait de l'ensemble de la pompe », étape 2.)
3. Retournez la carte PCA principale.
4. Fixez l'ensemble de la pompe à la carte PCA principale avec 2 vis Torx T-10 (voir le tableau des valeurs de couple).  
(Voir « Retrait de l'ensemble de la pompe », étapes 3 et 4.)

## Remplacement de la carte PCA principale

Remplacez la carte PCA principale au besoin après avoir enlevé tous les autres composants.



**REMARQUE** Après leur installation, les nouvelles cartes PCA doivent être préparées pour leur première utilisation. Procédez à l'initialisation de la carte PNI pendant le fonctionnement et l'étalonnage de l'appareil à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn, édition Gold. Voir « Initialisation de la carte PNI » à la section « Vérification fonctionnelle et étalonnage complets ».




**REMARQUE** Une fois les réparations terminées et l'appareil étalonné, l'écran Configuration CSM de l'outil d'entretien Welch Allyn comprend un onglet « First Boot Settings » (Paramètres de premier démarrage) qui vous permet de mettre l'appareil dans les états de premier démarrage suivants : **Production Complete** (Production terminée), anciennement appelé « *State when it leaves the factory* » (État en sortie d'usine). Au démarrage, la langue et la date/l'heure sont affichées.

## Démontage du boîtier frontal

### Retirez la monture du boîtier frontal

Soulevez la monture en caoutchouc et faites-la passer au-dessus du câble de l'interrupteur d'alimentation et des 6 emplacements du boîtier.



### Notes concernant le remontage

#### Éléments du kit :


- 105922, monture
- 105921, boîtier frontal (boîtier, interrupteur d'alimentation et 6 vis Phillips)



**REMARQUE** Le remontage n'est pas l'inverse du montage.

### Fixation de la monture au boîtier frontal

1. Alignez la monture avec le boîtier frontal et insérez le câble flexible de l'interrupteur d'alimentation dans la fente de la monture.



2. Placez la monture sur les 6 emplacements du boîtier.

## Surface de travail de l'APM (Accessory Power Management, gestion de l'alimentation des accessoires)

Cette section s'applique uniquement aux appareils équipés d'un socle APM.


### Retrait de la surface de travail de l'APM du support

Avant de retirer la surface de travail de l'APM, mettez le moniteur hors tension, débranchez les câbles d'alimentation et de communication du moniteur et débranchez le cordon d'alimentation du mur.

1. À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, retirez les 4 vis de la plaque du support et mettez-les de côté.



**REMARQUE** Conservez les vis pour le remontage.



2. Retirez la surface de travail de l'APM du support.
3. Si vous changez l'APM, retirez la batterie et mettez-la de côté pour le remontage.



## Notes concernant le remontage

### Article du kit :


- 105943, surface de travail de l'APM



**REMARQUE** Le remontage n'est pas l'inverse du démontage.

## Fixation de la surface de travail de l'APM au support

1. Prenez les 4 vis utilisées pour fixer la surface de travail de l'APM sur le support et vissez-les partiellement dans la surface de travail de l'APM avec vos doigts. Ne les serrez pas.
2. Abaissez les vis dans les trous de la plaque du support.



3. Faites glisser la surface de travail de l'APM vers l'arrière sur la plaque du support.
4. Serrez les 4 vis à l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm.
5. Insérez la batterie.


## Retrait de la batterie de la surface de travail de l'APM

Avant de retirer la batterie de la surface de travail de l'APM, mettez le moniteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation du mur.




**REMARQUE** Il n'est pas nécessaire de retirer la surface de travail de l'APM du support pour retirer sa batterie.


1. Dévissez la vis captive située au bas de la surface de travail de l'APM qui fixe la trappe de la batterie.



2. Retirez la trappe de la batterie et mettez-la de côté.



3. Soulevez doucement le verrou d'une main et, de l'autre main, tirez la patte du dessus de la batterie afin de sortir la batterie de son logement.



## Notes concernant le remontage

### Éléments du kit :

- Batt99, batterie lithium-ion à 9 cellules, un bloc
- 105972, surface de travail de l'APM, trappe de la batterie (si nécessaire)




**REMARQUE** Le remontage est l'inverse du démontage.

## Notes de démontage et de montage des supports mobiles et des blocs d'alimentation

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des kits d'entretien compatibles avec la combinaison de support mobile et de bloc d'alimentation en fonction de la date de fabrication. Cette section est répartie en quatre grandes sous-sections, comme présenté dans le tableau suivant.


### Section A



Appareils CSM dotés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :


- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02

### Section B




Appareils CSM dotés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15

**Section C**

Appareils CSM dotés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15
- Kit de plaque d'adaptateur RÉF 411626

**Section D**

Appareils CSM dotés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02

\*Consultez le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.


Examinez votre support mobile et votre bloc d'alimentation pour déterminer la sous-section à suivre pour effectuer les procédures de démontage et de montage.

De nombreux kits d'entretien sont rétrocompatibles et/ou interchangeables, tandis que d'autres sont uniquement compatibles avec une ou deux des combinaisons de support et de bloc d'alimentation.

## Section A, retrait du bloc d'alimentation du support mobile

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02




**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.

1. Mettez le dispositif hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Retirez les 2 vis Phillips qui fixent le bloc d'alimentation au support en tenant le bloc d'alimentation d'une main.



**REMARQUE** Mettez les vis de côté pour le remontage.



4. Retirez le bloc d'alimentation.

Recyclez ou mettez au rebut le bloc d'alimentation conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

## Section A, fixation du bloc d'alimentation au support

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02



**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.


Article du kit :

- 7000-PS, bloc d'alimentation Connex Spot

1. Assurez-vous que le côté présentant les trous de vis est orienté vers le haut, puis insérez la prise d'alimentation dans le cadre de support.



2. En tenant bien le bloc d'alimentation contre le cadre, fixez-le au support à l'aide des 2 vis Phillips.




3. Faites passer le câble d'alimentation du bloc d'alimentation par l'un des orifices situés en regard du mât pour atteindre l'appareil, puis branchez le câble d'alimentation à l'appareil.
4. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.
5. Mettez l'appareil sous tension.

## Section B, retrait du bloc d'alimentation du support mobile

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur

- Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15




**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.

1. Mettez le dispositif hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Retirez les 2 vis Phillips qui fixent le bloc d'alimentation au support en tenant le bloc d'alimentation d'une main.



**REMARQUE** Mettez les vis de côté pour le remontage.




4. Retirez le bloc d'alimentation.

Recyclez ou mettez au rebut le bloc d'alimentation conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

## Section B, fixation du bloc d'alimentation au support

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :


- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15



**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.

Article du kit :

- 7000-PS, bloc d'alimentation Connex Spot
1. En tenant bien le bloc d'alimentation contre le support, fixez le bloc d'alimentation au support à l'aide des 2 vis Phillips.




2. Faites passer le câble d'alimentation du bloc d'alimentation par l'un des orifices situés en regard du mât pour atteindre l'appareil, puis branchez le câble d'alimentation à l'appareil.
3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.
4. Mettez l'appareil sous tension.

## Section C, retrait du bloc d'alimentation du support mobile

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15






**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.

1. Mettez le dispositif hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Retirez les 2 vis Phillips qui fixent le bloc d'alimentation au support en tenant le bloc d'alimentation d'une main. De l'autre main, maintenez la plaque d'adaptateur et les écrous de puits.



**REMARQUE** Mettez les vis, la plaque d'adaptateur et les écrous de puits de côté pour le remontage.




4. Retirez le bloc d'alimentation.

Recyclez ou mettez au rebut le bloc d'alimentation conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

## Section C, fixation du bloc d'alimentation au support

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :


- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15




**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations. Pour installer le nouveau bloc d'alimentation sur un support existant, vous devez utiliser le kit de plaque d'adaptateur de réf. 411626.

Article du kit :


- 7000-PS, bloc d'alimentation Connex Spot
  - Kit de support de bloc d'alimentation MS3, 411626
1. Posez les 2 écrous en plaçant chaque écrou dans le puits de la plaque d'adaptateur. En tenant le bloc d'alimentation d'une main, utilisez l'autre main pour mettre en contact le bloc d'alimentation sur la plaque d'adaptateur.




2. Retournez le bloc d'alimentation pour vous assurer que le côté présentant les trous de vis est orienté vers le haut,



puis fixez le bloc d'alimentation à la plaque d'adaptateur en alignant les trous, puis serrez à l'aide des 2 vis Phillips.



3. Serrez les 2 vis Phillips, tout en maintenant le bloc d'alimentation fermement contre le support.




4. Faites passer le câble d'alimentation du bloc d'alimentation par l'un des orifices situés en regard du mât pour atteindre l'appareil, puis branchez le câble d'alimentation à l'appareil.
5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.
6. Mettez l'appareil sous tension.

## Section D, retrait du bloc d'alimentation du support mobile

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :


- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02



1. Mettez le dispositif hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Retirez les 2 vis Phillips qui fixent le bloc d'alimentation au support en tenant le bloc d'alimentation d'une main.



**REMARQUE** Mettez les vis, la plaque d'adaptateur et les écrous de puits de côté pour le remontage.




4. Retirez le bloc d'alimentation.

Recyclez ou mettez au rebut le bloc d'alimentation conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

## Section D, fixation du bloc d'alimentation au support

Cette section s'applique aux appareils CSM équipés d'un support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 répondant aux critères suivants :

- Support mobile 4400-MBS ou 7000-MS3 fabriqué après le 02/2022\* ou ultérieur
- Bloc d'alimentation 7000-PS fabriqué avant le 02/2022\* ou antérieur
- Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02




**REMARQUE** Voir le numéro de modèle et l'étiquette pour plus d'informations.


Article du kit :

- 7000-PS, bloc d'alimentation Connex Spot


1. Installez la plaque d'adaptateur sur le support de câble du support mobile.



2. Fixez le bloc d'alimentation à la plaque d'adaptateur en alignant les trous.



3. Serrez les 2 vis Phillips, tout en maintenant le bloc d'alimentation fermement contre le support.



4. Faites passer le câble d'alimentation du bloc d'alimentation par l'un des orifices situés en regard du mât pour atteindre l'appareil, puis branchez le câble d'alimentation à l'appareil.
5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.
6. Mettez l'appareil sous tension.

## Unités remplaçables sur site

---


Cette liste comprend uniquement les pièces remplaçables sur site. Les accessoires de produits, y compris les capteurs patient, les sondes, les câbles, les batteries, les embouts de sondes et autres consommables, sont répertoriés séparément dans la liste des accessoires dans l'annexe du mode d'emploi ou dans la [boutique de pièces détachées Hillrom](#).

Cette section commence par une illustration de l'ensemble de l'appareil suivie de listes de kits d'entretien.

Les pièces/kits de réparation peuvent être achetés par l'intermédiaire de canaux de vente Hillrom.



**REMARQUE** Welch Allyn peut limiter la disponibilité de certaines pièces aux techniciens de maintenance autorisés uniquement. Ces limitations sont nécessaires pour assurer la sécurité des produits ou le respect de la réglementation en vigueur. Après la date de fin de fabrication, les pièces de réparation et d'entretien seront fournies pendant 5 ans ou jusqu'à ce que les pièces ne soient plus disponibles. La durée de vie prévue, conformément au paragraphe 4.4 de la 3e édition de la norme CEI60601-1, est définie comme une période de 5 ans.





## Étiquette de numéro de série et de modèle de l'appareil

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent sur une étiquette sur le boîtier arrière.

Numéro de série et code de format	
Numéro de série	MMMMXXXWWYY
MMMM	Usine de fabrication
XXXX	Numéro séquentiel
WW	Semaine de fabrication
YY	Année de fabrication

## À propos des kits d'entretien de 4e édition

Le tableau décrit les composants de l'appareil et de l'APM ainsi que les kits d'entretien associés pour les pièces remplaçables pour les appareils fabriqués conformément à la norme CEI 60601-1 4e édition de 2019 et ultérieurement. Reportez-vous au numéro de série pour connaître l'année de fabrication de votre appareil. L'année de fabrication est indiquée par les deux derniers chiffres du numéro de série.

Il est possible que les futures révisions d'une pièce ne soient pas toujours rétrocompatibles avec une pièce existante.

## Liste des kits d'entretien 4e édition

Pour déterminer la pièce de rechange appropriée pour l'unité, précisez toujours le numéro de série et le modèle lors de la commande.

Numéro du kit d'entretien	Référence	Description
1	105945	Kit entretien CSM, trappe de la batterie
2	Batt22	Kit entretien, batterie lithium-ion à 2 cellules
3	105923	Kit entretien CSM, boîtier arrière*
4	105939	Kit entretien CSM, embout d'extrémité
5	105942	Kit entretien CSM, haut-parleur
6	105920	Kit entretien CSM, pompe PNI
7	105933	Kit entretien CSM, PCBA Nonin SpO2
8	105931	Kit entretien CSM, PCBA Masimo SpO2

Numéro du kit d'entretien	Référence	Description
9	105932	Kit entretien CSM, PCBA Nellcor SpO2
10	105925	Kit entretien CSM, PCA principale et cadre LCD
11	105930	Kit entretien CSM, faisceau d'alimentation
12	105938	Kit entretien CSM, PCBA antenne Newmar
13	105936	Kit entretien CSM, PCBA radio Newmar
14	105937	Kit entretien CSM, PCBA radio Bluetooth
15	105926	Kit entretien CSM, insert Masimo SpO2
16	105927	Kit entretien CSM, insert Nellcor SpO2
17	105928	Kit entretien CSM, pas d'insert SpO2
18	105929	Kit entretien CSM, insert Nonin SpO2
19a	108241	Kit entretien HW A-F, LCD à écran tactile
19b	108121 <sup>1</sup>	Kit entretien CSM, LCD combiné à nouvel écran tactile
20	105922	Kit entretien CSM, monture LCD
21	105921	Kit entretien CSM, boîtier frontal
22	105941	Kit entretien CSM, module Braun ThermoScanPRO 6000 <sup>2</sup>
23	105940	Kit entretien CSM, module SureTemp Plus
24	105943	Kit entretien CSM, surface de travail de l'APM
25	Batt99	Kit entretien, batterie lithium-ion à 9 cellules
26	105972	Kit entretien CSM, surface de travail de l'APM, trappe de la batterie
27	7000-PS	Bloc d'alimentation Connex Spot

\*Non disponible pour achat direct.

<sup>1</sup> Lorsque vous utilisez le kit 108121 (Kit entretien CSM, LCD combiné à nouvel écran tactile), vous devez mettre à niveau votre appareil avec la nouvelle carte mère CSM modèle 409703-18, le nouvel écran tactile LCD et mettre à niveau le logiciel vers la version 1.41 ou supérieure. Contacter Welch Allyn pour en savoir plus.

<sup>2</sup> Si vous utilisez un kit d'entretien de remplacement (Kit entretien CSM, module Braun ThermoScanPRO 6000) en Chine, remplacez 108189 par 105941. Ce kit contient la nouvelle version logicielle 5.28.

## À propos des kits d'entretien de 3e édition

Le tableau décrit les composants de l'appareil et de l'APM ainsi que les kits d'entretien associés pour les pièces remplaçables pour les appareils fabriqués conformément à la norme CEI 60601-1 3e édition de 2015 à 2018. Reportez-vous au numéro de série pour connaître l'année de fabrication de votre appareil. L'année de fabrication est indiquée par les deux derniers chiffres du numéro de série.

Il est possible que les futures révisions d'une pièce ne soient pas toujours rétrocompatibles avec une pièce existante. Pour déterminer la pièce de rechange appropriée pour l'unité, précisez toujours le numéro de série et le modèle lors de la commande.

Pour réparer un composant d'un appareil de 3e édition, vous devrez peut-être utiliser un kit d'entretien pour mettre à niveau le composant. Pour déterminer si vous avez besoin d'utiliser un kit de mise à niveau pour remplacer un composant en cas de première défaillance, consultez le tableau des premières défaillances dans les kits d'entretien de la 3e édition et localisez le kit d'entretien à utiliser avec votre appareil.



**REMARQUE** La mise à niveau d'un composant ne rend pas l'appareil conforme à la 4e édition.

Si l'appareil tombe en panne après la mise à niveau d'un composant de l'appareil, consultez le tableau des kits d'entretien de la 3e édition pour savoir quel kit d'entretien utiliser.

## Kits d'entretien 3e édition pour la première défaillance d'un composant

Utilisez ce tableau pour déterminer la bonne pièce à commander pour la première défaillance d'un composant.

Número de modèle de l'appareil	Carte mère	SureTemp Plus	Masimo	Nelcor	Nonin	Base-support Braun	Thermomètre Braun
7*CE	107156	-	-	107156	-	107156	107156
7*CT	107155	107155	-	107155	-	-	-
7*CX	107162	-	-	107162	-	-	-
7*ME	107157	-	107157	-	-	107157	107157
7*MT	107154	107154	107154	-	-	-	-
7*MX	107158	-	107158	-	-	-	-
7*XE	107153	-	-	-	-	107153	107153
7*XT	107152	107152	-	-	-	-	-
7*XX	107163	-	-	-	-	-	-
7*WE	107153	-	-	-	105933	107153	107153

Numéro de modèle de l'appareil	Carte mère	SureTemp Plus	Masimo	Nellcor	Nonin	Base-support Braun	Thermomètre Braun
7*WT	107152	107152	-	-	105933	-	-
7*WX	107163	-	-	-	105933	-	-

\*Varie en fonction du numéro de modèle de votre appareil.

## Kits d'entretien 3e édition pour défaillance ultérieure de composants

Utilisez ce tableau pour déterminer la pièce à commander en cas de défaillance d'un composant après une mise à niveau à l'aide des composants du kit d'entretien 3e édition pour une première défaillance de composant.



**REMARQUE** Pour une première défaillance de composant, consultez le tableau relatif à une première défaillance de composant dans les kits d'entretien 3e édition.

Número de modèle de l'appareil	Carte mère	SureTemp Plus	Masimo	Nellcor	Nonin	Base-support Braun	Thermomètre Braun
7*CE, 7*CT, 7*CX, 7*ME, 7*MT, 7*MX, 7*XE, 7*XT, 7*XX, 7*WE, 7*WT, 7*WX	105925	105940	105931	105932	105933	105941	105948

\*Varie en fonction du numéro de modèle de votre appareil.

## Liste des kits d'entretien 3e édition

Pour déterminer la pièce de rechange appropriée pour l'unité, précisez toujours le numéro de série et le modèle lors de la commande.

Número du kit d'entretien	Référence	Description
1	105945	Kit entretien CSM, trappe de la batterie
2	Batt22	Kit entretien, batterie lithium-ion à 2 cellules
3	105923	Kit entretien CSM, boîtier arrière*
4	105939	Kit entretien CSM, embout d'extrémité
5	105942	Kit entretien CSM, haut-parleur
6	105920	Kit entretien CSM, pompe PNI
7	105933	Kit entretien CSM, PCBA Nonin SpO2
8	105931	Kit entretien CSM, PCBA Masimo SpO2
9	105932	Kit entretien CSM, PCBA Nellcor SpO2
10	105925	Kit entretien CSM, PCA principale et cadre LCD
11	105930	Kit entretien CSM, faisceau d'alimentation

Numéro du kit d'entretien	Référence	Description
12	105938	Kit entretien CSM, PCBA antenne Newmar
13	105936	Kit entretien CSM, PCBA radio Newmar
14	105937	Kit entretien CSM, PCBA radio Bluetooth
15	105926	Kit entretien CSM, insert Masimo SpO2
16	105927	Kit entretien CSM, insert Nellcor SpO2
17	105928	Kit entretien CSM, pas d'insert SpO2
18	105929	Kit entretien CSM, insert Nonin SpO2
19a	108241	Kit entretien CSM, LCD à écran tactile
19b	108121 <sup>1</sup>	Kit entretien CSM, LCD combiné à nouvel écran tactile
20	105922	Kit entretien CSM, monture LCD
21	105921	Kit entretien CSM, boîtier frontal
22	105941	Kit entretien CSM, module Braun ThermoScanPRO 6000 <sup>2</sup>
23	105940	Kit entretien CSM, module SureTemp Plus
24	105943	Kit entretien CSM, surface de travail de l'APM
25	Batt99	Kit entretien, batterie lithium-ion à 9 cellules
26	105972	Kit entretien CSM, surface de travail de l'APM, trappe de la batterie
27	7000-PS	Bloc d'alimentation Connex Spot

\*Non disponible pour achat direct.

<sup>1</sup> Lorsque vous utilisez le kit 108121 (Kit entretien CSM, LCD combiné à nouvel écran tactile), vous devez mettre à niveau votre appareil avec la nouvelle carte mère CSM modèle 409703-18, le nouvel écran tactile LCD et mettre à niveau le logiciel vers la version 1.41 ou supérieure. Contacter Welch Allyn pour en savoir plus.

## Exigences en matière de nettoyage

Cette section présente les procédures à respecter pour nettoyer le moniteur Connex Spot (y compris le moniteur, les socles, la surface de travail de l'APM, les accessoires, le panier et les corbeilles).

Welch Allyn a validé ces instructions comme étant à même de préparer vos équipements du moniteur Connex Spot et les accessoires ci-dessus en vue de leur réutilisation. Nettoyez et désinfectez régulièrement conformément aux normes et protocoles de l'établissement ou aux réglementations locales en vigueur. Si le moniteur est sous tension, verrouillez l'écran.



**AVERTISSEMENT** Risque de blessure du patient. Nettoyez tous les accessoires, y compris les câbles et les tubulures, avant de ranger les accessoires sur l'appareil ou le socle. Ceci permet de limiter les risques de contaminations croisées et d'infection nosocomiale.



**AVERTISSEMENT** Risque de décharge électrique. Avant de nettoyer le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de la source d'alimentation.



**AVERTISSEMENT** Risque de décharge électrique. N'immergez PAS et ne stérilisez pas en autoclave le moniteur ou les accessoires. Le moniteur et les accessoires ne sont pas résistants à la chaleur.



**AVERTISSEMENT** Les liquides peuvent endommager les composants électroniques présents à l'intérieur du moniteur. Évitez la projection de liquides sur le moniteur.



**MISE EN GARDE** Ne stérilisez pas le moniteur. La stérilisation du moniteur peut endommager l'appareil.

En cas de projection de liquides sur le moniteur :

1. Mettre le moniteur hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de la source d'alimentation.
3. Retirer la batterie du moniteur.
4. Essuyez tout excédent de liquide présent sur le moniteur.



**REMARQUE** En cas de pénétration de liquides dans le moniteur, arrêtez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait été correctement séché, contrôlé et testé par un technicien qualifié.

5. Réinstaller la batterie.
6. Rebranchez le cordon d'alimentation.
7. Mettez le moniteur sous tension et assurez-vous qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

## Préparation du nettoyage de l'équipement



**MISE EN GARDE** Certains produits nettoyants ne sont pas adaptés à certains composants de l'appareil. Utilisez uniquement des produits nettoyants approuvés et respectez les limitations applicables à certains composants répertoriés dans le tableau suivant. L'utilisation de produits nettoyants non autorisés risque d'endommager les composants.



**MISE EN GARDE** N'utilisez aucune solution à base d'eau de Javel pour nettoyer les contacts électriques métalliques. Ceci endommagerait l'appareil.

Sélectionnez un agent nettoyant dans le tableau suivant.

### Section 1. Produits approuvés pour tous les composants du moniteur Connex Spot

Agent nettoyant	Informations supplémentaires
Accel INTERVention	
Accel TB	
CaviWipes	
Lingettes universelles Clinell®	
Oxiver TB	
Sani-Cloth® Plus	
Super Sani-Cloth®	
Solution d'alcool isopropylique à 70 %	Appliquée sur un chiffon propre

### Section 2. Produits non approuvés pour tous les composants du moniteur Connex Spot



**REMARQUE** Les produits nettoyants suivants ne sont PAS approuvés pour le nettoyage des moniteurs Connex Spot équipés du thermomètre ThermoScan PRO 6000 de Braun.

Agent nettoyant	Informations supplémentaires
Lingettes Bacillo® AF	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Cleancide	
Lingettes Clinitex® Detergent	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Lingettes Clorox Dispatch	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Clorox Fuzion	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran



Agent nettoyant	Informations supplémentaires
Clorox HealthCare Bleach Germicidal Cleaner	
Lingettes Mikrozid® AF	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Lingettes Oxivir® 1	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Solution Oxivir Plus 1:40	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Lingettes détergentes neutres Reynard	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Lingettes désinfectantes premium Reynard	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Lingettes Sani-Cloth Active	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Sani-Cloth® Bleach	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Lingettes Sani-Cloth® Prime	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Solution Sekusept™ Plus 1,5 %	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Super HDQ® L10	Taux de dilution de 1 volume pour 256 d'eau appliqué sur un chiffon propre
Lingettes de nettoyage Tuffie5	
Lingettes Viraguard	Non approuvée pour le nettoyage de l'écran
Virex II (256)	Taux de dilution de 1 volume pour 256 d'eau appliqué sur un chiffon propre
Solution d'eau de Javel à 10 %	(hypochlorite de sodium à 0,5 % - 1 %) appliquée sur un chiffon propre

## Élimination de déversements liquides sur le moniteur

Les liquides peuvent endommager les composants électroniques présents à l'intérieur du moniteur. Procédez comme suit en cas de déversement de liquides sur le moniteur.

1. Mettez le moniteur hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de la source d'alimentation.
3. Retirez la batterie du moniteur.
4. Essuyez l'excédent de liquide présent sur le moniteur.
5. Réinstallez la batterie.
6. Rebranchez le cordon d'alimentation.
7. Mettez le moniteur sous tension et assurez-vous qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

En cas de pénétration de liquides dans le moniteur, cessez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il ait été correctement séché, contrôlé et testé par un technicien qualifié.

## Nettoyage de l'équipement

Le verrouillage de l'écran empêche la saisie d'informations patient et de toute autre donnée, ce qui peut s'avérer utile lors du nettoyage de l'écran.

Respectez les instructions du fabricant du produit nettoyant pour préparer la solution, le cas échéant, et nettoyez toutes les surfaces exposées du moniteur, de la surface de travail de l'APM, des corbeilles et paniers, des cordons et des câbles, et du socle. Nettoyez toutes les surfaces de façon à éliminer toute salissure visible. Changez de lingette ou de chiffon au cours de la procédure de nettoyage, si nécessaire.



**AVERTISSEMENT** Risque de décharge électrique. N'ouvrez pas le moniteur et ne tentez pas de le réparer. Ce moniteur ne contient aucun composant interne pouvant être entretenu/réparé par l'utilisateur. Seules les procédures de nettoyage et de maintenance de routine décrites dans ce manuel sont autorisées. L'inspection et l'entretien des composants internes doivent être effectués par un technicien qualifié.



**MISE EN GARDE** La stérilisation du moniteur peut endommager l'appareil.

1. Débranchez le cordon d'alimentation CA de la prise de courant.
2. Nettoyez le dessus du moniteur.
3. Nettoyez les côtés, le devant et le dos du moniteur.
4. Évitez l'accumulation de résidus sur l'écran LCD. Après le nettoyage et la désinfection, nettoyez l'écran LCD à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'eau, puis séchez l'écran à l'aide d'un chiffon propre et sec.
5. Nettoyez le dessous du moniteur.
6. Nettoyez la surface de travail de l'APM.
7. Nettoyez les corbeilles ou le panier.
8. Nettoyez le cordon d'alimentation CA et le montage de câble d'alimentation/USB de la surface de travail de l'APM.
9. Nettoyez le socle de haut en bas.

## Séchage de l'équipement

1. Laissez sécher à l'air tous les composants, à l'exception de l'écran LCD.
2. Séchez celui-ci à l'aide d'un chiffon propre.

## Rangement de l'appareil

Rangez l'appareil conformément aux instructions de votre établissement de manière à ce qu'il reste propre, sec et prêt à l'emploi.

## Nettoyage des accessoires

Les accessoires incluent des composants tels que les brassards et les tubes de tensiomètres, les capteurs et les câbles de SpO2, les thermomètres et le lecteur de code-barres. Respectez les instructions du fabricant de l'accessoire pour le nettoyage et la désinfection.

Pour le nettoyage du panneau mural et de la fixation VESA, utilisez uniquement une solution d'alcool isopropylique à 70 % sur un chiffon propre.

Pour le thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000, utilisez uniquement les produits nettoyants approuvés, répertoriés dans les instructions de nettoyage fournies par le fabricant. Les produits nettoyants non approuvés peuvent endommager l'appareil et perturber la transmission des données.


## Nettoyage des contacts du thermomètre ThermoScan PRO 6000 de Braun

Les résidus qui s'accumulent sur les contacts électriques du thermomètre ThermoScan PRO 6000 de Braun peuvent perturber la transmission des données. Welch Allyn recommande de nettoyer les contacts du thermomètre et la base-support tous les 4 mois afin de conserver des performances optimales.




**MISE EN GARDE** N'utilisez aucune solution à base d'eau de Javel pour nettoyer les contacts électriques métalliques. Ceci endommagerait l'appareil.

1. Imbibez légèrement un tampon en coton avec de l'alcool isopropylique à 70 %.
2. Retirez le thermomètre de la base-support et nettoyez les contacts électriques métalliques du thermomètre à l'aide du tampon en coton.



3. Laissez le thermomètre de côté pendant 1 minute afin que les contacts sèchent à l'air.
4. Nettoyez les contacts électriques métalliques de la base-support de l'appareil à l'aide du tampon en coton.



5. Laissez les contacts sécher à l'air pendant 1 minute.
6. Remplacez le thermomètre Braun sur la base-support.

## Conditions de décontamination et de nettoyage en cas de retour

Par mesure de précaution, le moniteur doit être décontaminé avant d'être remis à Welch Allyn à des fins de maintenance, de réparation, d'inspection ou de mise au rebut. Le nettoyage est une condition préalable essentielle pour assurer une désinfection ou une décontamination efficace. Suivez les instructions de nettoyage précédemment présentées dans cette section.



**REMARQUE** Les pièces contaminées ne doivent pas être retournées sans accord préalable et écrit.



**REMARQUE** Décontaminez le moniteur conformément aux procédures de votre établissement et aux réglementations locales.

# Configuration et installation de l'appareil

## Aperçu de la configuration

Vous pouvez créer un fichier de configuration qui spécifie les préférences pour toutes les options du moniteur Connex Spot. Lorsque le moniteur est sous tension, il reconnaît toutes les options et fonctions disponibles et applique les préférences de fichier de configuration associées.

Si aucun fichier de configuration personnalisé n'a été chargé sur l'appareil, ce dernier applique les paramètres d'usine par défaut à toutes les options disponibles. Voir « Réglages d'usine par défaut » dans l'annexe.

Outre la création ou la modification d'un fichier de configuration, il est possible de modifier certains paramètres en accédant aux paramètres avancés (Advanced settings). Les modifications apportées aux paramètres avancés (Advanced settings) prennent effet immédiatement sur l'appareil, mais elles ne modifient pas le fichier de configuration.



**REMARQUE** L'appareil ne prend pas en charge les noms de fichiers de configuration qui incluent des parenthèses. Si le nom de fichier comprend des parenthèses, l'appareil ne reconnaît pas le fichier. Ce problème se présente couramment si vous avez téléchargé le même fichier plusieurs fois à partir de votre navigateur Web. Par exemple, le navigateur Web peut automatiquement renommer « MyFile.config » en « MyFile.config(2) » si vous le téléchargez une deuxième fois. Dans ce cas, renommez le fichier en supprimant les parenthèses pour qu'il apparaisse dans la liste sur le CSM.


Le reste de cette section vous explique comment effectuer les opérations suivantes :

- Modification d'un fichier de configuration
- Copie d'un fichier de configuration
- Téléchargement d'un fichier de configuration à installer sur un autre appareil
- Création d'un nouveau fichier de configuration
- Installation d'un fichier de configuration

## Modification d'un fichier de configuration

Pour modifier un fichier de configuration enregistré, procédez comme suit :

1. Accédez à l'outil de configuration à l'adresse <http://config.welchallyn.com>.
2. Connectez-vous avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Cliquez sur **List Configurations** (Répertoire les configurations) dans la barre de navigation.


4. Recherchez le fichier de configuration à modifier dans la liste et cliquez sur  à droite du tableau pour lancer l'éditeur.
5. Sous Progress Summary (Récapitulatif de progression), localisez la section que vous souhaitez modifier (Clinical (Clinique), Informatics (Informatique), IT (Technologies de l'information) ou Biomed) et cliquez sur l'étape spécifique que vous souhaitez modifier.
6. Examinez les sélections à chaque étape et modifiez-les comme vous le souhaitez.
7. Cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER) pour accepter les modifications ou sur **BACK** (PRÉCÉDENT) pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.

Lorsque vous cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER), le système passe automatiquement à l'étape suivante de cette section dans Progress Summary (Récapitulatif de progression). Lorsque vous atteignez la dernière étape d'une section, le fait de cliquer sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER) renvoie à Progress Summary (Récapitulatif de progression).

8. Répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à ce que toutes les modifications souhaitées soient terminées.
9. Cliquez sur **List Configurations** (Répertoire des configurations) dans la barre de navigation pour voir un nouvel horodatage dans la colonne Updated (Mis à jour) pour votre fichier de configuration.

## Copier ou restaurer un fichier de configuration enregistré

Pour copier ou restaurer un fichier de configuration enregistré, procédez comme suit :

1. Accédez à l'outil de configuration à l'adresse <http://config.welchallyn.com>.
2. Connectez-vous avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Cliquez sur **List Configurations** (Répertoire des configurations) dans la barre de navigation.
4. Recherchez le fichier de configuration à copier dans la liste et cliquez sur  à droite du tableau.
5. Acceptez ou entrez un nouveau nom pour le fichier copié dans la boîte de dialogue Copy Configuration (Copier la configuration), puis cliquez sur **Copy** (Copier).
6. Recherchez votre nouveau fichier de configuration dans l'onglet List Configurations (Répertoire des configurations).

## Téléchargement d'un fichier de configuration à installer sur un autre appareil




**REMARQUE** Avant d'utiliser une clé USB pour télécharger un fichier de configuration, assurez-vous que la clé USB est exempte de logiciels malveillants et de données inutiles.

Pour télécharger un fichier de configuration enregistré, procédez comme suit :

### À partir de l'outil de configuration

1. Accédez à l'outil de configuration à l'adresse <http://config.welchallyn.com>.
2. Connectez-vous avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Cliquez sur **List Configurations** (Répertoire des configurations) dans la barre de navigation.



4. Recherchez le fichier de configuration à télécharger dans la liste et cliquez sur  à droite du tableau.  
Le fichier de configuration se télécharge vers le plateau, sur votre PC.
5. À l'aide du menu déroulant sur le côté droit du fichier téléchargé, sélectionnez **Show in folder** (Afficher dans le dossier).  
L'explorateur Windows ouvre le dossier Téléchargements avec le téléchargement le plus récent sélectionné.
6. Copiez le fichier de configuration téléchargé sur une clé USB.
7. Voir « Installation d'un fichier de configuration » pour obtenir des instructions sur le téléchargement de cette configuration sur un autre appareil.

## Création d'un nouveau fichier de configuration

Pour créer un nouveau fichier de configuration, procédez comme suit :

1. Accédez à l'outil de configuration à l'adresse <http://config.welchallyn.com>.
2. Connectez-vous avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.
3. Cliquez sur **New Configuration** (Répertorier les configurations) dans la barre de navigation.
4. Sélectionnez **Connex Spot Monitor** (Moniteur Connex Spot) comme produit que vous aimeriez configurer.
5. Entrez un nom convivial pour votre configuration, puis cliquez sur **CONTINUE** (CONTINUER).  
L'outil de configuration passe à l'écran Product Use Location (Emplacement d'utilisation du produit).
6. Sélectionnez votre type d'emplacement, puis cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER).  
L'écran Progress Summary (Récapitulatif de progression) s'affiche.
7. Sous Progress Summary (Récapitulatif de progression), cliquez sur la première étape que vous souhaitez configurer.
8. Examinez les sélections à chaque étape et modifiez-les comme vous le souhaitez.
9. Cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER) pour accepter les sélections ou sur **BACK** (PRÉCÉDENT) pour revenir à l'écran précédent sans enregistrer.  
Lorsque vous cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER), le système passe automatiquement à l'étape suivante de cette section dans Progress Summary (Récapitulatif de progression). Lorsque vous atteignez la dernière étape d'une section, le fait de cliquer sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER) renvoie à Progress Summary (Récapitulatif de progression).
10. Répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que chaque section soit configurée.
11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **List Configurations** (Répertorier les configurations) dans la barre de navigation pour voir votre fichier de configuration.

## Installation d'un fichier de configuration

Pour installer un fichier de configuration, vous devez d'abord télécharger le fichier de configuration sur une clé USB. Si vous ne l'avez pas déjà fait, effectuez les étapes de la section « Téléchargement d'un fichier de configuration à installer sur un autre appareil », puis procédez comme suit :

1. Insérez la clé dans l'appareil sur lequel la configuration doit être chargée.  
Une boîte de dialogue contextuelle s'affiche et indique les fichiers de configuration situés sur votre clé.
2. Sélectionnez le fichier de configuration souhaité et appuyez sur **Load** (Charger). (Selon la configuration choisie par votre établissement, la sélection de la fonction « Load » (Charger) peut nécessiter la saisie du mot de passe Advanced settings (Paramètres avancés).)
3. Répétez ce processus sur autant d'appareils que vous le souhaitez.



# Présentation de la vérification fonctionnelle et de l'étalonnage

## Tests de vérification fonctionnelle

Les tests de vérification fonctionnelle permettent de confirmer le bon fonctionnement de l'appareil et de ses options. Les tests sont utiles par ailleurs comme outil de diagnostic pour identifier un dysfonctionnement. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour effectuer ces tests.

Pour l'entretien périodique, vous pouvez au moins effectuer les tests de vérification fonctionnelle de base, comme décrit dans ce manuel. Si vous possédez l'édition Gold de l'outil d'entretien, vous avez la capacité supplémentaire d'effectuer une vérification fonctionnelle complète et l'étalonnage de l'appareil, mais cela n'est pas nécessaire pour un entretien périodique minimal.

En revanche, à chaque ouverture du boîtier de l'appareil, vous devez utiliser l'outil d'entretien, édition Gold, pour effectuer une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil avant de renvoyer l'appareil à des fins de maintenance.



**REMARQUE** Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'édition Gold, consultez les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien.

## À propos de l'outil d'entretien Welch Allyn

L'outil d'entretien est requis pour procéder aux tests de vérification fonctionnelle et d'étalonnage. L'outil d'entretien est disponible dans les éditions suivantes :

- **Édition sans licence standard** : permet d'activer les tests de vérification fonctionnelle de la PNI pour réaliser l'entretien annuel recommandé. Si des tests de l'édition sans licence standard affichent un résultat hors spécifications, utilisez l'édition Gold pour effectuer un étalonnage complet.
- **Édition Gold** : permet de vérifier la fonctionnalité et l'étalonnage de l'appareil. Lors de la vérification de l'appareil, l'édition Gold effectue également tout étalonnage requis pour satisfaire les spécifications de l'appareil. Cet ensemble complet de tests est nécessaire pour effectuer une réparation. À chaque ouverture du boîtier, vous devez utiliser l'édition Gold pour tester l'appareil avant de le réutiliser comme d'habitude.



**REMARQUE** Vérifiez que la fiche d'entretien du test final de l'Outil d'entretien Welch Allyn montre que chaque test requis pour un numéro de modèle donné existe et que le test a été effectué.

Pour plus d'informations sur l'outil d'entretien, consultez ce qui suit :

- Pour obtenir des instructions sur l'installation et l'utilisation de l'outil d'entretien, consultez le *Guide d'installation et de configuration de l'Outil d'entretien Welch Allyn*.
- Pour utiliser l'édition sans licence standard et tester le module PNI, suivez les instructions de ce manuel d'entretien.
- Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de l'édition Gold, consultez les fichiers d'aide sur l'outil d'entretien.

### Tests avec l'outil d'entretien, édition sans licence standard

L'outil d'entretien effectue les fonctions suivantes sur l'appareil hôte et les options installées.

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	Hôte
Lecture du micrologiciel	Affiche la version du micrologiciel	✓	✓	✓	✓
Mise à niveau du micrologiciel	Charge le dernier micrologiciel dans le module				✓
Test de fuite	Vérifie les fuites avec un volume de 100 cm <sup>3</sup>	✓			
Test de précision (PNI)	Vérifie l'exactitude des transducteurs sur toute la gamme de pressions	✓			
Test de surpression	Vérifie la pression maximale du brassard	✓			

### Tests avec l'outil d'entretien, édition Gold

L'outil d'entretien teste l'appareil hôte et les options installées, comme indiqué dans le tableau suivant.

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	Hôte
POST	Effectue l'autotest de mise sous tension (POST) <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓
Version du micrologiciel	Vérifie la version du micrologiciel	✓	✓	✓	✓
Mise à niveau du micrologiciel	Charge le dernier micrologiciel dans le module				✓
Fuite	Vérifie les fuites avec un volume de 100 cm <sup>3</sup>	✓			
Bruit AD	Vérifie le bruit sur le canal de pression	✓			
Étalonnage	Étalonne les transducteurs de pression	✓			
Précision (PNI)	Vérifie l'exactitude des transducteurs sur toute la gamme de pressions	✓			

Test	Description	PNI	Temp.	SpO2	Hôte
Décharge	Vérifie les vannes de décharge	✓			
Gonflage de la pompe	Vérifie la pompe pneumatique	✓			
Surpression	Vérifie les limites de la pompe	✓			
Détection de la sonde	Vérifie le fonctionnement du commutateur de détection de la sonde <sup>2</sup>		✓		
Précision (Temp.)	Vérifie la précision du thermomètre sur la plage définie		✓		
Vérification fonctionnelle de la température	Vérifie le module de température à l'aide de la clé d'étalonnage <sup>2</sup>		✓		
Vérification fonctionnelle de la SpO2	Vérifie le fonctionnement du module avec le simulateur de SpO2			✓	
Écran	Vérifie la sortie vidéo				✓
Interface avec rétroéclairage	Vérifie le rétroéclairage de l'écran				✓
Interface tactile	Vérifie l'étalonnage de l'écran tactile				✓
Voyant	Vérifie le voyant				✓
Avertisseur	Vérifie l'avertisseur sonore				✓
Fonctionnement sur batterie	Vérifie la batterie interne				✓

<sup>1</sup> Le test POST vérifie les éléments suivants :

- **PNI** : ROM, RAM, canaux A/D, étalonnage et configuration par l'utilisateur.
- **Température** : ROM, RAM, étalonnage et dispositif de chauffage.
- **SpO2** : ROM et RAM, connexion à la carte SpO2.

<sup>2</sup> SureTemp Plus uniquement.

## Test de sécurité électrique

Welch Allyn recommande de tester la continuité de mise à la terre et le courant de fuite après toutes les réparations en boîtier ouvert. Les tests de rigidité diélectrique ne sont pas recommandés.



**REMARQUE** Effectuez les tests de rigidité diélectrique uniquement si vous doutez de l'intégrité de l'isolation électrique (par exemple, courant d'ouverture de l'interrupteur de court-circuit ou intrusion de liquides d'une solution saline). Si vous pensez que ce test est indispensable, retournez l'appareil à Welch Allyn à des fins d'entretien.

Ces recommandations sont conformes à la norme EN/CEI 60601-1 - Appareils électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles ou la norme EN/CEI 62353 - Appareils électromédicaux - Essais récurrents et essais après réparation d'un appareil électromédical.

Compte tenu de la variabilité des appareils de contrôle sur le terrain, Welch Allyn n'inclut pas d'instructions spécifiques pour des tests de sécurité électrique. Lors des tests de sécurité électrique, consultez les manuels de vos appareils de contrôle pour obtenir des instructions détaillées afin de vous assurer que la configuration des appareils de contrôle est conforme à la norme appropriée. Le tableau suivant fournit des connexions et des limites de tests pour vous aider avec ces tests.

Test	Limites
Continuité de mise à la terre (voir remarque ci-dessus)	La continuité de mise à la terre depuis une tige EP (borne équipotentielle)* vers la broche de mise à la terre du connecteur d'alimentation CEI ne doit pas être supérieure à 0,1 ohm.
Courant de fuite (voir remarque ci-dessus)	Le courant de fuite doit être inférieur à 500 µA de la tige équipotentielle* à l'alimentation secteur (broche de neutre et broche de phase du connecteur d'alimentation CEI).
Résistance d'isolation	La résistance diélectrique est une tige EP* de 500 V (CC) raccordée au secteur CEI (ligne et broches neutres du connecteur d'alimentation CEI) ; la résistance d'isolement est mesurée.
*Pour localiser la borne équipotentielle, voir « Commandes, indicateurs et connecteurs ».	

## Appareils avec alimentation externe

Les blocs d'alimentation sont certifiés CB et listés UL ; ils remplissent TOUTES les exigences de la norme sur les dispositifs médicaux relative à l'alimentation électrique. Le fabricant est tenu d'effectuer tous les tests de sécurité électrique sur l'ensemble de ses blocs d'alimentation avant l'expédition. Welch Allyn n'effectue pas de tests sur ces blocs d'alimentation externes et ne recommande pas de tels tests, car tout test supplémentaire ajouterait une tension excessive sur le système d'isolement et pourrait entraîner des défaillances prématurées sur le terrain. Les réparations en boîtier ouvert des appareils avec alimentation externe sont uniquement destinées aux circuits CC et aux circuits à isolement robuste intégrés aux cartes de circuits imprimés. Aucun autre test d'après entretien n'est nécessaire dans ce cas. Les systèmes d'isolement du patient au sein de l'appareil (sonde de température, capteur SpO2, etc.) disposent tous d'espaces d'isolement visibles intégrés à la carte de circuits imprimés. Le contrôle de la qualité sur le PCB et les tests de type approfondis réalisés par l'organisme de test (ETL) suppriment le besoin d'effectuer des tests supplémentaires sur les appareils qui sont en aval de l'appareil d'isolement de l'alimentation secteur.

## Appareils avec alimentation interne

Les alimentations internes sont certifiées CB et enregistrées UL. Ces alimentations sont un modèle d'alimentation à cadre ouvert (pas d'enceinte de protection). Par conséquent, les produits qui ont une alimentation interne doivent subir des tests de sécurité électrique. Les réparations en boîtier ouvert des appareils avec une alimentation interne exigent d'effectuer les tests recommandés, car ces appareils présentent une alimentation à cadre ouvert et les tests impliquent la manipulation de câbles qui transportent du 120 ou du 240 volts CA. Welch Allyn ne recommande pas les tests HiPot / de résistance diélectrique, car cela pourrait provoquer une tension sur le système d'isolement, qui pourrait en retour entraîner des défaillances prématurées.

## Vérification fonctionnelle de base

### Vérifications fonctionnelles de base



**REMARQUE** L'étalonnage est disponible uniquement avec l'outil d'entretien, édition Gold.

Ces tests vérifient la fonctionnalité de base des paramètres de PNI, SpO2 et thermométrie. Ces tests prennent en charge les exigences de la maintenance préventive de routine. Cependant, ils ne remplacent pas les tests fonctionnels complets disponibles avec l'outil d'entretien, édition Gold. Welch Allyn recommande l'utilisation de l'outil d'entretien édition Gold pour effectuer une maintenance préventive et vérifier l'appareil en cas de réparation.


### Outils de vérification fonctionnelle de base

Les outils répertoriés ci-dessous sont utilisés par Welch Allyn pour effectuer une vérification fonctionnelle de base de l'appareil. La plupart des établissements utilisent un simulateur d'appareil ou des produits équivalents pour effectuer ce test.

Référence du matériel	Description	Qté	Composant
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	PNI
N/A	Simulateur de SpO2	1	SpO2
DOC-10	Câble d'extension Nellcor SpO2	1	Nellcor SpO2
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	Module de thermométrie SureTemp
N/A	Manomètre (au moins deux points décimaux et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1	PNI
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	PNI
N/A	PC fonctionnant sous Windows 10	1	Tous
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn <a href="https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/">https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/</a>	1	PNI, mises à jour logicielles
N/A	Tube en Y du tensiomètre	1	PNI
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	PNI


### Configuration de test de la PNI

Pour procéder au test de fuite, au test de surpression ou à la vérification de la précision de la PNI, branchez l'appareil de contrôle comme illustré ci-dessous. Branchez le collecteur au dispositif de remise en état du volume, comme indiqué par l'outil d'entretien ou la procédure de test.



N°	Élément	N°	Élément
1	Dispositif de remise en état du volume avec le collecteur, la poire et la vanne test	4	Appareil
2	Manomètre (au moins deux points décimaux et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	5	Câble USB 2,0/5 broches type A vers mini B
3	Tube en Y du tensiomètre	6	Ordinateur

Formation d'un tube en Y du tensiomètre



Le tube en Y du tensiomètre est un appareil de contrôle personnalisé qui connecte l'appareil à l'installation test. Le tube en Y est composé d'un tuyau du tensiomètre modifié et d'un raccord de type Y. Suivez les instructions suivantes pour former un tube en Y.

1. Coupez un tuyau du tensiomètre 4500-30 à environ 15 cm du connecteur branché sur l'appareil.
2. Séparez l'extrémité du tuyau à double lumière pour former deux tuyaux distincts. Veillez à ne percer aucun des deux tuyaux.
3. Insérez une extrémité du raccord en Y dans chaque extrémité du tuyau.

Tests de la PNI

Pour le test de fuite de la PNI, le test de surpression ou le contrôle de précision, connectez l'équipement de test conformément au schéma de configuration de test approprié à votre configuration, présenté précédemment dans cette section. Branchez le collecteur au dispositif de remise en état du volume, comme indiqué par l'outil d'entretien ou la procédure de test.

## Test de fuite de la PNI (édition sans licence standard)

Le test de fuite de la PNI est automatique en utilisant l'outil d'entretien. Le test de fuite soumet le système à une pression de début ( $P_s$ ) de 250 mmHg  $\pm$  10 mmHg. La pression de fin ( $P_e$ ) est mesurée au bout de 15 secondes ( $T_t$ ). Le débit de fuite est calculé à l'aide de la formule  $L = (P_s - P_e) / T_t$ . Le test échoue si le débit de fuite est supérieur à 5 mmHg en 15 secondes.

### Test de fuite de la PNI

1. Configurez l'appareil de contrôle.
2. Lancez l'outil d'entretien sur l'ordinateur.
3. Si l'interface simplifiée est activée, choisissez l'option Service (Entretien).
4. Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe, ou avec admin comme ID utilisateur et en laissant le champ du mot de passe vide.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste disponible.
7. Cliquez sur **NIBP Sensor** (Capteur de la PNI) dans l'onglet Device Information (Informations sur l'appareil).
8. Cliquez sur **Leak Test** (Test de fuite) dans le volet NIBP Sensor (Capteur de la PNI) à droite de la fenêtre.
9. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin du test.
10. Cliquez sur **Fermer**.
11. Pour afficher les résultats, ouvrez le fichier journal actif en sélectionnant **Fichier > View Log File > Active log file > Ok** (Fichier > Afficher le fichier journal > Fichier journal actif > OK).
12. Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

## Test de surpression de la PNI (édition sans licence standard)

Le test de surpression de la PNI est automatique en utilisant l'outil d'entretien. Le test de surpression veille à ce que le système de la PNI empêche la pression de dépasser 329 mmHg en mode Adulte et 164 mmHg en mode Nouveau-né. Pour réussir ce test, l'appareil doit arrêter la pompe et ouvrir les vannes lorsque la pression se trouve entre 280 mmHg et 329 mmHg en mode Adulte, ou entre 130 mmHg et 164 mmHg en mode Nouveau-né.

### Test de surpression de la PNI



**REMARQUE** Si vous effectuez ce test après le test de fuite de la PNI, passez à l'étape 7.

1. Configurez l'appareil de contrôle.
2. Lancez l'outil d'entretien sur l'ordinateur.
3. Si l'interface simplifiée est activée, choisissez l'option Service (Entretien).
4. Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe, ou avec admin comme ID utilisateur et en laissant le champ du mot de passe vide.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste disponible.
7. Cliquez sur **NIBP Sensor** (Capteur de la PNI) sous l'onglet **Device Information** (Informations sur l'appareil).
8. Dans le volet NIBP Sensor (Capteur de la PNI) à droite de la fenêtre, cliquez sur **Over Pressure Test** (Test de surpression).

9. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin du test.
10. Cliquez sur **Fermer**.
11. Pour afficher les résultats, ouvrez le fichier journal actif en sélectionnant **Fichier > View Log File > Active log file > Ok** (Fichier > Afficher le fichier journal > Fichier journal actif > OK).
12. Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

## Vérification de la précision de la PNI (édition sans licence standard)

La vérification de la précision de la PNI se fait manuellement à l'aide de l'outil d'entretien pour contrôler les soupapes. La vérification de la précision consiste à comparer le relevé de la pression du transducteur principal, tel qu'il est présenté dans la fenêtre de l'outil d'entretien, au relevé d'un manomètre numérique étalonné externe. Les résultats de cette vérification ne sont pas enregistrés dans le fichier journal de l'outil d'entretien. Pour enregistrer ces résultats, copiez le tableau dans la section d'entretien du manuel correspondant. Si un étalonnage est requis, exécutez l'étalonnage de la PNI inclus avec l'édition Gold de l'outil d'entretien.



**AVERTISSEMENT** Risque pour la sécurité du patient. En cas d'échec du transducteur principal, le système risque de ne pas identifier une surpression selon les limites autorisées, ce qui peut entraîner des blessures lorsque l'appareil est reconnecté au patient. Pour assurer la sécurité du patient, Welch Allyn recommande qu'un technicien de service qualifié effectue une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage une fois par an.



**MISE EN GARDE** Une erreur d'étalonnage des équipements peut se produire. Cette vérification de précision contrôle uniquement la précision du transducteur principal. Si le transducteur de sécurité est mal étalonné, une erreur d'étalonnage peut se produire compte tenu de l'écart de pression entre le transducteur principal et le transducteur de sécurité. Pour éviter de telles erreurs d'étalonnage des équipements, Welch Allyn recommande qu'un technicien de service qualifié effectue une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage une fois par an.

## Vérification de la précision de la PNI



**REMARQUE** Si vous effectuez ce test après une vérification de la PNI précédente, passez à l'étape 7.

1. Configurez l'appareil de contrôle.
2. Lancez l'outil d'entretien sur l'ordinateur.
3. Si l'interface simplifiée est activée, choisissez l'option Service (Entretien).
4. Connectez-vous avec votre ID utilisateur et votre mot de passe, ou avec admin comme ID utilisateur et en laissant le champ du mot de passe vide.
5. Mettez l'appareil sous tension.
6. Sélectionnez l'appareil à tester dans la liste disponible.
7. Cliquez sur **NIBP Sensor** (Capteur de la PNI) sous l'onglet **Device Information** (Informations sur l'appareil).
8. Cliquez sur **Accuracy Check** (Vérification de la précision) dans le volet NIBP Sensor (Capteur de la PNI) à droite de l'écran.
9. Branchez le volume de 500 cm<sup>3</sup>.
10. Allumez le manomètre et mettez le compteur à zéro, le cas échéant.
11. Vérifiez la précision à 0 mmHg.
12. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.



13. À l'aide du ballon, mettez le système de la PNI sous pression à 50 mmHg  $\pm$  5 mmHg et patientez 10 secondes pour que la pression se stabilise.
14. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
15. À l'aide du ballon, mettez le système de la PNI sous pression à 150 mmHg  $\pm$  5 mmHg et patientez 10 secondes pour que la pression se stabilise.
16. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
17. À l'aide du ballon, mettez le système de la PNI sous pression à 250 mmHg  $\pm$  5 mmHg et patientez 10 secondes pour que la pression se stabilise.
18. Enregistrez la mesure sur le manomètre et l'outil d'entretien. Comparez les résultats.
19. Cliquez sur **Open valve** (Ouvrir la vanne) pour ouvrir les vannes de la PNI. Vérifiez que la pression sur l'appareil de mesure et l'outil d'entretien est réinitialisée sur zéro.
20. Cliquez sur **Terminé** pour terminer la vérification.
21. Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».

### Exécution d'un test de précision PNI sans l'outil d'entretien Welch Allyn

Les outils suivants sont nécessaires pour effectuer ce test :

- CSM avec logiciel ver. 1.33.00 -X0006 ou supérieure
- Ballon de pression artérielle
- Manomètre
- Tubulure de pression à double lumière
- Boîte test de pression

1. Accédez à l'onglet **Advanced** (Avancé).
2. Dans la zone Advanced settings code (Code des paramètres avancés), entrez votre mot de passe Advanced settings (Paramètres avancés).

3. Accédez à **Service > General** (Service > Général).

La fonction de vérification de la pression de PNI se trouve en bas à droite de l'écran.


4. Connectez la tubulure à double lumière à l'appareil.
5. Connectez une extrémité de la tubulure au manomètre et l'autre extrémité à la boîte test. Assurez-vous que chaque extrémité est bien connectée et qu'il n'y a pas de fuite.
6. Pour lancer le processus de vérification, appuyez sur **Close Valve** (Fermer la soupape).
7. Utilisez le ballon de pression artérielle pour régler la pression à chaque seuil de 20/50/100/150/250 mmHg.
8. Comparez la pression affichée sur l'écran de vérification de la pression PNI et sur le manomètre.

### SpO2 tests

Sélectionnez ici la procédure qui s'applique à votre configuration pour tester la fonction SpO2 de l'appareil. Connectez l'équipement de test conformément au schéma de configuration de test de votre configuration, présenté ici.

### Configuration de test SpO2

Pour le test SpO2, branchez l'équipement de test indiqué ci-dessous.



N°	Élément
1	Moniteur Connex Spot
2	Simulateur de SpO2
3	Alimentation

## Réalisation d'un test SpO2

Cette procédure permet de tester uniquement la fonction SpO2 de l'appareil.

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Connectez le simulateur fonctionnel SpO2 au connecteur d'entrée SpO2.




**REMARQUE** Dans les tests suivants, si les valeurs par défaut du simulateur sont en dehors des limites d'alarmes de l'appareil, réajustez ces limites ou désactivez les alarmes.


3. Ajustez les paramètres du simulateur comme suit :  
 Pour les configurations **Nonin** et **Nellcor**, définissez la saturation SpO2 du simulateur sur 90 % et la fréquence de pouls sur 60 bpm.  
 Pour les configurations **Masimo**, définissez la saturation SpO2 du simulateur sur 80 % et la fréquence de pouls sur 61 bpm.
4. Attendez jusqu'à 30 secondes que l'appareil se stabilise.
5. Vérifiez la saturation et la fréquence de pouls affichées comme suit :  
 Pour les configurations **Nonin** et **Nellcor**, la saturation doit être de 90 %  $\pm$  1 point de saturation et la fréquence de pouls de 60  $\pm$  1 bpm.  
 Pour les configurations **Masimo**, la saturation doit être de 80 %  $\pm$  3 points de saturation et la fréquence de pouls de 61  $\pm$  1 bpm.
6. Débranchez le simulateur.

Tests de thermométrie

Configuration de test du thermomètre

Pour le test du thermomètre, branchez l'équipement de test indiqué ci-dessous.


**REMARQUE** Le dessin montre une configuration SureTemp Plus, mais la configuration Braun ThermoScan PRO 6000 est identique, à l'exception de la clé d'étalonnage.



N°	Élément	N°	Élément
1	Moniteur Connex Spot	3	Testeur, étalonnage, 9600 Plus
2	Alimentation	4	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692 (utilisée uniquement avec SureTemp)

Test du système de température SureTemp

Le système de température SureTemp est testé à l'aide d'une clé d'étalonnage (clé CAL). La clé d'étalonnage teste le système à l'aide d'une résistance fixe pour afficher une température de 36,3 ± 0,1 °C (97,3 ± 0,2 °F).

**REMARQUE** Si votre établissement requiert que vous testiez les sondes de température, vous aurez également besoin de chauffages à trois réglages de température pour les tester. Voir la section « Test de la sonde de température SureTemp et du système »

### Test du système de température SureTemp

1. Lorsque le système est sous tension et que la sonde de température se trouve dans le puits, débranchez le câble de la sonde du connecteur d'entrée de température sous l'appareil.
2. Branchez la clé d'étalonnage au connecteur d'entrée de température.
3. Retirez la sonde du puits.
4. Vérifiez que la température affichée est de  $36,3 \pm 0,1$  °C ( $97,3 \pm 0,2$  °F).

### Test de la sonde de température SureTemp et du système

Cette procédure permet de tester la fonction de température lors du contrôle de la sonde de température. Pour obtenir des résultats précis, vous devez effectuer ce test en paramétrant l'appareil sur le mode Direct.

Testez chaque sonde aux points de consigne faibles, moyens et élevés sur le testeur. Répétez la procédure pour chaque thermomètre et température à tester.

### Configuration du testeur d'étalonnage 9600 Plus

Placez le testeur sur une surface plane hors des rayons directs du soleil, des courants d'air et d'autres sources de chaleur ou de froid.

Le testeur prend environ 20 minutes pour se réchauffer au plus faible point de consigne.

Pour accélérer le test, Welch Allyn recommande les pratiques suivantes :

- Pour ne plus attendre le réchauffement du testeur jusqu'au prochain point de consigne, utilisez trois testeurs, chacun d'entre eux étant défini sur l'un des trois points de consigne.
- Lorsque vous utilisez un seul testeur pour vérifier plusieurs thermomètres aux trois températures, testez tous les thermomètres à un point de consigne défini avant de passer au point de consigne suivant.
- Pour ne plus attendre le refroidissement du testeur, commencez au point de consigne le plus faible. Étant donné que le testeur est dépourvu d'un ventilateur interne, son réchauffement sera plus rapide que son refroidissement.

### Modification du point de consigne 9600 Plus

Pour passer d'un point de consigne à l'autre, appuyez sur le bouton de sélection de température et laissez-le enfoncé jusqu'au bip sonore.

Le nouveau point de consigne apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. La température actuelle de l'appareil apparaît, clignote et continue à clignoter tant que la cavité n'est pas équilibrée au nouveau point de consigne. 9600 Plus émet un bip sonore lorsque le point de consigne est atteint.

### Test du système de température SureTemp

1. Lorsque le système est sous tension et que la sonde de température se trouve dans le puits, débranchez le câble de la sonde du connecteur d'entrée de température sous l'appareil.
2. Branchez la clé d'étalonnage au connecteur d'entrée de température.
3. Retirez la sonde du puits.
4. Vérifiez que la température affichée est de  $36,3 \pm 0,1$  °C ( $97,3 \pm 0,2$  °F)

## Test du thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000 thermometer test

Explique comment effectuer une vérification fonctionnelle du thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000 à l'aide du testeur 9600 Plus Calibration Tester.



**REMARQUE** Utilisez cette procédure avec l'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool version 1.8.0 ou supérieure.



**MISE EN GARDE** Avant le test, placez les thermomètres et le testeur d'étalonnage dans la même pièce pendant environ 30 minutes pour qu'ils s'adaptent à la température ambiante.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le *mode d'emploi du testeur d'étalonnage 9600 Plus de Welch Allyn*.

## Test de vérification fonctionnelle Braun ThermoScan PRO 6000

Effectuez les vérifications préliminaires décrites à l'étape 1, puis testez chaque thermomètre aux points de consigne faibles, moyens et élevés sur le testeur. Après avoir défini le thermomètre en mode d'étalonnage, répétez la procédure à partir de l'étape 4 pour chaque thermomètre et température à tester.

1. Avant de tester le thermomètre, vérifiez les points suivants :
  - a. Le capteur (extrémité de la sonde) est fonctionnel. Vérifiez la position du capteur avec une loupe si nécessaire. Si le capteur est déplacé, l'unité est endommagée et doit être remplacée. Il ne doit y avoir aucun espace visible entre la monture et la lentille.
  - b. Le capteur est propre. Nettoyez le capteur à l'aide d'un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique, en exerçant une pression minimale pour éviter de déplacer le capteur. Utilisez un coton-tige sec pour enlever tout excès d'alcool. Attendez 5 minutes que tout l'alcool restant s'évapore.
  - c. La température ambiante doit être stable et se situer entre 65,0 °F (18,3 °C) et 80,0 °F (26,7 °C).
  - d. Le thermomètre peut atteindre la température ambiante. Retirez le thermomètre de l'emballage du produit et attendez au moins 30 minutes avant de commencer le test.
  - e. Le thermomètre est entièrement chargé.
2. Placez le thermomètre du mode veille en mode d'étalonnage (CAL) comme suit :
  - a. Retirez l'appareil de la base-support.
  - b. Attendez 20 secondes que l'appareil passe en mode veille (l'écran s'éteint).
  - c. Appuyez et relâchez le bouton C/F.
  - d. Lorsque l'écran d'autotest/démarrage s'affiche, appuyez et maintenez enfoncés les boutons C/F et Mem pendant 5 à 7 secondes.
  - e. Lorsque l'appareil émet un signal sonore, relâchez les boutons C/F et Mem.  
Si l'appareil est en mode CAL, l'affichage alterne entre les lignes « - - » et « CAL ».
  - f. Si l'appareil ne passe pas en mode CAL, attendez qu'il repasse en mode veille et répétez la procédure à partir de la sous-étape c.
3. Appliquez un nouvel embout de la sonde. Placez la sonde fermement dans le port du dispositif auriculaire.
4. Patientez environ 3 secondes, puis appuyez sur le bouton Measure (Mesurer) du thermomètre.  
Le voyant ExacTemp clignote.
5. Laissez le thermomètre dans le testeur jusqu'à ce qu'un long bip sonore retentisse.

6. Retirez le thermomètre du testeur et vérifiez la température affichée à l'écran. Si les températures se situent dans une plage de  $\pm 0,2$  °C par rapport au point de consigne du testeur, le thermomètre est correctement étalonné.
7. Enregistrez les résultats dans la fiche d'entretien du thermomètre.
8. Appuyez une fois sur le bouton Measure (Mesurer) pour effacer la mesure précédente.
9. Patientez une minute avant de prendre une nouvelle mesure avec le même thermomètre. Les mesures répétées à courts intervalles risquent de causer des mesures supérieures.



**REMARQUE** Si vous utilisez un seul testeur, vérifiez l'étalonnage de tous les thermomètres disponibles par rapport au point de consigne actuel avant de l'augmenter.

10. Répétez la procédure à partir de l'étape 3 autant de fois que nécessaire pour tester tous les thermomètres à chaque température.
11. Quittez le mode d'étalonnage en choisissant l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez et maintenez enfoncés les boutons C/F et Mem jusqu'à ce que vous entendiez le bip et que l'écran s'éteigne.
  - Attendez et n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 minutes. Le thermomètre quitte le mode d'étalonnage automatiquement.


Pour enregistrer les résultats du test, accédez à la « fiche d'entretien ».


## Vérification fonctionnelle et étalonnage complets

### Configuration des tests de vérification fonctionnelle

Connectez l'équipement de test à votre appareil comme indiqué dans ces schémas pour réaliser les tests fonctionnels décrits dans cette section.

**Option 1. Configurations avec APM (Accessory Power Management, gestion de l'alimentation des accessoires)**



**Option 2. Configurations sans APM (Accessory Power Management)**

Réf. art.	Référence	Description	Qté	Achat Welch Allyn requis	Achat Welch Allyn facultatif
				(voir les remarques)	
1	Variable	Moniteur Connex Spot	1	X	
2	S/O	Routeur sans fil, a/b/g ou équivalent	1		
3	S/O	Câble Ethernet	1		
4	S/O	Câble Ethernet	1		
5	S/O	PC exécutant l'outil d'entretien Welch Allyn sur Windows 10	1		
6	S/O	Simulateur de SpO2	1		



Réf. art.	Référence	Description	Qté	Achat Welch Allyn requis	Achat Welch Allyn facultatif
				(voir les remarques)	
7	Doc-10	Câble d'extension Nellcor SpO2	1		X
8 (Option 1)	Variable	APM (configurations avec la gestion de l'alimentation des accessoires)	1	X	
8 (Option 2)	Variable	Alimentation (configurations sans APM)	1	X	
9	106270	Boîte test de service	1	X	
10	106275	Câble micro USB	1		X
11	S/O	Manomètre (au moins deux points décimaux et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1		
12	407672	Dispositif de remise en état du volume (113670) avec le collecteur, la poire et la vanne test	1		X
13	S/O	Tube en Y du tensiomètre	1	Voir les instructions pour la création du tube en Y dans la section relative à la vérification fonctionnelle de base.	
14	01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus, SureTemp	3		X
15	06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1		X



**REMARQUE** Tous les éléments répertoriés dans ce tableau sont requis pour réaliser une vérification fonctionnelle et un étalonnage complets. Si Welch Allyn ne met pas un article en vente, vous devez le fournir vous-même.



**REMARQUE** Vous pouvez remplacer les articles marqués comme « Achat Welch Allyn facultatif » par des produits OEM comparables.

## Outils de vérification fonctionnelle complète et d'étalonnage

Les outils répertoriés ci-dessous sont requis pour une vérification fonctionnelle complète et un étalonnage de l'appareil. Les outils sont associés à l'outil d'entretien Welch Allyn, licence Gold, pour étalonner un appareil.

Référence du matériel	Description	Qté	Composant
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	Sondes ThermoScan PRO 6000 et SureTemp Plus de Braun
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	PNI
N/A	Simulateur de SpO2	1	SpO2
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	Module de thermométrie SureTemp Plus
N/A	Manomètre (au moins deux points décimaux et précision de $\pm 0,5$ mmHg)	1	PNI
DOC-10	Câble d'extension Nellcor SpO2	1	Nellcor SpO2
106270	Boîte test de service	1	Appel infirmier, ports USB
N/A	Câble Ethernet	1	Test Ethernet
106275	Câble micro USB	1	Tous
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	PNI
N/A	Routeur sans fil, a/b/g ou équivalent	1	Test avec et sans fil
N/A	PC exécutant l'outil d'entretien Welch Allyn sur Windows 10	1	Tous
1001120	Outil d'entretien Welch Allyn, licence Gold	1	PNI, mises à jour logicielles
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn <a href="https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/">https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/</a>	1	PNI, mises à jour logicielles et étalonnage
4500-30	Tuyau du tensiomètre, 1,5 m	1	PNI
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	PNI

## Initialisation de la carte PNI

La vérification fonctionnelle et l'étalonnage doivent être effectués chaque fois que l'appareil est démonté ou plus fréquemment si vos procédures nécessitent un étalonnage complet sur une base spécifiée. Si vous venez de remplacer une carte PCA principale, votre première étape avant d'effectuer une vérification et un étalonnage complets consiste à initialiser la carte PNI.

1. Configurez l'équipement pour une vérification fonctionnelle complète comme indiqué précédemment dans cette section.
2. Connectez-vous à l'outil d'entretien Welch Allyn, mettez en surbrillance votre appareil dans la liste des appareils, puis cliquez sur **Select**. (Sélectionner).

Cette action ouvre le sous-onglet **Connex Spot Monitor > Device information** (Moniteur Connex Spot > Informations sur l'appareil). Selon votre configuration, cela peut prendre de 30 à 45 secondes pour remplir ce sous-onglet.

3. Sélectionnez le sous-onglet **Verify and calibrate** (Vérifier et étalonner).
4. Sélectionnez **NIBP sensor** (Capteur de la PNI) dans le champ Device (Appareil).
5. Cliquez sur **Calibrate** (Commencer).

Cette opération ouvre la boîte de dialogue Verify and calibrate NIBP Sensor (Vérifier et étalonner le capteur de la PNI).

6. Cliquez sur **Begin** (Commencer).

Une liste de tests s'affiche dans le volet de gauche de la boîte de dialogue avec trois commandes dans le volet de droite.

7. Cliquez sur **Initialize NIBP Board** (Initialiser la carte PNI) dans le volet de droite.

Une fenêtre de confirmation s'affiche avec le message « Are you sure you want to reset the calibration offsets of the NIBP Board? » (Êtes-vous sûr de vouloir réinitialiser les décalages d'étalonnage de la carte PNI ?).

8. Cliquez sur Yes (**Oui**).

Cette action place deux tests dans la file d'attente d'initialisation : le test d'étalonnage de l'alimentation – Primaire/Sécurité et le test d'étalonnage de la pression – Primaire/Sécurité.



**REMARQUE** Un message s'affiche dans le volet de droite pour indiquer que le premier test est en cours. Si le test réussit, une coche verte apparaît à gauche du nom du test et le deuxième test commence. Si le test échoue, une coche rouge apparaît à gauche du nom du test, suivie d'une invite à relancer le test. Vous ne pouvez pas passer au deuxième test tant que le premier test n'a pas réussi.

9. Relancez le test d'étalonnage de l'alimentation si nécessaire jusqu'à ce qu'il réussisse.
10. Si vous n'avez pas configuré votre matériel pour un étalonnage complet, connectez le volume de 500 cm<sup>3</sup> à l'appareil lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur **Next** (Suivant).



**REMARQUE** Vous ne pouvez pas initialiser la carte sans configurer l'équipement pour le test d'étalonnage de la pression.

11. Consultez les messages d'étalonnage de la pression à l'écran et suivez les instructions pour ajuster manuellement la pression de l'appareil avec le ballon d'insufflation sur  $250 \pm 5$  mmHg.
12. Une fois que vous avez atteint la pression ciblée, entrez la valeur exacte sur le manomètre dans le champ Meter pressure (Pression au compteur), puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour enregistrer cette valeur.

Si le test réussit, une coche verte apparaît à gauche du nom du test. Si le test échoue, une coche rouge apparaît à gauche du nom du test, suivie d'une invite à relancer le test.

13. Relancez le test d'étalonnage de la pression si nécessaire jusqu'à ce qu'il réussisse.
14. Si le deuxième test réussit, cliquez sur Close (**Fermer**).

La carte PNI est maintenant initialisée.



## Options et mises à niveau

---

Welch Allyn prend en charge les options et les mises à niveau logicielles de la plupart des modèles.



**REMARQUE** Le logiciel du Braun ThermoScan PRO 6000 n'est pas évolutif sur le terrain lorsqu'il est installé sur le moniteur Connex Spot. Pour le mettre à niveau, renvoyez le moniteur à un centre de maintenance.

Un centre de maintenance Welch Allyn doit se charger des mises à niveau des options pour les appareils encore sous garantie et nécessitant une installation interne, à moins que vous ne participiez au programme de partenariat de soins Biomed. Si vous souhaitez installer des options, nous vous recommandons d'assister au cours de formation technique en présentiel ou en ligne. La formation est indispensable pour recevoir l'édition Gold de l'Outil d'entretien Welch Allyn. L'édition Gold est requise pour vérifier que l'appareil fonctionne correctement après son entretien. Bien que toutes les mises à niveau et les options soient étalonnées et testées avant de quitter l'usine, Welch Allyn recommande de réaliser un test fonctionnel complet lorsque l'appareil fait l'objet d'un entretien.



**REMARQUE** Pour que l'outil d'entretien Welch Allyn Service Tool prenne en charge les mises à jour et les mises à niveau, ajustez les paramètres de votre pare-feu pour permettre l'accès à l'adresse IP 169.254.10.10 (le serveur d'alimentation local pour le processus de mise à niveau logicielle).

Les éventuelles mises à niveau logicielles peuvent être achetées ou fournies sans frais si vous avez conclu un contrat d'entretien Welch Allyn. Les mises à niveau peuvent être installées par un centre de maintenance Welch Allyn ou avec l'outil d'entretien, édition sans licence standard ou édition Gold.

Si vous choisissez d'installer les mises à niveau logicielles vous-même, vous recevrez le logiciel via Internet. Lorsque vous commandez le logiciel, précisez le numéro de série de l'appareil sur lequel l'installer.



**REMARQUE** L'appareil doit être branché sur secteur et disposer d'au moins 15 minutes de fonctionnement sur batterie pour exécuter les mises à niveau logicielles. Vous pouvez télécharger des mises à niveau logicielles en fonctionnement sur batterie, mais vous ne pouvez pas les mettre en œuvre sans alimentation secteur.

## Options disponibles

Vous pouvez ajouter les options suivantes à la configuration de base de chaque modèle.



**MISE EN GARDE** Avant d'installer une option, débranchez le patient du moniteur et mettez l'appareil hors tension.



**REMARQUE** Certains numéros de modèle et fonctionnalités décrites dans ce document pourraient ne pas être disponibles dans votre pays. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits et fonctionnalités, contactez le service à la clientèle Hillrom.

## Options

Modèle	7100	7300	7400	7500
Masimo	X	○ <sup>1</sup>	● <sup>1 3</sup>	● <sup>1 3</sup>
Masimo SpO2 with RRp	X	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>	● <sup>2</sup>
Nonin	○	○	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>
Nellcor OxiMax	X	○	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>
SureTemp Plus	○	○	○	○
Braun ThermoScan PRO 6000	○	○	○	○
Radio sans fil	X	X	○	●
Radio Bluetooth	X	●	X	○ <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Contactez le Service à la clientèle Hillrom pour acheter la licence logicielle de fréquence respiratoire en option : 7000-RRP

Licence Masimo MX5 RRp CSM.

<sup>2</sup> Les configurations 73RE, 73RT, 73RX, 74RE, 74RT, 74RX, 75RE, 75RT et 75RX sont fournies avec Masimo SpO2 et RRp.

<sup>3</sup> Cette configuration est fournie avec Masimo, Nonin ou Nellcor.

<sup>4</sup> Contactez le Service à la clientèle Hillrom pour acheter la licence logicielle Bluetooth basse énergie en option : 108060BLE

Licence CSM 7300 BLE.

● Standard avec ce modèle.

○ Mise à niveau logicielle disponible pour ce modèle. Mise à niveau matérielle disponible uniquement au cas par cas.

X Aucune mise à niveau logicielle disponible pour ce modèle. Mise à niveau matérielle disponible uniquement au cas par cas.

## Installation d'options

Toutes les installations d'options internes supposent l'ouverture du boîtier et un démontage. Ce processus nécessitant la déconnexion des composants internes, Welch Allyn exige que l'appareil subisse un test fonctionnel complet après le remontage et avant la remise en service de l'appareil.

Avant d'installer une nouvelle option, lisez les informations relatives à la suppression de l'option à la rubrique « Démontage et réparation ». Lorsque vous êtes familiarisé avec le processus, suivez les instructions de la section Démontage.

## Mise à niveau du logiciel avec l'outil d'entretien Welch Allyn

Le moniteur Connex Spot et l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST) interagissent par Ethernet sur la technologie USB, permettant au moniteur de fonctionner comme un dispositif USB avec à la fois un réseau et une adresse IP. Cette connexion se sépare logiquement en deux interfaces distinctes : une connexion série USB générique et une interface réseau RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification, spécification de l'interface du pilote réseau à distance), qui est un pilote Microsoft Windows. La plupart des interactions entre le WAST et le moniteur Connex Spot ont lieu sur la connexion USB générique. En revanche, les mises à niveau logicielles nécessitent l'interface RNDIS pour que l'appareil puisse connecter le WAST et télécharger le micrologiciel.

Pendant la mise à niveau logicielle, l'interface Ethernet sur USB avec le WAST est auto-configurée avec les spécifications indiquées dans le tableau ci-dessous. Lorsque le moniteur Connex Spot atteint le WAST pour le paquet du micrologiciel, il utilise le port TCP XXXX. Préparez-vous à modifier tout pare-feu qui empêche les connexions entrantes pour permettre ce trafic. Le WAST tente de configurer le pare-feu Windows en ouvrant ce port spécifique sur l'interface RNDIS. Si des contrôles administratifs tels qu'un objet de politique de groupe (GPO) ou un logiciel tiers ont été mis en œuvre pour empêcher ce changement, le WAST tente de diagnostiquer le problème et vous informe ensuite des mesures correctives possibles. Travaillez avec votre personnel informatique ou votre administrateur réseau si nécessaire pour activer cette fonctionnalité.

Spécifications de l'interface	Adresse IP	Masque de réseau
Interface Ethernet sur USB de l'appareil	169.254.10.10	255.255.255.255
Interface RNDIS du WAST	169.254.10.1	255.255.255.255

Au début d'une mise à niveau logicielle, l'outil d'entretien Welch Allyn crée un serveur HTTP local et utilise la connexion USB pour transférer le progiciel nécessaire au moniteur Connex Spot. Une fois le progiciel sur l'appareil, il lance l'installation du micrologiciel du contrôleur hôte et redémarre l'appareil immédiatement après l'installation. Lorsque l'appareil redémarre automatiquement, la mise à niveau logicielle de chaque module et capteur (PNI, SpO2 et/ou Température) est terminée.

La disponibilité de la mise à niveau logicielle du moniteur Connex Spot peut être vérifiée directement dans l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST). La disponibilité des mises à niveau logicielles est également communiquée via le bulletin du service client sur le site Web de Baxter à l'adresse

<https://www.welchallyn.com/content/welchallyn/emeai/in/products/categories/patient-monitoring/vital-signs-devices/connex-spot-monitor/documents.html#customerservicebulletin>.

## Fonctionnalité de retour en arrière du logiciel

Le moniteur Connex Spot utilise une structure logicielle principale et secondaire. Lors de l'étape finale de la mise à niveau logicielle, l'appareil transfère le progiciel précédent vers une image secondaire et identifie le micrologiciel nouvellement installé comme image principale. Cette structure permet de revenir aux versions précédentes si nécessaire. Par exemple, si vous avez effectué une mise à niveau logicielle et déterminé qu'elle ne répondait pas à vos attentes ou qu'elle n'était pas conforme à votre flux de travail, vous pouvez exécuter un retour en arrière logiciel en quelques secondes et limiter le temps d'indisponibilité de l'appareil.



**REMARQUE** Lorsqu'il fonctionne avec la version du logiciel 1.53.00, le logiciel ne permet pas de revenir à une version antérieure.

Pour faire un retour en arrière de votre logiciel, suivez ces étapes :

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur portable et ouvrez l'outil d'entretien Welch Allyn.
2. Cliquez sur l'onglet **Configure**.
3. Dans la fenêtre Current settings (Paramètres actuels), cliquez sur **Change...** (Modifier).
4. Cliquez sur l'onglet **Device Software Rollback**.
5. Cliquez sur **Rollback**.
6. Dans la boîte de dialogue Confirm Device Software Rollback (Confirmer le retour en arrière du logiciel de l'appareil), cliquez sur Yes (**Oui**) pour confirmer.

En outre, étant donné que la mise à niveau logicielle est déjà chargée sur votre appareil, vous pouvez utiliser la capacité de retour en arrière ultérieurement pour implémenter la mise à niveau et terminer les activités de configuration associées. Suivez les étapes présentées ci-dessus pour activer le nouveau micrologiciel

## Mise à niveau du micrologiciel de l'appareil

La mise à jour d'un appareil nécessite un PC, un câble USB et une connexion Internet.

1. Pour lancer l'outil d'entretien Welch Allyn, sélectionnez **All Programs** (Tous les programmes) > **Welch Allyn** > **Welch Allyn Service Tool** (Outil d'entretien Welch Allyn) dans le menu Démarrer de l'ordinateur.

L'interface utilisateur s'affiche.

2. Cliquez sur **Service**. (Entretien).
3. Cliquez sur **Connexion**.
  - a. Entrez le nom d'utilisateur suivant : **ADMIN**.
  - b. Laissez le champ du mot de passe vide.
4. Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
5. Allumez l'appareil.
6. Dans l'outil d'entretien Welch Allyn, cliquez sur le nom de l'appareil puis sur **Sélectionner** dans l'onglet Device List (Liste des appareils).
7. Dans l'onglet Welch Allyn Connex Device (Appareils Welch Allyn Connex), sélectionnez **Mise à niveau**.

La liste des mises à niveau disponibles s'affiche.

8. Sélectionnez la mise à niveau souhaitée et cliquez sur **Mise à niveau** puis sur **Oui**.

Une fois la mise à niveau terminée, l'onglet Upgrade (Mise à niveau) affiche **No Upgrade Available** (Aucune mise à niveau disponible).

9. Fermez l'onglet Device (Appareil), puis fermez l'outil d'entretien.



10. Débranchez le câble USB de l'appareil, puis éteignez l'appareil.

## Services SmartCare™ pour la maintenance et la réparation

### Plans de protection SmartCare

Numéro de référence	Description
S1-CSM-PRO-1	Protection CSM SmartCare, 1 an
S1-CSM-PRO-3	Protection CSM SmartCare, 3 ans
S1-CSM-PRO-PS	Protection SmartCare CSM 3 ans POS

### Plans de protection SmartCare plus

Les plans de protection SmartCare plus comprennent la réparation sur site.

Numéro de référence	Description
S9-CSM-PROPLUS-1	Protection CSM SmartCare Plus, 1 an
S9-CSM-PROPLUS-3	Protection CSM SmartCare Plus, 3 ans
S9-CSM-PROPLUS-PS	Protection SmartCare CSM Plus 3 ans POS

### Plans SmartCare Biomed

Numéro de référence	Description
S1-CSM	CSM, programme complet de partenariat, 1 an
S1-CSM-2	CSM, programme complet de partenariat, 2 ans
S1-CSM-5	CSM, programme complet de partenariat, 5 ans
S1-CSM-C	CSM, programme complet de partenariat, 1 an + étalonnage
S1-CSM-2C	CSM, programme complet de partenariat, 2 ans + étalonnage
S1-CSM-5C	CSM, programme complet de partenariat, 5 ans + étalonnage
S2-CSM	CSM, programme de partenariat Biomed, 1 an

Numéro de référence	Description
S2-CSM-2	CSM, programme de partenariat Biomed, 2 ans
S2-CSM-5	CSM, programme de partenariat Biomed, 5 ans

## Plans SmartCare Biomed (disponibles uniquement dans certains pays internationaux)

Numéro de référence	Description
S4-CSM	CSM, extension de garantie, 1 an
S4-CSM-2	CSM, extension de garantie, 2 ans
S4-CSM-5	CSM, extension de garantie, 5 ans

## Formation sur l'entretien et la réparation




**REMARQUE** Indispensable pour recevoir l'édition Gold de l'outil d'entretien.

Numéro de référence	Description
CSMREP-TRN	Formation sur la réparation avec le CSM
CSMREPW-TRN	Formation Web sur la réparation avec le CSM

# Annexe

## Spécifications

### Spécifications physiques

<b>Classifications en matière de protection, configurations de tous les moniteurs</b>	
<b>Caractéristiques</b>	<b>Spécifications</b>
Caractéristiques électriques nominales	<p>Modèle du bloc d'alimentation : FW8031M/DT/15  Entrée : 100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz, 0,6 – 0,3 A  Sortie : 15 VCC, 2,0 A</p> <p>Modèle du bloc d'alimentation : MENB1035A1500F02  Entrée : 100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz, 0,8 A – 0,5 A  Sortie : 15 VCC, 2,33 A</p>
Cycle de service	Utilisation continue
Type de protection contre les décharges électriques	Classe I et alimentation interne
Niveau de protection contre les décharges électriques pour les pièces posées sur les patients	Type BF protégé contre les décharges de défibrillation Norme CEI/EN 60601-1, 2ème et 3ème éditions
Délai de reprise après décharge du défibrillateur	Inférieur ou égal à 15 secondes
Anesthésiques inflammables	 <b>AVERTISSEMENT</b> Ne convient pas pour une utilisation avec des anesthésiques inflammables.
Niveau de protection du boîtier contre l'infiltration dangereuse de liquides	Protection conforme à la norme IPX2 contre les gouttes d'eau tombant à la verticale lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15°
Hauteur	<p>Châssis standard : 6,3 po. (16,1 cm)</p> <p>Châssis étendu : 6,5 po. (16,5 cm) avec Braun</p> <p>Châssis étendu : 6,4 po. (16,3 cm) avec SureTemp</p>

### Classifications en matière de protection, configurations de tous les moniteurs

Largeur	Châssis standard : 9,2 po. (23,4 cm)
	Châssis étendu : 11,7 po. (29,8 cm) avec Braun
	Châssis étendu : 11,7 po. (29,8 cm) avec SureTemp
Profondeur	Châssis standard : 2,3 po. (5,8 cm)
	Châssis étendu : 4,4 po. (11,0 cm) avec Braun
	Châssis étendu : 4,2 po. (10,6 cm) avec SureTemp
Poids (batterie incluse)	Châssis standard : 2,9 lb (1,3 kg)
	Châssis étendu : 3,7 lb (1,7 kg) avec Braun
	Châssis étendu : 3,5 lb po. (1,6 kg) avec SureTemp

### Résolution de l'affichage

Dimensions externes	6,5 po. (L) x 4,1 po. (H) x 0,13 po. (P) (164,9 mm [H] x 103,8 mm [L] x 3,40 mm [P])
Zone active	6,1 po. (H) x 3,4 po. (H) (154,08 mm [L] x 85,92 mm [H])
Résolution	800 x 480 pixels
Disposition des pixels	RVB (rouge, vert, bleu)
Taille des pixels	63,2 µm (L) x 179 µm (H)
Luminance	530 cd/m <sup>2</sup>

### Volume du haut-parleur

Pression minimale du son en sortie	60 dB à 1,0 m
------------------------------------	---------------

<b>Tonalités des alarmes et impulsions</b>	selon la norme CEI 60601-1-8
--------------------------------------------	------------------------------

Fréquence de pouls ( $f_0$ )	150 – 1 000 Hz
------------------------------	----------------

Nombre de composants harmoniques dans la plage de 300 à 4 000 Hz	minimum de 4
------------------------------------------------------------------	--------------

Durée d'impulsion effective ( $t_d$ )	Priorité élevée : 75 – 200 ms
	Priorité moyenne et faible : 125 – 250 ms

Temps de montée ( $t_r$ )	10 – 20 % de $t_d$
---------------------------	--------------------

Temps de descente <sup>1</sup> ( $t_f$ )	$t_f \leq t_s - t_r$
------------------------------------------	----------------------



**REMARQUE** La plage de niveau de pression sonore relative des composants harmoniques doit être comprise entre un minimum d'au moins 53 dBa et un maximum d'au moins 80 dBa à la fréquence de pouls.

## Classifications en matière de protection, configurations de tous les moniteurs

<sup>1</sup>Empêche le chevauchement des impulsions

### Spécifications de la batterie

Spécifications de la batterie 2 cellules <sup>1</sup>	Heures d'utilisation
Durée de fonctionnement en continu (Nellcor)	5,22
6 patients/heure - 41 cycles patient (Nellcor)	6,83
8 patients/heure - 54 cycles patient (Nellcor)	6,78
8 patients/heure - 55 cycles patient (Nonin)	6,90
En soins intensifs, cycles continus de 10 minutes - 49 cycles patient - PA, temp., SpO2, sans radio, sans lecteur (Nellcor)	8.22
En soins intensifs, cycles continus de 10 minutes - 50 cycles patient - PA, temp., SpO2, sans radio, sans lecteur (Nonin)	8.37
En soins intensifs, cycles continus de 10 minutes - 49 cycles patient - PA, temp., SpO2, sans radio, sans lecteur (Masimo)	8.29
En soins intensifs, cycles continus de 10 minutes - 41 cycles patient - PA, temp., SpO2, radio, lecteur (Nellcor)	6.84
En soins intensifs, cycles continus de 10 minutes - 41 cycles patient - PA, temp., SpO2, radio, lecteur (Nonin)	6.96
En soins intensifs, cycles continus de 10 minutes - 41 cycles patient - PA, temp., SpO2, radio, lecteur (Masimo)	6.90

<sup>1</sup> Nellcor est le système par défaut pour ces exemples.

### Spécifications du support mobile

Support mobile	Limite de poids maximal par panier/corbeilles	Limite de poids maximal du support mobile
7000-MS3	0,9 kg (2,0 lb)	10 kg (22 lb)
7000-MWS	Corbeille avant : 2,27 kg (5,0 lb)	20 kg (44 lb)
7000-APM	Corbeille arrière : 1,81 kg (4,0 lb)	20 kg (44 lb)
	Corbeille avant : 2,27 kg (5,0 lb)	
	Corbeille arrière : 1,81 kg (4,0 lb)	

## Spécifications du système d'appel infirmier

### Spécifications de la connexion du système d'appel infirmier

Appel infirmier	24 V à 500 mA maximum
-----------------	-----------------------

## Spécifications de la PNI

### Spécifications PNI

Plage de pression du brassard	Est conforme aux normes CEI/ISO 80601-2-30 ou les dépasse en matière de plage de pression de brassard
Plage systolique	Adulte : 30 à 260 mmHg (StepBP, SureBP) Enfant : 30 à 260 mmHg (StepBP, SureBP) Nouveau-né : 20 à 120 mmHg (StepBP)
Plage diastolique	Adulte : 20 à 220 mmHg (StepBP, SureBP) Enfant : 20 à 220 mmHg (StepBP, SureBP) Nouveau-né : 10 à 110 mmHg (StepBP)
Seuil de gonflage du brassard	Adulte : 160 mmHg (StepBP) Enfant : 140 mmHg (StepBP) Nouveau-né : 90 mmHg (StepBP)
Pression cible maximale	Adulte : 280 mmHg (StepBP, SureBP) Enfant : 280 mmHg (StepBP, SureBP) Nouveau-né : 130 mmHg (StepBP)
Délai de détermination de la pression artérielle	Standard : 15 secondes Maximum : 150 secondes
Précision de pression artérielle	Atteint ou dépasse les normes ANSI.AAMI SP10:2002 en matière de précision de pression artérielle non invasive (erreur moyenne $\pm 5$ mmHg, écart type 8 mmHg)
Plage de pression artérielle moyenne (PAM) La formule utilisée pour calculer la pression artérielle moyenne donne une valeur approximative.	Adulte : 23 à 230 mmHg (StepBP, SureBP) Enfant : 23 à 230 mmHg (StepBP, SureBP) Nouveau-né : 13 à 110 mmHg (StepBP)
Plage de fréquence de pouls (détermination de la pression artérielle)	Adulte : 30 à 200 bpm (StepBP, SureBP) Enfant : 30 à 200 bpm (StepBP, SureBP) Nouveau-né : 35 à 220 bpm (StepBP)

### Spécifications PNI

Précision de fréquence de pouls (détermination de la pression artérielle)  $\pm 5,0\%$  ( $\pm 3$  bpm)

Seuil de pression excessive

Adulte : 300 mmHg  $\pm 15$  mmHg

Enfant : 300 mmHg  $\pm 15$  mmHg

Nouveau-né : 150 mmHg maximum

## Spécifications du module de température SureTemp Plus

### Spécifications du module de température SureTemp Plus

Plage de température 26,7 °C à 43,3 °C (80 °F à 110 °F)

Précision d'étalonnage  $\pm 0,1$  °C ( $\pm 0,2$  °F) (Mode direct)

## Spécifications du thermomètre Braun ThermoScan Pro 6000

**Spécifications du thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000 (pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi du Spécifications du thermomètre Braun ThermoScan Pro 6000)**

Plage de température 20 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)

Précision d'étalonnage

- $\pm 0,2$  °C ( $\pm 0,4$  °F) pour des températures comprises entre 35,0 et 42 °C (95 °F à 107,6 °F)
- $\pm 0,25$  °C ( $\pm 0,5$  °F) pour des températures en dehors de cette plage

Résolution de l'affichage 0,1 °F ou °C

## Spécifications de la SpO2

Reportez-vous au mode d'emploi du fabricant pour plus d'informations.



**REMARQUE** La précision d'un moniteur d'oxymètre de pouls ne peut pas être évaluée à l'aide de testeurs fonctionnels.

Bien que les testeurs fonctionnels puissent être pratiques pour vérifier le fonctionnement correct du capteur de l'oxymétrie de pouls, des câbles et du moniteur, ils ne fournissent pas les données requises afin d'évaluer correctement la précision des mesures et de la température, de surveiller la fréquence de pouls et la SpO2 d'un système. Afin d'évaluer précisément la précision des mesures et de la température, de surveiller la fréquence de pouls et la SpO2 d'un système, il faut, au minimum, respecter les caractéristiques de longueur d'onde du capteur et reproduire l'interaction optique complexe entre le capteur et les tissus du patient. Les testeurs actuels ne possèdent pas ces capacités. La précision des relevés SpO2 ne peut être évaluée qu'in vivo en comparant les valeurs de l'oxymètre de pouls aux relevés SaO2 obtenus à partir de sang artériel échantillonné en même temps à l'aide d'un CO-oxymètre de laboratoire.




**REMARQUE** Pour plus d'informations sur les tests cliniques de SpO<sub>2</sub>, consultez le mode d'emploi du capteur fourni par le fabricant.



**REMARQUE** Reportez-vous au mode d'emploi du fabricant pour plus d'informations sur la précision.

### Spécifications de la SpO<sub>2</sub> (spécifications Masimo, reportez-vous aux notes de bas de page 1, 2, 3, 4, 5 et 6)

SpO <sub>2</sub> - Plage de mesure des performances	1 à 100 %
<b>MasimoSpO<sub>2</sub> (spécifications)</b>	La précision est spécifiée lors d'une utilisation avec des moniteurs d'oxymétrie de pouls Masimo SET ou avec des modules d'oxymétrie de pouls sous licence Masimo SET utilisant des câbles patient série PC lorsque le mouvement est nul. Les chiffres présentent un écart type de $\pm 1$ . Un écart type de plus ou moins 1 représente 68 % de la population.
Masimo SpO <sub>2</sub> , sans mouvement	60 – 80 $\pm$ 3 %, adultes/enfants/nourrissons 70 – 100 $\pm$ 2 %, adultes/enfants/nourrissons ; $\pm$ 3 %, nouveau-nés
Masimo SpO <sub>2</sub> , avec mouvement	70 – 100 $\pm$ 3 %, adultes/enfants/nourrissons/nouveau-nés
Masimo SpO <sub>2</sub> , faible perfusion	70 – 100 $\pm$ 2 %, adultes/enfants/nourrissons/nouveau-nés
Perfusion	0,02 % à 20 %
Fréquence du pouls Masimo, sans mouvement	25 – 240 $\pm$ 3 bpm, adultes/enfants/nourrissons/nouveau-nés
Fréquence du pouls Masimo, avec mouvement	25 – 240 $\pm$ 5 bpm, adultes/enfants/nourrissons/nouveau-nés
Fréquence du pouls Masimo, faible perfusion	25 – 240 $\pm$ 3 bpm, adultes/enfants/nourrissons/nouveau-nés
Fréquence de pouls	25 à 240 battements par minute (bpm) Aucun mouvement : $\pm$ 3 chiffres Mouvement : $\pm$ 5 chiffres
Saturation	60 % à 70 % Adultes, nouveau-nés : $\pm$ 3 chiffres
 <b>REMARQUE</b> La précision de saturation varie en fonction du type de capteur. Reportez-vous au <i>mode d'emploi</i> du fabricant pour plus d'informations.	



**Spécifications de la SpO2 (spécifications Masimo, reportez-vous aux notes de bas de page 1, 2, 3, 4, 5 et 6)**
**Masimo – Spécifications de la fréquence respiratoire**

4 à 70 respirations par minute (rpm)  
 Erreur quadratique moyenne 3 RPM  
 Erreur moyenne 1 RPM  
 Patients adultes et pédiatriques

**Nellcor – Guide de précision du capteur<sup>7,8</sup>**

La précision des relevés SpO2 ne peut être évaluée qu'in vivo en comparant les valeurs de l'oxymètre de pouls aux relevés SpO2 obtenus à partir de sang artériel échantillonné en même temps à l'aide d'un CO-oxymètre de laboratoire. La précision du SpO2 a été validée lors d'un test de ralentissement respiratoire réalisé par Covidien utilisant des mesures électroniques pour établir l'équivalence à l'appareil similaire Nellcor N600x. L'appareil similaire Nellcor N600x a été validé dans le cadre d'essais cliniques de ralentissement respiratoire sur des sujets humains.

Fréquence de pouls

25 à 240 battements par minute (bpm), ±  
 3 chiffres (sans mouvement)

Saturation



**REMARQUE** La précision de saturation  
 varie en fonction du type de capteur.

70 % à 100 %  
 Adulte, nouveau-né : ±3 chiffres  
 Faible perfusion : 0,02 % à 20 % ±2 chiffres

Fréquence de pouls détectée

20 à 250 battements par minute (bpm)  
 ±3 chiffres

**Nonin - Guide de précision du capteur**

Le test de la précision de la SpO2 est réalisé dans le cadre d'études menées sur l'hypoxie chez des sujets sains, non fumeurs, de peau claire à foncée, avec et sans mouvement, dans un laboratoire de recherche indépendant. La valeur mesurée de saturation artérielle de l'hémoglobine (SpO2) des capteurs est comparée à celle d'oxygène artériel de l'hémoglobine (SaO2), déterminée à partir d'échantillons sanguins analysés à l'aide d'un co-oxymètre de laboratoire. La précision des capteurs comparée à celles des échantillons du co-oxymètre a été mesurée sur une plage de SpO2 comprise entre 70 et 100 %. Les données de précision sont calculées à l'aide de la méthode des moindres carrés (valeur  $A_{rms}$ ) pour tous les sujets, conformément à la norme ISO 9919:2005, relative aux spécifications des oxymètres de pouls en matière de précision.


Perfusion

40 à 240 bpm. Adulte/enfant = +/- 3 chiffres ;  
 nouveau-né = +/- 3 chiffres

Fréquence de pouls

18 à 321 battements par minute (bpm)  
 Sans mouvement (18 à 300 bpm) : ±3 chiffres

### Spécifications de la SpO2 (spécifications Masimo, reportez-vous aux notes de bas de page 1, 2, 3, 4, 5 et 6)

		Avec mouvement (40 à 240 bpm) : ± 5 chiffres	
Saturation		70 % à 100 %	70 % à 100 %
	<b>REMARQUE</b> La précision de saturation varie en fonction du type de capteur.	<b>Adultes/enfants</b>	<b>Nouveau-nés</b>
		<b>Aucun mouvement</b>	<b>Aucun mouvement</b>
		Clip de doigt : ± 2 chiffres	Clip de doigt : ± 3 chiffres
		Flex : ± 3 chiffres	Flex : ± 3 chiffres
		Capteur doux : ± 2 chiffres	Capteur doux : N/A
		8000R : ± 3 chiffres	8000R : N/A
		8000 Q : ± 4 chiffres	8000 Q : N/A
		<b>Mouvement</b>	<b>Mouvement</b>
		Clip de doigt : ± 2 chiffres	Clip de doigt : ± 3 chiffres
		Flex : ± 3 chiffres	Flex : ± 4 chiffres
		Capteur doux : ± 3 chiffres	Capteur doux : ± 4 chiffres
		<b>Faible perfusion</b>	<b>Faible perfusion</b>
		Tous les capteurs : ± 2 chiffres	Tous les capteurs : ± 3 chiffres

<sup>1</sup> SpO2, la précision a été déterminée grâce à des tests réalisés sur des volontaires adultes en bonne santé, dans la plage de 60 à 100 % de SpO2, comparés à un oxymètre de pouls de laboratoire. La précision de la SpO2 a été déterminée sur 16 patients nouveau-nés admis en USIN, âgés de 7 à 135 jours, et pesant entre 0,5 et 4,25 kg. Soixante-dix-neuf (79) échantillons de données ont été collectés sur une plage de SaO2 de 70 à 100 %, avec un résultat de précision de la SpO2 de 2,9 %.

<sup>2</sup> Les capteurs Masimo ont été validés en matière de précision sans mouvement dans le cadre d'études menées sur le sang de volontaires adultes masculins et féminins, en bonne santé, présentant une pigmentation cutanée claire à foncée, dans le cadre d'études d'hypoxie induite, sur une plage de SpO2 de 70 % à 100 %, par rapport aux résultats émanant d'un oxymètre de pouls de laboratoire et d'un moniteur d'ECG. Cette variation est égale à plus ou moins un écart-type. Un écart-type de plus ou moins un représente 68 % de la population.

<sup>3</sup> Les capteurs Masimo ont été validés pour la précision du mouvement dans le cadre d'études menées sur le sang de volontaires adultes masculins et féminins, en bonne santé, présentant une pigmentation cutanée claire à foncée, dans le cadre d'études d'hypoxie induite, sur une plage de SpO2 de 70 % à 100 %, par rapport aux résultats émanant d'un CO-oxymètre de laboratoire et d'un moniteur d'ECG. Cette variation est égale à plus ou moins un écart-type, ce qui représente 68 % de la population.

<sup>4</sup> La technologie Masimo SET a été validée pour la précision en cas de faible perfusion dans le cadre de tests en laboratoire, comparée à un simulateur Biotek Index 2 et au simulateur Masimo avec des puissances de signal supérieures à 0,02 %, et une vitesse de transmission supérieure à 5 % pour les saturations comprises entre 70 et 100 %. Cette variation est égale à plus ou moins un écart-type, ce qui représente 68 % de la population.

<sup>5</sup> Les capteurs Masimo ont été validés pour la précision de la fréquence de pouls sur la plage de 25 à 240 battements par minutes, dans le cadre de tests en laboratoire, comparés à un simulateur BiotekIndex 2. Cette variation est égale à plus ou moins un écart-type, ce qui représente 68 % de la population.

<sup>6</sup> Les substances suivantes sont susceptibles de perturber les mesures d'oxymétrie de pouls :

- Des niveaux élevés de méthémoglobine (MetHb) peuvent fausser les mesures de la SpO2
- Des niveaux élevés de carboxyhémoglobine (COHb) peuvent fausser les mesures de la SpO2
- Une anémie sévère peut fausser les mesures de SpO2
- Les colorants, ou toute substance contenant des colorants, qui modifient la pigmentation normale du sang peuvent fausser les mesures
- Des niveaux élevés de bilirubine totale peuvent fausser les mesures de la SpO2

<sup>7</sup> Certains modèles de testeurs fonctionnels et de simulateurs de patient disponibles dans le commerce permettent de vérifier le bon fonctionnement des capteurs de l'oxymètre de pouls Nellcor, des câbles et des moniteurs. Consultez le mode d'emploi du dispositif de test pour connaître les procédures spécifiques au modèle de testeur utilisé.

<sup>8</sup> Bon nombre de testeurs fonctionnels et de simulateurs de patients ont été conçus pour interagir avec les courbes d'étalonnage attendues de l'oxymètre de pouls et pourraient être utilisés avec les moniteurs et/ou capteurs Nellcor. Toutefois, tous ces appareils ne sont pas adaptés pour être utilisés avec le système d'étalonnage numérique NellcorOXIMAX. Bien que ceci n'affecte pas l'utilisation du simulateur pour le contrôle des fonctionnalités du système, les valeurs de mesures de SpO2 affichées peuvent différer suivant le réglage du dispositif de test. Pour un moniteur qui fonctionne correctement, cette différence sera reproductible au fil du temps et d'un moniteur à un autre dans la plage des spécifications de performance du dispositif de test.

## Spécifications environnementales

Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
Température de stockage	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Altitude de fonctionnement / pression atmosphérique	De -1 250 à 10 000 ft. (-381 m à 3 048 m)/70 kPa à 106 kPa
Humidité en fonctionnement	15 à 90 % sans condensation
Humidité de stockage	15 à 95 % sans condensation

## Configuration du lecteur USB

La multiplicité de technologies utilisées dans la fabrication des clés USB rend certaines d'entre elles incompatibles avec ce moniteur. Les problèmes courants qui empêchent les clés USB de fonctionner sont le formatage NTFS, la sécurité des lecteurs propriétaires et la nécessité pour les pilotes Windows de les exécuter ou d'y accéder.

Les conditions requises pour qu'une clé USB fonctionne avec ce moniteur sont les suivantes :

- Compatibilité Linux
- Jusqu'à 32 Go de stockage

- Formatage FAT 32
- Conforme à la norme USB 2.0

Dimensions : si l'on suppose que la clé USB sera insérée dans l'APM, sa taille n'a donc pas d'importance. La taille de la clé qui entoure la tête métallique USB ne doit pas dépasser 9,5 mm x 18,5 mm pour entrer dans le port USB.

Welch Allyn recommande l'utilisation de la clé USB suivante avec le moniteur Connex Spot et la surface de travail de l'APM : clé Kingston DataTraveler SE9 32 Go, référence DTSE9H/32GBZ.

## Système radio du moniteur

Le système radio du moniteur fonctionne sur les réseaux 802.11.

<b>Interface réseau sans fil</b>	IEEE 802.11 a/b/g/n	
<b>Fréquence</b>	<b>Bandes de fréquences 2,4 GHz</b>	<b>Bandes de fréquences 5 GHz</b>
	2,4 GHz à 2,483 GHz	5,15 GHz à 5,35 GHz, 5,725 GHz à 5,825 GHz
<b>Canaux</b>	<b>Canaux 2,4 GHz</b>	<b>5 GHz</b>
	Jusqu'à 14 (3 sans superposition) ; variable en fonction des pays	Jusqu'à 23 sans superposition ; variable en fonction des pays
<b>Authentification/chiffrement</b>	Wireless Equivalent Privacy (WEP, algorithme RC4) ; accès protégé pour la Wi-Fi (WPA) ; IEEE 802.11i (WPA2) ; TKIP, algorithme RC4 ; AES, algorithme Rijndael ; fourniture clé de chiffrement (Encryption Key Provisioning) ; statique (longueurs de 40 bits et 128 bits) ; PSK ; dynamique ; EAP-FAST ; EAP-TLS ; EAP-TTLS ; PEAP-GTC <sup>1</sup> ; PEAP-MSCHAPv2 ; PEAP-TLS ;	
<b>Antenne</b>	Ethertronics WLAN_1000146	
<b>Débit sans fil</b>	802.11a (OFDM) : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11b (DSSS, CCK) : 1, 2, 5.5, 11 Mbps 802.11g (OFDM) : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-7) : 6,5, 13, 19,5, 26, 39, 52, 58,5, 72,2 Mbps	
<b>Approbations d'agence</b>	États-Unis : FCC section 15.247 sous-section C, FCC section 15.407 sous-section E Europe : EN 300 328 (EDR) (v1.8.1), EN 300 328 (LE) (v1.8.1), EN 301 489-1 (v1.9.2), EN 301 489-17 (v2.2.1), EN 301 489-17 (v2.2.1), EN 62311:2008, EN 60950-1 Canada : (IC) norme RSS-210. IC 3147A-WB45NBT basée sur le test FCC Singapour : conforme à la norme IDS	
<b>Protocoles</b>	UDP, DHCP, TCP/IP	
<b>Protocoles de transfert des données</b>	UDP/TCP/IP	

---

**Puissance de sortie** 39,81 mW (standard), en fonction du pays

---

**Normes IEEE auxiliaires** 802.11d, 802.11e, 802.11h, 802.11i, 802.11X

---

<sup>1</sup>Les mots de passe à usage unique ne sont pas pris en charge.

Les restrictions de canaux dans la bande 5 GHz sont déterminées par le pays.

Pour garantir la conformité aux réglementations locales, assurez-vous que le pays d'installation du point d'accès correct est sélectionné. Ce produit peut être utilisé avec les restrictions suivantes :

Norvège - Ne s'applique pas à la zone géographique située dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Ålesund.

France – L'utilisation extérieure est limitée à 10 mW EIRP dans la bande de 2 454 à 2 483,5 MHz.



**REMARQUE** EIRP (Effective Isotropic Radiated Power - Puissance isotrope rayonnée équivalente).



**REMARQUE** Certains pays limitent l'utilisation des bandes 5 GHz. La radio 802.11a du moniteur utilise seulement les canaux indiqués par le point d'accès avec lequel la radio est associée. Le service informatique de l'hôpital doit donc configurer les points d'accès afin d'assurer le fonctionnement dans les domaines approuvés.

## Module Bluetooth

Catégorie	Fonction	Caractéristique
<b>Spécification sans fil</b>	Bluetooth	2.1 + EDR
	Fréquence	2,402 à 2,480 GHz
	Puissance de transmission maximale	Classe 1 +8 dBm à partir de l'antenne
	Sensibilité de réception	-89 dBm
	Plage	Environ 100 mètres
	Débit de données	Jusqu'à 3 Mbps (dans l'air)
<b>Interface hôte</b>	USB	USB 2.0 pleine vitesse
	GPIO	Quatre lignes configurables (1,8 V/3,3 V configurable par VDD_PADS)
<b>Modes de fonctionnement</b>	HCI	Host Controller Interface par USB
	Mode proxy HID	Appareil à interface humaine
<b>EEPROM</b>	2 fils	64 K bits
<b>Co-existence</b>	802.11 (WiFi)	Schémas CSR à trois fils pris en charge

(Unity-3, Unity-3e et Unity+)

<b>Tension d'alimentation</b>	Alimentation	5 V $\pm$ 10 %
<b>Consommation électrique</b>	Courant	Mode inactif ~5 mA Transfert de fichier ~58 mA
<b>Option d'antenne</b>	Interne	Antenne en céramique multicouche avec jusqu'à 41 % d'efficacité
<b>Physique</b>	Dimensions	8,5 × 13 × 1,6 mm (module BT800)
		16 × 43 × 11 (dongle USB BT820)
<b>Environnement</b>	En fonctionnement	-30 °C à 85 °C
	Stockage	-40 °C à 85 °C
<b>Divers</b>	Sans plomb	Sans plomb et conforme RoHS
	Garantie	1 an
<b>Homologations</b>	Bluetooth	Sous-système de contrôleur approuvé
	FCC/IC/CE	Toutes les séries BT800

## Valeurs d'usine par défaut



**REMARQUE** Les réglages d'usine par défaut sont les réglages de l'appareil lorsqu'il sort de l'atelier de fabrication. Les fichiers de configuration personnalisés permettent de modifier ces réglages par défaut en fonction des préférences pour des sites spécifiques. Le rétablissement des réglages par défaut d'un appareil rétablit les réglages par défaut de l'atelier de fabrication, et non la configuration personnalisée.

## Appareil

Paramètres	Valeur par défaut
Nom du fichier de configuration actif ;	Factory (Usine)
Emplacement de l'appareil affiché	Oui
Écran du premier démarrage affiché	Oui
Intervalle de verrouillage de l'écran tactile	2 minutes
Mode veille automatique autorisé	Oui
Durée du mode veille	2 minutes
Arrêt automatique autorisé	Oui
Délai de l'arrêt automatique	15 minutes
Luminosité de l'écran	5
Étalonnage de l'écran tactile	55, 57, 4003, 3993, 193, 3910, 200, 3900 (série de 8 entiers)
Écran d'accueil	Logo Hillrom
Chargement d'un nouveau logiciel lors du redémarrage activé	Non
Chargement d'un nouveau logiciel sur l'appareil	Grisé
Écran éteint autorisé	Oui
Délai d'extinction de l'écran	1 minute
Fréquence de la ligne électrique	60 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> La fréquence de la ligne électrique peut être modifiée dans l'outil de configuration pour prendre en charge des paramètres spécifiques tels que Masimo SpO2. Pour les configurations nouvelles et existantes, suivez ces étapes :

1. Accédez à la page Progress Summary (Récapitulatif de progression).
2. Faites défiler vers le bas jusqu'à **Section: Biomed (Required)** (Section : Biomed [Requis]) au bas de la page et cliquez sur **General Device Settings** (Paramètres généraux de l'appareil).

Paramètres	Valeur par défaut
3. Sélectionnez <b>Custom</b> (Personnaliser).	
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à Other ( <b>Autre</b> ) sur la page General Device Settings (Paramètres généraux de l'appareil) et sélectionnez la fréquence de ligne d'alimentation souhaitée.	
5. Cliquez sur <b>DONE</b> (TERMINÉ) en bas de la page.	
6. Cliquez sur <b>SAVE AND CONTINUE</b> (ENREGISTRER ET CONTINUER).	

## Gestion des données

Paramètres	Valeur par défaut
Format de date	MM/JJ/AAAA
Empêcher les changements de date et d'heure	Non
Afficher la date et l'heure	Oui
Heure d'été activée	Non
Décalage du fuseau horaire de l'appareil (minutes)	0
Langue configurée	Anglais
Option du profil Office (Consultation) activée	Oui
Option du profil Intervals (Intervalles) activée	Oui
Option du profil Spot Check (Vérification ponctuelle) activée	Oui
Profil	Vérification ponctuelle
Envoyer automatiquement les mesures confirmées lors de l'enregistrement	Non
Supprimer les mesures confirmées après leur envoi	Non
Envoyer automatiquement les mesures d'intervalle non confirmées	Non

## Alarmes d'ordre général

Paramètres	Valeur par défaut
Volume d'alarme	Moyenne
Durée de pause du son	120 secondes
Volume d'alarme minimum	Faible
Priorité de la condition d'alarme pour activer l'appel infirmier	Moyenne



Paramètres	Valeur par défaut
Autoriser la désactivation du son général (Remarque : doit être activé dans le fichier de configuration pour que l'option soit disponible)	Non
Commandes d'activation et de désactivation de l'alarme sonore disponibles	Oui (si « Allow global audio off » (Autoriser la désactivation du son général) est activé dans la configuration)
Autoriser la désactivation des alarmes	Oui

## Informations sur le patient et le médecin

Paramètres	Valeur par défaut
Patient	
Type de patient par défaut	Adulte
Format du nom	Nom et prénom
Étiquette principale	Nom
Étiquette secondaire	ID patient
Demander l'ID patient pour enregistrer les mesures	Non
Effacer les informations du patient en cas d'enregistrement manuel	Oui
Concordance de l'ID patient obligatoire pour enregistrer	Non
Rechercher par ID patient	Non
Médecin	
Format d'affichage de l'ID du médecin	ID médecin
Demander l'ID médecin pour enregistrer les mesures	Non
Demander l'ID du médecin pour enregistrer les mesures	Non
Récupérer les informations du médecin à partir de l'ID du médecin	Non
Demander le mot de passe pour enregistrer les mesures	Non
Effacer les informations du médecin en cas d'enregistrement manuel	Non
Exiger la saisie des « modificateurs requis » pour enregistrer les mesures	Non

## PNI

Paramètres	Valeur par défaut
Exiger un identifiant prescrit	Non

Paramètres	Valeur par défaut
Limite supérieure systolique activée	Oui
Mesure systolique : limite supérieure	Adulte : 220 mmHg (29,3 kPa) Enfant : 145 mmHg (19,3 kPa) Nouveau-né : 100 mmHg (13,3 kPa)
Limite inférieure systolique activée	Oui
Mesure systolique : limite inférieure	Adulte : 75 mmHg (10,0 kPa) Enfant : 75 mmHg (10,0 kPa) Nouveau-né : 50 mmHg (6,7 kPa)
Limite supérieure diastolique activée	Oui
Mesure diastolique : limite supérieure	Adulte : 110 mmHg (14,7 kPa) Enfant : 100 mmHg (13,3 kPa) Nouveau-né : 70 mmHg (9,3 kPa)
Limite inférieure diastolique activée	Oui
Mesure diastolique : limite inférieure	Adulte : 35 mmHg (4,7 kPa) Enfant : 35 mmHg (4,7 kPa) Nouveau-né : 30 mmHg (4,0 kPa)
Limite supérieure PAM activée	Non
PAM : limite supérieure	Adulte : 120 mmHg (16 kPa) Enfant : 110 mmHg (14,7 kPa) Nouveau-né : 80 mmHg (10,7 kPa)
Limite inférieure PAM activée	Non
PAM : limite inférieure	Adulte : 50 mmHg (6,7 kPa) Enfant : 50 mmHg (6,7 kPa) Nouveau-né : 35 mmHg (4,7 kPa)
<b>Avancés</b>	
Default view (Vue par défaut)	sys_dia_map

Paramètres	Valeur par défaut
Type de tube	2 tubes
Unité de mesure	mmHg
Algorithme par défaut	SureBP
Cible de gonflage du brassard (algorithme par palier)	
Adulte	160 mmHg (21,3 kPa)
Enfant	140 mmHg (18,7 kPa)
Nouveau-né	90 mmHg (12,0 kPa)
Pression de cycle maximum	
Adulte	Automatique
Enfant	Automatique

## Intervalles

Paramètres	Valeur par défaut
Délai entre chaque intervalle automatique	15 minutes
Mode des intervalles par défaut du profil Intervals (Intervalles)	Automatique
Mode des intervalles du profil Office (Consultation)	Calcul de la moyenne (fixe)
Paramètre d'intervalle sélectionné	PNI
Intervalle de temps du mode automatique	15 minutes

## SpO2

Paramètres	Valeur par défaut
Limite supérieure SpO2 activée	Oui
Limite supérieure	Adulte : 100 % Enfant : 100 % Nouveau-né : 100 %
Limite inférieure SpO2 activée	Oui
Limite inférieure	Adulte : 90 %

Paramètres	Valeur par défaut
	Enfant : 90 % Nouveau-né : 90 %
Default view (Vue par défaut)	% SpO2
<b>Avancés</b>	
Délai condition alarme SpO2	10 secondes
SatSeconds™ (Nellcor uniquement)	25 secondes

## FR

Retard de condition d'alarme RRP - La détection d'un changement de la fréquence respiratoire requiert au minimum deux respirations. En fonction de la fréquence respiratoire, toute mesure inférieure à 6 respirations par minute doit s'étendre sur plus de 10 secondes.

Paramètres	Valeur par défaut
Seuil supérieur de RR activé	Oui
Limite supérieure	Adulte : 30 Enfant : 30 Nouveau-né : 80
Seuil inférieur de RR activé	Oui
Limite inférieure	Adulte : 6 Enfant : 6 Nouveau-né : 12
Default view (Vue par défaut)	BPM

## Température

Paramètres	Valeur par défaut
Limite supérieure de température activée	Non
Limite supérieure	101 °F (38,3 °C)
Limite inférieure de température activée	Non
Limite inférieure	94 °F (34,4 °C)
<b>Avancés</b>	

Paramètres	Valeur par défaut
Unité de mesure	°F (Fahrenheit)
Conversion de température affichée	Oui
Site SureTemp Plus par défaut	Oral
Durée de déverrouillage de l'antivol Braun avant l'alarme	2 heures
Conversion de la température Braun activée	Oui
Icône de la minuterie Braun activée	Oui
Algorithme de compensation technique Braun activé	Oui
Commutateur matériel Braun °F ou °C activé (dans le compartiment de la batterie)	Oui
Mode non réglé Braun activé	Non

## Paramètres manuels

Paramètres	Valeur par défaut
Fonction de notation personnalisée active	Non
Taille affichée	Oui
Poids affiché	Oui
Douleur affichée	Oui
Respiration affichée	Oui
IMC affiché	Non
Unités de la taille	cm (po)
Unités du poids	kg (lb)
Activer l'annulation manuelle de la PNI	Oui
Activer l'annulation manuelle de la fréquence de pouls	Oui
Activer l'annulation manuelle de la fréquence de respiration	Oui
Activer l'annulation manuelle de la température	Oui
Activer l'annulation manuelle de la SpO2	Oui

## Réseau

Paramètres	Options	Sélections	Valeur par défaut
Sélection ESSID	Entrée alphanumérique (32)		com.welchallyn
Radio mode (Mode radio)	a/b/g/n, a/b/g, a/n, a uniquement		a/b/g/n
Radio activée	Oui / Non		Oui
Alarmes radio activées	Oui / Non		Non
Adresse MAC Ethernet	Adresse MAC		00:1A:FA:FF:FC:00
MAC sans fil	Entrée alphanumérique (18)		
Type d'authentification / cryptage	Ouvert, WPA Personal(TKIP), WPA Enterprise(TKIP), WPA2-Personal(AES/CCMP), WPA2-Enterprise(AES/CCMP), WEP n (peut être spécifique 64(40), 128(104))		WPA2-Personal
Méthode d'authentification / cryptage	Entrée alphanumérique (64)		1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF
Type de protocole d'authentification amélioré (EAP)	TLS, TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, PEAP-TLS, EAP-FAST		PEAP-MSCHAPv2
Identité du protocole d'authentification amélioré (EAP)	Entrée alphanumérique (32)		vitalsigns
Mot de passe du protocole d'authentification amélioré (EAP)	Entrée alphanumérique (32)		password
Dynamic Frequency Selection (Sélection de fréquence dynamique)	Oui / Non		Oui
Type d'itinérance	PMK Caching (Mise en cache PMK), OKC, CCKM		OKC
Validation du serveur activée	Oui / Non		Non
Type de serveur d'authentification	Type 1, Type 2		Type 2


Paramètres	Options	Sélections	Valeur par défaut
Type de paramètre EAP interne	Auto, PAP		Auto
PAC provisioning field (Champ fourniture PAC)	Auto, Manual (Manuel)		Auto
Méthode de connectivité réseau	IP hôte, NRS, DNS, DHCP		DNS
	Host IP (IP hôte)	Adresse IP hôte	127.0.0.1
		Port	281
	NRS	Adresse IP de Network rendezvous service (NRS) (####.###.###.###)	0.0.0.0
		Port (####)	7711
	DNS	Nom DNS de Network rendezvous service	WANRS
		Port (####)	7711
	DHCP	Identificateur classe fournisseur DHCP	welchallyn-nrs
		Port (####)	7711
		Adresses IP NRS (multiples)	Adresses IP de Network rendezvous service (NRS) utilisées par votre organisation
	Cryptage des données		Non
	IP statique radio activée		Non
	Adresse IP statique radio		0.0.0.0
	Masque IP statique radio		255.255.255.0
	Passerelle IP statique radio		0.0.0.0
	DNS IP statique radio		0.0.0.0
	IP statique Ethernet activée		Non
	Adresse IP statique Ethernet		0.0.0.0
	Masque IP statique Ethernet		255.255.255.0

Paramètres	Options	Sélections	Valeur par défaut
	Passerelle IP statique Ethernet		0.0.0.0
	DNS IP statique Ethernet		0.0.0.0
	Fuseau horaire		GMT
	Afficher le fuseau horaire		GMT
	Activer NTP		Non
	Nom DNS NTP		espace blanc
	Requête de patient et Envoi des paramètres vitaux HL7 activés		Non
	Nom DNS HL7		127.0.0.1
	Port IP HL7		281
	Authentification du serveur activée		Non
	Activer FIPS		Non
	Mode d'observation de l'économie d'énergie Wi-Fi		Max
Bluetooth®			
	Adresse MAC pour l'association Bluetooth		00:1A:FA:FF:FC:00
	Configuration Bluetooth autorisée	Oui / Non	Non
	Association d'un nouvel ordinateur portable autorisé	Oui / Non	Non
	Nom de l'appareil comme indiqué sur un ordinateur portable associé	##### est unique et basé sur le numéro de série	WACSM - #####
	Activer BLE (Bluetooth® basse énergie)	Oui / Non	Non

## Installation du câble du système d'appel infirmier

Utilisez ce dessin et le tableau suivant comme référence pour le câble du système d'appel infirmier et pour le câblage du système d'appel infirmier.





N°	Connecteur de câble	Fils (terminaisons selon les spécifications du fabricant)
1	Pointe (fil rouge)	Fil normalement ouvert (rouge)
2	Cylindre (fil noir)	Fil du bras (noir)
3	Centre (fil blanc)	Fil normalement fermé (blanc)

## Configuration d'une connexion VNC distante

Pour autoriser une session à distance en mode « Lecture seule » sur l'appareil à partir d'un autre appareil sur le même réseau, procédez comme suit :

1. Créez un fichier de configuration avec le contrôle à distance VNC activé dans l'outil de configuration.
2. Chargez le fichier de configuration sur l'appareil.
3. Connectez l'appareil au réseau.
4. Sur l'appareil, accédez à **Setting** (Paramètres) > **Device** (Appareil), puis cliquez sur **Authorize under Remote Screen Sharing** (Autoriser l'accès via le partage d'écran à distance).
5. Notez le mot de passe figurant dans la zone Remote Screen Sharing (Partage d'écran à distance).
6. Accédez à **Settings (Paramètres)** > **Avancé**. Localisez l'adresse IP de l'appareil sous Ethernet IP (Adresse IP Ethernet) ou Radio IP (Adresse IP radio).
7. À l'aide de l'application VNC Remote Viewer sur le réseau, connectez-vous à l'adresse IP. Entrez le mot de passe qui figurait dans la zone Remote Screen Sharing (Partage d'écran à distance).
8. Pour mettre fin à la session à distance, accédez à **Setting** (Paramètres) > **Device** (Appareil), puis cliquez sur **Stop Sharing** (Arrêter le partage).



## Dépannage

Cette section explique comment dépanner l'appareil dans les tableaux suivants.

- **Interprétation du contenu du fichier journal** : les tableaux et exemples de calculs de cette rubrique vous montrent comment analyser et interpréter les messages du journal d'erreurs.
- **Symptômes et solutions** : ce tableau simple répertorie les symptômes que vous pourriez observer, indique les causes possibles et propose des actions pour éliminer le problème.
- **Messages d'alarmes techniques** : ces tableaux répertorient les messages générés par le logiciel de l'appareil lorsqu'un problème est détecté. Ces tableaux expliquent les causes possibles et proposent des solutions pour résoudre le problème. Comparés au tableau Symptômes et solutions, ces tableaux sont beaucoup plus exhaustifs.

Ils peuvent contribuer au diagnostic et à la résolution d'un problème. Ils ne se substituent pas aux compétences de dépannage de base. Vous devez toujours remonter à la source du problème dans la carte ou le module pour décider de la meilleure voie à suivre. Welch Allyn ne prend pas en charge la réparation des composants de la carte ou du module. Pour connaître la liste des pièces de rechange disponibles, consultez la section « Unités remplaçables sur site ».



**AVERTISSEMENT** Ne procédez pas au dépannage d'un appareil qui émet de la fumée ou qui affiche d'autres signes de surchauffe excessive. Mettez l'appareil hors tension et appelez l'assistance technique Welch Allyn immédiatement.



**MISE EN GARDE** Remplacez les pièces, les composants ou les accessoires uniquement par des pièces fournies ou approuvées par Welch Allyn. L'utilisation d'autres pièces peut entraver le bon fonctionnement de l'appareil et annuler la garantie du produit.

## Interprétation du contenu du fichier journal

L'appareil prend en charge l'enregistrement des fichiers journaux sur une clé USB. Vous pouvez ensuite lire les fichiers journaux enregistrés sur un PC pour analyse. Avec cette méthode, il est possible d'accéder aux fichiers journaux sans avoir à connecter l'appareil à un PC.

## Enregistrement des fichiers journaux

Effectuez les étapes suivantes pour enregistrer un fichier journal sur une clé USB :

1. Insérez une clé USB compatible dans le port USB du moniteur ou sur la surface de travail de l'APM si celle-ci est configurée pour votre appareil.
2. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
3. Accédez à **Service > Log file** (Entretien > Fichier journal).

- Appuyez sur Apply (**Save to USB**). Le message « Save successful » (Réussite de l'enregistrement) apparaît après un enregistrement réussi.
- Retirez la clé USB du port USB.

## Accès aux fichiers journaux

Effectuez les étapes suivantes pour accéder aux fichiers journaux enregistrés sur une clé USB et les utiliser :

- Insérez la clé USB dans un port USB de votre PC.
- Ouvrez le dossier de la clé USB et identifiez les fichiers journaux enregistrés. Cherchez les fichiers .zip semblables à cet exemple, le premier ensemble de chiffres étant un horodatage au format AAAAMMJJJ :

**logfiles\_20150108\_193903\_179.zip**

- Ouvrez le fichier .zip, puis ouvrez le fichier .zip des messages de votre choix. Plusieurs fichiers de messages peuvent être enregistrés sur la clé USB. Vérifiez donc l'horodatage dans le nom du fichier pour sélectionner le fichier .zip souhaité. Par exemple,

**messages\_2015\_01\_08.zip**

Les fichiers journaux disponibles apparaissent à l'écran. Le plus grand fichier est le dernier fichier de la journée. Les noms de fichiers ressemblent à cet exemple :

**messages\_2015\_01\_08\_0000000008**

- Cliquez avec le bouton droit sur le fichier journal souhaité, sélectionnez Open (**Ouvrir**), puis sélectionnez WordPad comme programme pour ouvrir le fichier.


Le fichier journal s'ouvre et est prêt pour l'analyse.

## Format des messages de journal

Savoir comment interpréter le contenu du fichier journal peut vous aider à résoudre les problèmes de l'appareil. Tous les messages de journal respectent ce format :

**<PRI>ISODATE(sp)MSGHDR:(sp)MSG(new-line)**

Le tableau suivant définit chaque élément d'un message de journal.

<PRI>	Numéro de l'établissement et numéro de gravité concaténés en une valeur 8 bits.
	<b>REMARQUE</b> Les valeurs PRI et les calculs qui en résultent sont principalement utiles aux techniciens de Welch Allyn. La plupart des biomédecins et du personnel d'entretien peuvent se concentrer sur les autres détails des messages de journal pour compléter leur analyse.
ISODATE	Date et heure auxquelles le message a été généré dans le format d'horodatage standard compatible ISO 8601 (aaaa-mm-ddThh:mm:ss.mmm+-ZONE). Il s'agit de l'heure du système de l'appareil CSM.
MSGHDR	En-tête du message : nom et PID du programme ou du processus qui a envoyé le message de journal au format PROGRAM[PID]:. Il comprend des espaces blancs.
MSG	Texte du message de journal du programme ou du processus émetteur. Il s'agit d'une chaîne de texte au format libre, qui se termine par un caractère de nouvelle ligne.
(sp)	Caractère d'espace unique.

(nouvelle ligne)      Caractère de nouvelle ligne.

---

Exemples de messages de journal :

**<13>2014-09-26T12:18:45.000+00:00 wa\_nibpd[1326]: NibpManualBpCancelState->Enter**

**<150>2014-09-08T05:55:00.000+00:00 wa\_spo2nonind[1521]: Code 1, SPO2 sensor not connected**

Comme indiqué ci-dessus, les calculs effectués à l'aide des valeurs PRI ont peu d'importance pour la plupart des utilisateurs, mais sont précieux pour les techniciens de Welch Allyn. Par conséquent, les instructions suivantes permettant de calculer les numéros d'établissement et de gravité sont destinées aux techniciens de Welch Allyn.

Pour obtenir le numéro de l'établissement, divisez la valeur PRI par 8 (en éliminant la fraction du résultat). Le numéro d'établissement est l'un des suivants :

Numéro d'établissement	Description
0	Messages du kernel
1	Messages de niveau utilisateur
2	Système de messagerie
3	Démons système
4	Messages de sécurité/d'autorisation (auth)
5	Messages générés en interne par syslogd
6	Sous-système de l'imprimante en ligne
7	Sous-système des informations sur le réseau
8	Sous-système UUCP
9	Démon de l'horloge
10	Messages de sécurité/d'autorisation (authpriv)
11	Démon du FTP
12	Sous-système NTP
13	Audit du journal
14	Alerte du journal
15	Démon de l'horloge (cron)
16	Messages BioMed (alias local-0)
17	Messages de fabrication (alias local-1)
18	Messages d'entretien (alias local-2)
19	Messages d'ingénierie (alias local-3)
20	Non utilisé (alias local-4)
21	Non utilisé (alias local-5)
22	Non utilisé (alias local-6)
23	Non utilisé (alias local-7)

Pour obtenir le numéro de gravité, soustrayez la valeur (numéro d'établissement multiplié par 8) de la valeur PRI. Le numéro de gravité est l'un des suivants :

Numéro de gravité	Nom de l'élément de gravité	Description
0	EMERG (URGENCE)	Situation de panique
1	ALERT (ALERTE)	Situation qui doit être corrigée immédiatement
2	CRITICAL (CRITIQUE)	Conditions critiques, telles que des erreurs matérielles de l'appareil
3	ERROR (ERREUR)	Messages d'erreur
4	AVERTISSEMENT	Messages d'avertissement
5	NOTICE (REMARQUE)	Situations qui ne sont pas des erreurs, mais qui peuvent nécessiter une attention particulière
6	INFO	Messages d'information
7	DEBUG (DÉBOGAGE)	Messages de débogage

## Exemple de calcul / interprétation

Pour chacun des exemples de journaux d'erreurs présentés, nous pouvons déterminer les éléments suivants :

**<13>2014-09-26T12:18:45.000+00:00 wa\_nibpd[1326]: NibpManualBpCancelState->Enter**

<PRI> = 13

ISODATE = 2014-09-26T12:18:45.000+00:00

MSGHDR = wa\_nibpd[1326]:

MSG = NibpManualBpCancelState

Établissement = <PRI> ÷ 8 = 13 ÷ 8 = 1,625 = 1 si arrondi à l'inférieur = messages de niveau utilisateur

Gravité = <PRI> - (Établissement x 8) = 13 - (1 x 8) = 13 - 8 = 5 = REMARQUE

**<150>2014-09-08T05:55:00.000+00:00 wa\_spo2nonind[1521]: Code 1, SPO2 sensor not connected**

<PRI> = 150

ISODATE = 2014-09-08T05:55:00.000+00:00

MSGHDR = wa\_spo2nonind[1521]:

MSG = Code 1, SPO2 sensor not connected (Code 1, capteur SPO2 non connecté)

Établissement = <PRI> ÷ 8 = 150 ÷ 8 = 18,75 = 18 si arrondi à l'inférieur = messages d'entretien (alias local-2)

$$\text{Gravité} = \text{PRI} - (\text{Établissement} \times 8) = 150 - (18 \times 8) = 150 - 144 = 6 = \text{INFO}$$

---



## Symptômes et solutions

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
<b>Généraux</b>		
Tous les tests de l'appareil n'ont pas été effectués avec l'Outil d'entretien Welch Allyn.	L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation.	Branchez l'appareil à une prise électrique pour le connecter à une source d'alimentation électrique.
	L'initialisation de l'appareil et de l'Outil d'entretien Welch Allyn est nécessaire.	Redémarrez l'appareil et l'ordinateur. Relancez l'Outil d'entretien Welch Allyn et testez à nouveau l'appareil.
L'appareil ne s'allume pas.	Une nouvelle batterie a été installée.	Branchez l'appareil sur une prise d'alimentation C.A. pour activer la batterie.
	La batterie est déchargée.	Branchez l'appareil sur une prise d'alimentation C.A. pour charger la batterie.
	L'interrupteur d'alimentation est défectueux.	Remplacer l'interrupteur d'alimentation.
	L'alimentation électrique est défectueuse.	Vérifiez la tension de sortie du bloc d'alimentation. La tension doit être de 15 V $\pm$ 0,45 V C.C. Si ce n'est pas le cas, remplacez le bloc d'alimentation.
	La batterie est déchargée ou défectueuse.	Charger la batterie pendant 5 heures. Si l'icône de la batterie affiche encore le symbole d'une batterie épuisée, remplacer celle-ci.
	La carte mère est défectueuse.	Remplacer la carte mère.
L'écran tactile ne répond pas.	L'écran tactile doit être étalonné.	Étalonnez l'écran tactile.
		Exécutez la séquence d'étalonnage de l'hôte à partir de l'outil d'entretien.
		Remplacez l'écran tactile / LCD.
L'appareil ne signale pas de conditions d'alarme pour l'option d'appel infirmier.	Les réglages de limite d'alarme sont trop élevés ou trop bas.	Régler les paramètres de limite d'alarme.
	Les alarmes sonores ont été désactivées.	Activer les alarmes sonores.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Un composant matériel est défectueux.	Exécutez la séquence d'étalonnage de l'hôte à partir de l'outil d'entretien. Remplacer la carte mère.
L'appareil est sous tension mais l'écran est vide.	L'appareil est en mode Sleep (Veille).	Touchez l'écran.
	Un composant matériel est défectueux.	Exécutez la séquence d'étalonnage de l'hôte à partir de l'outil d'entretien. Remplacez l'écran tactile / LCD. Remplacer la carte mère.
<b>Bluetooth®</b>		
Le moniteur ne peut pas se connecter à un appareil Bluetooth.	Un problème d'association s'est produit.	Associer le moniteur à l'appareil. S'assurer que le moniteur et l'appareil sont à portée l'un de l'autre. Le pilote de l'appareil Bluetooth n'a pas été installé correctement. L'entretien de l'appareil via le PC n'a pas démarré. Effectuer un contrôle fonctionnel de la radio Bluetooth. Mettre à jour le logiciel de l'appareil. Remplacer la radio Bluetooth. Remplacer la carte mère.
	Un problème de connectivité est survenu.	Configurer le moniteur sur les paramètres réseau. Vérifier les paramètres du réseau local. S'assurer que le moniteur et l'appareil sont à portée l'un de l'autre. Effectuer un contrôle fonctionnel de la radio Bluetooth.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Mettre à jour le logiciel de l'appareil.
		Remplacer la radio Bluetooth.
		Remplacer la carte mère.
	Un composant matériel est défectueux.	Effectuer un contrôle fonctionnel de la radio Bluetooth.
		Remplacer la radio Bluetooth.
		Remplacer la carte mère.
	Le logiciel est défectueux.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la radio Bluetooth.
		Remplacer la carte mère.
	<b>Radio sans fil</b>	
Le moniteur ne peut pas se connecter à un réseau sans fil.	Un problème de connectivité est survenu.	Configurer le moniteur sur les paramètres réseau.
		Vérifier les paramètres du réseau local.
		S'assurer que le moniteur et l'appareil sont à portée l'un de l'autre.
		Effectuer un contrôle fonctionnel de la radio Newmar.
		Mettre à jour le logiciel de l'appareil.
		Remplacer la radio Newmar.
		Remplacer la carte mère.
	Un composant matériel est défectueux.	Effectuer un contrôle fonctionnel de la radio Newmar.
		Remplacer la radio Newmar.
		Remplacer la carte mère.
Le logiciel est défectueux.	Mettez à jour le logiciel.	
	Remplacer la radio Newmar.	

Symptôme	Cause possible	Action recommandée	
		Remplacer la carte mère.	
Échec de la tentative de mise à niveau du logiciel.	Le matériel ou le logiciel entre l'hôte et la radio Newmar est incompatible.	Réessayez la mise à jour logicielle.	
		Remplacer la radio Newmar.	
		Remplacer la carte mère.	
	Le moniteur a perdu la communication avec le réseau ou un problème de synchronisation s'est produit lors de la mise à niveau.	Réessayez la mise à jour logicielle.	
		Remplacer la radio Newmar.	
		Remplacer la carte mère.	
	Dysfonctionnement de la radio Newmar.	Mettez à jour le logiciel.	
		Remplacer la radio Newmar.	
		Remplacer la carte mère.	
	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.	
		Remplacer la carte mère.	
Ethernet			
Le moniteur ne parvient pas à se connecter au réseau.	Un problème de connectivité est survenu.	Vérifier les paramètres du réseau local.	
		Vérifier que le port du réseau est configuré et fonctionnel.	
		Effectuer une vérification fonctionnelle du réseau Ethernet.	
		Mettez à jour le logiciel.	
		Remplacer la carte mère.	
	Dysfonctionnement du matériel.	Effectuer une vérification fonctionnelle du réseau Ethernet.	
		Remplacer la carte mère.	
	Dysfonctionnement du logiciel.	Mettez à jour le logiciel.	
		Remplacer la carte mère.	
	Échec de la tentative de mise à niveau du logiciel.	Le matériel ou le logiciel entre l'hôte et le module Ethernet est incompatible.	Réessayez la mise à jour logicielle.
			Remplacer la carte mère.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Le moniteur a perdu la communication avec le réseau ou un problème de synchronisation s'est produit lors de la mise à niveau.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacer la carte mère.
	Dysfonctionnement du module Ethernet.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
<b>PNI</b>		
Les mesures de tension artérielle sont inexactes.	Taille de brassard incorrecte, brassard mal placé ou brassard incompatible.	Déterminez la taille correcte du brassard en mesurant la circonférence du bras du patient à mi-chemin entre le coude et l'épaule. Utilisez ensuite un brassard de taille appropriée.
		Utilisez des marquages de référence sur le brassard pour le placer correctement.
		Utilisez exclusivement les brassards Welch Allyn.
	Le bras du patient n'est pas positionné correctement ou se déplace pendant le cycle de mesure de la pression artérielle.	Assurez-vous que le bras du patient repose sur une surface au niveau du cœur.
		Maintenez le bras immobile pour réduire les artefacts.
	Le brassard de pression artérielle est placé sur des vêtements.	Mesurez la pression artérielle sur un bras nu.
	Le patient connaît une arythmie.	Contrôlez la régularité du rythme cardiaque (prenez le pouls ou utilisez un appareil de mesure).
	Il y a une fuite dans le système pneumatique.	Vérifiez que les raccords du brassard sont étanches. Vérifiez soigneusement l'absence de fuites dans le brassard de pression artérielle et les tubes reliés à l'appareil.
		Remplacez le brassard.
		Mettez à jour le logiciel.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.
		Remplacer la carte mère.
	Le module de PNI doit être étalonné.	Mettez à jour le logiciel.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.
		Remplacer la carte mère.
	Le module de PNI est défectueux.	Mettez à jour le logiciel.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.
		Remplacer la carte mère.
	Le commutateur à lumière simple ou double est défectueux.	Assurez-vous que le brassard est correctement dimensionné.
		Nettoyez les connexions du brassard.
		Remplacez le brassard et la tubulure.
		Remplacer la carte mère.
Le brassard de PNI ne se gonfle pas. La PNI ne fonctionne pas.	Il y a une fuite dans le système pneumatique.	Vérifiez que les raccords du brassard sont étanches. Vérifiez soigneusement l'absence de fuites dans le brassard de pression artérielle et les tubes reliés à l'appareil.
		Remplacez le brassard.
		Mettez à jour le logiciel.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.
		Remplacer la carte mère.
Le module de PNI est défectueux.		Mettez à jour le logiciel.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.
		Remplacer la carte mère.
La carte mère est défectueuse.		Mettez à jour le logiciel.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.
		Remplacer la carte mère.
Le commutateur à lumière simple ou double est défectueux.		Assurez-vous que le brassard est correctement dimensionné.
		Nettoyez les connexions du brassard.
		Remplacez le brassard et la tubulure.
		Remplacer la carte mère.
Le module de PNI doit être étalonné.		Mettez à jour le logiciel.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la PNI.
		Effectuez des vérifications de l'étalonnage de la PNI.
		Remplacez la pompe.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Remplacer la carte mère.
Échec de la tentative de mise à niveau du logiciel.	Le matériel ou le logiciel entre l'hôte et le module Ethernet est incompatible.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacer la carte mère.
	Le moniteur a perdu la communication avec le réseau ou un problème de synchronisation s'est produit lors de la mise à niveau.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacer la carte mère.
Température		
Les mesures de température sont inexactes.	La sonde est mal placée.	Assurez-vous que la sonde est correctement placée sur le site de mesure. Pour la prise de température orale, placez la sonde dans la poche sublinguale la plus postérieure.
	La sonde est défectueuse.	Remplacez la sonde.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la température.
	L'embout de la sonde est défectueux ou mal fixé.	Vérifiez l'état de l'embout de la sonde et assurez-vous qu'il recouvre complètement la sonde.
		Remplacez l'embout de la sonde.
	La sonde ou la fenêtre est sale ou contaminée.	Nettoyez la sonde ou la fenêtre.
		Remplacez la sonde.
Le module de température est défectueux.		Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de température.
		Remplacer la carte mère.
La carte mère est défectueuse.		Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
Les mesures de température ne sont pas affichées.	La sonde est déconnectée du moniteur.	Assurez-vous que la sonde de température est connectée et bien installée dans le puits de sonde avant de prendre une mesure.



Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	La sonde est mal placée.	Assurez-vous que la sonde est correctement placée sur le site de mesure. Pour la prise de température orale, placez la sonde dans la poche sublinguale la plus postérieure.
	La sonde est défectueuse.	Remplacez la sonde.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la température.
	Le module de température est défectueux.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de température.
		Remplacer la carte mère.
	Un problème logiciel s'est produit.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de température.
		Remplacer la carte mère.
	La sonde ou la fenêtre est sale ou contaminée.	Nettoyez la sonde ou la fenêtre.
		Remplacez la sonde.
	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
Échec de la tentative de mise à niveau du logiciel.	Le matériel ou le logiciel entre l'hôte et le module Ethernet est incompatible.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacez le module de température.
		Remplacer la carte mère.
	Le moniteur a perdu la communication avec le réseau ou un problème de synchronisation s'est produit lors de la mise à niveau.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacez le module de température.
		Remplacer la carte mère.
	Le module de température est défectueux.	Mettez à jour le logiciel.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
		Remplacez le module de température.
		Remplacer la carte mère.
	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
	Le thermomètre n'est pas dans le socle.	Placer le thermomètre dans le socle.
	Les contacts du thermomètre sont sales.	Nettoyer les contacts du thermomètre.
		Remplacer le thermomètre.
		Remplacer le module du thermomètre.
	Les batteries du thermomètre sont déchargées.	Placer le thermomètre dans le socle pour le charger.
		Nettoyer les contacts du thermomètre.
		Remplacer les batteries du thermomètre.
		Remplacer le thermomètre.
		Remplacer le module du thermomètre.
	Dysfonctionnement du thermomètre.	Placer le thermomètre dans le socle pour le charger.
		Nettoyer le thermomètre et les contacts du module.
		Nettoyez la sonde ou la fenêtre.
		Remplacez l'embout de la sonde.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la température.
		Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer les batteries du thermomètre.
		Remplacer le thermomètre.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	Le module de température est défectueux.	Remplacer le module du thermomètre.
		Remplacer la carte mère.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la température.
		Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de température.
	La sonde ou la fenêtre est sale ou contaminée.	Remplacer la carte mère.
		Nettoyez la sonde ou la fenêtre.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la température.
	La carte mère est défectueuse.	Remplacez la sonde.
		Mettez à jour le logiciel.
	Remplacer la carte mère.	
<b>SpO2</b>		
Les mesures de SpO2 ne s'affichent pas.	Le capteur est défectueux ou mal fixé.	Connectez le capteur au patient et à l'appareil.
		Remplacez le capteur.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la SpO2.
	Le capteur est contaminé ou sale.	Nettoyez la zone optique du capteur.
		Remplacez le capteur.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la SpO2.
	Le module de SpO2 est défectueux.	Effectuez des vérifications fonctionnelles de la SpO2.
		Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de SpO2.
		Remplacer la carte mère.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
Les mesures de la SpO2 sont inexactes.	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
	Le capteur est défectueux ou mal fixé.	Connectez le capteur au patient et à l'appareil.
		Remplacez le capteur.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la SpO2.
	Le capteur est contaminé ou sale.	Nettoyez la zone optique du capteur.
		Remplacez le capteur.
		Effectuez des vérifications fonctionnelles de la SpO2.
	Le module de SpO2 est défectueux.	Effectuez des vérifications fonctionnelles de la SpO2.
		Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de SpO2.
		Remplacer la carte mère.
Échec de la tentative de mise à niveau du logiciel.	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.
	Le matériel ou le logiciel entre l'hôte et le module de SpO2 est incompatible.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacez le module de SpO2.
		Remplacer la carte mère.
	Le moniteur a perdu la communication avec le réseau ou un problème de synchronisation s'est produit lors de la mise à niveau.	Réessayez la mise à jour logicielle.
		Remplacez le module de SpO2.
		Remplacer la carte mère.
	Le module de température est défectueux.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacez le module de SpO2.
		Remplacer la carte mère.

Symptôme	Cause possible	Action recommandée
	La carte mère est défectueuse.	Mettez à jour le logiciel.
		Remplacer la carte mère.

## Messages d'alarmes techniques et d'informations

Cette section propose les tableaux des messages relatifs aux alarmes techniques et des messages d'information pour vous aider à résoudre les problèmes liés au moniteur.

Lorsque le moniteur détecte certains événements, un message apparaît dans la zone État du périphérique en haut de l'écran. Les types de messages sont les suivants :

- Les messages d'information, qui s'affichent sur un fond bleu.
- Les alarmes de priorité très faible, qui s'affichent sur un fond cyan.
- Les alarmes de priorité faible ou moyenne, qui s'affichent sur un fond orange.
- Les alarmes de priorité élevée, qui s'affichent sur un fond rouge.

Les messages relatifs aux alarmes techniques sont de faible ou très faible priorité, sauf mention contraire dans la colonne Message.

Les médecins ne peuvent pas consulter les journaux d'alarmes. Cependant, tous les journaux sont régulièrement transférés à Welch Allyn. En cas de coupure de courant imprévue, toutes les informations, y compris les journaux de l'appareil et les données patient, sont conservées dans le système.

Il est possible d'ignorer un message en effleurant celui-ci sur l'écran ou, pour certains messages, en attendant qu'il disparaisse.

Pour utiliser ces tableaux, localisez le message qui s'affiche sur le moniteur dans la colonne gauche du tableau. Le reste de la ligne explique les causes possibles et propose des actions pour résoudre le problème.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, utilisez l'outil d'entretien pour lire les fichiers journaux d'erreurs ou effectuer un test fonctionnel sur le module signalant le message.



**REMARQUE** L'exécution de tests fonctionnels sur les modules nécessite l'outil d'entretien édition Gold.

## Messages relatifs à la PNI

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
User cancelled NIBP reading (Mesure de PNI annulée par l'utilisateur).	La mesure de la PNI a été annulée par l'utilisateur	Annulez l'alarme et effectuez une nouvelle mesure de PNI.	Informations
NIBP not functional (PNI inopérante). 050002	La mesure de PNI n'est pas disponible	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter les mouvements du patient). 050003	La mesure de la PNI risque d'être inexacte, le patient a bougé ou les paramètres des mesures patient risquent d'être imprécis	Vérifiez que les paramètres/le mode patient de la PNI sont appropriés. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter les mouvements du patient). 050004	Artefact excessif, aucun paramètre de pression artérielle n'a pu être calculé	Impossible de déterminer la pression artérielle. Vérifiez les connexions ; limitez les mouvements du patient. Si le problème persiste, remplacez le module.	Faible
Unable to determine NIBP; check inflation settings (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les paramètres de gonflage). 050005	Gonflage insuffisant lors de la tentative de mesure de la pression artérielle	Vérifiez que les paramètres/le mode patient de la PNI sont appropriés. Si le problème persiste, remplacez le module.	Faible
Unable to determine NIBP; check connections and tubing for kinks (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier l'absence de pliure sur les connexions et les tubulures). 050006	La tubulure de PNI présente une pliure ou l'étalonnage du capteur de PNI présente un dysfonctionnement	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter les mouvements du patient). 050007	La mesure de la pression artérielle a été rejetée trop tôt	Vérifiez que les paramètres/le mode patient de la PNI sont appropriés. Si le problème persiste, remplacez le module.	Faible
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter	Le nombre de paliers était insuffisant pour la tentative de mesure	Unable to determine blood pressure. (Impossible de déterminer la pression artérielle.) Vérifiez les connexions ; limitez les mouvements du patient.	Faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
les mouvements du patient). 050008			
Unable to determine NIBP; check inflation settings (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les paramètres de gonflage). 050009	Le mode sélectionné comprend des informations patient incorrectes	Vérifiez que les paramètres/le mode patient de la PNI sont appropriés. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter les mouvements du patient). 05000A	Le re-gonflage s'est effectué trop tard lors de la tentative de mesure de la pression artérielle	Impossible de déterminer la pression artérielle. Vérifiez les connexions ; limitez les mouvements du patient.	Faible
Unable to determine NIBP; check inflation settings (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les paramètres de gonflage). 05000B	Il y a eu de nombreuses tentatives de re-gonflage lors de la tentative de mesure de la pression artérielle	Impossible de déterminer la pression artérielle. Vérifiez les connexions ; limitez les mouvements du patient.	Faible
Unable to determine NIBP; check connections and tubing for kinks (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier l'absence de pliure sur les connexions et les tubulures). 05000C	Pression artérielle inférieure à la pression de retour veineux de sécurité	Impossible de relâcher la pression du brassard. Vérifier l'absence de pincement sur les tubulures et l'intégrité des connexions.	Moyenne
NIBP air leak; check cuff and tubing connections (Fuite d'air PNI ; vérifier le brassard et les connexions de la tubulure). 05000D	Une fuite a été détectée au cours du cycle de PA.	Vérifiez les tubulures et les connexions.	Faible
No display (Aucun affichage)	La vérification de sécurité a échoué lors de la tentative de mesure	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	
Unable to determine NIBP; check connections; limit patient movement (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier les connexions ; limiter	La pression de PNI n'est pas stable et la valeur zéro du capteur ne peut pas être définie	La pression de PNI n'est pas stable et la valeur zéro du capteur ne peut pas être définie. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
les mouvements du patient). 05000F			
NIBP not functional (PNI inopérante). 050105	Message WACP de non-concordance CRC sur le module de PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050201	Ce message n'est pas pris en charge par le module de PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050202	Ce message n'est pas pris en charge par le module de PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050203	La mémoire du module de PNI est saturée	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050205	Le module de PNI a reçu un paramètre non valide	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050206	Le paramètre fourni par le module de PNI se situe hors de la plage autorisée pour le message indiqué	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050207	Le message du module de PNI nécessite un objet car il n'en avait pas	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050208	La mise en série de l'objet du module de PNI fourni avec le message n'a pas pu être annulée	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050209	L'objet du module de PNI n'a pas pu être mis en série	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05020A	Le message du module de PNI effectue une demande ou une action alors que l'état du module empêche la réalisation de la demande ou de l'action.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not calibrated (PNI non étalonnée). 050503	Erreur de somme de contrôle EEPROM définie en usine sur la PNI. La configuration interne des unités était corrompue	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050504	Erreur de somme de contrôle EEPROM définie par l'utilisateur. Les données de configuration qui peuvent être définies dans le menu de configuration de l'utilisateur ont été	Étalonnez le module de PNI. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
	endommagées ou perdues sur la PNI		
NIBP not functional (PNI inopérante). 050505	Dysfonctionnement convertisseur A/D	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not calibrated. Calibrate the module (PNI non étalonnée. Étalonner le module). 050509	Échec de l'étalonnage du module de PNI, la signature de l'étalonnage est zéro	Étalonnez le module de PNI.	Très faible
Invalid algorithm. Select correct algorithm and retry (Algorithme non valide. Sélectionner l'algorithme approprié et réessayer). 05050A	Algorithme de PNI non valide. Le logiciel du composant de la PNI a essayé de configurer le capteur de manière illégale	Vérifiez l'algorithme. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050513	Code de lancement de la PNI non valide	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Invalid patient mode. Select correct algorithm and retry (Mode patient non valide. Sélectionner le mode patient approprié et réessayer.) 050514	Mode patient non valide sur la PNI. Le logiciel du composant de la PNI a essayé de configurer le capteur de manière illégale	Vérifiez que le mode patient correct est sélectionné. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050515	Configuration du module non valide pour la PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050516	Dysfonctionnement du module de PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Ambient temperature out of range. Clear error and retry (Température ambiante hors plage. Effacer l'erreur et réessayer). 050517	La température ambiante est hors plage sur la PNI	Restaurez les plages de température normales sur l'appareil et réessayez.	Très faible
Low battery. Plug into outlet. (Batterie faible. Brancher sur le secteur.) 050518	La barre d'alimentation du module de PNI est trop basse	Branchez l'appareil à l'alimentation secteur CA pour charger la batterie.	Très faible
Battery overcharged. Disconnect from outlet. (Batterie surchargée. La	La barre d'alimentation du module de PNI est trop haute.	La batterie est en surcharge. Débranchez-la de la source de charge.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
débrancher de l'alimentation secteur.) 050519			
NIBP not calibrated. Calibrate the module (PNI non étalonnée. Étalonner le module). 050601	La PNI n'a pas réussi à charger le dossier d'étalonnage des processeurs de sécurité depuis EEPROM	Étalonnez le module de PNI. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050602	Le processeur de sécurité de la PNI a échoué la somme de contrôle ROM	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not calibrated. Calibrate the module (PNI non étalonnée. Étalonner le module). 050603	Processeur de sécurité de la PNI non étalonné, signature d'étalonnage manquante	Étalonnez le module de PNI. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Cuff pressure limits exceeded. (Limites de pression du brassard dépassées.) 050604	Dysfonctionnement du système de PNI. Surpression	Limitez les mouvements du patient.	Moyenne
Premature auto cycle skipped. (Cycle auto prématuré ignoré.) 050605	Cycle auto de PNI ignoré, exigence SVRP non remplie	La pression du brassard n'est pas inférieure à la pression de retour de sécurité pendant une durée suffisamment longue pour permettre la réalisation d'un cycle.	Très faible
Cuff pressure too high. Clear error and retry. (Pression brassard trop élevée. Effacer l'erreur et réessayer.) 050606	Pression du brassard de PNI supérieure à SVRP pendant trop longtemps	Vérifiez les connexions du brassard. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne
NIBP not functional (PNI inopérante). 050607	La PNI ne parvient pas à effacer les alertes de sécurité	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050608	Le processeur de sécurité de la PNI a cessé de répondre	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Stat mode requested too soon. Clear to retry. (Mode Répété demandé trop tôt. Effacer pour réessayer.) 050609	Durée du mode répété de PNI excessive. La durée écoulée entre les mesures est inférieure à une minute et les mesures, ajoutées au délai écoulé entre les mesures, requièrent plus de 15 minutes à l'appareil pour effectuer le cycle de moyennage.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Unable to determine NIBP; check connections and tubing for kinks (Impossible de déterminer la PNI ; vérifier l'absence de pliure sur les connexions et les tubulures). 05060A	Les capteurs de PNI ne correspondent pas	La pression du capteur est supérieure à 5 mmHg et la différence de pression est supérieure à 40 mmHg. Vérifiez que la tubulure du brassard n'est ni pincée ni obstruée. Si le problème persiste, remplacez le module.	Moyenne
NIBP not calibrated. Calibrate the module (PNI non étalonnée. Étalonnez le module). 05060B	Erreur de somme de contrôle EEPROM définie en usine sur la PNI. La configuration interne des unités était corrompue	Étalonnez le module de PNI. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05060C	Commande de PNI non prise en charge	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05060D	Décompte de données de PNI erroné	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05060E	Erreur de plage de données de PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05060F	Pas d'erreur POST à annuler pour la PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050610	La PNI ne parvient pas à annuler cette erreur POST	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050611	Commande de PNI sans type de commande	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050612	Délai d'attente de communication de PNI écoulé	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050613	Titre de réponse de la PNI erroné	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050614	Somme de contrôle de réponse de la PNI erronée	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050615	Trop grand nombre de données de PNI reçues	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
NIBP not functional (PNI inopérante). 050616	Erreur d'effacement de FEPROM de la PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050617	Erreur de programmation FEPROM de la PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 050618	Pression cible de la PNI non valide	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Check cuff inflation settings. (Vérifier les paramètres de gonflage du brassard.)	La valeur cible de gonflage du brassard a été dépassée car la pression maxi. était trop faible	Changez la valeur cible de gonflage du brassard ou la pression maximale afin que la valeur cible de gonflage du brassard soit d'au moins 20 mmHg inférieure à la pression maximale.	Informations
Tube type does not match device configuration. (Le type de tubulure ne correspond pas à la configuration de l'appareil.)	Passage à la pression brassard par paliers	Optez pour un type de tubulure à double lumière ou remplacez la configuration de l'algorithme par la pression brassard par paliers	Informations
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF01	Paramètre WACP non reconnu reçu du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF02	Expiration du délai d'attente de la réponse du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF03	Erreur d'annulation de la mise en série du message WACP reçu du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF04	Échec du message d'envoi de la pile WACP	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF05	Expiration du délai d'attente de message asynchrone du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF06	Une ou plusieurs valeurs numériques indéterminées lorsque l'état de la mesure indique OK	Vérifiez les connexions. Limitez les mouvements du patient.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF07	Code d'état de la mesure du capteur non reconnu	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF08	Échec de la mise sous tension du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF09	Échec du rendez-vous WACP	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF0A	Erreur de récupération du micrologiciel de l'application au cours de la séquence POST	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF0B	Le fichier de mise à niveau .pim est corrompu	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
NIBP not functional (PNI inopérante). 05FF0C	Le répertoire du micrologiciel de mise à niveau configuré est inaccessible	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Device configuration issue. (Problème de configuration de l'appareil.) 05FF0D	Le paramètre configuré (PNI ou SpO2) utilisé dans les intervalles est manquant	Utilisez les paramètres configurés pour les intervalles.	Très faible
NIBP not functional. (PNI non fonctionnelle.) 05FF0E	Réinitialisation inattendue du capteur de PNI	Effacez l'erreur et réessayez	Très faible
NIBP not functional. (PNI non fonctionnelle.) 05FF0F	Échec de la mise à niveau du micrologiciel du capteur de PNI	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Tube type does not match device configuration. (Le type de tubulure ne correspond pas à la configuration de l'appareil.)	Les paramètres du type de tubulure et le type de la tubulure utilisée ne correspondent pas	Changez les paramètres du type de tubulure afin qu'ils correspondent au type de la tubulure utilisée.	Informations

## Messages SpO2 messages

### Messages généraux de SpO2

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 not functional (SpO2 non opérationnelle). 044900	Le module de SpO2 ne répond pas	Présence d'un dysfonctionnement matériel interne dans le module de SpO2. Remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044a00	Le module de SpO2 ne répond pas	Erreur informative. Indique que le logiciel hôte tente d'effacer une erreur en redémarrant le module de SpO2. Aucune action requise.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044b00	Le module de SpO2 a cessé d'envoyer des données	Erreur informative. Le logiciel hôte tente d'effacer une erreur en redémarrant le module de SpO2. Aucune action requise.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044c00	L'hôte SpO2 a reçu un paquet avec CRC erroné en provenance du module	Erreur informative. L'hôte a reçu un paquet avec CRC erroné en provenance du module de SpO2. Le paquet en question est ignoré. Aucune action requise.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044d00	Échec de l'auto-test de la SpO2 à la mise sous tension	Présence d'un dysfonctionnement matériel interne dans le module de SpO2. Remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044e00	Expiration du délai de l'auto-test de la SpO2 à la mise sous tension	Présence d'un dysfonctionnement matériel interne dans le module de SpO2. Remplacez le module.	Très faible

## Messages Masimo

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Sensor not connected. Clear to retry. (Capteur connecté non connecté. Effacer pour réessayer.) 040600	Le câble de SpO2 n'est pas connecté.	Connectez le câble de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Replace the SpO2 cable (Remplacer le câble de SpO2). 040700	La durée de vie du câble de SpO2 est épuisée	Remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Replace the SpO2 cable (Remplacer le câble de SpO2). 040800	Le câble de SpO2 est incompatible avec le moniteur	Remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Replace the SpO2 cable (Remplacer le câble de SpO2). 040900	Le câble de SpO2 n'est pas reconnu par le moniteur	Remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Replace the SpO2 cable (Remplacer le câble de SpO2). 040a00	Le câble de SpO2 est défectueux	Remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Sensor not connected (Capteur non connecté). Clear to retry (Effacer pour réessayer). 040b00	Le capteur de SpO2 n'est pas connecté au moniteur	Connectez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
The sensor has expired. Replace the SpO2 sensor. (Le capteur est arrivé à expiration. Remplacer le capteur de SpO2.) 040c00	Le capteur de SpO2 est arrivé à expiration	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Incompatible sensor. Replace the SpO2 sensor. (Capteur incompatible. Remplacer le capteur de SpO2.) 040d00	Le capteur de SpO2 n'est pas reconnu par le moniteur	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Incompatible sensor. Replace the SpO2 sensor. (Capteur incompatible. Remplacer le capteur de SpO2.) 040e00	Le capteur de SpO2 n'est pas reconnu	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Replace the SpO2 sensor (Remplacer le capteur de SpO2). 040f00	Le capteur de SpO2 est défectueux	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	
Replace the SpO2 sensor (Remplacer le capteur de SpO2). Replace the SpO2 cable (Remplacer le câble de SpO2). 041000	Dysfonctionnement du capteur et du câble de SpO2	Vérifiez la connexion du capteur et du câble. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Sensor not connected (Capteur non connecté). Clear to retry (Effacer pour réessayer). 041100	Le capteur adhésif de SpO2 n'est pas connecté	Connectez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
The sensor has expired. Replace the SpO2 sensor. (Le capteur est arrivé à expiration. Remplacer le capteur de SpO2.) 041200	Le capteur adhésif de SpO2 est arrivé à expiration	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Incompatible sensor. Replace the SpO2 sensor (Capteur incompatible. Remplacer le capteur de SpO2.) 041300	Le capteur adhésif de SpO2 est incompatible	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Incompatible sensor. Replace the SpO2 sensor. (Capteur incompatible. Remplacer le capteur de SpO2.) 041400	Le capteur adhésif de SpO2 n'est pas reconnu	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Replace the SpO2 sensor (Remplacer le capteur de SpO2). 041500	Le capteur adhésif de SpO2 est défectueux	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Searching for pulse signal (Recherche du signal du pouls). 041800	Recherche du pouls pour la SpO2	La recherche du pouls fait partie du fonctionnement normal et ne nécessite aucune action corrective.	Élevée
SpO2 interference detected. Clear to retry. (Interférence de SpO2 détectée. Effacer pour réessayer.) 041900	Le module de SpO2 a détecté des interférences	Aucune action requise.	Très faible
Low perfusion index (Indice de perfusion faible). Clear to retry (Effacer pour réessayer). 041a00	Qualité du pouls de SpO2 marginale ou artefact	Réappliquez le capteur sur un site de surveillance mieux perfusé. Évaluez l'état du patient et, si nécessaire, vérifiez l'état de l'oxygénation par d'autres moyens. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Demo mode active (Mode démo actif). 041b00	Le paramètre de SpO2 est en mode démo	Aucune. <sup>1</sup>	Très faible
Sensor not connected (Capteur non connecté). Clear to retry (Effacer pour réessayer). 041c00	Vérifiez la connexion du capteur de SpO2	Vérifiez la connexion du capteur et du câble. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 041e00	Surcharge de la file d'attente brute de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 041f00	Dysfonctionnement du matériel de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042000	Dysfonctionnement de MCU de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042100	Dysfonctionnement du contrôle de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 not functional (SpO2 non opérationnelle). 042200	Carte de type SpO2 non valide	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042300	État de contrôle maître de la SpO2 non valide	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042400	Échec du transfert SRAM de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042500	Surcharge de la file d'attente de tâche SRAM de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042600	Dysfonctionnement de la base de données de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042700	Dispositif de mémoire flash de SpO2 non valide	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042800	Défaillance de la configuration de la tension de l'anode SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042900	Problème avec la mise à la terre analogique de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042a00	Problème avec la mise à la terre numérique de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042b00	Problème avec la mise à la terre de la LED de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042c00	Problème avec la tension de référence de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042d00	Problème avec la tension principale DSP de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042e00	Problème avec la tension d'entrée filtrée de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 042f00	Problème avec la tension E/S DSP de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043000	Problème avec la tension positive du détecteur de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043100	Problème avec la tension négative du détecteur de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043200	Problème avec la tension positive de la LED de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043300	Problème avec la tension d'entraînement de la LED de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043400	Problème avec la tension préamp. positive de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043500	Problème au niveau de l'ID du capteur de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043600	Problème avec la thermistance de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043700	Problème de courant au niveau de la LED de la SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel	Très faible



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043800	Problème avec le préamp. de SpO2	Dysfonctionnement détecté. Ce dysfonctionnement peut avoir deux causes. Tout d'abord, l'alimentation de la carte n'est pas conforme aux spécifications. Dans ce cas, le dysfonctionnement peut être éliminé une fois la cause sous-jacente supprimée. Enfin, la carte présente un réel dysfonctionnement matériel et aucune récupération n'est possible. Il est recommandé de remplacer le module de SpO2. Si le problème persiste, remplacez la carte principale du moniteur.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044300	Le module de SpO2 a reçu un paquet erroné	Présence d'un dysfonctionnement logiciel interne dans la plate-forme PCBA principale. Mettez à jour le logiciel. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044400	Le module de SpO2 a reçu une commande non valide	Présence d'un dysfonctionnement logiciel interne dans la plate-forme PCBA principale. Mettez à jour le logiciel. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044500	Le module de SpO2 a reçu une commande générant davantage de sortie que le débit en bauds ne peut le supporter	Présence d'un dysfonctionnement logiciel interne dans la plate-forme PCBA principale. Mettez à jour le logiciel. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044600	Le module de SpO2 a reçu une commande requérant une application qui n'est pas présente	Présence d'un dysfonctionnement logiciel interne dans la plate-forme PCBA principale. Mettez à jour le logiciel. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044700	Le module de SpO2 a reçu une commande alors qu'il est toujours verrouillé	Présence d'un dysfonctionnement logiciel interne dans la plate-forme PCBA principale. Mettez à jour le logiciel. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 low signal quality.  Check sensor (Qualité du signal de SpO2 faible. Vérifier le capteur). 044f00	La qualité du signal de saturation de la SpO2 est faible	Réappliquez le capteur sur le patient. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 045000	La condition FP est peu fiable	Réappliquez le capteur sur le patient. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
SpO2 low signal quality.  Check sensor. (Qualité du signal de SpO2 faible. Vérifier le capteur.) 045100	La condition PI est peu fiable	Réappliquez le capteur sur le patient. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
RRp low confidence.  Check sensor. (Condition RRp peu fiable. Vérifier le capteur.) 045200	Condition RRp peu fiable	Réappliquez le capteur sur le patient. Déplacez le capteur sur un site mieux perfusé ou sur un site avec moins de mouvement. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible

<sup>1</sup>Le mode démo est déclenché lorsque vous branchez un outil de démo Masimo dans le connecteur du câble patient. Cet outil simule la connexion d'un patient et n'est utilisé que dans un environnement de développement. Étant donné que cet outil simule un patient sans connexion réelle d'un patient, il ne doit JAMAIS être présent dans un environnement clinique.

## Messages Nellcor

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Sensor not connected (Capteur non connecté). Clear to retry (Effacer pour réessayer). 043900	Le capteur de SpO2 n'est pas connecté	Connectez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Searching for pulse signal (Recherche du signal du pouls). 043a00	Recherche du pouls pour la SpO2	Aucune <sup>1</sup>	Élevée
SpO2 interference detected. Clear to retry. (Interférence de SpO2 détectée. Effacer pour réessayer.) 043c00	Le module de SpO2 a détecté des interférences	Réappliquez le capteur sur le patient. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043d00	Erreur matérielle du module de SpO2	Une erreur matérielle du module est détectée. Remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043e00	Erreur matérielle du module de SpO2	Une erreur matérielle du module est détectée. Remplacez le module.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 043f00	Erreur logicielle du module de SpO2	Une erreur logicielle du module est détectée. Attendez que le module se réinitialise.	Très faible
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044000	Le module de SpO2 a reçu un message erroné	Aucune. Contacter l'assistance technique Hillrom : <a href="https://www.hillrom.com/en/about-us/locations/">https://www.hillrom.com/en/about-us/locations/</a> .	Très faible
Replace the SpO2 sensor (Remplacer le capteur de SpO2). 044100	Capteur de SpO2 défectueux	Remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
SpO2 rebooting (Redémarrage de la SpO2). 044200	Le module de SpO2 a reçu un message erroné	Aucune. Contacter l'assistance technique Hillrom : <a href="https://www.hillrom.com/en/about-us/locations/">https://www.hillrom.com/en/about-us/locations/</a> .	Très faible
<sup>1</sup> La recherche du pouls fait partie du fonctionnement normal et ne nécessite aucune action corrective.			

## Messages Nonin

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Sensor not connected (Capteur non connecté). Clear to retry (Effacer pour réessayer). 040100	Le capteur de SpO2 n'est pas connecté	Branchez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble de SpO2. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Searching for pulse signal (Recherche du signal du pouls). 040200	Aucune	Aucune. <sup>1</sup>	Élevée
SpO2 interference detected. Clear to retry. (Interférence de SpO2 détectée. Effacer pour réessayer.) 040400	Interférence de SpO2 détectée	Réappliquez le capteur sur le patient. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
Low SpO2 perfusion. Clear to retry. (Indice de perfusion SpO2 faible. Effacer pour réessayer.) 040500	Qualité du pouls de SpO2 marginale ou artefact	Réappliquez le capteur sur le patient. Si le problème persiste, remplacez le capteur de SpO2. Si le problème persiste, remplacez le câble. Si le problème persiste, vérifiez la fonctionnalité du module en remplaçant le capteur par le testeur de SpO2 adapté. Si le message est toujours affiché, remplacez le module.	Très faible
<sup>1</sup> La recherche du pouls fait partie du fonctionnement normal et ne nécessite aucune action corrective.			

## Messages relatifs à la température

### Messages SureTemp

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30105	Incohérence entre message WACP et CRC sur le module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30201	Ce message n'est pas pris en charge par le module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30202	Ce message n'est pas pris en charge par le module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30203	La mémoire du module de température est saturée.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30205	Le module de température a reçu un paramètre non valide	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30206	Le paramètre fourni par le module de température se situe hors de la plage autorisée pour le message indiqué.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30207	Le message du module de température nécessite un objet car il n'en avait pas.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30208	La mise en série de l'objet du module de température fourni avec le message n'a pas pu être annulée.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30209	L'objet du module de température n'a pas pu être mis en série.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3020A	Le message du module de température effectue une demande/action alors que l'état du	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
	module empêche la réalisation de la demande/action.		
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3020B	L'élément demandé du module de température est actuellement indisponible en raison de l'état du module.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30503	Les paramètres définis en usine du module de température et les informations d'étalonnage sont corrompus.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30504	Les paramètres utilisateur du module de température sont corrompus.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30509	L'étalonnage du module de température n'est pas réglé.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3050C	Le journal des erreurs du module de température est corrompu.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30516	Un dysfonctionnement matériel a été détecté sur le module de température.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30518	La barre d'alimentation du module de température est trop basse.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30519	La barre d'alimentation du module de température est trop haute.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3051A	Le circuit de tension de référence du module de température a été détecté comme étant	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
	instable ou de tension trop faible.		
Ambient temperature out of range. Clear to retry. (Température ambiante hors plage. Effacer pour réessayer.) 30801	La mesure du module de température est inférieure aux valeurs de températures acceptables et au-delà des limites inférieures de température ambiante ou du patient.	Vérifiez que les conditions de température sont supérieures à 10 °C (50 °F). Si les conditions sont valides et que le problème persiste, remplacez la sonde. Si le problème persiste encore, remplacez le module.	Très faible
Ambient temperature out of range. Clear to retry. (Température ambiante hors plage. Effacer pour réessayer.) 30802	La mesure du module de température est supérieure aux valeurs de températures acceptables et au-delà des limites supérieures de température ambiante ou du patient.	Vérifiez que les conditions de température sont inférieures à 40 °C (104 °F). Si les conditions sont valides et que le problème persiste, remplacez la sonde. Si le problème persiste encore, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30803	La résistance d'étalonnage (RCAL) interne du module de température sur la carte est endommagée ou contaminée (impulsion trop longue).	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30804	La résistance d'étalonnage (RCAL) interne du module de température sur la carte est endommagée ou contaminée (impulsion trop courte).	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30805	La résistance de validation du circuit interne (PTB) interne du module de température sur la carte est endommagée (valeur dépassée).	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30806	La résistance d'étalonnage (PTB) interne du module	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
	de température sur la carte est endommagée (valeur inférieure à la normale).		
Ambient temperature out of range. Clear to retry. (Température ambiante hors plage. Effacer pour réessayer.) 30807	Expiration du délai d'attente de la mesure A/D du module de température.	Vérifiez que les conditions de température sont supérieures à 10 °C (50 °F). Si les conditions sont valides et que le problème persiste, remplacez la sonde. Si le problème persiste encore, remplacez le module.	Très faible
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.) 30808	La sonde du module de température n'a pas été caractérisée/étalonnée	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Insert correct color-coded probe well. (Insérer le puits de sonde de la bonne couleur.) 30809	Le module de température est absent du puits de sonde	Insérez le puits de sonde	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3080A	Le module de température présente un problème d'enregistrement sur l'EEPROM du moniteur en mode biotech	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3080B	Le mécanisme de détection d'erreur du module de température a détecté une erreur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.) 3080C	Le mécanisme de détection d'erreur de la sonde du module de température a détecté une erreur	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3080D	Le mécanisme de détection d'erreur du journal du module de température a détecté une erreur	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3080E	Le mécanisme de détection d'erreur d'étalonnage du module de température a détecté une erreur	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Connect temperature probe. (Connecter la sonde de température.) 3080F	Le module de température a détecté qu'aucune sonde n'était connectée	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.) 30810	Le module de température ne peut pas lire correctement l'EEPROM de la sonde ou la sonde a quitté l'usine sans être testée.	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30811	Le module de température présente un index des événements non valide	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30812	Problème de lecture de l'EEPROM du module de température ou d'enregistrement sur l'EEPROM du moniteur en mode biotech.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.) Code 30813	Le module de température présente un problème de lecture de l'EEPROM de la sonde.	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30814	Module de température : ÉCHEC ACQUISITION CONFIG TEMP	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30815	Module de température : ÉCHEC LIBÉRATION CONFIG TEMP	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30816	Module de température : ÉCHEC PTR NON VALIDE CONFIG TEMP	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30817	Erreur interne du module de température. EEPROM non initialisé	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Unable to detect new temperature. Retry measurement. (Détection nouvelle température impossible. Réessayer la mesure.) 30818	Le chauffage du module de température indique qu'il est allumé alors qu'il est éteint.	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Unable to detect new temperature. Retry measurement. (Détection nouvelle température impossible. Réessayer la mesure.) 30819	Le chauffage du module de température indique qu'il est éteint alors qu'il est allumé.	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3081A	Le module de température HTR_Q est allumé et HTRC est éteint mais présente toujours une tension électrique.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3081B	Le module de température HTR_Q présente trois états avec HTRC activé et une alimentation du chauffage.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3081C	Le module de température a activé Q&C et la tension du chauffage n'est pas assez élevée.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3081D	L'alerte de sécurité du matériel du chauffage du module de température doit avoir été éteinte alors que ce n'est pas le cas.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.) 3081E	La sonde du module de température est à une température supérieure à 43,3 °C (112 °F).	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Replace temperature probe. (Remplacer la sonde de température.) 3081F	Le module de température présente une énergie de chauffage excessive	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30820	Erreur de l'interface hôte du module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Ambient temperature out of range. Clear to retry. (Température ambiante hors plage. Effacer pour réessayer.) 30821	Le module de température présente une température ambiante supérieure à 45 °C	Vérifiez que les conditions de température sont inférieures à 40 °C (104 °F). Si les conditions sont valides et que le problème persiste, remplacez la sonde. Si le problème persiste encore, remplacez le module.	Très faible
Ambient temperature out of range. Clear to retry. (Température ambiante hors plage. Effacer pour réessayer.) 30822	La température du module de température est inférieure à la température ambiante	Vérifiez que les conditions de température sont supérieures à 10 °C (50 °F). Si les conditions sont valides et que le problème persiste, remplacez la sonde. Si le problème persiste encore, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30823	Le module de température présente un algorithme SureTemp non valide	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30824	Le module de température présente une tension supérieure aux volts maxi. de la batterie	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30825	Le module de température présente une tension inférieure aux volts mini. de la batterie	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30826	La tension en volts de la batterie du module de température n'est pas définie	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30827	L'algorithme de prédiction du module de température n'est pas réglé	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30828	La température ambiante du module de température n'est pas réglée	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 30829	Le module de température présente une sonde non réactive. La thermistance a été retirée de l'embout ou le chauffage est cassé.	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3082A	Le module de température présente un gain de sonde erroné	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3082B	Le module de température présente une valeur de réponse de sonde erronée	Dysfonctionnement de la sonde. Remplacez la sonde. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03C800	Le module de température est inopérant	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03C900	Impossible d'annuler la mise en série des messages émanant du module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03CA00	Message non pris en charge reçu du module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03CB00	Impossible d'envoyer un message au module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03CC00	Expiration du délai de communication du module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03CD00	Échec de la mise à niveau du module de température	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03CE00	Impossible de lire le fichier PIM	Réessayez la mise à jour de l'appareil.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 03CE01	Impossible d'accéder au répertoire du fichier de mise à niveau.	Réessayez la mise à jour de l'appareil.	Très faible
Direct mode reading timed out. (Expiration du délai de lecture du mode direct.)	Aucune	Aucune	Informations
Tissue contact lost. (Perte de contact avec les tissus.)	Perte de contact avec les tissus lors de la tentative d'acquisition d'une mesure de	Vérifiez le contact avec les tissus et recommencez la mesure.	Informations

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
	température ou la mesure acquise a été obtenue avec un contact limité avec les tissus.		
Temperature module reset. (Réinitialisation du module de température.) 03D000	Réinitialisation inattendue du capteur de température.	Aucune	Très faible

## Messages du Braun 6000

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0105	Message WACP de non-concordance CRC.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0201	Ce message n'est pas pris en charge par le module.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0202	Ce message n'est pas pris en charge par le module.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0203	La mémoire du module est saturée.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0204	Aucun paramètre fourni pour le message indiqué.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0205	Le paramètre fourni n'est pas valide pour le message indiqué.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0206	Le paramètre fourni se situe hors de la plage autorisée pour le message indiqué.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0207	Le message nécessite un objet car il n'en avait pas.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0208	La mise en série de l'objet fourni avec le message n'a pas pu être annulée.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0209	L'objet n'a pas pu être mis en série.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F020A	Le message effectue une demande/action alors que l'état du module empêche la réalisation de la demande/action.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F020B	L'élément demandé est actuellement indisponible en raison de l'état du module.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0503	Les paramètres définis en usine et les informations d'étalonnage sont corrompus.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0504	Les paramètres utilisateur sont corrompus.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0509	L'étalonnage n'est pas réglé.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F050C	Le journal des erreurs est corrompu.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0516	Un dysfonctionnement matériel a été détecté	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0518	La barre d'alimentation est trop basse.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0519	La barre d'alimentation est trop haute.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F051A	Le circuit de tension de référence a été détecté comme étant instable ou de tension trop faible.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0821	La température ambiante est trop élevée		Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0822	La température ambiante est trop basse		Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0824	La tension de la batterie est supérieure au maximum.	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0833	Le capteur est inopérant	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3F0E04	Batterie faible	Rechargez la batterie. Si le problème persiste, vérifiez la batterie.	Très faible
Unable to detect new temperature. Retry measurement. (Détection nouvelle température impossible. Réessayer la mesure.)	Aucune mesure de température n'était disponible sur le thermomètre au moment où il a été enclenché.	Si une mesure devait être disponible, réessayez la mesure. Si le problème persiste, remplacez le module.	Informations
Thermometer might be docked improperly. Check contacts and connections. (Stationnement incorrect du thermomètre. Vérifier contacts et connexions.)	Échec de la communication avec le thermomètre Braun enclenché	Le thermomètre a pu être mal enclenché. Vérifiez les contacts et les connexions. Si le problème persiste, remplacez le module.	Informations
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3FFF01	Paramètre WACP non reconnu reçu du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3FFF02	Expiration du délai d'attente de la réponse du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3FFF03	Erreur d'annulation de la mise en série du message WACP reçue du capteur	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Temperature not functional. (Température inopérante.) 3FFF04	Échec du message d'envoi de la pile WACP	Dysfonctionnement interne. Si le problème persiste, remplacez le module.	Très faible
Re-dock Braun. (Ré-enclenchez le thermomètre Braun.) 3FFF05	Minuteur anti-vol arrivé à expiration	Ré-enclenchez le thermomètre après avoir pris une mesure.	Très faible

## Messages relatifs aux données des patients et du médecin

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) No provider configured at host. (Aucun fournisseur configuré sur l'hôte.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) Security provider error. (Erreur de fournisseur de sécurité.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) User not found. (Utilisateur introuvable.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) Invalid ID or system password. (ID ou mot de passe système non valide.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) Account disabled/expired. (Compte désactivé/expiré.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) Password expired/reset required. (Mot de passe expiré/réinitialisation requise.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.) Group membership error.	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
(Erreur de membre de groupe.)			
Unable to identify clinician. (Impossible d'identifier le médecin.)  Touch Clear to delete all data. (Appuyez sur la commande Effacer pour supprimer toutes les données.)	Échec de l'authentification du médecin	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unable to identify patient. (Impossible d'identifier le patient.)  Touch Clear to delete all data. (Appuyez sur la commande Effacer pour supprimer toutes les données.)	Échec de l'authentification du patient	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Database schema out of data; recreating. (Schéma de base de données sans données ; recréation en cours.)	La base de données a été effacée en raison d'une mise à jour de schéma	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Database is unreadable during startup; recreating. (Base de données illisible au démarrage ; recréation en cours). 1F0001	La base de données était illisible au démarrage	Appuyez sur le bouton OK pour fermer ce message.	Très faible
Error accessing PDM database; restarting PDM. (Erreur d'accès à la base de données PDM ; redémarrage de PDM.) 1F0002	La base de données était corrompue alors que l'appareil fonctionnait	Appuyez sur le bouton OK pour fermer ce message.	Très faible
Maximum number of patient records + Oldest record overwritten. (Nombre maxi. de dossiers patient + dossiers les plus anciens écrasés.)	Les données ont été supprimées car elles contenaient plus de 400 dossiers	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
No data saved. (Aucune donnée enregistrée.)	L'enregistrement manuel est interdit	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Save successful. (Enregistrement réussi.)	Un dossier manuel a été enregistré	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Patient ID required to save data. (ID patient obligatoire pour enregistrer les données.)	Un ID patient est obligatoire pour enregistrer les données	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Patient ID required to start intervals. (ID patient obligatoire pour lancer les intervalles.)	Un ID patient est obligatoire pour lancer les intervalles	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Clinician ID required to save data. (ID de médecin obligatoire pour enregistrer les données.)	Un ID de médecin est obligatoire pour enregistrer les données	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Clinician ID required to start intervals. (ID de médecin obligatoire pour lancer les intervalles.)	Un ID de médecin est obligatoire pour lancer les intervalles	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Patient ID required to save data. (ID patient obligatoire pour enregistrer les données.)	Une correspondance d'ID patient est obligatoire pour enregistrer les données	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Patient ID required to start intervals. (ID patient obligatoire pour lancer les intervalles.)	Une correspondance d'ID patient est obligatoire pour lancer les intervalles	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Clinician ID required to save data. (ID de médecin obligatoire pour enregistrer les données.)	Une correspondance d'ID de médecin est obligatoire pour enregistrer les données	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Clinician ID required to start intervals. (ID de médecin obligatoire pour lancer les intervalles.)	Une correspondance d'ID de médecin est obligatoire pour lancer les intervalles	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Unable to auto save (Enregistrement automatique impossible).	L'appareil n'est pas parvenu à effectuer un enregistrement automatique	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Barcode scan not accepted (Scan du code-barres refusé).	Le scan du code-barres n'est pas disponible	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Invalid NIBP interval parameter during interval capture. (Paramètre d'intervalle de PNI non valide pendant la capture de l'intervalle.)	Un paramètre d'intervalle non valide a été détecté.	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Save successful. (Enregistrement réussi.)	L'enregistrement auto est réussi dans le profil de consultation	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Unsent records: N of M. (Dossiers non envoyés : N sur M.)	Il y avait des dossiers non envoyés en attente lors de la mise hors tension de l'appareil	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Barcode scanning is not available. (Le scan du code-barres n'est pas disponible.) Enter patient information manually. (Saisissez manuellement les informations patient.)	Le scan du code-barres n'est pas disponible. Saisissez manuellement les informations patient.	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Invalid SpO2 interval parameter during interval capture. (Paramètre d'intervalle de SpO2 non valide pendant la capture de l'intervalle.)	Un paramètre d'intervalle non valide a été détecté.	Si les intervalles de SpO2 sont activés et que le clip de SpO2 a été retiré, interrompez les intervalles ou joignez de nouveau le clip de SpO2. Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations

## Messages relatifs à la radio

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350001	Échec de l'annulation de la conversion série. Problème de	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
	communication logicielle entre l'hôte et la radio	problème est toujours présent, remplacez la radio.	
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350002	Permissions. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350003	Système d'exploitation non pris en charge. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350004	Inconnue. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350006	Authentification non valide. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350008	Erreur SDC inconnue. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350009	Configuration SDC non valide. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35000a	Profil SDC non valide. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 35000b	Type SDC WEP non valide. Erreur logicielle interne sur le moniteur. Tentative de configuration de paramètres qui ne s'appliquent pas dans le mode d'authentification actuel sur la radio	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 35000c	Type SDC EAP non valide. Erreur logicielle interne sur le moniteur : tentative de configuration de paramètres qui ne s'appliquent pas dans le mode d'authentification actuel sur la radio	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 35000d	Paramètre SFC non valide. Laird SDK rejette un paramètre en cours de configuration.	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35000e	Non reconnu. Erreur de compatibilité des versions si la radio ou le moniteur ajoute de nouvelles fonctionnalités et que la mise à niveau logicielle de la radio échoue après la réussite des mises à jour du moniteur	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35000f	Absence de fichier statistiques. Erreur logicielle interne sur la radio signalant une erreur du kernel Linux	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350010	Interface manquante. Erreur logicielle interne sur la radio signalant une erreur du kernel Linux ou échec de l'initialisation de l'interface réseau	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350011	Interface inconnue. Problème de communication logicielle entre l'hôte et la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350012	Longueur de clé WEP non valide. Les clés WEP doivent comporter 10 ou 26 caractères.	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350013	Pas en mode EAP. Erreur logicielle interne sur le moniteur : tentative de configuration de paramètres qui ne s'appliquent pas dans le mode d'authentification actuel sur la radio	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350014	Méthode EAP interne non valide. Erreur logicielle interne sur le moniteur : tentative de configuration de paramètres qui ne s'appliquent pas dans le	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Reconfigurer et réessayer.) 350014	mode d'authentification actuel sur la radio	installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350015	Mémoire saturée. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350016	Niveau de journal non valide. Problème de communication logicielle sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350017	Chemin du certificat trop long. Erreur logicielle interne sur la radio. La radio a une longueur de chemin fixe	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350018	Certificat client manquant. La radio a tenté de configurer pour un mode EAP qui requiert un certificat client et aucun certificat n'est installé	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350019	Certification CA manquante. La radio a tenté d'activer la validation du serveur et la certification CA est manquante	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35001e	Échec de la demande MAC. Erreur logicielle interne sur la radio signalant une erreur du kernel Linux ou un échec de l'initialisation de l'interface réseau	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35001f	Mode d'alimentation non valide. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350020	Résultats Post manquants. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350021	Format des résultats Post. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350025	Composant non reconnu. Erreur de compatibilité des versions si la radio ou le moniteur ajoute de nouvelles fonctionnalités et que la mise à niveau logicielle de la radio échoue après la réussite des mises à jour du moniteur	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350027	Fichier de libération manquant. Erreur logicielle interne sur la radio avec un fichier manquant	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350028	Non prêt. S'affiche lorsque la verbosité de la connexion est activée	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350029	Déconnecté. Problème de communication logicielle entre l'hôte et la radio. Connexion du socket hors service	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 35002a	Paramètre non valide. Problème de communication logicielle sur le moniteur lors de la tentative de configuration de la radio	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35002b	Expiration. Problème de communication logicielle entre l'hôte et la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35002c	Erreur de socket. Problème de communication logicielle entre l'hôte et la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35002e	Impossible d'analyser le bail DHCP. Erreur logicielle interne sur la radio (erreur de lecture et conversion du fichier de bail DHCP)	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350032	Mot de passe de certificat non valide. La radio est mal configurée avec un mot de passe ne correspondant pas au certificat.	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350033	Échec de la conversion série. Erreur logicielle interne sur la radio ou le moniteur	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350034	Fichier PAC manquant. Erreur de configuration de la radio (configurée pour EAP-FAST et PAC manuel mais aucun n'est fourni)	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350035	Mot de passe du fichier PAC non valide. Erreur de configuration de la radio (configurée pour EAP-FAST et PAC manuel mais le mot de passe de PAC est incorrect)	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350036	Format BSSID non valide. Erreur logicielle interne sur la radio (liée à une fonction de lecture AP, peut ne pas survenir avec le logiciel Laird actuel)	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350037	ID de certificat inconnu. Erreur logicielle interne sur le moniteur : tentative de demande d'un état de certificat pour un certificat inexistant	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350038	Informations sur le certificat absentes. L'appareil demande un état pour certificat qui n'est pas installé sur la radio.	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350039	Numéro de séquence non valide. L'appareil demande un fragment d'état pour un certificat inexistant.	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Invalid radio configuration. Reconfigure and try	CCKM non autorisé. Tentative d'utilisation du CCKM alors que les modes WPA-Personal ou	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut	Très faible



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 35003c	WPA2-Enterprise ne sont pas sélectionnés	définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35003d	Échec de l'envoi. La radio n'a pas réussi à envoyer un message à l'hôte	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35003e	Impossible d'enregistrer les paramètres de configuration globaux dans le fichier de sauvegarde	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 35003f	Connexion de la configuration. Erreur logicielle interne sur la radio	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350041	Impossible de configurer DHCP 60 sur la radio	Vérifiez la configuration de la radio. Si le problème est toujours présent, rétablissez les paramètres par défaut définis en usine sur la radio. Si le problème persiste, vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350042	Option DHCP corrompue. Le fichier de l'option DHCP n'est pas au format attendu	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350043	Impossible de supprimer le fichier. Erreur logicielle interne sur la radio (se produit pour le chargement de l'option 60 et les valeurs par défaut définies en usine)	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350046	Valeur SDC non valide. Problème logiciel sur le moniteur lors de la tentative de configuration de la radio.	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le problème est toujours présent, remplacez la radio.	Très faible
Unable to establish network communications. Radio out of network range. (Impossible d'établir des communications réseau. Radio hors de portée du réseau.) 350100	Pas d'adresse IP après 30 secondes. Association impossible.	Vérifiez les paramètres ESSID et le mode de la radio.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Invalid radio configuration. Reconfigure and try again. (Configuration radio non valide. Reconfigurer et réessayer.) 350200	Pas d'adresse IP après 30 secondes. Authentification impossible.	Vérifiez les paramètres de sécurité de la radio.	Très faible
Radio card DHCP timeout. (Délai d'attente de DHCP de la carte radio dépassé.) 350300	Pas d'adresse IP après 30 secondes. Impossible d'obtenir l'adresse DHCP.	Vérifiez les paramètres du serveur DHCP.	Très faible
Lost network communications. Radio out of network range. (Communications réseau perdues. Radio hors de portée du réseau.) 350400	Association avec la radio perdue	Vérifiez que le point d'accès est toujours sous tension et à portée de transmission.	Très faible
Radio not functional. (Radio inopérante.) 350500	Échec POST	Redémarrez l'appareil et réactivez la radio. Si le problème persiste, remplacez la radio.	Très faible
Radio software upgrade failed. (Échec de la mise à niveau du logiciel radio.) 350600	Échec de la mise à niveau du logiciel radio.	Redémarrez le moniteur.	Informations
Le certificat radio est obsolète. 350800	Indique que le certificat radio est obsolète. L'horloge est peut-être incorrecte, ce qui empêche le certificat de se trouver dans la plage de dates valide.	L'horloge doit être réglée correctement ou le certificat doit être mis à jour.	Très faible
Certificate load successful. (Chargement du certificat réussi.)	Le certificat du client radio a été correctement chargé depuis l'hôte.	Aucune.	Informations
Certificate load successful. (Échec du chargement du certificat.)	Le certificat du client radio n'a pas été correctement chargé.	Réessayez.	Informations

## Messages de connectivité

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Unable to obtain wired device IP address. (Impossible d'obtenir l'adresse IP de l'appareil câblé.) 210000	Absence de connexion câblée	Vérifiez la fonctionnalité DHCP et la configuration.	Très faible
Network not found; check network cable connection. (Réseau introuvable ; vérifier la connexion du câble réseau.) 210100	Adresse Ethernet DHCP perdue	Vérifiez la connexion câblée à l'appareil puis la fonctionnalité et la configuration DHCP.	Très faible
Unable to communicate with NRS. (Communication impossible avec NRS.) 360000	Communication impossible avec NRS	Vérifiez la fonctionnalité et la configuration IP de NRS.	Très faible
Communication error with host. (Erreur de communication avec l'hôte.) 1A0000	Échec du délai de communication avec l'hôte externe	Vérifiez que les services de l'hôte externe sont chargés et démarrés sur le serveur. Si le problème persiste, vérifiez les mises à niveau logicielles disponibles pour le moniteur ou le système.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) CRC mismatch. (Incohérence CRC.) 1A0001	La pile WACP a détecté une incohérence CRC dans le message	Vérifiez les données et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) Unsupported message. (Message non pris en charge.) 1A0002	NACK hôte externe - L'hôte est incompatible avec le message/objet.	Vérifiez le moniteur et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) Invalid parameter. (Paramètre non valide.) 1A0003	Le message comprend un paramètre non valide.	Vérifiez les données et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) Deserialize the object. (Annuler la mise en série de l'objet.) 1A0004	Le moniteur n'est pas parvenu à annuler la mise en série de l'objet.	Vérifiez les données et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Data rejected. (Données rejetées.) Unsupported message. (Message non pris en charge.) 1A0005	L'hôte se trouve dans un état ne lui permettant pas d'accepter ce message.	Vérifiez les données et réessayez. Si le problème persiste, contactez votre administrateur système.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) Patient ID required. (ID patient requis.) 1A0006	L'ID patient est absent du message	Ajoutez l'ID patient au dossier.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) Clinician ID required. (ID de médecin requis.) 1A0007	L'ID de médecin est absent du message	Ajoutez l'ID du médecin au dossier.	Très faible
Data rejected. (Données rejetées.) Time mismatch. (Incohérence horaire.) 1A0008	L'heure indiquée dans le message n'est pas cohérente	Vérifiez que l'horloge du moniteur et celle du serveur correspondent.	Très faible
Unable to establish network communications. (Impossible d'établir des communications réseau.) 1A0009	Aucune connexion réseau n'est disponible	Connectez l'appareil à un réseau actif afin que l'ID du médecin puisse être importé.	Très faible
No connection for send. (Aucune connexion pour l'envoi.)	Aucune connexion pour l'envoi.	Aucune	Informations
Send not successful. (Échec de l'envoi.)	Échec de l'envoi.	Aucune	Informations
Error in record. (Erreur dans dossier.) Try again (Réessayez)	Connectivité NACK reçue pour NRS/ECS/CS/NCE	NRS/ECS/CS/NCE NACK spécifique au dossier et qui peut être corrigé par un médecin dans le dossier suivant	Informations
Send successful. (Envoi réussi.)	Les données ont été correctement envoyées via USB/BT	Aucune	Informations

## Messages système

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
000001	Dysfonctionnement du système	Redémarrez le moniteur	N/A
000002	Dysfonctionnement du système	Redémarrez le moniteur	N/A
000003	Dysfonctionnement du système	Redémarrez le moniteur	N/A
000004	Dysfonctionnement du système	Redémarrez le moniteur	N/A
000005	Dysfonctionnement du système	Redémarrez le moniteur	N/A
000006	Dysfonctionnement du système	Redémarrez le moniteur	N/A
Internal hardware failure. (Dysfonctionnement matériel interne.)	L'image kernel est corrompue, le redémarrage est impossible	Remplacez la plate-forme PCBA principale.	N/A
Internal hardware failure. (Dysfonctionnement matériel interne.)	Le système de fichier racine est corrompu, le redémarrage est impossible	Redémarrez le moniteur. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	N/A
Internal hardware failure. (Dysfonctionnement matériel interne.) 140100	Échec de l'accès EEPROM. Le démarrage de l'appareil est possible mais les communications câblées sont désactivées	Reprogrammez l'EEPROM. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Internal hardware failure. (Dysfonctionnement matériel interne.)	Échec du test de la mémoire SPL, le moniteur va émettre un modèle SOS	Redémarrez le moniteur. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	N/A
Internal hardware failure. (Dysfonctionnement matériel interne.) 1C1000	Les communications PIC du moniteur ne démarrent jamais ou se ferment. La communication ne se rétablira pas au démarrage ou au cours du fonctionnement	Redémarrez le moniteur. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	N/A
Low battery 30 minutes or less remaining. (Batterie faible : autonomie limitée à plus ou moins 30 minutes.) 1C1005	L'autonomie de la batterie est faible	Branchez le bloc d'alimentation au secteur CA pour charger le moniteur.	Très faible
Low battery 5 minutes or less remaining. (Batterie faible : autonomie limitée à plus ou moins 30 minutes.) 1C1006	L'autonomie de la batterie est très faible	Branchez le bloc d'alimentation au secteur CA pour charger le moniteur.	Élevée

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Battery is critically low; plug into outlet. (Batterie extrêmement faible ; brancher sur le secteur.) Device is shutting down. (L'appareil est en train de s'éteindre.) 1C1007	L'autonomie de la batterie est extrêmement faible	Branchez le bloc d'alimentation au secteur CA pour charger le moniteur.	Élevée
Update unsuccessful. (Échec de la mise à jour.) Reboot and retry. (Redémarrer et réessayer.) 1C1008	Échec de la mise à jour du logiciel	Redémarrez le moniteur. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Host battery not charging. (La batterie hôte ne charge pas.) 1C100A	La batterie hôte n'est pas en charge.	Redémarrez le moniteur. Si le problème persiste, vérifiez les connexions des câbles. Si le problème persiste, effectuez des vérifications fonctionnelles pour l'hôte. Si le problème persiste, changez la batterie. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Factory default settings now active. (Paramètres par défaut définis en usine désormais actifs.) 3A0001	Les paramètres de configuration définis en usine sont actifs	Le moniteur a été configuré avec les paramètres par défaut définis en usine, tout paramètre utilisateur a été réinitialisé.	Très faible
Unable to read configuration from USB. (Impossible de lire la configuration sur la clé USB.) 3A0002	Impossible de charger le fichier depuis le périphérique USB externe de mémoire.	Réessayez la connexion USB. Si le problème persiste vérifiez que le format du périphérique USB est approprié. Si le problème persiste, changez le dispositif USB. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Internal hardware failure. (Dysfonctionnement matériel interne.) Device will shut down. (L'appareil va s'éteindre.) 1C100D	Problème d'alimentation secteur. Le PMIC est trop chaud	Vérifiez la température ambiante de fonctionnement. Laissez le moniteur refroidir avant de le réutiliser. Si le problème persiste, vérifiez les connexions des câbles. Si le problème persiste, effectuez des vérifications fonctionnelles pour l'hôte. Si le problème persiste, changez la batterie. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Input voltage too low. (Tension d'entrée trop faible.) Device will shut down. (L'appareil va s'éteindre.) 1C100C	Problème d'alimentation secteur. La tension d'entrée du PMIC est trop faible	Vérifiez la température ambiante de fonctionnement. Laissez le moniteur refroidir avant de le réutiliser. Si le problème persiste, vérifiez les connexions des câbles. Si le problème persiste, effectuez des vérifications fonctionnelles pour l'hôte. Si le problème	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		persiste, changez la batterie. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	
Unexpected restart occurred. (Redémarrage inattendu.) 1C1012	Le moniteur a redémarré de façon inattendue	Poursuivez le fonctionnement normal	Élevée
Audio system not functional (Système audio inopérant) 1D0100	Le haut-parleur ou le codec audio est défectueux	Remplacez le haut-parleur. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
CSM battery is not installed. (La batterie CSM n'est pas installée.) 1C100E	Aucune batterie n'est insérée dans le moniteur	Vérifiez la présence d'une batterie dans le moniteur et insérez-en une s'il n'y en a pas. Si le problème persiste, effectuez des vérifications fonctionnelles sur le moniteur. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Device shutdown is not available at this time (Impossible d'arrêter l'appareil à ce stade)	Échec de l'arrêt du système	Le moniteur ne peut pas être mis hors tension immédiatement. Débranchez l'alimentation secteur CA et retirez la batterie.	Informations
No valid files found (Aucun fichier valide trouvé)	Aucun fichier valide n'a été trouvé sur la clé USB flash	Ré-insérez la clé USB flash contenant des fichiers valides.	Informations
Firmware update successful. (Réussite de la mise à jour du micrologiciel.)	Le logiciel s'est correctement mis à jour	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Audio alarms are off. (Alarmes sonores désactivées.)	L'alarme sonore du moniteur est désactivée	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Advanced settings unavailable. (Paramètres avancés indisponibles.)	Les paramètres avancés sont indisponibles, car le moniteur n'est pas inactif	Vérifiez qu'aucun capteur n'est connecté au moniteur, qu'aucune alarme n'est active et qu'il n'y a pas de données non enregistrées dans le profil Spot (Ponctuel) ou Intervals (Intervalles).	Informations
USB accessory disconnected. (Accessoire USB déconnecté.)	Le périphérique USB a été déconnecté du moniteur	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer	Informations
Advanced settings (Paramètres avancés)	Le code des paramètres avancés a été correctement entré	Message d'état informatif ; quittez les paramètres avancés pour le fermer.	Informations

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Save not successful (Échec de l'enregistrement).	La configuration ou les journaux de l'appareil n'ont pas été enregistrés sur le périphérique USB	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer	Informations
Save successful. (Réussite de l'enregistrement.)	La configuration ou les journaux de l'appareil ont été enregistrés sur le périphérique USB	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer	Informations
Software upgrade is downloading. (Téléchargement en cours de la mise à niveau du logiciel.) Do not shutdown. (Ne pas arrêter.)	Le moniteur est en train de télécharger la mise à jour du logiciel	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer	Informations
Factory reset successful. (Réussite de la réinitialisation des paramètres d'usine.)	Les paramètres d'usine ont été rétablis sur le moniteur	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer	Informations
Factory reset failed. Custom configuration file not deleted. (Échec de réinitialisation des paramètres d'usine. Fichier de configuration personnalisée non supprimé.)	Le rétablissement des paramètres d'usine sur le moniteur a échoué.	Message d'état informatif ; quittez les paramètres avancés pour le fermer.	Informations
Configuration upload successful. (Chargement de la configuration réussi.)	La configuration du périphérique a été correctement chargée	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer	Informations
Unable to load configuration; using factory defaults. (Chargement de la configuration impossible ; utilisation des paramètres d'usine par défaut.)	La configuration du périphérique s'est mal chargée	Message d'état informatif ; quittez les paramètres avancés pour le fermer.	Informations
Client certificate load successful (Chargement du certificat client réussi)	Le certificat client a été chargé avec succès.	Aucune	Informations
Unable to load client certificate. (Impossible de charger le certificat client.)	Échec du chargement	Réinsérez la clé USB et réessayez.	Informations



Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Impossible de charger le certificat client.	Format de certificat non valide.	Certificat corrompu.	Informations
Impossible de charger le certificat client.	Hors de la plage de dates valide.	Dates de certificat mal alignées.	Informations
No client certificate loaded. (Aucun certificat client chargé.)	L'authentification du client est activée, mais aucun certificat client n'est chargé.	Chargez un certificat client valide.	Informations
Client certificate expires within 30 days (Le certificat client expire dans 30 jours).	Certificat approchant de la date d'expiration.	Mettez à jour le certificat client.	Informations
Unable to connect due to invalid client certificate (Connexion impossible en raison d'un certificat client non valide). 1A000A	Certificat corrompu ou non valide.	Mettez à jour le certificat client.	Très faible

## Messages de mise à jour du logiciel

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Manifest transfer timed out. Verify connection and retry. (Délai d'attente dépassé pour le transfert du manifeste. Vérifier la connexion et réessayer.)	Le délai d'attente du transfert du fichier du manifeste est dépassé ou la connexion a été perdue pendant le téléchargement	Vérifiez la connexion et réessayez.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Package file transfer timed out. Verify connection and retry. (Délai d'attente dépassé pour le transfert du fichier du progiciel. Vérifier la connexion et réessayer.)	Le délai d'attente du transfert du fichier du progiciel est dépassé ou la connexion a été perdue pendant le téléchargement	Vérifiez la connexion et réessayez.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Invalid token	Le fichier jeton n'était pas valide	Vérifiez et mettez à jour le fichier jeton.	Informations

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
file. (Fichier de jeton non valide.)			
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Unable to find manifest file on server. (Fichier de manifeste introuvable sur le serveur.)	Le fichier de manifeste est introuvable sur le serveur	Vérifiez la présence du fichier de manifeste sur le serveur.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Unable to verify manifest file signature. (Impossible de vérifier la signature du fichier de manifeste.)	La signature du fichier de manifeste n'a pas pu être vérifiée.	Régénérez le progiciel et réessayez.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Package file corrupted. Regenerate package and retry. (Fichier du progiciel corrompu. Régénérer le progiciel et réessayer.)	Le fichier du progiciel est corrompu, il ne comporte pas le hash SHA256 attendu	Régénérez le progiciel et réessayez.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Unable to find package file. (Impossible de trouver le fichier du progiciel.)	Fichier du progiciel introuvable	Vérifiez la présence du fichier du progiciel sur le serveur.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Installation failed. Reboot and retry. (Échec de l'installation. Redémarrer et réessayer.)	Au moins un des sous-systèmes n'est pas parvenu à s'installer	Redémarrez le moniteur.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Upgrade unsuccessful. Insufficient disk space. (Échec de la mise à niveau. Espace disque insuffisant.)	La partition est saturée	Libérez l'espace nécessaire pour effectuer la mise à niveau.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Update unsuccessful.	La version actuelle du micrologiciel est inférieure à	Essayez de la mettre à jour à un progiciel plus récent.	Informations

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Incompatible firmware. (Échec de la mise à jour. Micrologiciel incompatible.)	celle requise par le fichier de jeton		
Software Update: (Mise à jour du logiciel) SWUP internal error (Erreur interne SWUP)	La PNI SWUP n'est pas fonctionnelle	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Software Update: (Mise à jour du logiciel) Manager internal error (Erreur interne du gestionnaire)	Le gestionnaire de mise à jour du logiciel n'est pas fonctionnel	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Radio software upgrade failed. (Échec de la mise à niveau du logiciel radio.) 350600	Le logiciel de la radio n'a pas été mis à niveau.	Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible et installez-la. Si le message est toujours présent, changez la radio.	Très faible

## Bluetoothmessages<sup>®</sup>

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
Bluetooth dysfonctionnement. 370001	Le moniteur a détecté un appareil Bluetooth qui ne fonctionne pas	Redémarrez le moniteur. Si le problème persiste, remplacez la radio Bluetooth. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Bluetooth dysfonctionnement. 370002	Le moniteur ne parvient pas à détecter de module Bluetooth	Remplacez la radio Bluetooth. Si le problème persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale.	Très faible
Bluetooth connexion de l'appareil réussie	L'appareil Bluetooth est connecté	Aucune.	Informations
N/A	L'appareil Bluetooth n'est pas parvenu à s'appairer avec le moniteur.	Vérifiez l'appairage entre l'appareil et le PC. Si le problème est toujours présent, vérifiez la puissance du signal Bluetooth. Si le problème persiste, vérifiez le code d'authentification, vérifiez le matériel et la configuration de l'ordinateur. Si le problème persiste, vérifiez que l'ordinateur dispose des informations d'appairage pour le moniteur.	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
N/A	L'appareil Bluetooth n'est pas parvenu à s'appairer avec le moniteur.	La version de la pile sur le PC ne prend pas en charge un appairage sécurisé simple. L'appareil requiert une pile 2.1+EDR Bluetooth sur le PC hôte.	Très faible
Connexion de l'appareil Bluetooth réussie	L'appareil Bluetooth est connecté	Aucune.	Informations
N/A	L'appareil Bluetooth ne s'est pas connecté avec le moniteur	La connexion de l'appareil BT a cessé en raison de la distance, d'une panne de l'application du côté de l'hôte.  OU  La connexion RF est impossible  OU  La connexion RF est possible mais ne parvient pas à trouver l'appareil  OU  La connexion BT a été établie mais la connexion WACP est impossible	N/A
Appareil Bluetooth déconnecté	Connexion Bluetooth interrompue	Aucune.	Informations

## Messages APM

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
APM not functional. (APM non fonctionnel.) 1C1001	La connexion de l'APM est détectée mais il n'y a aucune communication via le port série de l'APM	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
APM not functional. (APM non fonctionnel.) 1C100B	La batterie de l'APM est installée mais ne communique pas avec le moniteur	Effectuez des vérifications diagnostiques sur le moniteur. Si le problème est toujours présent, changez l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
APM battery is absent or faulty (La batterie de l'APM est absente)	La batterie de l'APM n'est pas installée	Vérifiez la présence d'une batterie installée dans l'APM. S'il n'y en a pas, installez-en une. Si le problème est	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
ou défectueuse). 1C100F		toujours présent, effectuez des vérifications fonctionnelles sur le moniteur. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	
The APM is disconnected. (L'APM est déconnecté.) 1C1002	L'APM est débranché du moniteur alors que le moniteur est sous tension	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
USB cable is disconnected. (Le câble USB est déconnecté.) 1C1003	Le concentrateur USB de l'APM est débranché du moniteur alors que le moniteur est sous tension	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
APM is plugged in. (APM branché.)	L'APM a été branché alors que le moniteur est sous tension.	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Informations
APM not functional. (APM non fonctionnel.) 1C1010	Le concentrateur USB de l'APM est branché alors que le câble de communication du moniteur est déconnecté	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
APM not functional. (APM non fonctionnel.) 1C1004	Le système PIC de l'APM ne parvient pas à communiquer avec l'accéléromètre	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
APM not functional. (APM non fonctionnel.) 1C1009	Le logiciel du système PIC de l'APM est mis à jour et les nouvelles tentatives ont échoué	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, relancez la mise à jour du logiciel. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	
APM not functional. (APM non fonctionnel.) 1C100B	La batterie de l'APM n'est pas en cours de recharge	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Très faible
APM not functional. (APM non fonctionnel.)	Le câble USB de l'APM a été branché après le démarrage du moniteur	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, relancez la mise à jour du logiciel. Si le problème est toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	Informations
Device is operating in battery mode. (Appareil fonctionnant en mode batterie.)	Le cordon d'alimentation CA a été débranché.	Message d'état informatif ; appuyez sur le bouton OK pour le fermer.	Informations
Sleep mode is unavailable. (Mode Veille indisponible.) Intervals monitoring is in progress. (Surveillance par intervalles en cours.)	Le mode Veille n'est pas autorisé lorsque des intervalles sont en cours	Interrompez tout intervalle actif.	Informations
Sleep mode is unavailable. (Mode Veille indisponible.) An alarm is active. (Une alarme est active.)	Le mode Veille n'est pas autorisé lorsque des alarmes sont actives	Neutralisez toutes les alarmes actives.	Informations
Display lock is unavailable. (Verrouillage de l'affichage indisponible.) Missing patient context. (Contexte du patient manquant.)	Le verrouillage n'est pas autorisé sans informations patient actives	Entrez les informations sur le patient	Informations
Power cable is disconnected. (Câble d'alimentation déconnecté.) 1C1011	Le câble de communication de l'APM est branché alors que le câble USB de l'APM est déconnecté	Redémarrez le moniteur et l'APM. Si le problème est toujours présent, vérifiez les connexions des câbles du moniteur à l'APM. Si le problème est toujours présent, relancez la mise à jour du logiciel. Si le problème est	Très faible

Message	Cause possible	Action recommandée	Priorité des alarmes
		toujours présent, remplacez l'APM. Si le message persiste, remplacez la plate-forme PCBA principale sur le moniteur.	





# Connex Direct

---

## Introduction

Suivez les étapes suivantes pour :

- configurer une connexion à Active Directory pour l'authentification du médecin
- configurer une connexion NTP pour la synchronisation de la date et de l'heure
- installer les certificats radio du réseau sans fil
- configurer une connexion directe HL7® pour permettre à un appareil Welch Allyn d'envoyer directement des requêtes patient et des signes vitaux à un EMR

Les fonctionnalités d'Active Directory et HL7 (connexion EMR directe) sont utilisées pour identifier, authentifier et autoriser les utilisateurs/médecins par l'intermédiaire d'une requête du médecin à partir de l'appareil.

Ces instructions s'appliquent aux dispositifs suivants :

- Moniteur Connex® Spot (CSM), version 1.32.01 ou supérieure

## Documents associés

Lors de l'utilisation de ce manuel, consultez ce qui suit :

- *Meilleures pratiques d'installation Welch Allyn réseau 80018745*
- *Interface 60080809 du dispositif de paramètres vitaux HL7 IDS Welch Allyn*
- *Welch Allyn® Guide de référence de l'outil de configuration 80027311*
- Outil d'entretien Welch Allyn :  
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- *Guide de configuration et d'installation de l'outil d'entretien Welch Allyn :*  
<https://www.hillrom.com/en/services/welch-allyn-service-tool/>
- Site Web Hillrom : [hillrom.com](http://hillrom.com)

## Définitions


Acronyme/terme	Description
AD	Service d'annuaire développé par Microsoft pour fournir des informations structurées en arborescence. Utilisé

Acronyme/terme	Description
	pour authentifier et autoriser les utilisateurs de l'appareil.
Clinician Authentication (Authentification du médecin)	Fonctionnalité de flux de travail dans laquelle un médecin est requis pour se connecter à l'appareil. L'appareil garantit la validité des informations d'identification d'un médecin en fournissant une interface dans laquelle le médecin se connecte à l'appareil à l'aide de son ID et de son mot de passe. L'ID et le mot de passe sont validés par un système d'autorité sur le réseau (par exemple, Active Directory).
Clinician Identification (Identification du médecin)	Fonctionnalité de flux de travail dans laquelle le médecin saisit son ID dans l'appareil de façon à ce que le Clinician ID (ID de médecin) puisse être enregistré avec les signes vitaux.
Clinician Identifier (Identifiant du médecin)	Peut être configuré de façon à être le User name (Nom d'utilisateur), l'Account name (Nom de compte), ou l'Employee ID (ID d'employé) du médecin.
CSM	Connex Spot Monitor (Moniteur Connex Spot) : appareil Welch Allyn prenant en charge la PNI ; la température (SureTemp Plus et Braun) ; la SpO2 (Nellcor, Masimo et Nonin) ; le poids, la taille, et le BMI ; la douleur et d'autres paramètres configurés.
DC	Domain Component (Composante de domaine) : dans les serveurs LDAP et Active Directory, un nom de domaine en pointillés est divisé en composantes de domaine formant des paires « dc=composant » séparées par des virgules. Exemple : ad.welchallyn.com dans un serveur AD sera « dc=ad,dc=welchallyn,dc=com »
FQDN	Fully Qualified Domain Name (Nom de domaine complètement qualifié). Nom de domaine complet d'un ordinateur sur Internet. Contient le nom d'hôte et le domaine complet.
Gateway Software (Logiciel de passerelle)	Application logicielle qui peut recevoir des données d'un appareil et les convertir en messages HL7, puis transmettre lesdites données via une interface de connexion TCP/IP.
HL7	Health Level 7 (Niveau de santé 7) : cadre d'échange, d'intégration, de partage et de récupération des informations de santé électroniques.
Host HL7 System (Système hôte HL7) ou Host Application (Application hôte)	Système logiciel qui reçoit les données HL7 en provenance de l'appareil.
IDS	Interface Design Specification (Spécification de conception d'interface)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol (Protocole allégé d'accès annuaire) : protocole standard de l'industrie de gestion des informations d'annuaire distribuées.

Acronyme/terme	Description
	Souvent utilisé pour les noms d'utilisateur et les informations de mot de passe.
NTP	Network Time Protocol (Protocole de synchronisation réseau) est un protocole réseau permettant la synchronisation de l'horloge entre les systèmes informatiques. Il est utilisé par les appareils pour maintenir une date/heure précise dans les appareils.
Patient Confirmation (Confirmation du patient)	Action de la configuration et/ou du comportement de l'appareil garantissant que le dossier des signes vitaux contient le contexte du patient.
Patient Identification (Identification du patient)	Action de la configuration et/ou du comportement de l'appareil qui affiche le contexte du patient sur l'appareil et qui permet au médecin de s'assurer que les signes vitaux appropriés sont bien adaptés au patient.
SSL	Secure Sockets Layer (Couche de sockets sécurisés) : ensemble de protocoles de chiffrement assurant la sécurité des communications sur un réseau. SSL est un prédécesseur de TLS.
Vitals Device (Dispositif de signes vitaux)	Noms génériques pour CSM, CVSM et CIWS.
X.509 Certificate (Certificat X.509)	Un certificat X.509 est un certificat numérique qui utilise la norme d'infrastructure à clé publique (PKI) X.509 internationale largement acceptée pour vérifier qu'une clé publique appartient à l'identité de l'utilisateur, de l'ordinateur ou du service contenue dans le certificat.

Architecture

\*Paramètre facultatif au sein de l'appareil.



Serveur

Serveur EMR

- 1 Requête patient HL7 (QRY^A19) AES-128\*
- 2 Données démographie du patient HL7 (RSP^K22) AES-128\*
- 3 Paramètres vitaux HL7 (ORU^R01) AES-128\*

Serveur DNS

- 4 Recherche DNS

Serveur Active Directory

- 5 Authentification du médecin

Serveur NTP

- 6 Synchronisation date/heure

## Caractéristiques techniques

<b>Ports</b>	
Port(s) d'écoute	Un port d'écoute TCP/IP unique sur l'EMR (ou le serveur externe) doit être disponible pour recevoir des connexions de plusieurs périphériques.
<b>Configuration requise</b>	
Fréquence des messages NTP	La ou les solutions d'hôte NTP doivent être aptes à traiter les demandes de synchronisation toutes les 36 secondes (consultez l'IDS pour plus de détails sur les calculs).
Fréquence des messages Active Directory	La ou les solutions d'hôte doivent être aptes à traiter les demandes d'authentification de médecin toutes les 36 secondes (consultez l'IDS pour plus de détails sur les calculs).
Recherche de patient et/ou envoi de signes vitaux	La ou les solutions d'hôte doivent être aptes à traiter les demandes de recherche de patient toutes les 1,2 seconde (consultez l'IDS pour plus de détails sur les calculs).
<b>Réseau</b>	
Connexion Internet	Une connexion Internet peut être nécessaire en fonction de la configuration du NTP. Si le NTP est configuré pour utiliser un serveur de synchronisation externe (par exemple, time.nist.gov), le périphérique doit pouvoir se connecter à Internet.
<b>Prise en charge des appareils</b>	
Quantité	Certains systèmes peuvent aller jusqu'à 400 appareils, voire plus, selon l'environnement clinique.
Appareil(s)	Moniteur Connex Spot (CSM) avec la version logicielle 1.30 ou supérieure

## Configuration d'Active Directory

### Conditions préalables :

- Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur l'appareil.



**REMARQUE** Cela permet de garantir que la date et l'heure de l'appareil se situent dans la période de validité du Certificate Authority (CA) Root Certificate (Certificat racine de l'autorité de certification [CA]), permettant une connexion réussie.

- Chargez le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil et le Server Certificate (Certificat de serveur) sur le serveur Active Directory.



**REMARQUE** La connexion au serveur Active Directory peut échouer en raison d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) manquant sur l'appareil et d'un Server Certificate (Certificat de serveur) manquant sur le serveur AD. (Consultez : « Importer/installer un certificat de serveur Active Directory sur le serveur Active Directory » et « Importer/installer une autorité de certification (Certificat racine de CA sur le serveur Active Directory »). Une CA peut être : un tiers (GoDaddy, Symantec, Comodo), ou une Self-Signed - Internal CA (CA interne autosignée) (AD CS)

- Vérifiez l'affectation de l'IP du serveur DNS sur l'appareil par l'intermédiaire d'une configuration DHCP ou statique.
  - Assurez-vous que le ou les serveurs DNS affectés sur l'appareil peuvent correctement interroger le Domain Name (Nom de domaine) saisi sur l'interface utilisateur d'Active Directory.

#### Format du CA Root Certificate (Certificat racine de CA)

- Le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) peut être au format PEM ou DER et avoir les extensions « .pem », « .der », « .crt » ou « .cer ».
- Ces fichiers de certificat sont convertis au format PEM pendant le processus de chargement sur l'appareil.

## Spécification des paramètres d'Active Directory

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
  - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
  - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
  - c. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.  
L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Réseau**.
3. Appuyez sur l'onglet **Active Directory** (Active Directory).

## Paramètres d'Active Directory

- Activez Active Directory (activez ou désactivez la fonction).



**REMARQUE** L'appareil utilise toujours le TLS pour chiffrer les communications entre le serveur Active Directory et l'appareil. Si une connexion chiffrée ne peut pas être établie, l'appareil ne communiquera pas avec le serveur.



**REMARQUE** Dans le cadre de l'établissement de la connexion TLS, le logiciel de l'appareil demande un certificat X.509 au serveur Active Directory et le valide par rapport à un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) mémorisé. Si le serveur AD ne peut pas être validé, l'appareil ne poursuivra pas les communications avec le serveur Active Directory.

## Domain Name (Nom de domaine)

Domain Name (Nom de domaine) représente l'espace de noms de domaine du serveur.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Domain name* (Nom de domaine).

Le FQDN se compose de l'Host name (Nom d'hôte) et d'un Domain name (Nom de domaine).

Exemples :

<DomainName>

someDomain.com

hillrom.com

service.hillrom.com

## Group (Groupe)

Sélectionnez le groupe auquel le médecin doit appartenir pour être authentifié.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Group* (Groupe).
- Si le champ Group (Groupe) est vide, aucun groupe ne sera coché.
  - S'il y a une valeur, la requête vérifiera une mise en correspondance du Group (Groupe). Il s'agit d'une chaîne alphanumérique.

Exemples :

ServiceGroup (Groupe de service)

Service Group 1 (Groupe de service 1)

## Clinician ID type (Type d'ID de médecin)

Le Clinician ID type (Type d'ID de médecin) est sélectionné dans le menu déroulant des 3 options répertoriées. (User name [Nom d'utilisateur], Account name [Nom de compte], ou Employee ID [ID d'employé]). Ces options correspondent aux champs communs d'Active Directory.

1. Appuyez sur le menu déroulant dans le champ *Clinician ID type* (Type d'ID de médecin).
- L'appareil effectue une mise en correspondance à l'aide de l'option sélectionnée lorsque le médecin se connecte à l'appareil.
  - Le réglage du Clinician ID type (Type d'ID de médecin) est basé sur la politique de l'établissement. La politique de l'établissement détermine la manière dont les employés sont

censés se connecter à un appareil et ce qui est codé dans un code-barres si des codes-barres sont utilisés.

Exemples :	« userPrincipalName » ( <b>User name</b> [Nom d'utilisateur])
	« SAMAccountName » ( <b>Account name</b> [Nom de compte])
	« employeeid » ( <b>Employee ID</b> [ID d'employé])
User name (Nom d'utilisateur)	Attribut de chaîne contenant l'Account name (Nom de compte) d'utilisateur et le Domain name (Nom de domaine) DNS combinés.
Account name (Nom de compte)	Exemples : <UserAccountName>@<DomainName> serviceUser@hillrom.com
	Attribut À VALEUR UNIQUE qui correspond au nom de compte d'utilisateur uniquement.
	Exemples : <UserAccountName> serviceUser (Utilisateur de service)
Employee ID (ID d'employé)	Représente l'ID d'employé de l'utilisateur indiqué sur le serveur Active Directory.
	Exemples : <employeeID> 1234567890

## Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification)

L'Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification) représente le nom d'un utilisateur autorisé à effectuer des recherches de médecins sur le serveur Active Directory. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Authentication user name* (Nom d'utilisateur d'authentification).

Exemples :                      UserName@DomainName.com  
                                          Administrator@hillrom.com

## Authentication password (Mot de passe d'authentification)

L'Authentication password (Mot de passe d'authentification) représente le mot de passe de l'Authentication Username (Nom d'utilisateur d'authentification). Il s'agit d'une chaîne alphanumérique sensible à la casse.

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Authentication password* (Mot de passe d'authentification).



Exemple : P@SSW@RD!23

## Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence)

Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence) recherche un médecin dans une « Organizational Unit » (OU) (Unité organisationnelle). Une Organizational Unit (OU) (unité organisationnelle) représente une sous-division d'Active Directory dans laquelle vous pouvez placer des Users (Utilisateurs), des Groups (Groupes), des Computers (Ordinateurs) et d'autres Organizational Units (Unités organisationnelles).

Search subtree (Rechercher dans la sous-arborescence) doit être vide si vous recherchez simplement un médecin dans le Group (Groupe) ou les Domain/SubDomain Users (Utilisateurs de domaine/sous-domaine).

1. Appuyez sur le clavier dans la zone de texte *Search subtree* (Rechercher dans la sous-arborescence).

Exemples : OU=OName (OU = nom d'OU), DC=DomainPrefix (DC = Préfixe de domaine), DC=DomainSuffix (DC = Suffixe de domaine)

OU=someOU (OU = certaines OU), DC=someDomain (DC = certains domaines), DC=com

OU=serviceOU (OU = OU de service), DC=hillrom, DC=com

OU=serviceOU (OU = OU de service), DC=eastcoast (DC = côte Est), DC=hillrom, DC=com

## Test network connection (Tester la connexion réseau)

Effectuez une recherche du Default Naming Context (Contexte de dénomination par défaut) pour tester la connexion réseau au serveur Active Directory et pour tester l'utilisation du nom d'utilisateur administrateur et du mot de passe administrateur, ainsi que la recherche de domaine.

1. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau) pour tester la connexion de l'appareil au serveur Active Directory.

## CSM


Chargez le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) via le fichier de configuration (someConfigFile-signed.waconfig) généré par l'outil de configuration WA.

## Connectez-vous à Configuration Tool (Outil de configuration)


1. Connectez-vous à Configuration Tool (Outil de configuration) sur le lien suivant :

<https://config.welchallyn.com/configurator/>.

Saisissez votre Email Address (Adresse e-mail) et votre Password (Mot de passe) et cliquez sur **SIGN IN** (SE CONNECTER).



L'écran *My Configurations* (Mes configurations) apparaît.



## Configuration d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) à l'aide du Configuration Tool (Outil de configuration)

Sélectionnez le produit que vous souhaitez configurer.

Vous pouvez désormais charger des certificats de sécurité autosignés sur le moniteur Connex Spot (CSM) pour garantir une communication sécurisée avec un serveur authentifié sur le réseau.

Le CSM est également préchargé des certificats suivants :

Go\_Daddy\_Class\_2\_Certification\_Authority.pem  
 Symantec\_Class\_3\_Public\_Primary\_Certification\_Authority\_-\_G6.pem  
 VeriSign\_Class\_3\_Public\_Primary\_Certification\_Authority\_-\_G4.pem  
 VeriSign\_Class\_3\_Public\_Primary\_Certification\_Authority\_-\_G5.pem  
 Veri\_Sign\_Class\_3\_Public\_Primary\_Certification\_Authority\_-\_G3.pem  
 COMODO\_ECC\_Certificate\_Authority.pem  
 COMODO\_Certificate\_Authority.pem  
 Symantec\_Class\_3\_Public\_Primary\_Certification\_Authority\_-\_G4.pem  
 Go\_Daddy\_Root\_CertificateAuthority\_-\_G2.pem  
 COMODO\_RSA\_Certificate\_Authority.pem  
 VeriSign\_Universal\_Root\_Certification\_Authority.pem


### Pour ajouter un certificat à partir de votre ordinateur :

1. Dans l'écran principal, cliquez sur l'onglet **New Configuration** (Nouvelle configuration).
2. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le **CA Root certificate** (Certificat racine de CA).
3. Attribuez un nom à la configuration en saisissant un nom d'utilisateur convivial dans le champ, puis cliquez sur **CONTINUE** (CONTINUER).

4. Sélectionnez Product Use Location (Emplacement d'utilisation du produit). (Les choix comprennent : Hospital [Hôpital], Physicians Office [Bureau des médecins] ou Clinic [Clinique].)
5. Cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER).
6. Cliquez sur **CA Root Certificate** (Certificat racine de CA).


7. Cliquez sur **Select an optional CA Root Certificate** (Sélectionner un certificat racine de CA facultatif).

8. Cliquez sur **Add Certificate to Client Library** (Ajouter un certificat à la bibliothèque client).
9. Accédez à l'emplacement du fichier .pem ou .der à l'aide de la fenêtre Explorateur de fichiers Windows de votre ordinateur. (L'exemple d'écran montre un type de fichier .pem.)



Sélectionnez le fichier et cliquez sur **Open** (Ouvrir).

10. Sélectionnez **DONE** (TERMINÉ).



11. Cliquez sur **SAVE AND CONTINUE** (ENREGISTRER ET CONTINUER).

## Active Directory : détails de la configuration (meilleures pratiques)

### Conditions préalables

Configurez les serveurs DNS et Active Directory et assurez-vous que votre version prend en charge cette fonctionnalité.

Les sections suivantes décrivent la façon de configurer et d'utiliser la fonction Active Directory de l'appareil pour l'authentification du médecin.

### Prise en charge de la configuration d'Active Directory

#### Installez les certificats requis

Pour que l'appareil se connecte à Active Directory, vous devez inclure Active Directory CA (Certificate Authority) Root Certificate (Certificat racine de CA [autorité de certification] de répertoire actif) dans la configuration de l'appareil.



**REMARQUE** La connexion au serveur Active Directory peut échouer pour les raisons suivantes : un **CA Root Certificate** (Certificat racine de CA) manquant sur l'appareil, un certificat de format incorrect sur l'appareil (les certificats cacert.cer ne sont pas reconnus par la radio sans fil de CSM) ou un **certificat de serveur** manquant sur le serveur Active Directory. Pour s'authentifier auprès du serveur Active Directory, le CSM doit disposer d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) de la même autorité de certification (CA) qui a émis un certificat de serveur vers le serveur Active Directory.



**REMARQUE** Le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) doit être au format PEM ou DER. Si vous ne respectez pas ces restrictions, l'appareil ignorera le certificat.

Exemples d'autorité de certification (CA) :

- Tiers (GoDaddy, Symantec, Comodo, etc.)

ou

- CA interne (AD CS) - certificats autosignés

## Importez ou installez des certificats tiers ou d'autorité de certification AD CS

Demandez et importez/installez les certificats d'autorité de certification AD CS suivants :

- Server certificate (Certificat de serveur) sur le serveur Active Directory via le **Windows Certificate Store** (Magasin de certificats Windows)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur le serveur Active Directory via le **Windows Certificate Store** (Magasin de certificats Windows)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil de CSM via le **Config File** (Fichier de configuration) généré par le Configuration Tool (Outil de configuration)

## Installez les certificats radio du réseau sans fil

### Authentification du réseau sans fil – certificats radio

Hillrom prend en charge le téléchargement de vos certificats sans fil sur les appareils de signes vitaux. Le téléchargement des certificats peut être effectué à l'aide de différentes méthodes en fonction de la conception du produit, toutefois les certificats doivent être dans un format spécifique et nommés correctement pour le déploiement sur un appareil. Ce document ne spécifie pas les instructions pour un serveur spécifique, cependant il fournit des informations sur la prise en charge des certificats de client sans fil et des certificats de client sans fil prenant en charge l'authentification du serveur. Cette prise en charge concerne les produits Hillrom utilisant la carte radio Newmar 802.11 a/b/g/n et la carte radio Lamarr 802.11 a/b/g.



**REMARQUE** Les certificats client qui sont téléchargés sur les appareils Hillrom doivent être conformes à la norme x.509.

### Formats de certificat radio pris en charge

La radio 802.11 a/b/g/n prend en charge le format de fichier **DER** ou **PEM** contenant la chaîne de **certificats racine de CA** : cacert.der ou cacert.pem.

La radio 802.11 a/b/g/n prend également en charge les formats de fichier **P12**, **PFX**, ou **PEM** contenant le **certificat client** et la clé privée de l'appareil : client.p12, client.pfx ou client.pem.



**REMARQUE** Si un fichier P12 or PFX est fourni, la radio Newmar le convertira automatiquement au format PEM lors de l'installation.

### Pas de validation du serveur – pas de certificats

Les appareils n'ont pas besoin de charger le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) correspondant pour s'authentifier.

Il n'est pas nécessaire de créer un certificat pour la validation du serveur (par exemple EAP-PEAP avec l'option Enable Server Validation [Activer la validation du serveur] - désactivée).

Aucun certificat n'a besoin d'être chargé sur les appareils pour que l'authentification PEAP réussisse. Seules les entrées suivantes sont requises :

- Username (Nom d'utilisateur)
- Password (Mot de passe)

## Fichier « waclientcert.pim »


Pour un certificat à charger sur la radio 802.11 a/b/g/n à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST), le certificat doit être formaté au format de fichier « waclientcert.pim ». Ce fichier « .pim » est un système de stockage spécifique à Hillrom qui contient les certificats client, les commandes et les informations sur la façon dont les certificats sont chargés. Il indique également les dossiers sur lesquels les certificats sont écrits sur le système du fichier radio.

Vous ne pouvez pas renommer un certificat client existant ou un certificat CA en tant que « waclientcert.pim » ou le télécharger car il manque au certificat des informations sur l'endroit où le certificat doit être déployé sur la radio et sur la façon dont le produit doit traiter le fichier. Le fichier « waclientcert.pim » doit être créé à l'aide d'une procédure Welch Allyn.


## Création d'un fichier waclientcert.pim à l'aide de l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST)

L'outil d'entretien Welch Allyn (WAST) peut créer le fichier « **waclientcert.pim** » en utilisant un « ca cert » (vérification de serveur) uniquement ou un « ca cert » et un « client cert » (pour l'authentification du client).


1. Créez un dossier sur le PC ou sur une clé USB et placez le certificat CA et, si nécessaire, le certificat client dans le même dossier.
2. Connectez un appareil au PC qui exécute le WAST et attendez que l'appareil soit utilisable.
3. Cliquez sur **Sélectionner** pour choisir l'appareil souhaité dans la « Device list » (Liste d'appareils) du WAST.




4. Cliquez sur l'onglet *Configure* (Configurer), puis cliquez sur **Change...** (Modifier...) dans le volet Current settings (Paramètres actuels).



5. Sélectionnez l'onglet *Network Policy Server Certificate* (Certificat du serveur de politique réseau).



6. Utilisez le bouton **Browse** (Parcourir) pour sélectionner le dossier dans lequel les certificats client sont conservés, ce qui entraînera le remplissage du champ *Select Certificate Folder* (Sélectionner un dossier de certificats) avec un chemin d'accès aux certificats client.



## Certificat unique de validation du serveur

Si le certificat a été créé pour la validation du serveur (par exemple EAP-PEAP avec la case **Enable Server Validation** [Activer la validation du serveur] cochée), le dossier créé doit uniquement contenir un « ca cert » (certificat CA). Un certificat client n'est pas requis.

Les champs Network Policy Server Certificate Password (Mot de passe de certificat du serveur de politique réseau) et Confirm Password (Confirmer le mot de passe) sont inactifs pour être modifiés. Toutefois, l'appareil doit charger le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) correspondant pour s'authentifier.

Le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) doit être chargé sur les deux appareils pour que l'authentification PEAP réussisse.

- Username (Nom d'utilisateur)
- Password (Mot de passe)
- CA Root Certificate (Certificat racine de CA) (installé via WAST)


## Certificat d'authentification du client

Si le certificat à créer sert à l'authentification du client (par exemple EAP-TLS), le dossier créé doit contenir un « ca cert » (certificat CA) et un « client certificate » (certificat client). Les champs *Network Policy Server Certificate Password* (Mot de passe de certificat du serveur de politique réseau) et *Confirm Password* (Confirmer le mot de passe) doivent être renseignés avec le mot de passe créé pour le certificat client au moment de la création.




**REMARQUE** Le WAST ne vérifie pas que le mot de passe du client est correct, il se charge uniquement sur la radio CSM pour l'authentification. Ce mot de passe doit être connu pour que le client puisse s'authentifier sur le réseau.





1. Une fois le chemin d'accès aux certificats saisi (et Server Verification Only [Vérification du serveur uniquement] ou Client Authentication [Authentification du client] sélectionné), cliquez sur **Generate Network Policy Server Certificate Package** (Générer le package du certificat du serveur de politique réseau) et naviguez jusqu'au dossier de destination où le fichier « waclientcert.pim » écrit apparaît.



Pour plus de commodité, nous vous conseillons d'enregistrer le fichier « waclientcert.pim » dans le même répertoire que les fichiers de certificat.


2. Après avoir sélectionné l'emplacement de destination et cliqué sur OK, les fenêtres d'état « Compressing » (Compression), « Generating » (Génération) et « Success » (Réussite) s'affichent.

Le dossier de destination comprend à présent le fichier « waclientcert.pim » ainsi que les fichiers de certificat.


## Chargement d'un fichier waclientcert.pim sur l'appareil à l'aide d'une radio Newmar via l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST)

1. Débranchez la connexion USB entre le PC et l'appareil.


2. Lancez l'outil d'entretien Welch Allyn (WAST) sur le PC.
3. Redémarrez l'appareil et laissez-le revenir à un état utilisable.
4. Branchez la connexion USB entre le PC et l'appareil.
5. Cliquez sur **Sélectionner** pour choisir l'appareil souhaité dans la « Device list » (Liste d'appareils) du WAST.



6. Cliquez sur l'onglet *Configure* (Configurer), puis cliquez sur **Change...** (Modifier...) dans le volet Current settings (Paramètres actuels).




7. Sélectionnez l'onglet *Network Policy Server Certificate* (Certificat du serveur de politique réseau).



8. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) dans le volet *Load* (Chargement) et naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier « waclientcert.pim ».

Le champ *Select existing package* (Sélectionner le package existant) affiche le chemin d'accès au fichier waclientcert.pim.




9. Cliquez sur **Load Network Policy Server Certificate** (Charger le certificat de serveur de politique réseau) pour charger le certificat dans la radio de l'appareil.

Une boîte de message affiche la progression de l'installation. Le processus doit prendre trois minutes maximum.



**REMARQUE** Si le processus dépasse la limite de 6 minutes, déconnectez l'appareil du port USB, redémarrez-le et recommencez.

10. Si la boîte de message affiche le message : *Server certificate is successfully loaded on device* (Le certificat du serveur est correctement chargé sur l'appareil), cliquez sur **OK**.




11. Fermez l'application de l'outil d'entretien Welch Allyn.
12. Débranchez le câble USB.
13. Redémarrez l'appareil.

Vous pouvez maintenant configurer l'appareil pour utiliser des certificats sur le réseau sans fil.


## Importation/installation d'un certificat de serveur Active Directory sur le serveur Active Directory

Ces instructions s'appliquent aux serveurs Active Directory dotés du système d'exploitation Windows Server 2012 et supérieur :

1. Appuyez sur **Windows key + R** (Touche Windows + R) pour afficher la commande Run (Exécuter).
2. Tapez mmc et appuyez sur **Enter** (Entrer) pour ouvrir la console de gestion Microsoft.




3. Cliquez sur le menu **File** (Fichier) et sélectionnez ensuite **Add/Remove Snap-in...** (Ajouter/Supprimer un outil intégrable...).
4. Sélectionnez **Certificates** (Certificats) dans la liste d'outils intégrables, puis cliquez sur **Ajouter**.




5. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez **Computer account** (Compte d'ordinateur) et cliquez sur **Next** (Suivant).
6. Sélectionnez l'ordinateur local et cliquez sur **Terminer**.
7. Dans la fenêtre « Add or Remove Snap-ins » (Ajouter ou supprimer des outils intégrables), cliquez sur **OK**.

Cliquez sur > pour afficher le dossier de certificats. Lorsque vous ouvrez un dossier de certificats, les certificats s'affichent dans le volet de droite.

8. Importez/installez l'AD Server Certificate (Certificat de serveur AD) dans le dossier suivant : Certificates (Local Computer) > Personal > Certificates (Certificats [Ordinateur local] > Personnel > Certificats).




9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Certificates (Certificats) sous Personal (Personnel) et choisissez **All Tasks > Import** (Toutes les tâches > Importer).



10. Suivez le Certificate Import Wizard (Assistant d'importation de certificat) et indiquez le chemin d'accès à l'Active Directory Server Certificate (Fichier de certificat du serveur Active Directory).




**REMARQUE** Un exemple de certificat de serveur Active Directory est présenté ci-dessous.




## Importation/installation d'un Certificate Authority (CA) Root certificate (Certificat racine d'autorité de certification [CA]) sur le serveur Active Directory

Ces instructions s'appliquent aux serveurs Active Directory dotés du système d'exploitation Windows Server 2012 et supérieur :

1. Appuyez sur **Windows key + R** (Touche Windows + R) pour afficher la commande Run (Exécuter).
2. Tapez mmc et appuyez sur **Enter** (Entrer) pour ouvrir la console de gestion Microsoft.




3. Cliquez sur le menu **File** (Fichier) et sélectionnez **Add/Remove Snap-in...** (Ajouter/Supprimer un outil intégrable...).
4. Sélectionnez **Certificates** (Certificats) dans la liste d'outils intégrables, puis cliquez sur **Ajouter**.



5. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez **Computer account** (Compte d'ordinateur) et cliquez sur **Next** (Suivant).
6. Sélectionnez l'ordinateur local et cliquez sur **Terminer**.
7. Dans la fenêtre « Add or Remove Snap-ins » (Ajouter ou supprimer des outils intégrables), cliquez sur **OK**.


Cliquez sur > pour afficher le dossier de certificats. Lorsque vous ouvrez un dossier de certificats, les certificats s'affichent dans le volet de droite.

8. Importez/installez le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) dans le dossier suivant : Certificates (Local Computer) > Trusted Root Certification Authorities > Certificates (Certificats [ordinateur local] > Autorités de certification racine fiables > Certificats).



9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Certificates (Certificats) sous Trusted Root Certification Authorities (Autorités de certification racine fiables) et choisissez **All Tasks > Import** (Toutes tâches > Importer).






10. Suivez le Certificate Import Wizard (Assistant d'importation de certificats) et indiquez le chemin d'accès au fichier de CA Root Certificate (Certificat racine de CA).



**REMARQUE** Un exemple de CA Root Certificate (Certificat racine de CA) est présenté ci-dessous.



## Importation/installation d'un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil (y compris CSM, CVSM et CIWS)

Utilisez l'application Web de l'outil de configuration WA CSM pour installer ou importer un CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil. Le Config file (Fichier de configuration) (\*-signed.waconfig) est généré par l'outil de configuration. Reportez-vous aux sections « Connexion à l'outil de configuration » et « Configuration d'un certificat racine de CA à l'aide de l'outil de configuration ».

## Créations de certificats d'autorité de certification AD CS tiers

Les Third Party Certificates (Certificats tiers) (AD Server [Serveur AD] et CA Root [Racine CA]) doivent être demandés à l'autorité de certification tierce avec les informations requises sur le serveur Active Directory.




Les AD CS Certificates (Certificats AD CS) (AD Server [Serveur AD] et CA Root [Racine CA]) sont générés automatiquement lors de l'installation et de la configuration de l'AC CS Role (Rôle AC CS) sur le serveur AD. Aucun processus spécifique n'est requis après l'installation et la configuration de l'AC CS Role (Rôle AC CS) sur le serveur AD pour générer ces certificats.

## HL7 : détails de la configuration

### Configuration HL7 (connexion EMR directe)

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
  - a. Appuyez sur l'onglet **Settings** (Paramètres).
  - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
  - c. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.  
L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Network** (Réseau).
3. Appuyez sur l'onglet **Server** (Serveur).
4. Sélectionnez **Host IP** (IP hôte) dans la liste déroulante de la Network connectivity method (Méthode de connectivité réseau).
5. Sélectionnez le bouton radio **Direct EMR connection** (Connexion EMR directe) dans le panneau Server connectivity (connectivité serveur).



6. Sélectionnez **Data encryption** (Chiffrement des données) pour activer ou désactiver la sécurité dans le panneau de la méthode de connectivité réseau.

Si Data encryption (Chiffrement des données) est activé, la Server Authentication (Authentification du serveur) peut être activée ou désactivée. Le chiffrement des données est destiné à assurer la sécurité des données pendant leur transfert sur un réseau.



**REMARQUE** Cochez ou décochez Data encryption (Chiffrement des données) en fonction de la connexion prévue : sécurisée (TLS) ou non sécurisée.

7. Sélectionnez **Server authentication** (Authentification du serveur) pour activer ou désactiver l'authentification du serveur dans le panneau de la méthode de connectivité réseau.



**REMARQUE** L'authentification du serveur consiste à confirmer l'identité du serveur EMR en recevant un certificat de serveur depuis le serveur et en le comparant aux certificats racine de CA installés sur l'appareil.

- Si cette case est cochée, confirmez que le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) est chargé sur l'appareil et que le Server Certificate (Certificat de serveur) est chargé sur le serveur EMR pour que la connexion soit établie.
  - Si cette case n'est pas cochée, le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) sur l'appareil et le Server Certificate (Certificat de serveur) sur le serveur EMR ne sont pas requis pour que la connexion soit établie.
8. Appuyez sur le clavier pour saisir une **IP Address** (Adresse IP), un **FQDN** du serveur EMR dans le champ *Host address* (Adresse d'hôte).
  9. Si nécessaire, appuyez sur le pavé numérique pour saisir un numéro de **Host Port** (Port d'hôte) dans le champ *Host Port* (Port d'hôte) pour le serveur EMR, qui est en attente d'une connexion.
  10. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau) pour tester la connexion de l'appareil au serveur EMR.

## Serveur NTP - Détails de la configuration

### Configuration du serveur NTP

1. Accédez à Advanced settings (Paramètres avancés).
  - a. Appuyez sur l'onglet **Settings (Paramètres)**.
  - b. Appuyez sur l'onglet **Avancé**.
  - c. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **OK**.  
L'onglet General (Général) s'affiche.
2. Appuyez sur l'onglet **Date/Heure**.
3. Cochez la case **Enable NTP** (Activer NTP) pour activer le NTP.



**REMARQUE** Cochez l'option *Enable NTP* (Activer NTP) comme première étape de connexion au serveur NTP pour synchroniser l'horloge Date/Heure de l'appareil sur le réseau interne ou externe (Internet).


4. Saisissez le Domain name (Nom de domaine), le FQDN ou l'IP address (Adresse IP) du serveur NTP.  
  
Pour saisir ces informations, appuyez sur le pavé numérique dans la zone de texte *Domain* (Domaine) et saisissez le Domain name (Nom de domaine) ou l'Host name (Nom d'hôte) (FQDN) ou l'IP address (Adresse IP) du serveur NTP.
5. Appuyez sur **Test network connection** (Tester la connexion réseau) pour tester la connexion de l'appareil au serveur NTP et pour synchroniser la date et l'heure de l'appareil.

**Advanced settings.**

Language	Date format mm/dd/yyyy	
Profiles	Time zone (GMT) Greenwich Mean Time: Dublin,...	
Date / Time	<input checked="" type="checkbox"/> Enable NTP	
Open Source	Domain sknpdlab.com	
		<b>Test network connection</b>

**General** Parameters Network Service **Exit**

## Flux de travail du projet



## Dépannage

Problème	Cause possible	Action recommandée
Échec Date/Time « Test network connection » (« Tester la connexion réseau » Date/heure)	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > « IP address » (Paramètres > Avancé > « Adresse IP »).
	L'appareil ne dispose pas d'un serveur NTP correctement configuré	Vérifiez la configuration du serveur NTP et assurez-vous que le NTP est correctement configuré.
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion NTP correctement configurée	Vérifiez la configuration de Date/Time (Date/Heure) sur l'appareil : Settings > Advanced > General > Date/Time (Paramètres > Avancé > Général > Date/heure) :  a. « Enable NTP » (Activer NTP) est cochée.  b. L'adresse de serveur NTP appropriée apparaît dans le champ « Domain » (Domain [Domaine], FQDN ou IP Address [Adresse IP]).
	L'appareil n'est pas connecté à Internet	Connectez l'appareil à Internet. (Une connexion Internet est requise lorsque le serveur NTP se trouve hors du réseau local.)
	Votre pare-feu réseau bloque le port UDP 123	Vérifiez que le port NTP du réseau est ouvert : généralement, UDP 123.
	Le chemin d'accès au serveur NTP ne peut pas être atteint	Le chemin d'accès au serveur NTP ne peut pas être atteint
Échec Server « Test network connection » (« Tester la connexion réseau » Serveur)	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur HL7 correctement configurée	Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Server (Paramètres > Avancé > Réseau > Serveur) :  a. Server connectivity (Connectivité serveur) = Direct EMR Connection (Connexion EMR directe).  b. Host IP (IP hôte) est sélectionné.

Problème	Cause possible	Action recommandée
		<p>c. L'adresse correcte apparaît dans le champ Host Address (Adresse d'hôte) (FQDN ou adresse IP).</p> <p>d. Le port approprié apparaît dans le champ Host Port (Port hôte).</p>
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
	Votre pare-feu réseau bloque le port TCP utilisé pour la connexion hôte HL7	Vérifiez que le port hôte TCP du réseau est ouvert.
	Impossible d'accéder au chemin d'accès au serveur EMR	Vérifiez la topologie du réseau pour vous assurer qu'il existe un chemin valide entre l'appareil et le serveur EMR.
Échec Active Directory « Test network connection » (« Tester la connexion réseau » Active Directory)	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur Active Directory correctement configurée	<p>Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings &gt; Advanced &gt; Network &gt; Active Directory (Paramètres &gt; Avancé &gt; Réseau &gt; Active Directory :</p> <p>a. « Enable Active Directory » (Activer Active Directory) est sélectionné.</p> <p>b. Le nom de domaine approprié apparaît dans le champ « Domain Name » (Nom de domaine).</p> <p>c. Le nom de groupe approprié apparaît dans le champ « Group » (Groupe).</p> <p>d. Vous utilisez le bon Clinician ID type (Type d'ID de médecin), il correspond à ce que vous scannez et le médecin se trouve dans Active Directory.</p> <p>e. Vous utilisez le bon Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification).</p>

Problème	Cause possible	Action recommandée
		f. Vous utilisez le bon Authentication password (Mot de passe d'authentification).
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
	Le chemin d'accès au serveur Active Directory ne peut pas être atteint	Vérifiez la topologie du réseau pour vous assurer qu'il existe un chemin valide entre l'appareil et le serveur Active Directory.
La date/heure sur l'appareil est incorrecte	Le fuseau horaire n'est pas configuré correctement	Vérifiez que la configuration du fuseau horaire de l'appareil est réglée sur le bon fuseau horaire.
	Le réglage DST n'est pas configuré correctement	Configurez le paramètre DST de manière appropriée (activez ou désactivez le réglage DST en fonction de l'emplacement).
	L'appareil synchronise l'heure avec une source différente de celle du reste du réseau	Configurez l'appareil pour configurer sa date et son heure sur la même source que le reste du réseau.
Échec pour identifier un patient	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur HL7 correctement configurée	<p>Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings &gt; Advanced &gt; Network &gt; Server (Paramètres &gt; Avancé &gt; Réseau &gt; Serveur) :</p> <p>a. « Server connectivity » (Connectivité serveur) = Direct EMR Connection (Connexion EMR directe).</p> <p>b. « Host IP » (IP hôte) est sélectionné.</p> <p>c. L'adresse correcte apparaît dans le champ « Host Address » (Adresse d'hôte) (FQDN ou adresse IP).</p> <p>d. Le port approprié apparaît dans le champ « Host Port » (Port hôte).</p>

Problème	Cause possible	Action recommandée
	L'ID du patient scanné ne représente pas le bon code-barres	Vérifiez que l'ID du patient scanné représente un code-barres d'ID patient valide.
	L'ID patient scanné est introuvable dans la base de données hôte contenant le recensement du patient	Vérifiez que l'ID patient scanné se trouve dans la base de données hôte.
	L'hôte HL7 n'est pas correctement configuré pour recevoir les demandes de requête de recensement	Vérifiez que l'hôte est configuré pour recevoir des demandes de requêtes de recensement sur le port configuré.
	Votre pare-feu réseau bloque le port TCP utilisé pour la connexion hôte HL7	Vérifiez que le port hôte TCP du réseau est ouvert.
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
Échec de l'authentification d'un utilisateur	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'ID de médecin scanné ne représente pas le bon code-barres	Vérifiez que le Clinician ID (ID de médecin) scanné représente un code-barres valide.
	Le Clinician ID (ID de médecin) scanné ne figure pas dans la base de données d'authentification des utilisateurs	Vérifiez que le Clinician ID (ID de médecin) scanné se trouve dans la base de données d'authentification des utilisateurs.
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur Active Directory correctement configurée	Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings > Advanced > Network > Active Directory (Paramètres > Avancé > Réseau > Active Directory : a. « Enable Active Directory » (Activer Active Directory) est sélectionné. b. Le nom de domaine approprié apparaît dans le champ « Domain Name » (Nom de domaine).

Problème	Cause possible	Action recommandée
		<p>c. Le nom de groupe approprié apparaît dans le champ « Group » (Groupe).</p> <p>d. Vous utilisez le bon Clinician ID type (Type d'ID de médecin), il correspond à ce que vous scannez et le médecin se trouve dans Active Directory.</p> <p>e. Vous utilisez le bon Authentication user name (Nom d'utilisateur d'authentification).</p>
	L'ID d'utilisateur saisi n'est pas valide	Vérifiez que l'ID d'utilisateur saisi est correct et qu'il est valide dans l'Active Directory.
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
Échec de l'envoi des paramètres vitaux	L'appareil n'est pas connecté à un réseau et ne possède donc pas d'adresse IP	Vérifiez que l'appareil dispose d'une adresse IP : Settings > Advanced > IP address (Paramètres > Avancé > Adresse IP).
	L'appareil ne dispose pas d'une connexion au serveur HL7 correctement configurée	<p>Vérifiez la configuration du serveur sur l'appareil : Settings &gt; Advanced &gt; Network &gt; Server (Paramètres &gt; Avancé &gt; Réseau &gt; Serveur) :</p> <p>a. Server connectivity (Connectivité serveur) = Direct EMR Connection (Connexion EMR directe).</p> <p>b. Host IP (IP hôte) est sélectionné.</p> <p>c. L'adresse correcte apparaît dans le champ Host Address (Adresse d'hôte) (FQDN ou adresse IP).</p> <p>d. Le port approprié apparaît dans le champ Host Port (Port hôte).</p>
	Votre pare-feu réseau bloque le port TCP utilisé pour la connexion hôte HL7	Vérifiez que le port hôte TCP du réseau est ouvert.
	Échec de l'authentification du serveur	Chargez le Root Certificate (Certificat racine) approprié sur



Problème	Cause possible	Action recommandée
		le serveur et le CA Root Certificate (Certificat racine de CA) approprié dans l'appareil à l'aide des outils de configuration de l'appareil.
	Les données personnalisées configurées ne peuvent pas être importées dans l'EMR	Vérifiez la configuration des données personnalisées et assurez-vous que les champs destinés à l'EMR correspondent aux attentes de l'EMR.
	La réponse de l'EMR ne correspond pas à l'interface de l'appareil	Vérifiez la réponse de l'EMR à la spécification d'interface HL7 de l'appareil.
	L'EMR a rejeté le Clinician ID (ID de médecin)	Vérifiez que le Clinician ID (ID de médecin) envoyé par l'appareil représente un Clinician ID (ID de médecin) valide pour l'EMR.
	L'EMR ou le moteur d'interface est hors service	Appelez votre administrateur système ou d'EMR.
	Les données ont été rejetées pour l'une des raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Patient ID (ID patient) introuvable</li> <li>• Clinician ID (ID de médecin) introuvable</li> <li>• date/heure des paramètres vitaux dans le futur</li> <li>• l'appareil a reçu une notification de « message timeout » (délai d'attente de message)</li> </ul>	Vérifiez l'EMR ou les journaux de messages du moteur d'interface pour déterminer la cause principale.




## Identification du moniteur et des sous-systèmes

Cette explication sur l'étiquetage du moniteur est fournie pour vous aider à identifier ces pièces par numéro de série. Les numéros de référence figurant sur les étiquettes sont internes. Ils ne se trouveront pas dans la liste des unités remplaçables sur site incluses dans ce manuel.

Il est possible que les futures révisions d'une pièce ne soient pas toujours rétrocompatibles avec une pièce existante. Pour déterminer la pièce de rechange appropriée pour l'unité, précisez toujours le numéro de série et le modèle lors de la commande.

### Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur

Le numéro de série et le numéro de modèle se trouvent sur une étiquette sur le boîtier arrière.



#### Numéro de série et code de format

Numéro de série	MMMMXXXWWYY
MMMM	Usine de fabrication
XXXX	Numéro séquentiel
WW	Semaine de fabrication
YY	Année de fabrication

## Étiquette de numéro de série et de modèle du moniteur

### Étiquettes de la carte à circuit imprimé et des options internes

Identifiant de la plate-forme PCBA	XXXXXX BOM Y DWG Z
XXXXXX	Référence Welch Allyn
Y	Révision de la nomenclature
Z	Version du plan de montage issue de la version actuelle

### Étiquettes de la carte à circuit imprimé et des options internes

Numéro de série	XXXXWWYYID
XXXX	Numéro séquentiel
WW	Semaine de fabrication
YY	Année de fabrication
ID	Identifiant unique du fournisseur

## Format et code du numéro de modèle

### Configuration du modèle



**REMARQUE** Certains numéros de modèle et fonctionnalités décrites dans ce document pourraient ne pas être disponibles dans votre pays. Pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits et fonctionnalités, contactez le service à la clientèle Hillrom.



**REMARQUE** Pour découvrir plus d'options de configuration, y compris les accessoires approuvés, consultez la liste des accessoires dans le mode d'emploi qui se trouve sur le CD de documentation utilisateur ou accédez au site Web <https://direct.hill-rom.com/hillromUS/en>.




**REMARQUE** Si des options ont été ajoutées à l'appareil, la configuration réelle ne correspondra pas à la description du modèle.

L'appareil dispose de plusieurs configurations. Le tableau suivant permet de déterminer les configurations des modèles 7100, 7300, 7400 et 7500. Certaines configurations peuvent ne pas être disponibles. Les numéros de modèles comprennent un élément de chaque colonne.

**Exemples :** 75CE-B (Amérique du Nord) ; 71XE-4 (Royaume-Uni)

Modèle	Paramètre		Cordon d'alimentation
	SpO2	Température	
<b>71</b> = série 7100 Value	<b>W</b> = Nonin <b>X</b> = Vide / Aucun	<b>E</b> = Braun ThermoScan PRO 6000 IR <b>T</b> = SureTemp Plus <b>X</b> = Vide / Aucun	<b>A</b> = Danemark <b>B</b> = Amérique du Nord <b>C</b> = Chine <b>G</b> = Argentine
<b>73</b> = série 7300 BlueTooth	<b>C</b> = Covidien / Nellcor <b>M</b> = Masimo <b>R</b> = Masimo SpO2/RRp <b>W</b> = Nonin <b>X</b> = Vide / Aucun	<b>E</b> = Braun ThermoScan PRO 6000 IR <b>T</b> = SureTemp Plus <b>X</b> = Vide / Aucun	<b>K</b> = Corée du Sud <b>N</b> = Inde/EAU <b>P</b> = Thaïlande <b>T</b> = Taiwan <b>Y</b> = Italie <b>Z</b> = Brésil <b>2</b> = Europe <b>3</b> = Israël <b>4</b> = Royaume-Uni <b>5</b> = Suisse <b>6</b> = Australie / Nouvelle-Zélande <b>7</b> = Afrique du Sud
<b>74</b> = série 7400 compatible WiFi	<b>C</b> = Covidien / Nellcor <b>M</b> = Masimo <b>R</b> = Masimo SpO2/RRp <b>W</b> = Nonin	<b>E</b> = Braun ThermoScan PRO 6000 IR <b>T</b> = SureTemp Plus <b>X</b> = Vide / Aucun	
<b>75</b> = série 7500 WiFi	<b>C</b> = Covidien / Nellcor <b>M</b> = Masimo <b>R</b> = Masimo SpO2/RRp <b>W</b> = Nonin	<b>E</b> = Braun ThermoScan PRO 6000 IR <b>T</b> = SureTemp Plus <b>X</b> = Vide / Aucun	

Schéma d'interconnexion



## Trousse à outils d'entretien et de maintenance

### Moniteur Connex Spot

Voici la liste des outils et des appareils de contrôle requis pour procéder à la vérification fonctionnelle de base, à la vérification fonctionnelle complète et à l'étalonnage, à l'entretien et à la maintenance du moniteur Connex Spot de Welch Allyn. Consultez le manuel d'entretien de l'appareil pour obtenir des instructions détaillées à ce propos.



**REMARQUE** Les outils et les appareils de contrôle doivent être immédiatement disponibles pour dispenser une formation sur l'entretien technique Welch Allyn pour cet appareil.

Référence	Description	Qté	Utilisation	
			Complète	De base
Équipement de contrôle général				
106270	Boîte test de service	1	X	
106275	Câble micro USB	1	X	
S/O	Routeur sans fil, a/b/g ou équivalent	1	X	
S/O	Câble Ethernet	1	X	
S/O	PC fonctionnant sous Windows 10	1	X	X
Téléchargement Web	Outil d'entretien Welch Allyn	1	X	X
1001120	Outil d'entretien Welch Allyn, licence Gold	1	X	
Test de la PNI				
407672	Dispositif de remise en état du volume de test BP 113670	1	X	X
S/O	Manomètre (au moins deux points décimaux et précision de ± 0,5 mmHg)	1	X	X
S/O	Tube en Y du tensiomètre	1	X	X

Référence	Description	Qté	Utilisation	
			Complète	De base
6000-30	Tuyau du tensiomètre 1 tube, 1,5 m	1	X	X
4500-30	Tuyau du tensiomètre, 1,5 m	1	X	
620216	Raccord « Y » 1/8 x 1/8 x 1/8	1	X	X
<b>Test de configuration SpO2</b>				
S/O	Simulateur de SpO2	1	X	X
DOC-10	Câble d'extension Nellcor SpO2	1	X	X
<b>Test de configuration SureTemp Plus</b>				
06138-000	Clé d'étalonnage (CAL), assemblage, M690/692	1	X	X
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	X	
<b>Test de configuration Braun ThermoScan PRO 6000</b>				
01802-110	Testeur, étalonnage, 9600 Plus	3	X	
<b>Remarques :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les articles avec la mention « S/O » dans la colonne Material no. (Référence) sont des outils et des équipements OEM ou standard non disponibles auprès de Welch Allyn. Les autres articles sont disponibles auprès de Welch Allyn ou de l'un de ses distributeurs.</li> <li>Tous les articles cochés dans la colonne Full (Complète) sont requis pour procéder à la vérification fonctionnelle complète et à l'étalonnage. Le logiciel de l'outil d'entretien Welch Allyn et une licence active Gold sont également requis pour effectuer ces contrôles. La licence Gold est obtenue à l'issue de la formation sur l'entretien technique Welch Allyn.</li> <li>Tous les articles cochés dans la colonne Basic (De base) sont requis pour procéder à la vérification fonctionnelle de base. L'édition sans licence standard du logiciel de l'outil d'entretien Welch Allyn permet d'effectuer des contrôles de la PNI et des mises à niveau / mises à jour logicielles.</li> </ul>				

## Outils divers

- Tournevis Phillips n° 1
- Tournevis Torx T-10
- Clé hexagonale de 3 mm



## Configuration du logiciel d'entretien

Composant d'entretien Welch Allyn installé	Nom du domaine du réseau sortant requis IP address (Adresse IP) Port	Description de la fonction d'entretien
Outil d'entretien Welch Allyn (via le service Windows appelé PartnerConnect)	servicehub.iot.hillrom.com/ IP : 52.224.38.138 Port HTTP/HTTPS : 443	Entrant : utilisé par les clients pour recevoir les mises à niveau du logiciel/micrologiciel de l'appareil.  Sortant : utilisé par les clients pour envoyer des informations sur l'entretien de l'appareil.
	IP : 12.38.86.181 Port TCP : 5094	Permet d'activer l'outil d'entretien et d'activer les licences des fonctions de l'appareil.  (Cette adresse IP ne répond pas au « ping ».)
Logiciel PartnerConnect	servicehub.iot.hillrom.com IP : 52.224.38.138 Port HTTP/HTTPS : 443	Utilisé par les clients pour recevoir de la part de Cumulocity les mises à niveau du logiciel/micrologiciel de l'appareil.
Serveur Connex (via le service Windows appelé PartnerConnect)	partnerconnect.iot.hillrom.com IP : 52.224.38.138 Port HTTP/HTTPS : 443 servicehub.iot.hillrom.com	Entrant : utilisé par les clients pour recevoir les mises à niveau du logiciel/micrologiciel de l'appareil.  Sortant : utilisé par les clients pour envoyer des informations sur l'entretien de l'appareil.
Hôte Teamviewer	IP : plusieurs en fonction de l'emplacement géographique Port TCP par défaut : 80/443 (peut être configuré pour utiliser le port TCP 5938)	Utilisé par le personnel d'entretien Welch Allyn pour accéder à la machine d'un client (avec son consentement/autorisation) afin de résoudre les problèmes de l'appareil.
Centre de service (Service hub) Welch Allyn	servicehub.iot.hillrom.com IP : 40.76.153.225 (entrant) IP : 52.224.38.138 (sortant) Port HTTP/HTTPS : 443	Utilisé par les clients pour afficher l'état de leurs appareils et déployer les mises à niveau du micrologiciel et les configurations des appareils. Un compte doit être créé au préalable pour le portail.

Composant d'entretien Welch Allyn installé	Nom du domaine du réseau sortant requis IP address (Adresse IP) Port	Description de la fonction d'entretien
-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

---

Types de fichiers sortants	.log, .xml, .zip, .txt
----------------------------	------------------------

---

Types de fichiers entrants	.tar.gz, .tar, .seq, .wsf, .pim, .xml, *.txt, *.pdf
----------------------------	--------------------------------------------------------

---

## Fiche d'entretien

Date :	Heure :
Nom de l'appareil :	Numéro de série :
Technicien :	Version de l'outil d'entretien :

## Tests de la PNI

### Test de fuite

Spécification	Mesure réelle	Réussite	Échec
Max : 5			

### Test de surpression

Mode	Spécification	Mesure réelle
Mode adulte :	280 .... 329	
Mode nouveau-né :	130 .... 164	

## Vérification de la précision de la PNI

Pression cible $\pm 5$ mmHg	Manomètre	Outil d'entretien	Spécification	Réussite	Échec
0 mmHg	mmHg	mmHg	$\pm 1$ mmHg		
50 mmHg	mmHg	mmHg	$\pm 3$ mmHg		

150 mmHg	mmHg	mmHg	± 3 mmHg
250 mmHg	mmHg	mmHg	± 3 mmHg

## Tests de SpO2tests

### Tests de Masimo SpO2

Test	Spécification	Mesure réelle	Réussite	Échec
Fréquence cardiaque SpO2 61 bpm	Fréquence de pouls 61 ± 1 bpm 59 à 61 bpm	bpm		
Saturation SpO2 80 %	Saturation 80 % ± 3 % 78 à 84 %	%		

### Nonin ou Nellcor SpO2 et test de fréquence de pouls

Test	Spécification	Mesure réelle	Réussite	Échec
Fréquence de pouls SpO2pulse rate 60 bpm	Fréquence de pouls 60 ± 1 bpm 59 à 61 bpm	bpm		
Saturation du sang artériel en oxygène SpO2 90 %	Saturation 90 % ± 1 89 à 91 %	%		

## Tests de thermométrie

### Test de température avec la clé d'étalonnage pour SureTemp Plus

Test de température	Spécification ± 0,2 °F (± 0,1 °C)	Mesure réelle	Réussite	Échec
97,3 °F (36,3 °C)	97,1 à 97,5 °F	36,2 à 36,4 °C	°F ou °C	

## Test du module de thermométrie SureTemp Plus

Température testée	Spécification $\pm 0,2$ °F ( $\pm 0,1$ °C)		Mesure réelle	Réussite	Échec
96,8 °F (36,0 °C)	96,6 °F à 97,0 °F	35,9 °C à 36,1 °C	°F ou °C		
101,3 °F (38,5 °C)	101,1 °F à 101,5 °F	38,4 °C à 38,6 °C	°F ou °C		
105,8 °F (41,0 °C)	105,6 °F à 106,0 °F	40,9 °C à 41,1 °C	°F ou °C		

## Test du thermomètre Braun ThermoScan PRO 6000

Température testée	Spécification $\pm 0,2$ °C		Mesure réelle	Réussite	Échec
96,8 °F (36,0 °C)	96,4 °F à 97,2 °F	35,8 °C à 36,2 °C	°F ou °C		
101,3 °F (38,5 °C)	100,9 °F à 101,7 °F	38,3 °C à 38,7 °C	°F ou °C		
105,8 °F (41,0 °C)	105,4 °F à 106,2 °F	40,8 °C à 41,2 °C	°F ou °C		

