

# Lit Ampera™

Des performances fiables pour tous les environnements de soins



Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**



## Des soins optimaux

Les établissements de santé doivent relever les défis liés à l'administration de soins de qualité, tout en préservant la dignité des patients/résidents. Ils nécessitent des produits dont la conception est flexible. Ceux-ci doivent pouvoir être associés et configurés de manière à fournir des solutions permettant de réduire le risque de chutes et de blessures professionnelles, et d'améliorer la mobilité des résidents.

En outre, les contraintes financières auxquelles ils font face les obligent à rechercher le meilleur rapport qualité-prix afin de respecter le budget imposé. Ces établissements doivent avoir le choix lorsqu'il est question d'investir dans un nouvel équipement.

La gamme de lits Ampera de Hill-Rom répond aux besoins essentiels des établissements de santé actuels. Offrant des fonctionnalités avancées en matière de mobilisation des patients/résidents et de sécurité, la gamme Ampera propose un grand choix de lits qui aideront le personnel soignant à fournir des soins optimaux.



Style



Classic



Select



# Mobilisation en toute sécurité et dignité

Le lit Ampera intègre la fonction brevetée **Mémorisation de la hauteur variable** (disponible pour les configurations Style et Select) qui permet de mémoriser la hauteur idéale du lit pour un individu. En outre, la **position de sortie de lit à commande unique** facilite le passage du patient/résident en position assise sur le côté, à la hauteur mémorisée. La sortie du lit se fait ainsi de manière plus sécurisée et plus confortable.

Des fonctions, comme **AutoContour™ intelligent** associé au **relève-buste**, sont conçues pour minimiser le déplacement du patient/résident dans le lit et améliorer son confort, tout en permettant de réduire la pression sur la section abdominale pour faciliter la respiration.

Les configurations Style et Select d'Ampera proposent également des **poignées de préhension rétractables disponibles en option**, qui peuvent être soulevées en un mouvement et bloquées pour fournir un appui au patient/résident à la sortie du lit. Les poignées peuvent être rétractées et rangées facilement lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

La configuration Select d'Ampera comporte également la **fonction EasyChair™ à commande unique** qui permet au patient/résident de s'asseoir sans effort dans le lit.



Position de sortie de lit à commande unique



Poignées de préhension faciles à installer



EasyChair

# La sécurité du patient et du résident avant tout

Les chutes peuvent être à l'origine d'une perte d'autonomie mais peuvent également avoir d'autres conséquences pour les établissements de soins comme pour les patients/résidents. Le lit Ampera a été conçu pour aider les soignants à empêcher toute chute des patients/résidents.

Ce lit polyvalent peut être abaissé en position de repos de 35 cm\* pour minimiser le risque de chute. Il peut aussi être relevé à une hauteur de travail stable de 77 cm\* afin de garantir une position sécurisée et ergonomique pour les soignants. En position la plus basse, la proximité du lit avec le sol peut apporter une plus grande sensation de sécurité aux patients/résidents chez qui le risque de chute est élevé et permet de réduire la gravité en cas de chute.



*Barrières latérales pleine longueur en bois disponibles en option*



La configuration Select d'Ampera comprend une **veilleuse de nuit intelligente** qui indique aux soignants lorsque le lit est en position la plus basse (vert) ou en dehors de sa position la plus basse (orange). Elle aide également les patients/résidents à s'orienter la nuit.

La configuration Select d'Ampera intègre également un **alarme de frein** et toutes les configurations offrent un **freinage centralisé** sur quatre roulettes pour optimiser la sécurité des patients/résidents.



## Sécurité et efficacité des soignants

### Manœuvrabilité accrue grâce à une conception ergonomique optimisée

La conception ergonomique d'Ampera associe un poids léger à une grande stabilité, réduisant ainsi les efforts nécessaires pour transporter le lit, et prévenant ainsi le risque de blessures pour les soignants.

- Grâce aux **roulettes de 150 mm** disponibles en option, les soignants peuvent manœuvrer aisément le lit
- Les fonctions directionnelles sont facilitées grâce à la **roulette directionnelle** qui permet de déplacer le lit dans la direction appropriée
- En position surélevée, la pédale de **freinage multi-fonctionnelle** sert également à contrôler la roulette directionnelle



## Mobilisation sécurisée pour les soignants avec Liko™

Grâce à nos systèmes de lits innovants associés aux lève-personnes Liko (produit Hill-Rom), et utilisés dans le cadre de programmes de mobilisation structurée et de prévention des chutes, les soignants peuvent mobiliser les patients et les résidents facilement, plus fréquemment et en toute sécurité, tout en réduisant leur risque de blessures. Le lit Ampera et les lève-personnes mobiles et plafonniers Liko favorisent une mobilité en toute autonomie et des soins plus humains.

# Conçu pour vous offrir le choix

Le lit Ampera existe en trois configurations distinctes, chacune comportant plusieurs options correspondantes, et associe des fonctions de soins essentielles à un style épuré pour renforcer le confort et le bien-être des patients/résidents.



## Configuration Classic d'Ampera

- **L'absence de barrières latérales** se traduit par une autonomie accrue pour les patients/résidents et une ambiance agréable comme à la maison
- La **charge maximale de sécurité de 220 kg** permet d'accueillir un plus grand nombre de patients/résidents
- Le **freinage centralisé sur quatre roulettes** garantit une sécurité maximale pour les patients/résidents



## Configuration Style d'Ampera

*(comprend toutes les fonctionnalités/fonctions de la configuration Classic d'Ampera et les fonctionnalités supplémentaires ci-dessous)*

- La **fonction brevetée de mémorisation de la hauteur variable** garantit une hauteur accessible et facilement pré-programmable pour la sortie du lit des patients/résidents
- La **position de sortie du lit** contribue à favoriser la mobilité des patients/résidents, en toute dignité
- Les **barrières 3/4** intègrent un **dispositif de verrouillage double** pour éviter tout abaissement inopiné. Elles sont également dotées de protections qui peuvent absorber les chocs liés aux impacts indésirables
- Les **poignées de préhension disponibles en option** permettent une sortie de lit plus facile et plus sécurisée



## Configuration Select d'Ampera


*(comprend toutes les fonctionnalités/fonctions de la configuration Style d'Ampera et les fonctionnalités supplémentaires ci-dessous)*

- La **veilleuse de nuit intelligente** apporte une sensation de sécurité tout en minimisant la désorientation pendant la nuit
- La **fonction EasyChair** permet aux patients/résidents d'adopter une position assise par simple pression d'un bouton
- La **rallonge de lit et le porte-couverture en option** facilitent le travail des soignants au quotidien



## Total Room Solution™ de Hill-Rom

Hill-Rom propose une solution entièrement intégrée à la pièce permettant de réaliser des soins sûrs, dans le confort et la dignité. Les lève-personnes Liko sont compatibles avec les lits Hill-Rom pour aider les patients/résidents et les soignants à répondre aux enjeux de la mobilité. Notre gamme de mobilier permet d'associer de manière fonctionnelle et flexible chaque lit à des chevets, des tables à manger au lit, des armoires, des commodes, des bureaux, des chaises, des appliques et des étagères murales.



Hill-Rom® Service  
You care for your patients, we care for your products

## Service

Hill-Rom Service - un fournisseur unique pour répondre à tous vos besoins

Pour optimiser les performances de nos produits sur toute leur durée de vie, nous intégrons les paramètres de maintenance et ce dès l'étape de recherche et développement. En tant que fournisseur dédié, nous vous aidons à améliorer la productivité et l'efficacité en optimisant l'entretien de votre équipement. Cela permet ainsi de réduire les temps d'immobilisation et les coûts de réparation, tout en assurant le respect des réglementations ainsi que des exigences réglementaires et de qualité.

Hill-Rom propose une large gamme de services professionnels, effectués par des techniciens certifiés, afin de répondre à vos exigences en matière d'entretien.

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **chaque jour, à travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les soignants.**



Hill-Rom est convaincu que la mobilisation précoce des personnes et le fait de les aider à retrouver leur autonomie améliore leur qualité de vie à l'hôpital et au domicile.

Le lit médical Ampera est destiné à être utilisé lors de soins médicaux pour des patients pesant  $\geq 40$  kg, mesurant  $\geq 146$  cm et présentant un IMC  $\geq 17$  en résidences médicalisées et en maisons de retraite.

Classe I

Fabricant : Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner France

Cet appareil médical est un produit de santé réglementé qui, conformément à ladite réglementation, porte un marquage CE. Pour plus d'information, Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des produits qui se trouvent dans les documents accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. n° : 5FR138301-03, 14 juillet 2017

Certains produits/options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur nos produits et services, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante:

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

**Hill-Rom**