

Lit d'accouchement Affinity™ Four

Accouchement en toute sécurité



Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

L'association parfaite de la sécurité et de la facilité d'utilisation



Pendant le travail et l'accouchement, chaque seconde compte. Les soignants doivent être capables de réagir rapidement et facilement, en particulier en cas d'urgence.

Le lit d'accouchement Affinity Four relève le défi d'un lit d'accouchement fiable, qui fonctionne avec facilité au sein de l'environnement le plus exigeant. Avec la fonction **Stow and Go™** du lit Affinity Four, vous pouvez simplement glisser le relèvement-jambes intégré sous le lit pendant l'accouchement, puis le remettre en place une fois terminé. Si, à l'inverse, vous choisissez la version Lift-Off ergonomique, placez simplement le relèvement-jambes sur le socle intégré.



Poignées de transport ergonomiques et tiges porte-sérum fixes intégrées.

Conçu pour rendre chaque instant rapide et facile

Moins de temps, moins de problèmes

Pendant le travail et l'accouchement, le temps du personnel est limité. Les soignants ne peuvent souvent pas se permettre de prendre même quelques minutes pour chercher un équipement, une prise de courant ou pour utiliser des commandes compliquées. Le lit Affinity Four est conçu pour aider les soignants à faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés tous les jours.



- Le relève-jambes **Stow and Go** se glisse et se range sous le lit (aucun levage requis). Le relève-jambes se remet facilement en place, tout en évitant les fixations défectueuses ou une gêne avec les draps.
- Grâce à la **batterie de secours**, les soignants peuvent utiliser toutes les fonctionnalités du lit, y compris le changement de hauteur et le changement de positions, lorsque le lit est loin d'une prise de courant, ce qui réduit le temps entre « la décision et l'action » dans des situations critiques.
- La **déclive assistée par un vérin à gaz** permet de réduire immédiatement l'ajustement du relève-buste à 8 degrés.
- Le déverrouillage des barrières **OneStep** offre une espace de transfert nul pour un transfert des parturientes facile et en toute sécurité.
- Le **design optimisé** du lit, avec la possibilité de ranger tous les équipements à l'intérieur du périmètre (au lieu de dépasser), protège les soignants lorsqu'ils se déplacent autour de la parturiente.





La conception flexible s'adapte à différentes positions de travail

L'expérience de travail et d'accouchement diffère d'une parturiente à l'autre. Le processus peut être long pour certaines femmes et très rapide pour d'autres. La conception flexible du lit Affinity Four permet aux femmes de choisir entre plusieurs positions et s'adapte aux différentes étapes et à l'intensité du travail, favorisant ainsi la progression du travail.

Les fonctions clés favorisant la progression du travail incluent :

- La possibilité d'abaisser le relève-jambes du lit pour s'adapter à la position assise, et régler la position des mains et des genoux
- Le repose-mollets du lit d'accouchement permet de garder la jambe du dessus en hauteur pour la position couchée sur le côté
- La barre de travail peut être utilisée pour la position assise/accroupie, mais aussi pour la position tir à la corde
- La polyvalence du lit d'accouchement Affinity Four favorise le processus du travail, qu'il ait lieu dans un hôpital ou dans un centre de naissance

Travail progressif

à l'aide du lit d'accouchement Affinity Four



Assise



À quatre pattes



Sur le côté



Accroupie



Tir à la corde



Semi-assise

Offre des fonctions de sécurité au chevet de la parturiente

Sécurité et confort

Hill-Rom a conçu chaque détail du lit d'accouchement Affinity Four pour rendre l'accouchement plus sûr, à la fois pour les soignants et pour les parturientes.

- La position du **relève-jambes** se verrouille correctement et facilement.
- Les **repose-mollets EasyGlide** pivotent dans la bonne position et se verrouillent à l'aide d'un seul levier, ce qui leur permet de rester bien en place.
- La **déclive**, avec des ressorts et des joints améliorés, permet à une seule personne de réaliser facilement un abaissement et un levage.
- Les **coussins d'air gonflables disponibles en option** situés sur l'assise et le dossier permettent de ne pas avoir à repositionner la parturiente.
- Les **quatre roulettes à double verrouillage** permettent de garder le lit en place.
- Le **matelas avec une couche de redistribution de la pression en mousse Hill-Rom, disponible en option**, offre un grand confort, notamment au niveau de la zone sensible de l'assise.
- L'**inclinaison automatique de la zone du pelvis et le matelas optionnel avec coupe en v** offrent un meilleur accès à la parturiente pendant l'accouchement.



Un **relève-jambes Lift-Off** optionnel est disponible. Léger et facile à manipuler, le relève-jambes peut être rangé sur un socle intégré.



Les **repose-mollets EasyGlide** sont plus grands, avec un levier de commande robuste qui peut être actionné depuis n'importe quel angle et d'une seule main.



L'**inclinaison automatique de la zone du pelvis de 15 degrés** aide la parturiente à rester en place pendant le travail et améliore le positionnement pendant l'accouchement.



Les **poignées et les barrières latérales conviviales** permettent à la parturiente de se lever et de se déplacer plus facilement.

Caractéristiques techniques

Charge maximale de sécurité 227 kg

Poids maximal de la parturiente 213 kg

Longueur du lit 234 cm

Largeur du lit

Barrières relevées 99 cm

Barrières abaissées 91 cm

Hauteur du lit

Basse (avec matelas) 56 cm

Haute (sans matelas) 97 cm

Hauteur maximum de l'assise en décline 102 cm

Matelas

Longueur 198 cm

Largeur 89 cm

Épaisseur (relève-buste) 12,7 cm

Épaisseur (relève-jambes) 8,9 cm

Angles critiques

Soulèvement de la tête maximum 63°

Soulèvement de l'assise maximum 15°

Soulèvement en décline maximum 8°

Capacité de levage maximum

Lit 227 kg

Relève-jambes 181 kg

Roulettes 15 cm

Poids du lit

Lift-Off 217 kg

Stow and Go 232 kg

Numéro de produit P3700 E

Fonctionnalités supplémentaires

Fonctionnalités standard

- Batterie de secours
- Veilleuse de nuit automatique
- Relève-jambes Lift-Off ou Stow and Go
- Inclinaison automatique de l'assise
- Surface avec coupe en v ou droite
- 4 roulettes à verrouillage
- Cuvette
- Frein et guidage centralisés
- Commande CPR instantanée
- Commande et indicateur de verrouillage
- Poignées de travail
- Déverrouillage des barrières OneStep
- Décline
- Repose-pieds

Accessoires

- Écran d'anesthésie
- Système ISS
- Barre de travail
- Repose-mollets (fixés)
- Porte-bouteille d'oxygène
- Repose-mollets (télescopiques)
- Télécommande
- Draps jetables
- Tige porte-sérum fixe
- Supports pour poches urinaires
- Draps
- Soutiens de jambe entière (fixés)
- Housse (relève-jambes)
- Soutiens de jambe entière (télescopiques)
- Housse (relève-buste)

Options

- Système d'alimentation en air
- Choix varié de têtes de lit en bois
- Contrôle de transmission des données Sidecom™*
- Matelas avec couche de redistribution de la pression en mousse
- Poignées de transport ergonomiques avec support de potence TPS intégré
- Gestion de tubulures intégrée
- Tiges porte-sérum fixes intégrées

Hill-Rom est une entreprise de technologie médicale mondiale, leader sur le marché, qui emploie plus de 10 000 salariés dans le monde. Nous travaillons en étroite collaboration avec des professionnels de la santé dans plus de 100 pays et pour tous les environnements de soins. Nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Surveillance et diagnostic patient, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Les employés, les produits et les programmes de Hill-Rom n'ont qu'un seul objectif : **Chaque jour, à travers le monde, nous améliorons les résultats pour les patients et les soignants.**



Hill-Rom est convaincu que la mobilisation précoce des personnes pour les aider à retrouver leur autonomie améliore leur qualité de vie à l'hôpital et au domicile.

Le lit d'accouchement Affinity Four est conçu pour les femmes en âge de procréer dans un environnement spécialisé dans le travail, l'accouchement et le rétablissement (LDR) ou dans le travail, l'accouchement, le rétablissement et la période postnatale (LDRP) au sein du marché du travail et de l'accouchement pour les soins de court séjour.

Classe I

Fabricant : Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - États-Unis

Représentant en Europe : Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - France

Ces appareils médicaux sont des produits de santé réglementés qui, conformément à ladite réglementation, portent un marquage CE. Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des appareils, qui se trouvent dans les documents accompagnant les appareils médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Doc. n° : 5FR137303-04, 24 juillet 2017

Certains produits/certaines options ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur ce produit ou sur un service, contactez votre représentant Hill-Rom local ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom