

Fauteuil - Anatomie

Facilite les déplacements, améliore le confort et la sécurité



Caractéristiques et avantages

- S'adapte à la morphologie de chaque patient/résident pour améliorer le confort, notamment lors des transferts
- La conception ergonomique améliore le confort du patient et facilite la maniabilité pour le soignant
- Les coussins détachables de l'assise et du dossier facilitent le nettoyage du fauteuil
- Les accoudoirs à hauteur ajustable et le repose-tête rétractable améliorent le confort et la sécurité du patient/résident
- Le repose-pieds rétractables améliorent le confort d'assise
- Les multiples supports et crochets pour accessoires offrent de la flexibilité lors de l'utilisation d'accessoires

Fauteuil - Anatome



Appui-tête



Coussin confort



Tablette



Tige porte-sérum

Caractéristiques techniques

Modèle SM647B

Hauteur	1 500 mm
Hauteur de l'assise (hydraulique)	495 - 715 mm
Largeur (avec accoudoirs)	680 mm
Profondeur (avec repose-pieds)	1 090 mm
Poids	58 kg
Charge maximale	135 kg

Matériaux

Châssis	Métal soudé recouvert de résine époxyde
Accoudoirs	Polyuréthane
Revêtement	Mélange polyester-coton enduit

Roulettes

standard	4 x 125 mm simple-galet avec frein central
en option	4 x 125 mm double-galets avec frein central

Revêtements

voir la fiche des coloris de tissu enduit

Accessoires

- appui-tête
- coussin confort
- tablette
- tige porte-sérum télescopique (4 crochets)

Hill-Rom est l'entreprise de technologie médicale mondiale leader sur le marché, présente dans plus de 100 pays et employant plus de 10 000 salariés. Travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, nous nous focalisons sur les solutions de soins aux patients qui permettent d'obtenir de meilleurs résultats cliniques et économiques dans cinq domaines clés : **Amélioration de la mobilité, Traitement et prévention des plaies, Flux d'informations cliniques, Sécurité et efficacité chirurgicales et Traitement et prévention des complications respiratoires.** Les salariés, les programmes et les marques de produits de Hill-Rom convergent vers une mission : **Chaque jour, partout dans le monde, nous améliorons les résultats pour nos patients et leur personnel soignant.**

Tous les produits/choix ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur ce produit ou sur nos services, veuillez contacter votre représentant Hill-Rom local, ou consultez notre site Web à l'adresse suivante :

www.hill-rom.com

Le fauteuil Anatome pour patients adultes est destiné aux unités de soins généraux et aux services de chirurgie, de chirurgie ambulatoire et de soins de long séjour médicalisés. Il permet de transporter le patient ou de le transférer du fauteuil vers le lit, et vice-versa.

Classe: I

Fabricant: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 PLUVIGNER - France

Pour plus d'information, Hill-Rom recommande de lire attentivement les instructions détaillées relatives à l'utilisation adéquate et en toute sécurité des produits qui se trouvent dans les documents accompagnant les dispositifs médicaux. Le personnel des établissements de santé est responsable du bon usage et de l'entretien de ces appareils médicaux.

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception, aux caractéristiques et aux modèles, sans préavis. La seule garantie consentie par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Doc. n° : 5FR150323-03, 25. août 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers.

Hill-Rom