

# La lampe d'examen médical général GS 300 Green Series™ de Welch Allyn



1 LED



Connecteur  
Easy Power



Interrupteur marche/arrêt  
sans contact

Lampes d'examen médical Green Series™



Montage facile

**WelchAllyn**  
Advancing Frontline Care™



# Plus blanches, plus lumineuses et plus écologiques

La lampe d'examen médical général GS 300 propose :

- Une combinaison parfaite de luminosité intense et de fonctionnement à froid, le tout disponible dans un format compact
- Un prix abordable et des performances solides
- Une consommation d'énergie réduite
- Pas d'ampoule à remplacer



Caractéristiques des lampes	Nb de LED	1 LED blanche
	Température de couleur	5 500 K
	Intensité lumineuse à distance de travail	20 000 lux à 30 cm (12 po) 15 000 lux à 50 cm (20 po)
	Taille du point d'éclairage à distance de travail	16 cm à 30 cm (12 po) 15 cm à 50 cm (20 po)
Dimensions physiques	Portée support mobile	79 cm (30,1 po)
	Portée support mural	79 cm (30,1 po)
	Portée support plafonnier	s/o
	Plafond haut/bas	s/o
	Dispositif d'éclairage (Hauteur/Largeur/Profondeur)	19 / 9 / 8 cm (7,48 / 3,54 / 3,15 po)
	Module de commande (Hauteur/Largeur/Profondeur)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 po)
	Support mobile (Hauteur / Diamètre)	61 cm / 53 cm (24,02 po / 20,87 po)
	Poids total support pour table/mur	2,56 kg (5,65 livres)
Poids total support mobile	5,78 kg (12,75 livres)	
Électricité	Alimentation	Entrée : 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0,35 A max
	Cordon d'alimentation	N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la terre, 2,5 m (8') de long
	Fonctions de commande	Interrupteur marche/arrêt sans contact
Données diverses	Options de montage	Support mobile, table/mur, rail
	Type de bras	Col de cygne
	Options d'accessoires	s/o
	Durée de vie	50 000 heures
	Garantie	Limitée à 5 ans

IDÉAL POUR UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS SUIVANTS :

- STRUCTURES DE SOINS MÉDICAUX PRIMAIRES
- SERVICES DES URGENCES
- STRUCTURES DE TRAITEMENT AMBULATOIRE
- DERMATOLOGIE

OPTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES :



Support pour table/mural

Support mobile

Pour passer commande, contactez votre service clientèle.



Siège social de Welch Allyn  
4341 State Street Road, P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, États-Unis  
Téléphone : +1.315.685.4602  
+1.800.535.6663  
Fax : +1.315.685.0054

Service clientèle européen Welch Allyn : +353 46 90 67790  
Australie : +61 29 638 3000  
Chine : +86 21 6327 9631  
**France : +33 160 09 33 66**  
**France (Service clientèle) : +33 155 69 58 49**  
Allemagne : +49 6950 985 132  
Espagne : +34 912 990 376  
Japon : +81 3 3219 0071  
Inde : +91 44 4353 5724

Amérique latine (Bureau de Miami) : +1 305 669 9003  
Malaisie : +603 78753341  
Pays-Bas : +31 202 061 360  
Singapour : +65 6419 8100  
Suède : +46 042 33 02 20  
Royaume-Uni : +44 207 365 6780

[www.welchallyn.com/greenseries](http://www.welchallyn.com/greenseries)

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

