


La lampe d'intervention GS 900 Green Series™ de Welch Allyn



6 LED



Interrupteur marche/arrêt
sans contact avec variateur
d'intensité

Housse de protection jetable
disponible—Utilisez N° 52630

Lampes d'examen médical Green Series™



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Plus blanches, plus lumineuses et plus écologiques

La lampe d'intervention GS 900 comporte :

- Six LED, combinant une durabilité exceptionnelle, une maniabilité extraordinaire, une qualité de précision inégalée et de multiples options de montage
- Une dissipation de chaleur minimale et une température de couleur élevée
- Une consommation d'énergie réduite
- Pas d'ampoule à remplacer




Caractéristiques des lampes	Nb de LED	6 LED blanches
	Température de couleur	5 500 K
	Intensité lumineuse à distance de travail	80 000 lux à 61 cm (24 po) 65 000 lux à 100 cm (40 po)
	Taille du point d'éclairage à distance de travail	28 cm à 61 cm (24 po) 23 cm à 100 cm (40 po)
Dimensions physiques	Portée support mobile	95 cm (37,5 po)
	Portée support mural	175 cm (69 po)
	Portée support plafonnier	175 cm (69 po)
	Plafond haut/bas	95 cm (37,4 po)
	Dispositif d'éclairage (Hauteur/Largeur/Profondeur)	34,9 / 45,8 / 10,2 cm (13,74 / 18,03 / 4,02 po)
	Module de commande (Hauteur/Largeur/Profondeur)	s/o
	Support mobile (Hauteur / Diamètre)	Base du support mobile : Longueur : 55,8 cm (21,97 po) Largeur : 56,5 cm (22,24 po) Hauteur : 16,5 cm (6,5 po)
	Poids total support pour table/mur	8,12 kg (17,90 livres)
	Poids total support mobile	20,34 kg (44,85 livres)
	Électricité	Alimentation
Cordon d'alimentation		N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la terre, 2,5 m (8') de long
Fonctions de commande		Interrupteur marche/arrêt sans contact avec variateur d'intensité
Données diverses	Options de montage	Support mobile, support mural, support plafonnier
	Type de bras	Système de bras flexible articulé
	Options d'accessoires	Housse de protection jetable : Réf. 52630 Longueur : 22,86 cm (9 po)
	Durée de vie	50 000 heures
	Garantie	Limitée à 5 ans

IDÉAL POUR UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS SUIVANTS :

- CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
- HÔPITAUX—URGENTES ET SOINS INTENSIFS
- OBSTÉTRIQUE/GYNÉCOLOGIE
- CHIRURGIE PLASTIQUE
- PETITE CHIRURGIE STRUCTURES DE TRAITEMENT AMBULATOIRE

OPTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES :



Pour passer commande, contactez votre service clientèle.



Siège social de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, États-Unis
Téléphone : +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax : +1.315.685.0054

Service clientèle européen Welch Allyn : +353 46 90 67790
Australie : +61 29 638 3000
Chine : +86 21 6327 9631
France : **+33 160 09 33 66**
France (Service clientèle) : **+33 155 69 58 49**
Allemagne : +49 6950 985 132
Espagne : +34 912 990 376
Japon : +81 3 3219 0071
Inde : +91 44 4353 5724

Amérique latine (Bureau de Miami) : +1 305 669 9003
Malaisie : +603 78753341
Pays-Bas : +31 202 061 360
Singapour : +65 6419 8100
Suède : +46 042 33 02 20
Royaume-Uni : +44 207 365 6780

www.welchallyn.com/greenseries

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

