

La lampe d'examen médical GS IV Green Series™ de Welch Allyn



**Conduit de lumière
extrêmement flexible—**
Deux fois plus long que les conduits
conventionnels

1 LED—luminosité 3 fois
supérieure ; extrême pré-
cision ; véritable rendu des
couleurs des tissus




**Housse de protection
jetable disponible—**
Utilisez la housse de
protection jetable existante
(Réf. 52640) ; également
pour utilisation avec les
lampes d'examen médical
Exam Light III



**Connecteur
Easy Power**



**Interrupteur marche/
arrêt sans contact**



Montage facile

Lampes d'examen médical Green Series™



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Plus blanches, plus lumineuses et plus écologiques



La lampe d'examen médical GS IV comporte :

- Une tête compacte et dissimulée, assurant une extrême précision
- Une lumière plus blanche, plus lumineuse que l'halogène, vous permettant de voir un véritable rendu des couleurs des tissus pendant un examen médical
- Une consommation d'énergie réduite
- Pas d'ampoule à remplacer

Caractéristiques des lampes	Nb de LED	1 LED blanche
	Température de couleur	5 500 K
	Intensité lumineuse à distance de travail	20 000 lux à 40 cm (16 po.)
	Taille du point d'éclairage à distance de travail	10-25 cm (4-10 po.) à 40 cm (16 po.)
Dimensions physiques	Portée support mobile	126 cm (49,61 po)
	Portée support mural	126 cm (49,61 po)
	Portée support plafonnier	s/o
	Plafond haut/bas	s/o
	Dispositif d'éclairage (Hauteur/Largeur/Profondeur)	Longueur : 13,1 cm (5,16 po) Diam. : 4 cm (1,58 po)
	Module de commande (Hauteur/Largeur/Profondeur)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 po)
	Support mobile (Hauteur / Diamètre)	61 cm / 53 cm (24,02 po / 20,87 po)
	Poids total support pour table/mur	2,4 kg (5,30 livres)
	Poids total support mobile	5,63 kg (12,40 livres)
	Électricité	Alimentation
Cordon d'alimentation		N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la terre, 2,5 m (8') de long
Fonctions de commande		Interrupteur marche/arrêt sans contact
Données diverses	Options de montage	Support mobile, table/mur, rail
	Type de bras	Col de cygne
	Options d'accessoires	Housse de protection jetable : Réf. 52640 Longueur : 129,54 cm (51 po)
	Durée de vie	50 000 heures
	Garantie	Limitée à 5 ans

IDÉAL POUR UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS SUIVANTS :

- OBSTÉTRIQUE/GYNÉCOLOGIE
- CABINET MÉDICAL
- CHIRURGIE PLASTIQUE
- DERMATOLOGIE
- SERVICES DES URGENCES
- TRAITEMENT AMBULATOIRE
- SALLES DE TRAVAIL ET D'ACCOUCHEMENT
- CONSULTATIONS EXTERNES

OPTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES :



Support pour table



Support mural



Support mobile

Pour passer commande, contactez votre service clientèle.



www.welchallyn.com/greenseries

Siège social de Welch Allyn

4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, États-Unis.
Téléphone : +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax : +1.315.685.0054

Service clientèle européen Welch Allyn : +353 46 90 67790

Australie : +61 29 638 3000
Chine : +86 21 6327 9631
France : +33 160 09 33 66
France (Service clientèle) : +33 155 69 58 49
Allemagne : +49 6950 985 132
Espagne : +34 912 990 376
Japon : +81 3 3219 0071
Inde : +91 44 4353 5724

Amérique latine (Bureau de Miami) : +1 305 669 9003

Malaisie : +603 78753341
Pays-Bas : +31 202 061 360
Singapour : +65 6419 8100
Suède : +46 042 33 02 20
Royaume-Uni : +44 207 365 6780

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

