

La lampe pour petite intervention GS 600 Green Series™ de Welch Allyn



Housse de protection
jetable disponible—
Utilisez N° 52630



Connecteur
Easy Power



Interrupteur marche/arrêt
sans contact avec variateur
d'intensité

Montage facile

3 LED

Lampes d'examen médical Green Series™



WelchAllyn

Advancing Frontline Care™



Plus blanches, plus lumineuses et plus écologiques

La lampe pour petite intervention GS 600 comporte :

- Trois LED et une tête plus large, conçue spécifiquement pour des conditions de visualisation exigeantes
- Un spot lumineux uniforme et une luminosité exceptionnelle pour interventions mineures et examens médicaux dans tout environnement de soins
- Une consommation d'énergie réduite
- Pas d'ampoule à remplacer



| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Caractéristiques des lampes | Nb de LED | 3 LED blanches |
| | Température de couleur | 5 500 K |
| | Intensité lumineuse à distance de travail | 50 000 lux à 30 cm (12 po) 45 000 lux à 50 cm (20 po) |
| | Taille du point d'éclairage à distance de travail | 18 cm à 30 cm (12 po) 15 cm à 50 cm (20 po) |
| Dimensions physiques | Portée support mobile | 79 cm (30,1 po) |
| | Portée support mural | 79 cm (30,1 po) |
| | Portée support plafonnier | s/o |
| | Plafond haut/bas | s/o |
| | Dispositif d'éclairage (Hauteur/Largeur/Profondeur) | 34,5 / 19,2 / 8,6 cm (13,58 / 7,56 / 3,39 po) |
| | Module de commande (Hauteur/Largeur/Profondeur) | 27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 po) |
| | Support mobile (Hauteur / Diamètre) | 61 cm / 53 cm (24,02 po / 20,87 po) |
| | Poids total support pour table/mur | 2,93 kg (6,45 livres) |
| | Poids total support mobile | 7,87 kg (17,35 livres) |
| Électricité | Alimentation | Entrée : 100-240 V~ 50Hz-60Hz, 0,65 A max |
| | Cordon d'alimentation | N° 18 AWG, cordon trifilaire relié à la terre, 2,5 m (8') de long |
| | Fonctions de commande | Interrupteur marche/arrêt sans contact avec variateur d'intensité |
| Données diverses | Options de montage | Support mobile, table/mur, rail |
| | Type de bras | Col de cygne |
| | Options d'accessoires | Housse de protection jetable : Réf. 52630 Longueur : 22,86 cm (9 po) |
| | Durée de vie | 50 000 heures |
| | Garantie | Limitée à 5 ans |

IDÉAL POUR UTILISATION DANS LES ENVIRONNEMENTS SUIVANTS

- CLINIQUES DE SOINS PRIMAIRES
- OB/GYN
- STRUCTURES DE TRAITEMENT AMBULATOIRE
- DERMATOLOGIE
- HÔPITAL—URGENCES ET SOINS INTENSIFS

OPTIONS DE MONTAGE DISPONIBLES :



Support pour table/mural

Support mobile

Pour passer commande, contactez votre service clientèle.



www.welchallyn.com/greenseries

Siège social de Welch Allyn
4341 State Street Road, P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, États-Unis
Téléphone : +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax : +1.315.685.0054

Service clientèle européen Welch Allyn : +353 46 90 67790
Australie : +61 29 638 3000
Chine : +86 21 6327 9631
France : **+33 160 09 33 66**
France (Service clientèle) : **+33 155 69 58 49**
Allemagne : +49 6950 985 132
Espagne : +34 912 990 376
Japon : +81 3 3219 0071
Inde : +91 44 4353 5724

Amérique latine (Bureau de Miami) : +1 305 669 9003
Malaisie : +603 78753341
Pays-Bas : +31 202 061 360
Singapour : +65 6419 8100
Suède : +46 042 33 02 20
Royaume-Uni : +44 207 365 6780

WelchAllyn

Advancing Frontline Care™

