



Welch Allyn Spéculums vaginaux et systèmes d'éclairage sans fil KleenSpec[®]



Une avancée significative en matière de
technologie médicale pour les femmes



WelchAllyn[®]

Systeme d'éclairage sans fil et spéculums vaginaux à usage unique
KleenSpec® de Welch Allyn

Disponibles dans toutes les tailles pour tous types de patientes.



Spéculums vaginaux à usage unique KleenSpec® série 590

Un confort accru pour les patientes

- Ce spéculum de très petite taille vous permet d'effectuer un examen confortable sur des patientes vierges/pédiatriques ainsi que sur des femmes ménopausées et ayant subi une hystérectomie. Cela permet ainsi de ne plus utiliser de spéculums en métal ou de la mauvaise taille.
- Conçus en acrylique lisse et moulé pour empêcher tout pincement ou coincement des tissus pour un plus grand confort des patientes.

Réduction des risques de contamination croisée

- Les spéculums à usage unique permettent de réduire les risques de contamination croisée pour améliorer la sécurité des patientes, tout en éliminant le temps et les coûts associés au retraitement des spéculums en métal

Amélioration de la productivité du personnel

- Leur poignée plus large offre une meilleure maniabilité, ainsi qu'un meilleur équilibre lors des examens
- Une poignée ergonomique pour une manipulation plus facile que les substituts à bas prix



59004
Grand

59001
Moyen

59000
Petit

590XS
Très petit

Découvrez les différents spéculums Welch Allyn à poignée bleue, verte, blanche ou jaune

Depuis 2008, nous utilisons le système d'éclairage sans fil Welch Allyn avec les spéculums vaginaux à usage unique pour tous les examens de nos patientes, et nous en sommes très satisfaits. En outre, il est plus lumineux que n'importe quel autre système d'éclairage et offre un rendu fidèle des couleurs des tissus. Si vous oubliez de le recharger, il vous suffit d'emprunter celui d'une autre chambre ou d'utiliser un système de recharge. Ce système est petit, facile et rapide à utiliser, ce qui nous rend vraiment plus efficaces. Je recommanderais ce système à tous les cliniciens cherchant à améliorer la qualité de leurs soins.

Shelley Kolton, MD / Downtown Women OB/Gyn Associates / New York, NY



Système d'éclairage sans fil KleenSpec

- Contrairement aux systèmes avec halogène, la technologie LED offre une lumière plus intense et plus blanche, ainsi qu'un rendu fidèle des couleurs des tissus lors des examens
- Inutile de remplacer l'ampoule, ce qui permet de réduire les coûts de possession
- Sa conception sans fil permet d'éviter les risques de chute ou d'endommagement des câbles et ne requiert aucun nettoyage. La durée d'examen est ainsi réduite et vous pouvez vous déplacer librement
- Bouton Marche/Arrêt ; le système d'éclairage s'insère facilement dans tous les spéculums série 590
- Le guide de lumière récemment conçu fournit une zone lumineuse homogène et élimine les reflets en retour. Toute la lumière est ainsi projetée vers l'avant
- Zone lumineuse uniforme (pas de zones sombres ni trop lumineuses) pour une visualisation améliorée de la zone d'examen
- Produit beaucoup moins de chaleur que des lampes traditionnelles et permet un fonctionnement continu de 80 minutes
- Une batterie lithium-ion offre un temps de recharge de 5 heures

Spéculum vaginal KleenSpec – Premium série 590

- 590XS** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 590, **très petit (24/boîte ; 4 boîtes/carton)**
- 59000** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec, Premium série 590, **petit (24/boîte ; 4 boîtes/carton)**
- 59001** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec, Premium série 590, **moyen (24/boîte ; 4 boîtes/carton)**
- 59004** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec, Premium série 590, **grand (18/boîte ; 4 boîtes/carton)**

Spéculum vaginal KleenSpec – Premium série 590 avec évacuateur de fumée

- 59005** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 590, avec évacuateur de fumée **petit (12/boîte ; 4 boîtes/carton)**
- 59006** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 590, avec évacuateur de fumée **moyen (12/boîte ; 4 boîtes/carton)**

Système d'éclairage sans fil KleenSpec

- 80015** Système d'éclairage KleenSpec sans fil complet, avec station de chargement, prises EU et UK (conforme à la norme CEI 60601-1)
- 80000** Système d'éclairage sans fil KleenSpec
- 74015** Station de chargement pour système d'éclairage sans fil, prises EU et UK
- 59010** Gaine à usage unique pour système d'éclairage sans fil **(100/boîte ; 5 boîtes/carton)**

Spéculum vaginal KleenSpec – Premium série 580 avec gaine

- 58000S** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 580, avec gaine, **petit (18/boîte ; 4 boîtes/carton)**
- 58001S** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 580, avec gaine, **moyen (18/boîte ; 4 boîtes/carton)**
- 58004S** Spéculum vaginal à usage unique KleenSpec Premium série 580, avec gaine, **grand (12/boîte ; 4 boîtes/carton)**

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Welch Allyn dès aujourd'hui ou rendez-vous à l'adresse suivante :
www.welchallyn.fr

Welch Allyn France
100 Avenue de Suffren
75015 Paris, France
+33 1 57 32 49 94
france@welchallyn.com

**Welch Allyn Belgique
et Luxembourg**
Tél : 0031-202061360
infonl@welchallyn.com

EMEAI.WELCHALLYN.COM



WelchAllyn®

Hill-Rom®