



## Pour un large éventail d'usages dans le domaine des soins de santé.

La sangle MultiStrap™ est un accessoire de levage Liko™ qui complète les autres moyens d'aide au levage et au repositionnement de la vaste gamme Liko. La sangle MultiStrap™ a été développée pour répondre à divers besoins liés aux soins et peut servir à supporter bras, jambes et autres parties du corps, par exemple, durant les traitements ou la toilette.

Avec un lève-personnes, la sangle MultiStrap™ facilite de nombreuses tâches impliquant des levages pénibles telles que soins des plaies (brûlures, etc.), procédures d'hygiène, traitements (cathétérisme ou pansement), examens, accouchements, mise en place de bassins hygiéniques ainsi qu'habillage et déshabillage. La sangle MultiStrap™ peut aussi servir à tourner un patient sur le côté.

Elle peut s'utiliser seule ou par paire. Pour retourner les patients dans leur lit, nous recommandons d'utiliser les sangles par paires avec l'un des modèles plus larges.

### Caractéristiques importantes

- Facilite le levage/soutien, par ex. des bras et jambes durant les traitements/la toilette
- Trois formats de sangles MultiStrap™ lavables
- Sont également disponibles des sangles MultiStrap™ en tissu jetable conçues pour une utilisation à court terme par un seul patient

## Différents modèles et domaines d'application

### Sangle MultiStrap™ Standard Liko™

Largeur 10 cm

Le modèle Standard de la sangle MultiStrap™ Liko™ est généralement le plus simple à mettre en place et permet un meilleur accès à une plus grande surface cutanée. Elle est particulièrement adaptée pour soulever et soutenir un bras ou une jambe.



### Sangle MultiStrap™ Liko™ Large

Largeur 25 cm

Le modèle Large de la sangle MultiStrap™ Liko™ présente une plus grande surface de support et répartit mieux la pression grâce à son renfort. Elle peut être utilisée pour soulever les jambes ou le fessier d'un patient ou le retourner dans son lit.

### Sangle MultiStrap™ Ultra Liko™

Largeur 40 cm

Spécialement développée pour les patients obèses, elle peut aussi servir à retourner les patients moins lourds dans leur lit. Elle comporte un renfort destiné à répartir la pression de manière plus uniforme.

Une sangle d'attache de 135 cm est incluse avec toutes les sangles MultiStrap Liko™ et sert à attacher une extrémité de la sangle MultiStrap™ au lit lors du retournement du patient.

Lisez la notice d'emploi correspondante pour obtenir plus d'informations sur les domaines d'application et l'usage dans la pratique. Vous pouvez également contacter le représentant Liko™ le plus proche pour obtenir des informations et des conseils.

## Informations sur le produit

### Désignation

Sangle MultiStrap™ Standard Liko™, sangle d'attache incluse  
Sangle MultiStrap™ Large Liko™, sangle d'attache incluse  
Sangle MultiStrap™ Ultra Liko™, sangle d'attache incluse

### Réf. produit

3695115  
3695116  
3695117

### Charge maximale

200 kg  
200 kg  
200 kg

### Tissu

Polyester  
Polyester  
Polyester

### Largeur

10 cm  
25 cm  
40 cm

La sangle MultiStrap™ est un produit medicotechnique de classe 1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko est certifié ISO 9001 et son équivalent pour les dispositifs médicaux, ISO 13485.

Liko est certifié ISO 14001 Environnement.

### Accessoires

Sangle d'attache 135 cm  
Spatule 600 IC

### Réf. produit

3696001  
3684002

(peut faciliter la mise en place des sangles MultiStrap™ Liko™ Standard et Large)



Hill-Rom est une marque de fabrique ou marque déposée de Hill-Rom Services Inc. Liko est une marque de fabrique ou marque déposée de Liko R&D AB. MultiStrap est une marque de fabrique ou marque déposée de Liko R&D AB.

**Hill-Rom**

L'efficacité des soins, pour les patients et les soignants.™

Fabricant :  
Liko AB  
Nedre vägen 100  
S-975 92 Luleå,  
Sweden  
Tél. : +46 (0)920 - 47 47 00  
Fax +46 (0)920 - 47 47 01  
info@liko.se

Pour trouver le représentant Liko de votre région, consultez notre site [www.liko.com](http://www.liko.com) ou composez le +46 (0)920 47 47 00

[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)  
[www.liko.com](http://www.liko.com)

Hill-Rom® se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie faite par Hill-Rom® est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.  
© 2011 Hill-Rom®SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS